



Anatome: eine Revolution für die Pflege

Seine ergonomische Formgebung, seine leichte Bedienbarkeit und sein geringes Gewicht machen Anatome zu einem unverzichtbaren Instrument für die Pflege.

Anatome garantiert ein Höchstmaß an Effizienz und Bedienungsfreundlichkeit für Patienten und Pflegepersonal.

- **OPTIMALE ANPASSUNG AN DIE ANATOMIE DES PATIENTEN**
- **ERGONOMISCH UND LEICHT BEDIENBAR**
- **KOMFORT UND PROPHYLAXE**



Anatome



Anatome erleichtert den Patiententransfer

Die Kombination der hydraulischen Höhenverstellung, der höhenverstellbaren und versenkbaren Armliehen sowie der herabklappbaren Kopfstütze erlaubt ein exaktes Anpassen des Anatome an die Liegeflächenhöhe des Bettes. Der Patiententransfer kann somit sicher vorgenommen werden.



Erhöhter Patientenkomfort

Individuell einstellbare Sitzpositionen garantieren für den Patienten ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit.



Flexibilität und Dekubitusprophylaxe

Unverzichtbares Zubehör wie die Nackenstütze, die Infusionsstange, das Tablett oder das Dekubitusprophylaxe-Kissen erleichtern die tägliche Pflege für Patient und Pflegepersonal.

Technische Daten

Das Modell SM 647B verfügt über folgende Ausstattungsmerkmale:

Zweirollen-Zentralraststellung über beidseitig angebrachte Fußpedale, die beim Transport die Laufrollen schützen.

Vier Laufrollen, Ø 125 mm, eine Spurrulle.

Hydraulische Sitzhöhenverstellung von 45,5 auf 69 cm über beidseitige Fußpedale zum einfachen Ein- und Ausstieg und zur Erleichterung der Patientenpflege.

Die Verstellung von Rückenlehne und Sitzfläche führt zu einer komfortablen und sicheren Sitzposition für den Patienten.

Optional: 4 Doppelaufrollen Ø 125 mm (+ 2 Rollen gebremst).


NORMEN:

Konform gemäss NF D 60-070, NF D 61-070

Entspricht der Feuerschutz Empfehlung D3-89 (GPEM/CP)

Feuerschutzklasse M1F2 für die Plastikkomponenten

ABMESSUNGEN in mm: (+/- 10 mm)



Hill-Rom
A HILLENBRAND INDUSTRY



ZI. du Talhouët - B.P. 14
56330 PLUVIGNER
Tél. +33 (0)2 97 50 92 12
Fax +33 (0)2 97 50 92 00



Clinitron House, Ashby Park,
Ashby de la Zouch,
LEICESTERSHIRE LE65 1JG
Tél. +44 (0) 1530 411000
Fax +44 (0) 1530 411555



Airport Business
Center Düsseldorf,
Franz-Rennefeld-Weg 4
40472 DÜSSELDORF
Tél. +49 (0) 211/16450-0
Fax +49 (0) 211/16450-182



Hagenweg 1c, Postbus 173,
4130 ED VIANEN
Tél. +31 (0)347 32 35 32
Fax +31 (0)347 32 35 00
E-mail: info_nl@hill-rom.com



Via Ambrosoli n. 6
20090 RODANO (MI)
Tél. +39 02-950541
Fax +39 02-95328578



Chemin du Vallon 26,
1030 BUSSIGNY
Tél. +41 (0)21/706 21 30
Tél. deutschsprachig:
021/706 21 38
Fax +41 (0)21/706 21 33
E-mail: hrch.info@hill-rom.com



Büropark Donau, Haus 8,
A-3400 KLOSTERNEUBURG
Tél. +43 (0)2243 / 28550
Fax +43 (0)2243 / 28550-19
E-mail: austria@hill-rom.com



EXPORT
Contact your local
Hill-Rom distributor or call:
Europe Tél. +33 (0)2 97 50 92 12
Tél. +33 (0)4 67 04 64 04
Other Tél. 1 812 934 8173