


Farbkarte


Inhalt:

- Kunstleder
- PU-Beschichtung
- PUD-Beschichtung
- Stoffe
- PVC
- Nylonspezialgewebe
- Antirutschmaterialien




Farbkarte

Kunstleder



weiß - Standard, phthalatfrei




creme, phthalatfrei



Safran, phthalatfrei




gelb, phthalatfrei



melange, phthalatfrei



feuerrot, phthalatfrei



bordeaux, phthalatfrei



cyclame, phthalatfrei




violett, phthalatfrei




royalblau, phthalatfrei



atollblau, phthalatfrei




hellblau, phthalatfrei



agave, phthalatfrei



chrom, phthalatfrei



schwarz, phthalatfrei



KL- anthrazit
antistatisch
(Alternativ PU-Bezug
antistatisch, schwarz wählbar)
Mehrpreis +30% zu KL-Bezug



trocknergeeignet



nicht trockengeeignet

Farbkarte

PU Beschichtung



agave - Standard




schwarz



blau



gelb



lichtgrau

Info

Aufgrund des hohen Weißanteils in Blau können wir keine Garantie auf die Röntgenfähigkeit geben.


Info

PU-Beschichtung als mikroporöse Oberfläche ist nicht blut-fest. Kontaminierte Oberflächen mit einem Antioxidans wie Natriumthiosulfat reinigen. Bei möglicher Kontamination mit Blut Produkt mit Einmal-PE-Folien abdecken, bei Kontamination Produkt entsorgen.


PUD Beschichtung/dicht



agave - Standard



hellblau



schwarz



blau



gelb



lichtgrau



antistatisch,
anthrazit

Info

Eigenschaften der Beschichtungen siehe Register „Wichtige Hinweise & Pflege“

Farbkarte


PU-Bezug (Polyurethanbezug abwischbar)



PU-Bezug
weiß,
60°C waschbar



PU-Bezug
schwarz,
60°C waschbar



PU-Bezug
schwarz antistatisch, hoch-
reißfest, sehr elastisch, hoch
desinfektionsmittelbeständig,
Mehrpreis + 30 % zu KL-Bezug,
60°C waschbar



PU-Bezug
blau,
60°C waschbar


Info

Die angegebenen
Waschsymbole gelten
ausschließlich für unsere
Stoffe. In Kombination
mit waschbaren Füllungen
fragen Sie bitte die mög-
liche Waschbarkeit und
Trocknung bei uns an.


Stoffe



Micronara
anthrazit, Standard
40°C waschbar



Micronara
blau,
40°C waschbar




Micronara
schwarz,
40°C waschbar




Micronara
hellbraun,
40°C waschbar




Frottee
natur,
60°C waschbar




Trikot
weiß,
95°C waschbar




Anti-Milben-Bezug
60°C waschbar

 trocknergeeignet

 nicht trocknergeeignet

Farbkarte

PVC




creme - Standard



grau


Nylonspezialgewebe




türkis - Standard



lila



orange




grauweiß


Nylonspezialgewebe: sterilisierbar bis 115° C, erwärmt in der Mikrowelle bei kleinster Stufe max. 2 min, im Backofen bei 120 °C ca. 5-10 min. Weitere Hinweise siehe unter Kirschkerne (Seite 11.7).

Die Pflege entnehmen Sie bitte unserer Pflegeempfehlung.

Antirutschmaterialien




Turnmattenmaterial
blau, hochreißfestes
Spezialgewebe



Antirutschmaterial
anthrazit,
extrem rutschhemmendes
Spezialgewebe

Baumwollstoff



Bezugsstoff Wildlife,
60°C waschbar