



NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

2023.1

zhd
DEWERT

Präzisions-
Stahlrohrmöbel

VIELZWECKTISCHE

SEITE
2

HOCKER

SEITE
3

ROLLEN, KISSEN,
WÜRFEL

SEITE
3

SEITE
6

AUFTRITTE

SEITE
7

POLSTERSCHUTZ-
UND PFLEGE



LANGLEBIG

ROBUST

PFLEGELEICHT



HOCKER



VIELZWECKTISCHE



AUFTRITTE



ROLLEN,
KISSEN,
WÜRFEL



Farbauswahl Gestell
(von links nach rechts:
-00, -03, -04)

Modell 325N-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 325N-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 325N-04 grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Ausstattung:

- **Fahrbar** auf 4 Rollen Ø 65 mm
- Mit 2 Tischplatten aus HPL, 8 mm stark, weiß
- Große Tischplatte (Abm. 580 x 400 mm) schwenkbar
- Kleine Tischplatte (Abm. 150 x 200 mm) fest
- 1 Taschenhaken unter der großen Tischplatte



Abmessungen:

- Tischeinheit manuell höhenverstellbar von 750 bis 1.100 mm
Option: Hubunterstützung der Tischeinheit durch Gasdruckfeder (Art.-Nr. 325-55)
- Abmessungen gesamt: L: 740 mm x B: 400 mm
- Gewicht: 11 kg



Modell 327-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 327-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 327-04 grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Ausstattung:

- **Fahrbar** auf 4 Rollen Ø 65 mm
- Mit 1 Tischplatte (Abm. 760 mm x 420 mm) aus HPL, 8 mm stark, weiß
- 1 Abfallsammler außenseitig angebracht



Abmessungen:

- Tischeinheit manuell höhenverstellbar von 720 bis 1.070 mm
Option: Hubunterstützung der Tischeinheit durch Gasdruckfeder (Art.-Nr. 327-55)
- Abmessungen gesamt: L: 760 mm x B: 420 mm
- Gewicht: 13 kg



Modell 329-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 329-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 329-04 grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Ausstattung:

- **Fahrbar** auf 4 Rollen Ø 65 mm, 2 Rollen mit Feststellern
- Mit 2 Tischplatten aus HPL, 8 mm stark, weiß
- Obere Tischplatte (Abm. 650 x 400 mm) manuell höhenverstellbar von 720 mm bis 1.020 mm
- Untere Tischplatte (Abm. 580 x 400 mm) fest



Abmessungen:


- Obere Tischplatte manuell höhenverstellbar von 720 mm bis 1.070 mm
Option: Hubunterstützung der Tischeinheit durch Gasdruckfeder (Art.-Nr. 329-55)
- Abmessungen gesamt: L: 650 mm x B: 400 mm
- Gewicht: 15 kg





Nützliches für den Alltag

Rollen, Kissen, Würfel



Design:



Bezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:
Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



*Der Artikelnummer bitte die jeweilige Nummer der Bezugsfarbe anfügen.



Art.-Nr. 1113-..*
Halbrolle,
Abm. (L x B x H): 570 x 200 x 95 mm



Art.-Nr. 1211-..*
Keilkissen, Abm. (L x B x H):
400 x 400 x 100 - 10 mm



Art.-Nr. 1112-..*
Knierolle,
Abm.: L 570 x Ø 200 mm



Art.-Nr. 1111-..*
Nackenrolle,
Abm.: L 570 x Ø 150 mm



Art.-Nr. 1314-..*
Kissen, Klettbefestigung,
Inlett mit Polyesterfüllung,
Abm. (L x B): 400 x 400 mm



Art.-Nr. 1015*
Würfel, Abm. (L x B x H):
400 x 300 x 600 mm

Art.-Nr. 1016*
Würfel, Abm. (L x B x H):
500 x 450 x 400 mm



Hocker mit fester Höhe

Modell 400-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
Modell 400-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
Modell 400-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

- **Feststehend**
- Untergestell aus 4-kant-Rohr 30 x 30 x 2 mm
- Sitzpolster 420 x 420 mm, als Formpolster, Polsterteilstärke: 65 mm
- Sitzhöhe: 480 mm
- Polsterbezug wählbar nach Farbmusterkarte (siehe unten)
- **Belastbarkeit:** 200 kg
- **Gewicht:** 6 kg



Modell 404-01 verchromt

- **Feststehend**
- 5-Bein-Hocker, Gestell aus Rundrohr, Ø 520 mm, verchromt
- Sitzplatte bestehend aus Schichtholz, Ø 350 mm
- Flach gepolstert, Polsterteilstärke: 35 mm
- Sitzhöhe: 490 mm
- Polsterbezug wählbar nach Farbmusterkarte (siehe unten)
- **Belastbarkeit:** 200 kg
- **Gewicht:** 4 kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie





Hocker mit Höhenverstellung

Drehhocker Modelle 410-02, 411-02, 412-02, 414-02

- 5-Arm-Fußkreuz aus Aluminium, hochglanz poliert, Ø ca. 560 mm

Sitzteil:

- Sitzfläche höhenverstellbar durch Gasdrucksäule;
Bedienung durch umlaufenden Greifkranz unter dem Sitz
- Sitzteil aus Schichtholz

- **Belastbarkeit:** 130 kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



411-02K, 411-02, 411-02L; jeweils in mittlerer Höhe



Fahrbarkeit	Sitzpolster	Flach, Ø 360 mm Polsterteilstärke: 35 mm	Formpolster, Ø 370 mm Polsterteilstärke: 70 mm
		Modell 410-02	Modell 411-02
Fahrbar auf 5 hochwertigen Universalrollen, Ø 50 mm; geeignet für harte und weiche Böden • Radkörper aus stabilem Zinkdruckguss, Radabdeckung verchromt • Rollen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in gebremster Ausführung, nur unter Belastung sind die Rollen frei und fahrbar		• Höhenverstellbereich: 490 mm bis 680 mm • Gewicht: 6,5 kg  Varianten: • 410-02K Höhenverstellbereich: 390 mm bis 520 mm K • 410-02L Höhenverstellbereich: 540 mm bis 780 mm L	• Höhenverstellbereich: 530 mm bis 720 mm • Gewicht: 8 kg  Varianten: • 411-02K Höhenverstellbereich: 420 mm bis 550 mm K • 411-02L Höhenverstellbereich: 580 mm bis 820 mm L
Feststehend auf Bodengleitern mit großer Auflagefläche (50 mm)		Modell 412-02 • Höhenverstellbereich: 460 mm bis 650 mm • Gewicht: 6,5 kg ohne Abbildung	Modell 414-02 • Höhenverstellbereich: 500 mm bis 690 mm • Gewicht: 8 kg 



Die Aufbauanleitung und weitere interessante Videos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal: K.H. Dewert GmbH
Wir freuen uns auf Sie!

Hocker mit Höhenverstellung

Drehhocker mit Fußauslösung - Modell 417-02

- 5-Arm-Fußkreuz aus Aluminium, hochglanz poliert
- **Fahrbarkeit:**
 - Fahrbar auf 5 Universalrollen, Ø 65 mm; geeignet für harte und weiche Böden
 - Radkörper aus stabilem Zinkdruckguß, Radabdeckung verchromt
 - Rollen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in gebremster Ausführung, nur unter Belastung sind die Rollen frei und fahrbar
- **Sitzteil:**
 - Sitzfläche höhenverstellbar von 540 mm bis 720 mm über Gasdrucksäule; Fußbedienung durch Betätigungsplatte gut zugänglich am Untergestell
 - Sitzteil aus Schichtholz
 - Mit Formpolster Ø 370 mm, Polsterteilstärke 70 mm
- **Belastbarkeit:** 130 kg
- **Gewicht:** 9 kg



Drehstuhl - Modell 420-02

- 5-Arm-Fußkreuz aus Aluminium, hochglanz poliert
- **Fahrbarkeit:**
 - Fahrbar auf 5 hochwertigen Universalrollen, Ø 50 mm; geeignet für harte und weiche Böden
 - Radkörper aus stabilem Zinkdruckguß, Radabdeckung verchromt
 - Rollen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in gebremster Ausführung, nur unter Belastung sind die Rollen frei und fahrbar
- Mit umlaufendem Fußkranz zum Absetzen der Füße
- **Sitzteil:**
 - Sitzfläche höhenverstellbar von 550 mm bis 740 mm über Gasdrucksäule; bedienbar durch einen Auslösehebel unter dem Sitz
 - Sitzteil aus Schichtholz
 - Mit Formpolster Ø 420 mm, Polsterteilstärke 70 mm
 - Mit höhenverstellbarer, gepolsterter Rückenlehne
- **Belastbarkeit:** 130 kg
- **Gewicht:** 12 kg



Varianten:



420-02K
Höhenverstellbereich:
440 mm bis 570 mm
ohne umlaufenden Fußkranz

K



420-02L
Höhenverstellbereich:
600 mm bis 840 mm

L

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie





Nützliches für den Alltag

Auftritte aus Vierkantrohr



Technik:

- Untergestell aus Vierkantrohr 35 x 35 x 3 mm
- Trittplatten: PUR-Schaumauflagen mit Holzkern und glatter Oberfläche; Farbe: schwarz
- Größe der Trittplatte(n): 550 x 300 mm



Farbauswahl Gestell
(von links nach rechts: -00, -03, -04)

Modell 319-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 319-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 319-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Abmessungen:

- Größe der Trittplatte: 550 x 300 mm
- Höhe: 150 mm
- Gewicht: 4,5 kg



Modell 319-00

Modell 320-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 320-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 320-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Abmessungen:

- Größe der Trittplatte: 550 x 300 mm
- Höhe: 250 mm
- Gewicht: 5 kg



Modell 321-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 321-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 321-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Abmessungen:

- Größe der Trittplatten: 550 x 300 mm
- Höhe 1. Stufe: 230 mm
- Höhe 2. Stufe: 460 mm
- Länge gesamt: 560 mm
- Breite gesamt: 300 mm
- Gewicht: 11 kg



Modell 321-03

Nützliches für den Alltag

Aufritte mit Handlauf

Modell 323-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 323-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 323-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Grundausrüstung:

- Mit **einseitigem** Handlauf als Aufstiegshilfe und zur Sicherheit Ihrer Patienten
- Ohne Aufpreis wählbar: Handlauf rechts oder links



Technik:

- Untergestell aus Vierkantröhr 35 x 35 x 3 mm
- Trittplatten: PUR-Schaumauflagen mit Holzkern; Farbe: schwarz
- Gestell zusätzlich mit einem Ausleger zur Vermeidung der Kippgefahr



Abmessungen:

- Höhe 1. Stufe: 230 mm | Höhe 2. Stufe: 460 mm | Größe Auftrittplatten: je 550 x 300 mm
- Höhe Oberkante Handlauf: 1.350 mm | Breite inkl. Ausleger: 800 mm | Tiefe: 600 mm



Modell 324-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 324-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 324-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Grundausrüstung:

- Mit **beidseitigem** Handlauf als Aufstiegshilfe und zur Sicherheit Ihrer Patienten



Technik:

- Untergestell aus Vierkantröhr 35 x 35 x 3 mm
- Trittplatten: PUR-Schaumauflagen mit Holzkern; Farbe: schwarz
- Gestell zusätzlich mit Auslegern zur Vermeidung der Kippgefahr

Abmessungen:

- Höhe 1. Stufe: 230 mm
- Höhe 2. Stufe: 460 mm
- Höhe Oberkante Handlauf: 1.350 mm
- Größe Auftrittplatten: je 550 x 300 mm
- Breite inkl. Ausleger: 1.050 mm
- Tiefe: 600 mm

Polsterschutz und Polsterpflege



Reinigungsset für Skai-Produkte

Art.-Nr. 050-1000

zur schonenden Reinigung und Pflege der Polsteroberfläche

Inhalt:

- Zerstäuberflasche mit 200 ml Spezial-Skai-Reinigungsmittel
- 1 Mikrofaser-Pflegtuch 40 x 40 cm



Polsterschutzmatte

Art.-Nr. 1890

aus Klarsicht-PVC-Folie, 0,8 mm Stärke, Abm. (L x B): 700 x 600 mm

K.H. Dewert GmbH
Vollmestraße 7
33649 Bielefeld
Germany

Postfach 14 40 28
33634 Bielefeld
Germany

Telefon + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-0
Fax + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-27

Internet: www.khdewert.de



E-Mail: info@khdewert.de

YouTube: K.H. Dewert



04.2023_02

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

