

**Technische Daten Bezugsmaterial | Technical properties cover fabric**

**Eigenschaften:** Hitzebeständig, Desinfektionsmittelbeständig, kratzfest, schmutzunempfindlich, langlebig.

**Reinigung:** Regelmäßig und dauerhaft. Verschmutzungen durch Öle, Fette, Tinte, Blut, Urin und organische Säuren müssen umgehend entfernt werden. Hierzu lauwarmes Wasser oder eine warme, milde Seifenlauge und ein feuchtes Microfasertuch verwenden, keine Lösungsmittel. Chloride, Poliermittel, chemische Reinigungsmittel oder Wachspolituren vermeiden. Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien sind von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen.

**Desinfektion:** Zur Wischdesinfektion mit Flächendesinfektionsmittel geeignet.

**Flammschutz:** DIN EN 1021 1+2 u.a.

**Abriebfestigkeit:** Geprüft nach Martindale > 400.000 Zyklen (luxor), > 100.000 Zyklen (compact), > 150.000 Zyklen (electra.)

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur sind produktionsbedingt und nicht auszuschließen. Sie berechtigen nicht zur Reklamation.

**Characteristics:** resistant to heat, resistant to disinfectants, scratch- and dirtproof, durable.

**Cleaning:** clean regularly and thoroughly. Oil, fats, ink, blood, urine and organic acids must be cleaned off immediately using a damp microfibre cloth and either lukewarm water or a mild washing-up liquid in warm water. Do not use any solvents, chlorides, polish (including wax polish) or chemical cleaning agents. Discoloration due to jeans or other clothing is not covered by any manufacturer warranty.

**Disinfection:** suitable for disinfection by wiping with a surface disinfectant.

**Flame retardancy:** DIN EN 1021 1+2 et al.

**Abrasion resistance:** tested using the Martindale method > 400,000 cycles (luxor), > 100,000 cycles (compact), > 150,000 cycles (electra.) Minor deviations in colour and structure caused by the production process cannot be ruled out. They do not provide justifiable grounds for a complaint.



## we design quality.

Die Freude am gesunden und angenehmen Sitzen treibt uns seit 1922 an. Seit vielen Jahrzehnten auch mit qualitativ und technisch hochwertigen Liegen im Bereich medbest: Innovative Entwicklungen „made in Germany“ für Untersuchung, Dialyse, Onkologie, Blutabnahme, Pflege und Transport. Bestätigt wird unser Qualitätsversprechen durch ein unabhängig geprüftes Qualitätssicherungssystem – GREINER ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 13485.

Agreeably health-promoting seating has motivated us since 1922. For decades we have been making high-quality, technically sophisticated couches within the medbest range. Our innovative devices for examination, dialysis, oncology, blood sampling, care and transport are all made in Germany. Our quality commitment is verified by an independently audited quality assurance system: GREINER is certified under DIN EN ISO 9001 and 13485.



GREINER GmbH  
Wettestrasse 1 · 74385 Pleidelsheim · Germany  
T +49 7144 81120 · F +49 7144 8112 99  
info@greiner-gmbh.de · www.greiner-gmbh.de



Diese Informationen dienen nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Farbwahl sollte anhand von original Farbmustern vorgenommen werden. Änderungen vorbehalten.  
The information contained is not mandatory but serves as a guideline. Please use genuine colour samples for your individual choice. Subject to change. 01/2026

# colours.



**MEDBEST FARBmusterKARTE. BEZUGSMATERIAL.  
MEDBEST COLOUR SAMPLE CARD. COVER FABRIC.**




## AUSSTATTUNG UND FARBEN NACH MASS.


**Komfort, Bezug und Farben.** Hoher Anspruch in Design, Material, Technik und Ergonomie, kombiniert mit kundenorientierter Flexibilität, macht GREINER zum Partner qualitätsbewusster Kunden auf Spitzenniveau. Daher steht patientengerechter Sitz- und Liegekomfort, der angesichts dauerhafter Behandlungszeiten über Stunden anhalten kann, im Fokus der Polster und Bezugsmaterialien. Das Material erfüllt sowohl die Anforderungen an Komfort und Anmutung, als auch an die tägliche Routine bei Strapazierfähigkeit, Reinigung und Desinfektion.

GREINER Bezugsmaterial – drei Linien, ein Versprechen von Qualität: Erstens setzt die innovative Linie „luxor.“ neue Maßstäbe hinsichtlich der Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit der Materialoberfläche. Die angenehme Haptik verleiht insbesondere bei langen Liegezeiten einen hohen Komfort. „luxor.“ ist erhältlich in 16 verschiedenen Farben. In zweiter Linie – aber nicht weniger funktional, zuverlässig und vielseitig – zeichnet sich die Linie „compact.“ durch Patientenkomfort, Langlebigkeit und Variantenreichtum in 16 Farben aus. Als dritte Option überzeugt der Stoff „electra.“ mittels eines Kohlefaseranteils mit elektrischer Leitfähigkeit. Das besonders robuste Material ist in drei modernen Farben erhältlich.


## luxor.




Black L100




Light Grey L200




Anthracite L210




Grey L220




Brown L300




Green L400




Cyan L410




Aquamarine L420



Mint L430



Dune L500



Red L600




Light Blue L700



Dark Blue L710



Purple L720



White L800



Beige L810

## CARISMA

**Glanz, Duft und Werterhaltung Ihrer Polster mit CARISMA.** Für gründliche Reinigung, optimale Pflege und besseren Schutz der Kunstleder können Sie jetzt noch mehr tun: mit der neuen **CARISMA Reinigungs- & Pflege-Lotion!**

**Gloss, fragrance and value retention of your upholstery with CARISMA.** For thorough cleaning, optimum care and better protection of your cover fabric, you can now do even more: with the new **CARISMA cleaning & care lotion!**




## MADE-TO-MEASURE EQUIPMENT AND COLOURS.

**Comfort, coverings and colours.** High standards in terms of design, materials, technology and ergonomics combined with a flexibility built around the customer's needs makes GREINER a premium partner for a quality-conscious clientele. This is why its upholstery and cover fabrics are all about providing patients with the level of comfort they are looking for when sitting or lying down – if necessary for hours on end, as some treatments can take a long time. As well as leaving nothing to be desired in terms of its look and comfort, the fabric is also robust enough to handle daily use, cleaning and disinfection.

GREINER cover materials – three ranges, one promise of quality: First, the innovative “luxor.” line sets new standards with its exceptionally durable yet highly resilient surface, while its comfortable feel delivers high-grade comfort, especially for extended lying times or applications. „luxor.“ is available in 16 different colours. Secondly – but no less functional, reliable, and versatile – the “compact.” line stands out for patient comfort, durability, and a wide variety of options in 16 colours. As a third option, the “electra.” fabric impresses with its carbon fibre content, providing electrical conductivity. This particularly robust material is available in three modern colours.

## compact.




Black C111




Light Grey C213



Stone C214




Anthracite C220




Brown C350



Cyan C422



Petrol C435



Mint C450



Fuchsia C610



Rosso C637




Sky C700




Atoll C706



Navy C711



Purple C715




White C811




Beige C830

## electra.



Black E100



Anthracite E210



Grey E220