

HAEBERLE

We.Move.Design.

Gesamtkatalog 2022 | 2023





Bereit, etwas zu bewegen?
Lust auf eine innovative und
individuelle Wagenlösung?

Let's move.

Nehmen Sie einfach direkt Verbindung zu uns auf.



Inhalt

Intro	Gute Gründe Partner der Medizintechnik Anspruch Produktwelten Anwendungen HAEBERLE Cart Design Center Design Geschichte	7
Variocar [®]	Die klassischen und anpassungsfähigen Vielzweckwagen: Variocar [®] und Variocar [®] -Viva	42
08/16 [®]	Das praxisbewährte Vielzweckwagensystem	64
bravo [®]	Der smarte und agile Begleiter für kleine Geräte	82
fuego	Der flexible Wagen für kleine Gerätekombinationen	98
doppio	Das puristische Multifunktionssystem für individuelle Gestaltung	126
swingo [®]	Stabile Sicherheit für große Gerätekombinationen: swingo [®] und swingo [®] -clinic	142
toro	Das starke Trägersystem für kompakte Gerätekombinationen	172
keo [®]	Der außergewöhnliche, variable ISO-Modul- und Funktionswagen	194
alegro	Das revolutionierende Monitorträgersystem	226
Zubehör	Alles, was HAEBERLE Wagen-Lösungen noch individueller macht	232
	Allgemeines Zubehör	234
	Einrichtungszubehör (PicBox [®] , COMPACT, Medi-Müll und medizinische Leuchten)	242
	Picco Novo (Wäsche-/Abfallsammler)	256
	alegro Monitorträgersystem/ TFT-Halter für Monitore	268
	Desinfektionsmittelspender	274
	Elektro-Zubehör	278

„Ein Gerätewagen ist kein Kostenverursacher,
sondern ein Nutzenbringer.

Mit HAEBERLE Design verschmelzen Gerät und Wagen
zu einem System – ein wichtiger Mehrwert für Sie.“

Bernd Hofacker

In einer Welt voller Veränderungen und medizintechnischer Herausforderungen sehen wir uns als Spezialisten für multifunktionale Wagensysteme, die hohe Ergonomie mit herausragendem Design verbinden. Das ist unser Anspruch. Fast 90 Jahre Branchenerfahrung und ein vielseitiges Produktprogramm ermöglichen für jede Anwendung eine passgenaue Lösung. So tragen wir mit unseren Wagensystemen zu optimalen Arbeitsabläufen bei, damit so viel Zeit wie möglich für den Patienten zur Verfügung steht.

Getreu unserem Motto *We.Move.Design*, erschaffen wir mit Innovationsgeist, Ideenreichtum und Ingenieurskunst immer wieder neue, durchdachte Varianten für multifunktionale Wagensysteme. So helfen wir mit, in einer technologiegeprägten Welt den Umgang mit medizinischen Geräten noch effizienter zu gestalten.

Entdecken Sie in unserem neuen Katalog viele Konfigurationsbeispiele unserer innovativen Gerätewagensysteme. Konfigurieren Sie Ihr eigenes Modell genau nach Ihren Wünschen. Aber die Reise geht noch weiter. Erleben Sie unsere neuen HAEBERLE Produktwelten, HAEBERLE Series, HAEBERLE SeriesPlus und HAEBERLE Design.

Als Entwicklungs- und Designpartner renommierter Medizinprodukte-Hersteller bewegt uns jeden Tag der hohe Anspruch unserer Kunden. Von der Beratung und der ersten Skizze über Entwicklung und Prototyp bis zum fertigen Produkt entwickeln wir gemeinsam mit ihnen Applikationen für spezifische Einsätze. Denn auch das hochwertigste Gerät lässt sich erst dann optimal anwenden, wenn der Wagen, auf dem es steht, perfekt zu seinem Einsatzzweck passt. Hier beginnt die Mission von HAEBERLE, auf die wir Sie gerne mitnehmen.

Sind Sie bereit, etwas zu bewegen und gemeinsam mit uns die Zukunft innovativer Wagensysteme zu gestalten? Dann let's move – und viel Freude mit unserem neuen HAEBERLE Katalog.

Herzlichst



Ihr Bernd Hofacker
Geschäftsführer









We.Move.Design.

We.Move.Design. Das bedeutet für uns Teamgeist, Beweglichkeit sowie ein hoher Anspruch an Ingenieurskunst und gute Gestaltung.

We. Wir. Ein Team, das gemeinsam Hervorragendes schafft und in dem jeder Einzelne zählt. Ein Unternehmen, das seit fast 90 Jahren für Innovationskraft, Gemeinschaft und Flexibilität steht. Und damit die Welt unserer Kunden ein bisschen besser macht.

Move. Bewegung und Beweglichkeit. Das sind nicht nur grundlegende Eigenschaften unserer Wagenlösungen. Beweglich sind wir auch als Team, im Denken wie im Handeln. Beweglich genug, um jede Lösung exakt den Wünschen unserer Kunden anzupassen. Um damit etwas zu bewegen.


Design. Wir haben einen hohen Anspruch an die technische Konstruktion. Aber auch an die Gestaltung unserer Produkte. Denn auch bei medizinischen Wagen steigen die Ansprüche an das Design. Und damit machen wir den Unterschied.




Es gibt viele gute Gründe für HAEBERLE. Hier sind die drei besten.

Gutes Design

Unsere Wagensysteme erfüllen nicht nur alle funktionalen Erwartungen, sondern auch hohe gestalterische Ansprüche. Dank hoher Produktvielfalt und zahlloser Individualisierungsmöglichkeiten fügt sich der fertige Wagen perfekt in seine Umgebung ein.





Durchdachte Konstruktion


Wagensysteme von HAEBERLE sind konstruktiv optimal auf verschiedenste Einsatzzwecke abgestimmt. Je nach der spezifischen Anwendung halten sie perfekt die Balance zwischen hoher Stabilität und komfortabler Mobilität.

Perfekte Umsetzung

Ob Funktion, Design oder Belastbarkeit: Das Ergebnis ist immer ein HAEBERLE Wagen, der perfekt zu seiner Anwendung und in seine Umgebung passt.

Je länger man sich kennt,
desto besser weiß man,
was der andere braucht.

HAEBERLE als langjähriger Partner der
Medizintechnik-Branche.





Seit vielen Jahrzehnten arbeiten wir eng mit renommierten Kunden und Partnern in der Medizintechnik zusammen. Nach einer so langen Zeit weiß man sehr genau, was den anderen bewegt, und findet immer Wege, seine Ansprüche bestmöglich zu erfüllen. Darum können wir heute durchdachte, individuelle Wagen-Lösungen entwickeln, die den hochwertigen medizinischen Systemen unserer Kunden in jeder Hinsicht gerecht werden. Wagen, die in Größe, Funktion und Design eins mit den Geräten sind. So, als seien sie nie getrennt gewesen.

Was wir am liebsten tun? Durchstarten, wo andere aufhören. Noch mehr gute Gründe: Perfektion à la HAEBERLE.

Seit Jahrzehnten arbeiten wir gemeinsam mit Anwendern und Industrie daran, medizinische Applikationen in Geräteträgersysteme zu integrieren. Darum kennen wir den hohen Anspruch der Medizintechnik-Branche nicht nur sehr genau, sondern leben ihn auch jeden Tag. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass wir bei der Entwicklung unserer Wagensysteme gerne ein paar Extrameilen gehen. Diese Erfahrung kommt unseren Kunden bei jedem einzelnen unserer Wagen zugute – ganz unabhängig vom Grad seiner Individualisierung.

Ob Klinik, Arztpraxis oder Pflege: HAEBERLE Lösungen stehen für ein Maximum an Mobilität, Flexibilität und Verlässlichkeit in der Anwendung. Aber auch für hohe Materialqualität und Langlebigkeit sowie Arbeitseffizienz und Ergonomie. Jedes unserer Systeme testen wir im Prüflabor auf Kippstabilität, Belastbarkeit und Desinfektionsbeständigkeit. So stellen wir sicher, dass unsere Wagen den hohen praktischen Anforderungen der Branche auf Dauer gerecht werden.



Qualität mit Zertifikat

Unser hoher Qualitätsanspruch ist übrigens nicht nur ein Versprechen. Denn unser Unternehmen ist nach der strengen Norm DIN EN ISO 13485 zertifiziert. Diese Zertifizierung für Medizinprodukte der Klasse 1 bestätigt, dass unsere Unternehmensprozesse den Qualitätsanforderungen für die Herstellung von Medizinprodukten entsprechen, und unterstreicht damit zugleich die Zuverlässigkeit und Sicherheit unserer Produkte.

Die HAEBERLE Wertschöpfungskette.

1. Beratung

2. Planung

3. Gestaltung

4. Entwicklung

5. Produktion

6. Vertrieb & Marketing

7. Logistik

8. Dokumentation

9. Design

10. Regulatory Affairs



Die HAEBERLE Produktwelten.

Mit unseren innovativen Produktwelten bringen wir mehr Mobilität in Ihren Alltag. Tauchen Sie ein in unsere HAEBERLE Produktwelten.

Wählen Sie das Wagensystem aus, das zu Ihnen passt. Die HAEBERLE Series ist unser vielseitiges Modulsystem. Bei der HAEBERLE SeriesPlus gehen wir einen Schritt weiter und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen individuell zugeschnittene Applikationen für Ihre medizinische Anwendung. Gestalten Sie mit HAEBERLE Design gemeinsam mit unserem Entwicklerteam und Designern eine vollständig individuell entwickelte Wagenlösung.

Unser Ziel ist es, für die Anwender ein funktionelles Wagensystem zu entwickeln, wobei Design, Ergonomie und Anwenderfreundlichkeit bei der Entwicklung ganz oben stehen.

Ob Sonderanfertigungen oder Standardlösungen, HAEBERLE ist der Partner für innovative Gerätewagensysteme.

Made in Stuttgart, erfolgreich in der ganzen Welt.



HAEBERLE Series.

Unser Modulsystem für hohe Design- und Qualitätsansprüche.

HAEBERLE Series steht für unser klassisches, besonders vielseitiges Modulsystem in Reinform. Dabei wählen Sie aus nicht weniger als acht verschiedenen Produktlinien für unterschiedliche Anwendungen und Designs.

Bei HAEBERLE Series gilt: Individuell ist unser Standard, denn bereits hier lässt sich jeder Wagen frei konfigurieren. So haben Sie nicht nur die Wahl zwischen verschiedenen Abmessungen, sondern können Ihren Wagen auch genau nach Ihren Anforderungen mit Zubehör bestücken und mit Farbakzenten gestalten – auf Wunsch auch CD-gerecht. Alles in allem sind schon mit HAEBERLE Series 28.000 Konfigurationsmöglichkeiten möglich. So macht die Vielzahl der wählbaren Komponenten jeden Basis-Wagen zu einer individuellen Lösung.



HAEBERLE SeriesPlus.

Modulare Lösungen – exakt zugeschnitten auf Ihre Applikation.

Sie suchen einen Wagen für eine ganz spezifische Anwendung? Mit HAEBERLE SeriesPlus gehen wir gemeinsam einen Schritt weiter. Auch hier wählen wir mit Ihnen zunächst diejenige unserer acht Produktlinien aus, die Ihren Anforderungen an Funktion und Design am besten entspricht. Im nächsten Schritt dimensionieren wir Ihren Wagen und statten ihn – optimal abgestimmt auf Ihre Applikation – mit den gewünschten Spezialerweiterungen aus. Beispielsweise mit Tastatur- oder Gelenkarm, Monitorträger, Kabelkanal, Auszugs- oder Sonderplatten.

Auch Farben, Griffe, Rollen und Schubladen sind frei konfigurierbar. So entsteht mit HAEBERLE SeriesPlus eine individuelle OEM-Produktlösung mit Mehrwert. Das kann ein Gerätewagen, ein Ergometriewagen oder ein Endoskopiewagen genauso sein wie ein Notfallwagen oder ein Computerwagen. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind nahezu unendlich.

Denn so vielfältig und anspruchsvoll wie die Anforderungen der Medizintechnik sind auch unsere HAEBERLE Produktlösungen.



HAEBERLE Design.

Die vollständig individuell entwickelte Wagenlösung.



Wir bei HAEBERLE finden: Ein hochwertiges medizintechnisches Gerät verdient einen Wagen, der exakt auf diese Applikation maßgeschneidert ist. Und das in jeder Hinsicht – Abmessungen, Funktionen, Fahrgestell, Design und Farben. Mit HAEBERLE Design konstruieren wir deshalb einen Gerätewagen von Grund auf passgenau um das medizintechnische Gerät herum. Dabei gehen die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten weit über unser Modulsystem hinaus.

Von der Entwicklungsberatung über Entwurf, Modelle, Konstruktion und Prototyp bis hin zur Produktion: Mit HAEBERLE Design sind wir der erfahrene Partner anspruchsvoller Kunden aus der Medizintechnik. So integrieren wir das Gerät nicht nur perfekt in das Wagensystem, sondern passen es auch nahtlos dem jeweiligen Corporate Design an. Gerät und Wagen werden eins und verschmelzen zu einem Gesamtsystem – ein wichtiger Mehrwert für Sie.

Schritt für Schritt zum maßgeschneiderten Wagensystem.

Sind Sie auf der Suche nach einem ganz speziellen Wagen für eine bestimmte Anwendung? Mit anderen Worten: nach einer für Sie und Ihr Produkt maßgeschneiderten Lösung? Dann sind Sie bei uns richtig. Von der Idee über die Beratung, das Design und den Prototypen bis zur Produktion entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen den Wagen, der genau zu Ihren Anforderungen passt. Versprochen.

So kommen wir gemeinsam zu Ihrem ganz individuellen Wagensystem:

1. Entwicklungsberatung
2. Auftrag
3. Entwürfe, Darstellungen, Designphase
4. Modelle
5. Konstruktion
6. Prototypen
7. Produktion

Design: Das tun wir für Sie

- Typisierung
- Integration von Application Devices
- Design-Vorschläge
- Konstruktions-Vorschläge
- Digitaler oder physischer Modellbau
- Statische und dynamische Tests/Belastungstests

Unbegrenzte medizinische
Anwendungsbereiche.

Elektrokardiografie

Inkubatoren MIC

Lungenfunktionsdiagnostik

Dialyse · **Monitoringgeräte**

OP-Technik inkl. DVEs

Infusionstechnik

EKG · **Reizstromtherapie**

Rettungswesen

Sauerstoffversorgung

Physiotherapie

Sterilisation und Desinfektion

Herz-Kreislauf-Diagnostik

Inhalationstechnik

Diagnostik

Stethoskopie

Schlafdiagnostik

Beatmungsgeräte

Laserchirurgie

Kardiotherapiegeräte

Magnetfeldtherapie

Neurologisch-elektromedizinische Geräte

Endoskopie

Mikroskopie

Elektromagnetische Wellentherapie

Reizstromtherapie

Anästhesie Labordiagnostik

Wärmetherapie

Röntgengeräte

Urologische Diagnostik

Chirurgie

HF-Elektrochirurgie-Geräte

HF-Elektrochirurgie-Geräte

Orthopädie

Digitaler Raum der unbegrenzten Möglichkeiten.

Das HAEBERLE Cart Design Center.

Grenzenlos, interaktiv und digital: Im HAEBERLE Cart Design Center entstehen die Wagensysteme der Zukunft. Es ist die Design-Schmiede für HAEBERLE Series, HAEBERLE SeriesPlus und HAEBERLE Design. Zugleich ist es unser Raum für den Online-Austausch mit Anwendern und Medizintechnik-Herstellern im Zuge der Produktentwicklung. Hier nutzen unsere Kunden gemeinsam mit Entwicklungs- und Designexperten moderne Wege der Visualisierung und Interaktion, um sich über neue Wagensysteme auszutauschen.

Die professionelle Audio- und Videotechnik des HAEBERLE Cart Design Center – Kamera, Mikrofonie, Lautsprecher und Beleuchtung – schafft eindrucksvolle digitale Erlebnisse. So sind unsere Kunden bei Abstimmungen live dabei, können Projektfortschritte verfolgen und sind in sämtliche Phasen des Entstehungsprozesses eng eingebunden.

Doch das HAEBERLE Cart Design Center – branchenweit übrigens das erste seiner Art – steht nicht nur für eine verbesserte Remote-Zusammenarbeit mit dem Kunden. Es hilft uns auch, unser Händler-Netzwerk zum Beispiel durch Wissensvermittlung und Produktschulungen noch besser zu betreuen. So unterstützen wir unsere Händler auch dabei, das eigene Geschäft auszubauen.



Gut für Budget und Umwelt.

Das HAEBERLE Cart Design Center spart nicht nur Reisezeit und damit Kosten, sondern trägt auch zur Entlastung der Umwelt bei, indem viele 10.000 Reisekilometer pro Jahr entfallen.



Gutes Design ist kein Selbstzweck, es krönt die Konstruktion.



Gutes Design ist nie Selbstzweck. Das gilt auch für unsere Wagensysteme. Vielmehr ist es das heute unentbehrliche Tüpfelchen auf dem i. Denn vor dem Design steht bekanntlich immer die Funktion – und damit die Konstruktion. Hier ist es unser Anspruch, unsere Kunden schon in der Planungsphase durch Innovationsgeist, Ideenreichtum und Ingenieurskunst zu überzeugen. Das Ergebnis sind von A bis Z durchdachte multifunktionale Wagensysteme, mit denen wir die Arbeit in der Medizin jeden Tag ein bisschen leichter machen.

Doch auch das äußere Design unserer Wagensysteme ist uns wichtig – vielleicht wichtiger als vielen anderen in der Branche. Denn auch in der Medizintechnik zählt längst nicht mehr allein die perfekte Funktion. Das gilt ganz besonders für Wagen-Lösungen, die wir für hochwertige medizintechnische Systeme unserer Kunden entwickeln. Hier treffen zwei hohe Ansprüche aufeinander. Und hier machen wir mit gutem Design den Unterschied.





Paul Haeberle gründet eine Werkstatt für Chirurgie-Mechanik in Stuttgart.

1949



HAEBERLE präsentiert seine Produkte auf Ärztetagungen.



Die Entwicklung und Fertigung medizinischer Möbel, Praxismöbel und HNO-Spezialmöbel beginnt.

1954

1933

1950

Unter der Leitung von Martha Haeberle eröffnet ein Sanitätshaus und Fachgeschäft für Arzt- und Krankenhausbedarf in Stuttgart.



Gründung der OHG Paul Haeberle – Arzt- und Krankenhausbedarf durch Martha Haeberle und Ing. R. Geysel.

Wie wir wurden, was wir sind.

Die HAEBERLE Erfolgsgeschichte.



Der neu entwickelte
Wäschesammelwagen
bringt den ersten
entscheidenden
Durchbruch.

1968

Umwandlung der Firma in die
HAEBERLE GmbH + Co. KG

1982

1963

HAEBERLE wächst und
zieht ins Industriegebiet
Stuttgart-Vaihingen um.

Vielzweckwagen 68
(später Variocar®) –
größter Bestseller der
Unternehmensgeschichte.



1986

Visiten- und Stations-
wagen Hospicar®.



Geräteträger-System
KOMBI troll – Einstieg in
Schwerlast-Wagensysteme.

Zertifizierung nach
DIN EN ISO 9001
und DIN EN 46001
Medizinproduktegesetz.

1992

1997

1987

1995

1998

Wandspender-
Systeme PicBox®.

Gerätewagen-Serie
swingo mit der
innovativen Metall-
Variante swingo®-clinic.

Vielzweckwagen
08/16.
Design-Röntgenfilm-
betrachter Mediskop®.





Zuerst kam diese Aufschrift
Der meiste Bruch
Vorsicht!



Design-Gerätewagen-
system fuego.



Gerätewagen-
system bravo®.

1999

2008

2013

2005

2012

ISO-Modulwagen-
system keo®.



Gerätewagen-
system toro.



Zertifizierung nach
DIN EN ISO 13485.

Gute Ideen haben seit vielen Jahren bei uns Tradition.

Anhaltende Innovationskraft seit 1933.



Puristisches Gerätewagen-system doppio.



HAEBERLE im neuen Design – neuer Gesamtkatalog. We.Move.Design.

2021

2019

2022

HAEBERLE Cart Design Center.



Die Funktion macht die Effizienz, das Design den Unterschied.

Seit vielen Jahren sind wir innovativer Partner für die Medizintechnik und Industrie. Unsere vielseitigen Wagensysteme für unterschiedliche medizinische Einsatzgebiete sind heute auf der ganzen Welt im Einsatz.

Produktwelt: HAEBERLE Design.



Kunde: STORZ MEDICAL AG
Aufgabe: Entwicklung eines Gerätewagens für Stoßwellentherapiensysteme.
Lösung: Exakt auf Größe und Design des Therapiesystems zugeschnittener Gerätewagen – unterstützt die Funktionen des Systems durch höchste Stabilität und Beweglichkeit.

Produktwelt: HAEBERLE SeriesPlus.



Kunde: LASERNEEDLE GmbH
Aufgabe: Entwicklung eines Gerätewagens für die Lasertherapie in der Orthopädie und Sportmedizin.
Lösung: Exakt auf die Anforderungen angepasstes fuedo Wagensystem mit weißem Fahrgestell, individueller Sonderplatte und Monitorhalter für die Aufnahme des LASERNEEDLE Touch Systems.



Die HAEBERLE Produktlinien.

Unsere Produktlinien.

Langfristig erfolgreiche Produkte entstehen durch gemeinsame Entwicklung guter Ideen und kreativer Umsetzung durch ein kompetentes Entwicklerteam.

Wie kein anderes Unternehmen in der Branche haben wir in unserem Sortiment diesen Denkansatz konsequent umgesetzt. Wir bieten Ihnen die maximale Vielfalt auf dem Weg zu Ihrem individuellen Gerätewagensystem.



Vielzweckwagen

Die praxisbewährten Basiswagen in unendlicher Vielfalt. Stabil, gut, schön. Das Original.

- Variocar® ab Seite 42
- 08/16® ab Seite 64



Gerätewagensystem Leichtlast

Die flexiblen und wendigen Gerätewagensysteme für Leichtlast. Top in Funktionalität, Qualität und Design.

- bravo® ab Seite 82
- fuego ab Seite 98



Gerätewagensystem Mittel- / Schwerlast

Die Mittel- und Schwerlast-Geräteträger in beeindruckender Form. Profilstark, vielseitig und immer offen für neue Ideen.

- swingo® ab Seite 126
- toro ab Seite 142
- doppio ab Seite 172



ISO Modul- und Funktionswagen

Die kreativen ISO Modul- und Funktionswagen. Variabel und außergewöhnlich.

- keo® ab Seite 194

Zubehör

Alles, was HAEBERLE Wagen-Lösungen noch individueller macht.



- PicBox® ab Seite 244
- Medi-Müll ab Seite 250
- Picco Novo ab Seite 256
- weiteres Einrichtungszubehör... ab Seite 268

Variocar[®]





Variocar® + Variocar®-Viva

Die klassischen und anpassungsfähigen
Vielzweckwagen.

Variocar® – Vielzweckwagen mit verchromtem Fahrgestell

Oft kopiert – nie erreicht: Unsere klassischen, multifunktionalen Vielzweckwagen mit verchromtem Fahrgestell sind hochwertig in Qualität und Verarbeitung und zugleich elegant im Design. Mit Variocar® lassen sich nahezu alle Anforderungen erfüllen. Das System ist ideal für den nachträglichen Ausbau durch ein geniales Rastersystem.

Variocar®-Viva – Vielzweckwagen mit Aluminium-Fahrgestell

Variocar®-Viva präsentiert sich in einem leichten und zeitgemäßen Design. Sein elegantes eloxiertes Aluminium-Fahrgestell in Alu-Silber und die dezente Streifenstruktur sind seine herausragenden Merkmale.

Die weißen Platten, die Schubladen und die Designergriffe von Variocar® und Variocar®-Viva fügen sich harmonisch in jedes moderne Ambiente ein. Dank unseres patentierten Rastersystems lassen sich die hochwertigen Wagen auch nachträglich funktionell ausbauen.

Vom einfachen Gerätewagen bis zum voll ausgestatteten Funktionswagen. Ein schlüssiges, ausgereiftes System mit vielfältigem Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche.

Sie sind auf der Suche nach dem exakt passenden Wagen? Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen eine Reihe besonders beliebter Konfigurationen für Variocar® und Variocar®-Viva. Nicht mehr und nicht weniger. Tatsächlich ist jeder Variocar® und jeder Variocar®-Viva ein Unikat, das sich ganz nach Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen und ausstatten lässt.



Lernen Sie Variocar[®] und Variocar[®]-Viva im Detail kennen.

Merkmale

- Variocar[®]-Viva: elegantes Aluminium-Fahrgestell in dezenter Streifenstruktur.
- Variocar[®]: Fahrgestell verchromt.
- Hochwertige und abriebfeste weiße Platten.
- Schubladen mit leichtgängiger Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus.
- Hygiene: überwiegend geschlossene, glatte Flächen – auch seitlich – einfach zu reinigen.

Mögliche Funktion

Beistellwagen | Regalwagen | Utensilienwagen | Gerätewagen | komplett ausgestatteter Behandlungswagen ...

Möglicher Einsatz

Arztpraxen | Kosmetikstudios | Kliniken | Rehasentren ...

Die Variocar[®] und Variocar[®]-Viva System-Komponenten

- Stabile Vierkantbügel mit patentiertem Rastersystem, nachträglich ausbaubar.
- Leichtlaufrollen Ø 50 mm, Ø 75 mm oder Ø 100 mm; auf Wunsch mit Feststellern und elektrisch leitfähig.
- Hochwertige fünfschichtige Platten mit Massivkanten.
- Platten und Schubladen in Weiß, hochwertig beschichtet.
- Pflegeleichte Oberflächen: abriebfest, lichtecht und beständig gegen gängige Chemikalien.
- Schubladen mit leichtgängiger Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus, leicht herausnehmbar.


Hinweis

Alle Wagen-Modelle werden zerlegt geliefert, sofern nichts anderes vermerkt ist. Montierte Lieferung ist gegen Aufpreis möglich.

Variocar[®] + Variocar[®]-Viva

Technische Details | Maße

Abmessungen



Außenmaße Wagen:

Breiten: 490/600/900mm
Tiefe: 451mm
Höhen: 518/703/733/803/833/870mm

Innenmaße Schubladen (B x T x H):

Variocar – 450mm breit: 392x384x77mm
Variocar – 600mm breit: 502x384x77mm
Variocar – 900mm breit: 802x384x77mm

Maße Ablageplatten (B x T):

Wagen 45 – 450x451mm
Wagen 60 – 560x451mm
Wagen 90 – 860x451mm

Traglast

Gesamttraglast:

bis ca. 60kg

Flächenbelastung Ablageplatten:

ohne Aufkantung: bis ca. 10kg
mit Aufkantung: bis ca. 20kg

Flächenbelastung Schubladen:

bis ca. 5kg

Materialien | Farbgestaltung

Fahrgestell/Wagen	stabile Vierkantbügel mit Rastersystem Variocar®-Viva: Fahrgestell Aluminium alu-silber, matt eloxiert mit dezenter Streifenstruktur Variocar®: Fahrgestell verchromt
Ablageplatten	fünfschichtige Platten mit Massivkanten, beidseitig mit Melaminharz beschichtet, weiß
Schubladengriff	Design-Griffe aus Kunststoff, serienmäßig weiß bei Variocar®, serienmäßig grau bei Variocar®-Viva, 6 Trendfarben: grau (6502B nach NCS) blau (3050-R80B nach NCS) gelb (0050-Y nach NCS) türkis (1050-B50G nach NCS) weiß (RAL 9010) schwarz (RAL 9005) Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.
Schublade	weiß, mit furnierten Fronten
Rollen	Qualitäts-Leichtlaufrollen: aus Polyamid, Graphitschwarz (RAL 9011), in 3 Größen (Ø 50 mm, Ø 75 mm, Ø 100 mm). Auf Wunsch mit Feststellern oder elektrisch leitfähig.

Variocar® + Variocar®-Viva

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 15585

Variocar®-Viva Basiswagen	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben · 1 Ablageplatte, unten · Schublade mit Schubladengriff · 1 Stabilisierungsstange · weiß 	
Rollen	4 Rollen, Ø 50 mm	4 Rollen, Ø 75 mm
Höhe	703 mm	733 mm
Maße in mm (BxTxH)	490x451x703	600x451x733
Ref.-Nr. Schubladen		
1	12239	15585
2	12240	15586
3	12241	15587
4	12242	15588



Ref.-Nr. 15590

Variocar®-Viva Basiswagen	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben · 1 Ablageplatte, unten · Schublade mit Schubladengriff · 1 Stabilisierungsstange · weiß 	
Rollen	4 Rollen, Ø 50 mm	4 Rollen, Ø 75 mm
Höhe	803 mm	833 mm
Maße in mm (BxTxH)	490x451x803	600x451x833
Ref.-Nr. Schubladen		
1	12243	15590
2	12244	15591
3	12245	15592
4	12246	15593
5	12247	15594



Ref.-Nr. 15595

Variocar®-Viva Unterfahrwagen	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben · 1 Ablageplatte, unten · Schublade mit Schubladengriff · weiß 	
Rollen	4 Rollen, Ø 50mm	4 Rollen, Ø 50mm
Höhe	518mm	518mm
Maße in mm (BxTxH)	490x451x518	600x451x518
Ref.-Nr. Schubladen		
1	12235	15595
2	12236	15596
3	12237	15597



Ref.-Nr. 15598

Variocar®-Viva Unterfahrwagen	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben, tief gesetzt · 1 Ablageplatte, unten · Schublade mit Schubladengriff · 1 Stabilisierungsstange · weiß
Rollen	4 Rollen, Ø 50mm
Höhe	518mm
Maße in mm (BxTxH)	600x451x518
Ref.-Nr. Schubladen	
1	15598
2	15599

Variocar® + Variocar®-Viva

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 8069

Variocar® Basiswagen	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben · 1 Ablageplatte, unten · Schublade mit Schubladengriff · 1 Stabilisierungsstange · weiß 	
Rollen	4 Rollen, Ø 50 mm	4 Rollen, Ø 75 mm
Höhe	703 mm	733 mm
Maße in mm (BxTxH)	490x451x703	600x451x733
Ref.-Nr. Schubladen		
1	15609	8069
2	16371	8072
3	16372	8075
4	16373	8078



Ref.-Nr. 8084

Variocar® Basiswagen	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben · 1 Ablageplatte, unten · Schublade mit Schubladengriff · 1 Stabilisierungsstange · weiß 	
Rollen	4 Rollen, Ø 50 mm	4 Rollen, Ø 75 mm
Höhe	803 mm	833 mm
Maße in mm (BxTxH)	490x451x803	600x451x833
Ref.-Nr. Schubladen		
1	12218	8084
2	12219	8087
3	12220	8090
4	12221	8093
5	12222	8096



Ref.-Nr. 7797

Variocar® Unterfahrwagen	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben · 1 Ablageplatte, unten · Schublade mit Schubladengriff · weiß 	
Rollen	4 Rollen, Ø 50mm	4 Rollen, Ø 50mm
Höhe	518mm	518mm
Maße in mm (BxTxH)	490x451x518	600x451x518
Ref.-Nr. Schubladen		
1	12232	7797
2	12233	8051
3	12234	8054



Ref.-Nr. 8060

Variocar® Unterfahrwagen	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben, tief gesetzt · 1 Ablageplatte, unten · Schublade mit Schubladengriff · 1 Stabilisierungsstange · weiß
Rollen	4 Rollen, Ø 50mm
Höhe	518mm
Maße in mm (BxTxH)	600x451x518
Ref.-Nr. Schubladen	
1	8060
2	8063

Variocar® + Variocar®-Viva

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 4511

Variocar® Basiswagen	Wagen 90	
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Ablageplatten mit Aufkantung · Schublade mit Schubladengriff · 2 Stabilisierungsstangen · weiß 	
Rollen	4 Rollen, Ø 100mm, 2 feststellbar	
Höhe	870mm	
Maße in mm (BxTxH)	900x451x870	
Ref.-Nr. Schubladen 1	4511	



Ref.-Nr. 5622

Variocar® Regalwagen	Wagen 45	
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Ablageplatten mit Aufkantung, oben und unten · 1 Ablageplatte · 1 Stabilisierungsstange · weiß <p>Empfehlenswert, wenn der Wagen viel gefahren wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 4 Rollen Ø 100mm. Gegen Aufpreis. 	
Rollen	4 Rollen, Ø 75mm	4 Rollen Ø 75mm
Höhe	833mm	833mm
Maße in mm (BxTxH)	490x451x833	600x451x833
Ref.-Nr.	14515	5622
Aufpreis 4 Rollen Ø 100mm, Höhe 870mm	5615	5616



Ref.-Nr. 4509

Variocar® Regalwagen	Wagen 90
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Ablageplatten mit Aufkantung · 2 Stabilisierungsstangen · weiß
Rollen	4 Rollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar
Höhe	870 mm
Maße in mm (BxTxH)	900x451x870
Ref.-Nr.	4509



Ref.-Nr. 14435

Variocar® Gerätewagen	Wagen 45
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Ablageplatten mit Aufkantung, oben und unten · 1 Ablageplatte · 1 Gerätekonsole 45, Traglast bis ca. 5 kg · 1 Stabilisierungsstange · weiß
Rollen	4 Rollen Ø 75 mm
Höhe	Basiswagen, 833 mm hoch
Maße in mm (BxTxH)	Wagen einschl. Gerätekonsole 490x451 x 1011 Gerätekonsole 45 490x250x180
Ref.-Nr.	14435

Variocar® + Variocar®-Viva

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 5443

Variocar® Gerätewagen ER 1

Wagen 60

Ausstattung

- 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben
- 1 Ablageplatte
- 1 Gerätekonsole 60, Traglast bis ca. 5kg
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Stabilisierungsstange
- 1 Kabel- und Schlauchhalter aus Aluminium, mit Druckknopf-Verstellung, Ausladung 950 mm
- weiß

Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

Höhe

Vielzweckwagen, 733 mm hoch

Maße

in mm (BxTxH)

600x451x733
Einschl. Gerätekonsole: 911 mm (H)

Gerätekonsole 60
600x250x180

Ref.-Nr.

5443



Ref.-Nr. 5351

Variocar® Funktionswagen COMPACT

Wagen 60

Ausstattung

- 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben
- 1 Ablageplatte
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 1 Stabilisierungsstange
- 1 Verbandmittelspender COMPACT, weiß, inkl. Konsolträger
- 1 Abwurschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- weiß

Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

Höhe

Vielzweckwagen, 733 mm hoch

Maße

in mm (BxTxH)

600x451x1350

Ref.-Nr.

5351



Ref.-Nr. 6985

Variocar®
Funktionswagen
PicBox® multi

Wagen 60

Ausstattung

- 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben
- 1 Ablageplatte
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 1 Stabilisierungsstange
- 1 Injektionsset PicBox® multi mit elegantem weißen Kunststoffgehäuse inkl. Konsolträger
- 1 Abwurschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- weiß

Lieferung erfolgt zerlegt.

Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

Höhe

Vielzweckwagen, 733 mm hoch

Maße

in mm (B x T x H)

629 x 451 x 1335

Ref.-Nr.

6985



Ref.-Nr. 5352

Variocar®
Funktionswagen
PicBox®

Wagen 60

Ausstattung

- 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben
- 1 Ablageplatte
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 1 Stabilisierungsstange
- 1 Injektionsset PicBox® grauweiß inkl. Konsolträger
- 1 Abwurschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- 1 Set mit 16 Medi-Müll Entsorgungsboxen 1,5 l mit Halterung
- weiß

Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

Höhe

Vielzweckwagen, 733 mm hoch

Maße

in mm (B x T x H)

601 x 451 x 1308 (ohne Medi-Müll)

Ref.-Nr.

5352

Variocar® + Variocar®-Viva

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 5356

Variocar®
Funktionswagen
PicBox® Plus

Wagen 60

Ausstattung

- 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben
- 1 Ablageplatte
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 1 Stabilisierungsstange
- 1 Injektionsset PicBox® mit KOMBI-Set, grauweiß, inkl. Konsolträger
- 1 Abwurschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- 1 Armauflage, schwarz
- weiß

Lieferung erfolgt zerlegt.

Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

Höhe

Vielzweckwagen, 733 mm hoch

Maße

in mm (BxTxH)

760 x 451 x 1308 (ohne Armauflage)

Ref.-Nr.

5356



Ref.-Nr. 5358

Variocar®
Funktionswagen GY 1

Wagen 60

Ausstattung

- 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben
- 1 Ablageplatte
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch, mit Edelstahl-Einlage und elektronisch geregelter Heizung
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Stabilisierungsstange
- 1 Abwurschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- 1 Schubladeneinsatz
- weiß

Fertig montiert.

Empfehlenswert dazu:

- Steckdosenleiste 4-fach zum Verschrauben mit Platte. Gegen Aufpreis.

Rollen

4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar

Höhe

Vielzweckwagen, 833 mm hoch

Maße

in mm (BxTxH)

600 x 451 x 833

Ref.-Nr.

5358

Aufpreis Steckdosenleiste 4-fach

21692



Ref.-Nr. 4723

Variocar® Schrankwagen	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte mit Aufkantung · 1 Schublade mit Schubladengriff, 100mm hoch · 1 Facheinlage, herausnehmbar · 2 Türen mit furnierten Seiten- sowie Rückwänden · weiß <p>Fertig montiert.</p>
Rollen	4 Rollen Ø 75 mm
Höhe	833 mm hoch
Maße in mm (B x T x H)	600 x 451 x 833
Ref.-Nr.	4723



Ref.-Nr. 14918

Variocar® Wickelwagen	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte · 1 gepolsterte Wickelauflage (zum Reinigen abnehmbar) · 1 offenes Ablagefach für Utensilien · 1 Schublade mit Schubladengriff, 200 mm hoch · 1 Ablagekorb, rechts montiert · 1 Abfallsammler tomo mit Deckel, links montiert · 1 Stabilisierungsstange · weiß <p>Fertig montiert.</p>
Rollen	4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar
Höhe	Vielzweckwagen, 833 mm hoch
Maße in mm (B x T x H)	<p>Wickelwagen: 953 x 750 x 952</p> <p>Wickelauflage: 650 x 760 mm (B x T)</p>
Ref.-Nr.	14918
Wickelauflage, einzeln mit wechselndem, bunten Dekor	14875

Variocar[®] + Variocar[®]-Viva

Systemteile

Systemteile für Variocar[®] und Variocar[®]-Viva.

Der Basiswagen lässt sich bereits vielfältig variieren und an den individuellen Arbeitsstil anpassen. Alle Teile sind ganz einfach und auch nachträglich am Wagen montierbar. Befestigungsteile und Führungsschienen sind jeweils in der Ref.-Nr. enthalten.



Ref.-Nr. 15610

Schublade 45	Variocar [®] 45		Variocar [®] -Viva 45	
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Schublade mit Schubladengriff · 100 mm hoch · Flächenbelastung bis ca. 5 kg · weiß <p>Bitte bestellen Sie die passende Schubladen-Rückblende 45 dazu.</p>			
	· Griff weiß	· Griff weiß, abschließbar	· Griff grau	· Griff grau, abschließbar
Innenmaße in mm (BxTxH)	392 x 384 x 77			
Ref.-Nr.	15610	10420	12238	10424



Ref.-Nr. 5370

Schublade 60	Variocar [®] 60		Variocar [®] -Viva 60	
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Schublade mit Schubladengriff · 100 mm hoch · Flächenbelastung bis ca. 5 kg · weiß <p>Bitte bestellen Sie die passende Schubladen-Rückblende 60 dazu.</p>			
	· Griff weiß	· Griff weiß, abschließbar	· Griff grau	· Griff grau, abschließbar
Innenmaße in mm (BxTxH)	502 x 384 x 77			
Ref.-Nr.	5370	5375	17141	10425



Ref.-Nr. 4525

Schublade 90	Variocar [®] 90	
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Schublade mit Schubladengriff · 100 mm hoch · Flächenbelastung bis ca. 5 kg · weiß <p>Bitte bestellen Sie die passende Schubladen-Rückblende 90 dazu.</p>	
	· Griff weiß	· Griff weiß, abschließbar
Innenmaße in mm (BxTxH)	802 x 384 x 77	
Ref.-Nr.	4525	5039



Ref.-Nr. 5384

Schublade 60, beheizbar	Variocar® 60		
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Schublade mit Schubladengriff, beheizte Wanne aus Edelstahl, · 100 mm hoch · elektronisch geregelt, von 35–43 °C einstellbar · Flächenbelastung bis ca. 5 kg · weiß 		
Maße in mm (BxTxH)	Maße der heizbaren Fläche: 498 x 381 x 37 Außenmaß: 555x413x100		
Ref.-Nr.	5384		



Ref.-Nr. 5394

Schubladen-Rückblende 45/60/90	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Schubladen-Rückblende · 100 mm hoch · weiß 		
Maße in mm (BxH)	447 x 105	555 x 105	857 x 105
Ref.-Nr.	15751	5394	7559



Ref.-Nr. 16723

Schubladeneinsatz 45/60/90	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Schubladeneinsatz aus transparentem Kunststoff · variable Einteilung · herausnehmbar · spülmaschinenfest 		
Maße in mm (BxTxH)	390x385x55	500x385x55	800x385x55
Ref.-Nr.	16724	16723	5100



Ref.-Nr. 5089

Schublade 60, Reling	Variocar® 60		
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Schublade mit Schubladengriff, Reling · 300 mm hoch · Flächenbelastung bis ca. 5 kg · weiß <p>Bitte verwenden Sie hier jeweils 3 Rückblenden, 100 mm hoch.</p>		
Innenmaße in mm (BxTxH)	502 x 384 x 280		
Ref.-Nr.	5089		

Variocar® + Variocar®-Viva

Systemteile



Ref.-Nr. 5816



Ref.-Nr. 1316x

Schublade, Reling 45/60/90	Variocar® 45	Variocar® 60	Variocar® 90
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Schublade mit Schubladengriff, Reling · 200mm hoch · Flächenbelastung bis ca. 5kg · weiß <p>Bitte verwenden Sie hier jeweils 2 Rückblenden, 100mm hoch.</p>		
Innenmaße in mm (BxTxH)	382x384x120	502x384x120	802x384x120
Ref.-Nr.	5210	5816	4526

Schubladengriffe

Ausstattung	· ergonomische, formschöne Kunststoffgriffe		
Ref.-Nr. Griff			
- grau	13161		
- blau	13162		
- gelb	13164		
- türkis	13165		
- weiß	13166		
- schwarz	13167		



Ref.-Nr. 5537

Ablageplatte, ohne Aufkantung 45/60/90	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · aus Holz/Kunststoff, FPY · Stärke 19mm · Flächenbelastung bis ca. 10kg 		
Maße in mm (BxT)	450x450	560x450	860x450
Ref.-Nr.	17123	5537	4528



Ref.-Nr. 5389

Ablageplatte, mit Aufkantung 45/60/90	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · aus Holz/Kunststoff, FPY · Stärke 19mm · Flächenbelastung bis ca. 20kg 		
Maße in mm (BxTxH)	450x450x89	560x450x89	860x450x89
Ref.-Nr.	17124	5389	4529



Ref.-Nr. 5028

Ablageplatte, mit 3-seitiger Aufkantung 45/60/90	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · aus Holz/Kunststoff, FPY · Stärke 19mm · Flächenbelastung bis ca. 20kg 		
Maße in mm (BxTxH)	488x450x89	598x450x89	898x450x89
Ref.-Nr.	5027	5028	5029



Ref.-Nr. 5404

Ablageplatte 60, mit Auszug	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Auszug beidseitig nach rechts und nach links ausziehbar · aus Holz/Kunststoff, FPY · Stärke 19mm · Flächenbelastung bis ca. 5kg
Maße in mm (BxT)	Auszugsplatte: 410x260
Ref.-Nr.	5404



Ref.-Nr. 15177

Ablageplatte 60, Tastatur-/Maus-Auszug 60	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · nach vorne ausziehbar · mit Arretierung · Auszug für Maus nach rechts und links ausziehbar · zum Unterbau unter Schublade oder Ablageplatte · vordere Aufkantung ca. 60mm hoch · Seitenwangen 100mm hoch · aus Holz/Kunststoff, FPY · Stärke 19mm · Flächenbelastung bis ca. 5kg
Ref.-Nr.	15177

Rollen



Ref.-Nr. 5410

Ausstattung	Aufpreis
Ref.-Nr.	
- 2 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 50mm, feststellbar	5410
- 2 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 75mm, feststellbar	5411
- 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 75mm	15328
- 4 elektrisch leitfähige Rollen, Ø 75mm	5413
- 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 100mm	5615
- 2 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 100mm, feststellbar	5616

Variocar[®] + Variocar[®]-Viva

Empfohlenes Zubehör



Ref.-Nr. 11381

Injektionsset PicBox[®]

Ausstattung

- Kunststoffgehäuse, grauweiß
- 3 große transparente Schütten, Spritzenspender
- 5 kleine transparente Schütten, Kanülenspender
- Befestigung mit Konsolträger am Variocar Vielzweckwagen
- First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953

Maße

in mm (BxTxH)

600x220x410

Ref.-Nr.

11381



Ref.-Nr. 4979

Medi-Müll Entsorgungsboxen 1,5l

Ausstattung

- Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen wie Kanülen, Vacutainer, Skalpelle, Pipetten etc.
- 1,5l Fassungsvermögen
- Entsorgungsbox gelb mit grünem Deckel, fest verschließbar
- Öffnung: oval
- Material: Polypropylen
- Set mit 94 bzw. 16 Entsorgungsboxen Medi-Müll
- ohne Halterung

Maße

in mm (BxTxH)

Maße: 125mm Höhe, Deckel (BxT) 179x176mm, Ø Boden 112mm

Ref.-Nr.

Set mit 94 Medi-Müll Boxen
Set mit 16 Medi-Müll Boxen

4979
4982



Ref.-Nr. 10265

Kabel- und Schlauchhalter

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Rohre aus Aluminium, silbergrau · mit Druckknopf-Verstellung · 2 Gelenke aus Kunststoff · 2 Kabelführungselemente · inkl. Befestigungsmaterial · Ausladung ca. 950 mm
--------------------	--

Ref.-Nr.	10265
-----------------	-------



Ref.-Nr. 4621

Infusionsflaschenhalter, 16 mm

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Edelstahl · 4 Haken · Rohr Ø 16 mm · Auszug 850 mm · höhenverstellbar 1015 – 1865 mm · mit Feststellschraube · 2 Befestigungskloben · Traglast bis ca. 4 kg
--------------------	--

Maße	Länge 1000 mm
-------------	---------------

Ref.-Nr.	4621
-----------------	------

08/16[®]





08/16®

Das praxisbewährte Vielzweckwagensystem.

08/16® ist unsere praktische weiße Vielzweckwagen-Serie mit farbigen Akzenten für unendlich viele Einsatzbereiche. Ein besonderes Merkmal der vielseitigen Wagen ist ihr stabiles Fahrgestell mit kunststoffbeschichteten Vierkantstahlrohrrügeln in Weiß. Sie verfügen über pflegeleichte Platten sowie Schubladen mit leichtgängiger Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus. In der Summe ein schlüssiges, ausgereiftes System.

So vielfältig wie die Kombinationsmöglichkeiten und das Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche sind auch die Anwendungen. Vom einfachen Gerätewagen bis zum individuell ausgestatteten Funktionswagen ist 08/16® für fast alles zu haben.

Sie sind auf der Suche nach dem exakt passenden Wagen? Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen eine Reihe besonders beliebter Konfigurationen für unseren 08/16®. Nicht mehr und nicht weniger. Tatsächlich ist jeder 08/16® ein Unikat, das sich ganz nach Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen und ausstatten lässt. Die Basismodelle mit hochwertigen weißen Platten, Schubladen, Griffen und stabilem, weiß beschichteten Fahrgestell. Kombinierbar in 4 Breiten, 5 Höhen und 6 Griff-Farben.



Lernen Sie 08/16® im Detail kennen.

Merkmale

- Stabiles Fahrgestell aus Vierkantstahlrohrbügeln in Weiß, kunststoffbeschichtet.
- Pflegeleichte Platten.
- Schubladen mit leichtgängiger Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus.
- Hygiene: überwiegend geschlossene, glatte Flächen – auch seitlich – einfach zu reinigen.

Mögliche Funktion

Basiswagen | Geräteturm | Computerwagen | Steharbeitsplatz | Schrankwagen ...

Möglicher Einsatz

Arztpraxen | Kosmetikstudios | Kliniken | Rehasentren ...

Die 08/16® System-Komponenten

- Vierkantstahlrohrbügel 20x20 mm, weiß kunststoffbeschichtet.
- Rollen: spurfreie Vollkunststoffräder (Leichtlaufrollen) aus Polyamid, graphitschwarz (RAL 9011), in 3 Größen (Ø 50 mm, Ø 75 mm, Ø 100 mm), auf Wunsch mit Feststellern oder elektrisch leitfähig.
- Ablageplatten: hochwertige, fünfschichtige Platten mit Massivkanten, beidseitig mit Melaminharz beschichtet, weiß. Abriebfest, lichtecht und beständig gegen gängige Chemikalien.
- Ablageplatten mit oder ohne Aufkantung.
- Schubladen: allseitig lichtecht, kunststofffurniert in Weiß.
- Ergonomische Schubladengriffe, in 6 Farben wählbar.
- 4 Wagenbreiten in mm: 340/490/600/900
5 Wagenhöhen in mm: 518/703/733/803/833
- Zubehör für viele Einsatzzwecke.


Hinweis

Alle Wagen-Modelle werden zerlegt geliefert, sofern nichts anderes vermerkt ist. Montierte Lieferung ist gegen Aufpreis möglich.

08/16[®]

Technische Details | Maße

Abmessungen



Außenmaße Wagen:

Breiten: 340/490/600 oder 900 mm

Tiefe: 261/450 mm

Höhen Basiswagen: 518/703/733/803/833

Höhen Regalwagen: 703/733/803/833

Innenmaße Schubladen (B x T x H):

bei Platten-Breite 630 mm

· Wagen 30 – 300 x 450 mm

· Wagen 45 – 450 x 450 mm

· Wagen 60 – 560 x 450 mm

· Wagen 90 – 860 x 450 mm

Traglast

Gesamttraglast:

bis ca. 50 kg

Flächenbelastung Ablageplatten:

· ohne Aufkantung: bis ca. 10 kg

· mit Aufkantung: bis ca. 20 kg

Flächenbelastung Schubladen:

bis ca. 5 kg

Materialien | Farbgestaltung

Fahrgestell/Wagen	weiß beschichtetes Fahrgestell, weiß beschichtete stabile Vierkantröhrbügel
Dekorecken	Eckverbinder in Grau
Ablageplatten	fünfschichtige Platten mit Massivkanten, beidseitig mit Melaminharz beschichtet, weiß
Schubladengriff	<p>Design-Griffe aus Kunststoff, serienmäßig weiß, 6 Trendfarben:</p> <ul style="list-style-type: none">· grau (6502B nach NCS)· blau (3050-R80B nach NCS)· gelb (0050-Y nach NCS)· türkis (1050-B50G nach NCS)· weiß (RAL 9010)· schwarz (RAL 9005) <p>Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.</p>
Schublade	weiß, mit furnierten Fronten
Rollen	<p>Qualitäts-Leichtlaufrollen: aus Polyamid, Graphitschwarz (RAL 9011), in 3 Größen (Ø 50 mm, Ø 75 mm, Ø 100 mm). Auf Wunsch mit Feststellern oder elektrisch leitfähig.</p>

08/16®

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 15871

08/16® Basiswagen	Wagen 30	
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Ablageplatten · Schublade mit Schubladengriff, 100mm hoch · 2 Stabilisierungsstangen · weiß <p>Für kleine Geräte und enge Räume.</p>	
Rollen	4 Rollen, Ø 50mm	4 Rollen, Ø 75mm
Höhe	703mm	803mm
Maße in mm (BxTxH)	340x450x703	340x450x803
Ref.-Nr. Schubladen		
1	15871	10418
2	10410	10413
3	10411	10414
4	10412	10415
5	—	10416



Ref.-Nr. 12075

08/16® Basiswagen	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Ablageplatten · Schublade mit Schubladengriff, 100mm hoch · 2 Stabilisierungsstangen · weiß 	
Rollen	4 Rollen, Ø 50mm	4 Rollen, Ø 75mm
Höhe	703mm	733mm
Maße in mm (BxTxH)	490x450x703	600x450x733
Ref.-Nr. Schubladen		
1	15139	12075
2	15155	12076
3	15156	12077
4	15041	17205



Ref.-Nr. 14754

08/16® Basiswagen	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Ablageplatten · Schublade mit Schubladengriff, 100mm hoch · 2 Stabilisierungsstangen · weiß 	
Rollen	4 Rollen, Ø 50mm	4 Rollen, Ø 75mm
Höhe	803mm	833mm
Maße in mm (BxTxH)	490x450x803	600x450x833
Ref.-Nr. Schubladen		
1	15043	14754
2	15079	14755
3	15080	14756
4	15081	14757
5	15082	15391



Ref.-Nr. 12078

08/16® Unterfahrwagen	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Ablageplatten · Schublade mit Schubladengriff, 100mm hoch · 1 Stabilisierungsstange · weiß <p>Passt optimal unter Behandlungsliegen.</p>	
Rollen	4 Rollen, Ø 50mm	4 Rollen, Ø 50mm
Höhe	518mm	518mm
Maße in mm (BxTxH)	490x450x518	600x450x518
Ref.-Nr. Schubladen		
1	12095	12078
2	12096	12179
3	12097	12180

08/16®

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 17277

08/16® Basiswagen	Wagen 90
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Ablageplatten · Schublade mit Schubladengriff, 100mm hoch · 2 Stabilisierungsstangen · weiß
Rollen	4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar
Höhe	833 mm
Maße in mm (BxTxH)	900x450x833
Ref.-Nr. Schubladen	
1	17277
2	11008
3	11020



Ref.-Nr. 15894

08/16® Regalwagen	Wagen 30
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 3 Ablageplatten 300 mm breit · 3 Stabilisierungsstangen · weiß <p>Modell mini ideal für kleine Geräte und enge Räume.</p>
Rollen	4 Rollen, Ø 50 mm
Höhe	703 mm
Maße in mm (BxTxH)	340x450x703
Ref.-Nr.	15894



Ref.-Nr. 15150

08/16® Regalwagen	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 3 Ablageplatten, oben und unten mit Aufkantung · 1 Stabilisierungsstange · weiß 	
Rollen	4 Rollen, Ø 50 mm	4 Rollen, Ø 75 mm
Höhe	803 mm	833 mm
Maße in mm (BxTxH)	490x450x803	600x450x833
Ref.-Nr.	14514	15150



Ref.-Nr. 12057

08/16® Regalwagen	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 3 Ablageplatten mit Aufkantung, nur 261 mm tief · weiß <p>Modell mini ideal für kleine Geräte und enge Räume.</p>
Rollen	4 Rollen, Ø 50mm
Höhe	728mm
Maße in mm (BxTxH)	600x261x728
Ref.-Nr.	12057



Ref.-Nr. 17153

08/16® Regalwagen	Wagen 90
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 3 Ablageplatten, oben und unten mit Aufkantung · 3 Stabilisierungsstangen · weiß
Rollen	4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar
Höhe	833mm
Maße in mm (BxTxH)	900x450x833
Ref.-Nr.	17153

08/16®

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 17171

08/16® Gerätewagen

Wagen 30

Ausstattung

- 2 Ablageplatten
- 1 Gerätekonsole, Traglast bis ca. 5 kg
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 2 Stabilisierungsstangen
- weiß

Modell mini ideal für kleine Geräte und enge Räume.

Rollen

4 Rollen, Ø 50 mm

Höhe

Basiswagen, 803 mm

Maße

in mm (BxTxH)

Außenmaße einschl. Gerätekonsole: 346x450x981
Gerätekonsole 30: 340x250x180

Ref.-Nr.

17171



Ref.-Nr. 14434

08/16® Gerätewagen

Wagen 45

Ausstattung

- 3 Ablageplatten, oben und unten mit Aufkantung
- 1 Gerätekonsole 45, Traglast bis ca. 5 kg
- 1 Stabilisierungsstange
- weiß

Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm

Höhe

Regalwagen, 833 mm

Maße

in mm (BxTxH)

Außenmaße einschl. Gerätekonsole: 496x450x1011
Gerätekonsole 45: 490x250x180

Ref.-Nr.

14434



Ref.-Nr. 14770

08/16® Computerwagen

Wagen 60

Ausstattung

- 2 Ablageplatten
- 2 Stabilisierungsstangen
- Tastaturauszug mit Antirutschmatte
- Auszug für Maus nach rechts und links ausziehbar
- weiß

Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

Höhe

Vielzweckwagen, 833 mm

Maße

in mm (BxTxH)

600x450x833

Ref.-Nr.

14770



Ref.-Nr. 17120

08/16® Steharbeitsplatz/ Laptop-Wagen	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Ablageplatten mit Aufkantung · 1 Ablageplatte ohne Aufkantung, oben · 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch · weiß <p>Lieferung erfolgt fertig montiert.</p>	
Rollen	4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar	
Höhe	Vielzweckwagen, 1003 mm	
Maße in mm (BxTxH)	490x450x1003	600x450x1003
Ref.-Nr.	17121	17120



Ref.-Nr. 5065

08/16® Steharbeitsplatz	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Ablageplatten ohne Aufkantung · 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch · 2 Stabilisierungsstangen · weiß <p>Lieferung erfolgt fertig montiert. Jederzeit mit Schubladen nachrüstbar.</p> <p>Wagen kann ausgestattet werden mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 7 Schubladen 100 mm hoch, · 3 Schubladen 200 mm hoch/1 Schublade 100 mm hoch <p>100 mm hoch – Ref.-Nr. 12080 (Wagen 60) – Ref.-Nr. 15140 (Wagen 45)</p> <p>200 mm hoch – Ref.-Nr. 5050 (Wagen 60) – Ref.-Nr. 15473 (Wagen 45)</p>	
Rollen	4 Rollen, Ø 75 mm	
Höhe	Vielzweckwagen, 1003 mm	
Maße in mm (BxTxH)	490x450x1003	600x450x1003
Ref.-Nr.	5075	5065

08/16®

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 17117

08/16® Stehschreibpult

Wagen 60

Ausstattung

- 2 Ablageplatten
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Schubladenrückblende
- 1 Stabilisierungsstange
- 1 geneigte Schreibfläche
- 1 Utensilieneinsatz
- 1 Stifteköcher, herausnehmbar
- 1 Ablagefach, lichte Höhe (vorne), 200 mm
- weiß

Lieferung erfolgt fertig montiert.

Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

Höhe

Basiswagen, 833 mm

Maße

in mm (BxTxH)

600x450x1174

Ref.-Nr.

17117

Empfehlenswert dazu:

- Zusatzplatte, ohne Aufkantung, weiß
- Platte mit Auszug nach rechts und links, weiß

05537

05404



Ref.-Nr. 15167

08/16® Gerätewagen ER 1

Wagen 60

Ausstattung

- 2 Ablageplatten
- 1 Gerätekonsole, Traglast bis ca. 5 kg
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 2 Stabilisierungsstangen
- 1 Kabel- und Schlauchhalter aus Aluminium, mit Druckknopf-Verstellung, Ausladung 950 mm
- weiß

Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

Höhe

Basiswagen, 733 mm

Maße

in mm (BxTxH)

600x450x911 (Abmessung ohne Kabelhalter)

Ref.-Nr.

15167



Ref.-Nr. 15862

08/16® Schrankwagen 60

Wagen 60

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte · 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch · 1 Facheinlage, herausnehmbar · 2 Türen mit furnierten Seiten- sowie Rückwänden · weiß <p>Lieferung erfolgt fertig montiert.</p>
Rollen	4 Rollen, Ø 75 mm
Höhe	833 mm
Maße in mm (BxTxH)	600x450x832
Ref.-Nr.	15862



Ref.-Nr. 15152

08/16®
Funktionswagen
COMPACT

Wagen 60

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Ablageplatten · 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch · 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung · 2 Stabilisierungsstangen · 1 Verbandmittelspender COMPACT, weiß, inkl. Konsolträger · 1 Abwurfchale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l · weiß
Rollen	4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar
Höhe	Basiswagen, 733 mm
Maße in mm (BxTxH)	606x450x1350
Ref.-Nr.	15152

08/16[®]

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 15561

08/16[®]
Funktionswagen
PicBox[®] multi

Wagen 60

Ausstattung

- 2 Ablageplatten
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 2 Stabilisierungsstangen
- 1 Injektionsset PicBox[®] multi mit elegantem weißen Kunststoffgehäuse, inkl. Konsolträger
- 1 Abwurschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- weiß

Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

Höhe

Basiswagen, 733 mm

Maße

in mm (BxTxH)

629x450x1335

Ref.-Nr.

15561



Ref.-Nr. 15395

08/16[®]
Funktionswagen
PicBox[®] Plus

Wagen 60

Ausstattung

- 2 Ablageplatten
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 2 Stabilisierungsstangen,
- 1 Injektionsset PicBox[®] mit KOMBI-Set, grauweiß, inkl. Konsolträger
- 1 Abwurschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- 1 Armauflage, schwarz
- weiß

Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

Höhe

Basiswagen, 733 mm

Maße

in mm (BxTxH)

759x450x1308 (ohne Armauflage)

Ref.-Nr.

15395

08/16[®]

Systemteile



Ref.-Nr. 1316x

Schubladengriffe	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	Ergonomische, formschöne Kunststoffgriffe	
Ref.-Nr. Griff - grau - blau - gelb - türkis - weiß - schwarz	13161 13162 13164 13165 13166 13167	



Ref.-Nr. 16723

Schubladeneinsatz 45/60/90	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Schubladeneinsatz aus transparentem Kunststoff · variable Einteilung herausnehmbar · spülmaschinenfest 		
	· mit 2 Bahnen und 4 Teiler	· mit 3 Bahnen und 6 Teiler	· mit 4 Bahnen und 11 Teiler
Maße in mm (BxTxH)	390x385x55	500x385x55	800x385x55
Ref.-Nr.	16724	16723	5100



Ref.-Nr. 15752

Schubladen-Rückblende 30/45/60/90	Wagen 30	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Schubladen-Rückblende · 100mm hoch · weiß 			
Maße in mm (BxTxH)	296x105	446x105	556x105	856x105
Ref.-Nr.	16186	15753	15752	5084



Ref.-Nr. 12080

Schublade 45/60	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Schublade mit Schubladengriff · 100mm hoch · Flächenbelastung bis ca. 5kg · Griff weiß · weiß <p>Bitte bestellen Sie die passende Schubladen-Rückblende 45/60 dazu.</p>	
Innenmaße in mm (BxTxH)	392x384x74	502x384x74
Ref.-Nr.	15140	12080

08/16[®]

Systemteile



Ref.-Nr. 5050

Schublade, Reling 45/60/90	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Schublade mit Schubladengriff, Reling · 200mm hoch · Traglast bis ca. 5kg · Griff weiß · weiß <p>Nicht nachrüstbar.</p>		
Innenmaße in mm (BxTxH)	382x385x120	502x385x120	802x385x120
Ref.-Nr.	15473	5050	5083

Rollen



Ref.-Nr. 5410

Ausstattung	Aufpreis
Ref.-Nr.	
- 2 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 50mm, feststellbar	5410
- 2 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 75 mm, feststellbar	5411
- 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 75 mm	15328
- 4 elektrisch leitfähige Rollen, Ø 75 mm	5413
- 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 100mm	5615
- 2 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 100mm, feststellbar	5616

08/16[®]

Empfohlenes Zubehör



Ref.-Nr. 11026

Abfallsammler tomo

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none">· Kunststoff, grau (RAL 7045)· 100 % Polypropylen· glatt, leicht zu reinigen· abnehmbarer, gut schließender Deckel· mit Halterung· Inhalt 10 Liter (für Müllsäcke ca. 450x350 mm (BxH))
Maße in mm (BxTxH)	315x180x315
Ref.-Nr.	11026



Ref.-Nr. 4979

Medi-Müll Entsorgungsboxen 1,5l

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none">· Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen wie Kanülen, Vacutainer, Skalpelle, Pipetten etc.· 1,5l Fassungsvermögen· Entsorgungsbox gelb mit grünem Deckel, fest verschließbar· Öffnung: oval· Material: Polypropylen· Set mit 94 bzw. 16 Entsorgungsboxen Medi-Müll· ohne Halterung
Maße in mm (BxTxH)	Maße: 125mm Höhe, Deckel (BxT) 179x176mm, Ø Boden 112 mm
Ref.-Nr. Set mit 94 Medi-Müll Boxen Set mit 16 Medi-Müll Boxen	4979 4982



Ref.-Nr. 11381

Injektionsset PicBox[®]

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none">· Kunststoffgehäuse, grauweiß· 3 große transparente Schütten, Spritzenspender· 5 kleine transparente Schütten, Kanülenspender· Befestigung mit Konsolträger am Variocar Vielzweckwagen· First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953
Maße in mm (BxTxH)	600x220x410
Ref.-Nr.	11381



Ref.-Nr. 11377

Injektionsset PicBox[®] Plus

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none">· Kunststoffgehäuse, grauweiß· 3 große transparente Schütten, Spritzenspender· 5 kleine transparente Schütten, Kanülenspender· 1 KOMBI-Set mit Tupferspender, Tupferbefeuchter und Zusatzbehälter· Befestigung mit Konsolträger am 08/16[®] Vielzweckwagen· First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953
Maße in mm (BxTxH)	725x235x410
Ref.-Nr.	11377

bravo[®]





bravo[®]

Der smarte und agile Begleiter für kleine Geräte.

Mit seinem schlanken und leichten Design ist bravo der ideale Wagen für kleine Geräte. Wo immer es diese mobil unterzubringen gilt, bietet der universelle Begleiter eine stabile Basis für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten – von der Arztpraxis bis zum Kosmetikstudio. Auch als Trägersystem für Präsentationsgeräte in Büros sowie für Mess- oder Prüfgeräte in der Industrie ist der mobile Leichtlast-Gerätewagen ideal geeignet.

Die bravo Gerätewagen-Serie steht für verlässliche Markenqualität zum vernünftigen Preis. Sie ist durch ein europäisches Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt.

Sie sind auf der Suche nach dem exakt passenden Wagen? Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen eine Reihe besonders beliebter Konfigurationen für unseren bravo. Nicht mehr und nicht weniger. Tatsächlich ist jeder bravo ein Unikat, das sich ganz nach Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen und ausstatten lässt.



Lernen Sie bravo[®] im Detail kennen.

Merkmale

- Einsäulen-Gerätewagensystem, Leichtlast.
- Zweigeteiltes Einsäulen-Aluminium-Trägerprofil vorne und hinten sowie praktischen Kabelkanälen.
- Ideal zur Aufnahme diverser Platten, Steckdosenleisten und verschiedener, einfach adaptierbarer Zubehörteile.

Mögliche Funktion

Computerwagen | Tabletwagen | Ergometriewagen | Hygienewagen | Dentalwagen | Beamerwagen ...

Möglicher Einsatz

Arztpraxen | Dentalpraxen | Labore | Kliniken | Beauty-Studios | Besprechungsräume | Industriebetriebe ...


Die bravo[®] System-Komponenten

- Stabiles Alu-Guss-Fahrgestell, pulverbeschichtet basaltgrau (RAL 7012).
- Serienmäßig hochwertige Doppellenkrollen (Ø 75mm) mit 2 Feststellern und grauen Wandabweisern.
- Elektrisch leitfähige Rollen optional gegen Aufpreis.
- Standardmäßig in zwei unterschiedlichen Höhen (780mm, 900mm) oder in Sondermaßen.
- Zweigeteiltes Aluminium-Trägerprofil, eloxiert mit integrierten Kabelkanälen.
- Hochwertige, stabile Ablageplatten, teilweise mit angeformtem Ziehgriff oder seitlichen Schiebegriffen.
- Platten in vielen Größen, aus Metall oder ABS-Kunststoff.
- Praktische und ausziehbare weiße Ablageschale (Polycarbonat) mit Ablageplatte zur staubdichten Aufbewahrung von kleinen Zubehörteilen.
- Viel praktisches Zubehör, jederzeit nachrüstbar, vorne oder hinten an den Profilen fixierbar.
- Sonderausführungen, Sondermaße und Sonderfarben auf Anfrage.

Hinweis

Für Gerätehersteller nach besonderen Wünschen individuell mit Sonderplatten, Halterungen, Anbauteilen in Sondermaßen und Sonderfarben realisierbar.

Alle Wagenmodelle werden montiert geliefert.

Trägerprofilhöhe	780/900mm
Abmessungen	Außenmaße Wagen: 575x575mm (BxT)
	Außenmaße Ablageplatten (Metall): <ul style="list-style-type: none"> · 500x390mm (BxT) · 280x400mm (BxT) · 319/290x225mm (B1/B2xT)
	Stellfläche Ablageplatte (Metall): 312/284x400mm (B1/B2xT)
	Schubladen (Metall): Außenmaße: 373x260x130mm (BxTxH) Innenmaße: 310x230x109mm (BxTxH)
Traglast	Gesamttraglast: bis ca. 25kg
	Flächenbelastung Ablageplatten (Metall): bis ca. 5 kg/20kg
	Flächenbelastung Schubladen (Metall): bis ca. 5 kg

Materialien | Farbgestaltung

Trägerprofil	Aluminium, eloxiert
Profil-Abdeckung	Profilkappe aus Edelstahl, geschliffen
Fahrgestell/Wagen	Alu-Guss, Feinstruktur, matt, pulverbeschichtet, basaltgrau (RAL 7012)
Dekorstreifen im Profil	aus PVC: <ul style="list-style-type: none"> · grau (6502B nach NCS) · blau (3050-R80B nach NCS) <p>Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.</p>
Ablageplatten	Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) oder ABS-Kunststoff, oriongrau
Ablageplatte mit Schale	Schale aus Kunststoff (Polycarbonat), weiß, Ablageplatte aus Metall
Schiebegriff	Stahl, pulverbeschichtet, basaltgrau (RAL 7012) (2 seitliche Schiebegriffe an Ablageplatte)
Schubladengriff	Design-Griffe aus Kunststoff, serienmäßig grau, 3 Trendfarben: <ul style="list-style-type: none"> · grau (6502B nach NCS) · blau (3050-R80B nach NCS) · gelb (0050-Y nach NCS) <p>Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.</p>
Schublade (Metall)	Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
Rollen	<p>Qualitäts-Leichtlaufrollen Ø vorne/hinten:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Gehäuse aus Polyamid, spurfreie, graue Polyurethan-Bereifung · 4 Rollen mit Wandabweisern und 2 Feststellern · 75 mm serienmäßig · 100mm optional <p>Elektrisch leitfähige Rollen: optional gegen Aufpreis lieferbar</p>

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 27011

bravo® Basiswagen 1

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 780 mm hoch · 1 Ablageplatte 2 aus Metall, 280x400 mm (BxT) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575x985
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27011 27012



Ref.-Nr. 27021

bravo® Basiswagen 2

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 780 mm hoch · 1 Ablageplatte 3 aus Metall, 444x400 mm (BxT) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 2 seitliche Schiebegriffe, basaltgrau (RAL 7012) · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575x985
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27021 27022



Ref.-Nr. 27031

bravo® Basiswagen 3

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 780 mm hoch · 1 Ablageplatte aus Metall oben, 280x400 mm (BxT) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 1 Ablageplatte 4 aus Metall unten, Stellfläche 319/290x225 (B1/B2xT) · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575x985
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27031 27032



Ref.-Nr. 27071

bravo® Basiswagen 5

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 780 mm hoch · 1 Ablageplatte aus Metall oben, 280x400 mm (BxT) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 1 Ablageplatte mit Schale: <ul style="list-style-type: none"> – Ablageplatte aus Metall, 324x240 mm (BxT) – Schale aus Polycarbonat für Zubehör, ausziehbar, weiß · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575x985
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27071 27072



Ref.-Nr. 27361

bravo® Basiswagen 6

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 780 mm hoch · 1 Ablageplatte 1 aus Metall, 500x390 mm (BxT) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575x985
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27361 27362



Ref.-Nr. 27561

bravo® Basiswagen 8

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 780 mm hoch · 1 Ablageplatte aus Metall oben, 500x390 mm (BxT) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 1 Ablageplatte mit Schublade aus Metall mit Griff · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575x985
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27561 27562

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 27531

bravo® Basiswagen 9

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 780mm hoch · 1 Ablageplatte mit Schublade aus Metall mit Griff · 2 Profilabdeckungen aus Edelstahl · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
--------------------	--

Maße in mm (BxTxH)	575x575x985
------------------------------	-------------

Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27531 27532
--	----------------



Ref.-Nr. 27501

bravo® Gerätewagen 1

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 900mm hoch · 1 Ablageplatte 1 aus Metall oben, 500x390mm (BxT) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 1 Ablageplatte mit Schale: <ul style="list-style-type: none"> – Ablageplatte aus Metall, 324 x 240 mm (BxT) – Schale aus Polycarbonat für Zubehör, ausziehbar, weiß · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
--------------------	--

Maße in mm (BxTxH)	575x575x1105
------------------------------	--------------

Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27501 27502
--	----------------



Ref.-Nr. 27191

bravo® Gerätewagen 2

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 900mm hoch · 1 Ablageplatte 1 aus Metall oben, 500x390mm (BxT) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 1 Ablagekorb, vorne am Trägerprofil · 1 Steckdosenleiste (3-fach), vorne zwischen den Trägerprofilen · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
--------------------	---

Maße in mm (BxTxH)	575x575x1105
------------------------------	--------------

Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27191 27192
--	----------------



Ref.-Nr. 27151

bravo® Computerwagen 1

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 780mm hoch · 1 Ablageplatte 2 aus Metall, 280x400mm (BxT) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/100mm, nicht höhenverstellbar, dreh- und neigbar · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575x1392 (mit TFT-Halter)
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27151 27152



Ref.-Nr. 27571

bravo® Tablet-Wagen 3

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 780mm hoch · 1 Ablageplatte 1 aus Metall, 500x390mm (BxT) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 1 Tablethalter mit Flexwelle, sichere Fixierung eines Tablets/iPads (10" bis 15"), max. Tablet-Dicke 12mm, Traglast bis ca. 1,5kg · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575xca.1330
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27571 27572



Ref.-Nr. 27581

bravo® Tablet-Wagen 4

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 900mm hoch · 1 Tablethalter mit Flexwelle, sichere Fixierung eines Tablets/iPads (10" bis 15"), max. Tablet-Dicke 12mm, Traglast bis ca. 1,5kg · umlaufender Quad-Schiebegriff, Aluminium pulverbeschichtet (RAL 9006), auch als Normschiene für Zubehör nutzbar, Traglast bis ca. 5kg · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 1 Ablagekorb, vorne am Trägerprofil · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575xca.1450 mit Tablethalter (ohne 1105)
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27581 27582

bravo®

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 27181

bravo® Gerätewagen ER 1

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 780mm hoch · 1 Ablageplatte 2 aus Metall, 280x400mm (BxT) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · 1 Kabel- und Schlauchhalter aus Aluminium, mit Druckknopf-Verstellung, Ausladung 950mm · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575xca. 985 (ohne Kabel- und Schlauchhalter)
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27181 27182



Ref.-Nr. 27471

bravo® Hygienewagen 1

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 900mm hoch · 1 Desinfektionsmittelspender für 1 Liter-Flaschen · 1 Abtropfschale, herausnehmbar · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575x1105
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27471 27472



Ref.-Nr. 27081

bravo® Hygienewagen 2

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 900mm hoch · 1 Halter Spenderbox (1-fach) für Einmalhandschuhe oder Tissues · 1 Desinfektionsmittelspender für 1 Liter-Flaschen · 1 Abtropfschale herausnehmbar · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575x1246
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27081 27082



Ref.-Nr. 27091

bravo® Gerätewagen DW 1

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Trägerprofil 780mm hoch · 1 Ablageplatte aus ABS Kunststoff oben, 500x390mm (BxT), oriongrau (aus dem „fuego“ Programm) · 1 Griff, weißaluminium (RAL 9006) · 1 Ablageplatte mit Schale: <ul style="list-style-type: none"> – Ablageplatte aus Metall, 324x240mm (BxT) – Schale aus Polycarbonat für Zubehör, ausziehbar, weiß · 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
Maße in mm (BxTxH)	575x575x1002
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27091 27092

bravo®

Systemteile



Ref.-Nr. 27051

Fahrgestell

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 zweiteiliges Trägerprofil aus Aluminium · 1 Gestell aus Alu-Guss, pulverbeschichtet, basaltgrau (RAL 7012), Feinstruktur matt · 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern · Traglast bis ca. 25 kg 	
	· Trägerprofil 780 mm hoch	· Trägerprofil 900 mm hoch
Maße in mm (BxTxH)	575x575x982	575x575x1102
Ref.-Nr. Dekorstreifen – grau – blau	27051 27052	27061 27062



Ref.-Nr. 27048

Ablageplatte 1

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · Flächenbelastung bis ca. 20 kg
Maße in mm (BxT)	500x390
Ref.-Nr.	27048



Ref.-Nr. 27311

Ablageplatte 2

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · Flächenbelastung bis ca. 20 kg
Maße in mm (BxT)	280x400
Ref.-Nr.	27311



Ref.-Nr. 27351

Ablageplatte 3

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) · 1 Ziehgriff · 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung · Flächenbelastung bis ca. 20 kg
Maße in mm	Außenmaße: 444x400 (BxT) Stellfläche: 312/284x400 (B1/B2xT)
Ref.-Nr.	27351



Ref.-Nr. 27038

Ablageplatte mit Schale

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) · 1 Schale aus Polycarbonat für Zubehör, ausziehbar weiß · desinfizierbar · spülmaschinenfest · temperaturbeständig von -30° bis +120 °C · Flächenbelastung Ablageplatte bis ca. 3 kg/Schale bis ca. 2 kg
Maße in mm (BxTxH)	Maße Ablageplatte: 324 x 240 x 76 Innenmaße Schale: 230 x 150 x 55
Ref.-Nr.	27038



Ref.-Nr. 27241

Ablageplatte mit Schublade

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte aus Metall, 373x260 mm (B x T), pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) · 1 Schublade aus Metall · 1 Griff · Flächenbelastung bis ca. 10 kg
Maße in mm (BxTxH)	Außenmaße: 373x260 x 130 Innenmaße: 310x230x109
Ref.-Nr. Schubladengriffe - grau - blau - gelb	27241 27242 27244



Ref.-Nr. 27251

Schublade für Unterbau

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Schublade aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) · 1 Griff · Flächenbelastung bis ca. 10 kg <p>Hinweis: Schublade ohne Abdeckplatte.</p>
Innenmaße in mm (BxTxH)	310x230x109
Ref.-Nr. Schubladengriffe - grau - blau - gelb	27251 27252 27254



Ref.-Nr. 27391

Ablageplatte 4

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) · Flächenbelastung bis ca. 5 kg <p>Befestigung am Trägerprofil.</p>
Maße in mm (B x T)	<p>Stellfläche: 280x325 Außenmaße: 319/290x225 (B1 x B2 x T)</p>
Ref.-Nr.	27391



Ref.-Nr. 27005

Ablageplatte mit Kabel- und Schlauchhalter

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) · 1 Ziehgriff · 1 Kabel-/Schlauchhalter · 1 Kabel- und Schlauchhalter aus Aluminium mit Druckknopf-Verstellung · Ausladung 950 mm · Flächenbelastung Ablageplatte bis ca. 20 kg
Maße in mm (B x T)	<p>Außenmaße: 280x400 Stellfläche: 280x328</p>
Ref.-Nr.	27005



Ref.-Nr. 27004

Ablageplatte mit TFT-Halter

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) · 1 Ziehgriff · 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/100 mm, auf einer Stange, nicht höhenverstellbar, dreh- und neigbar · zur Aufnahme von flachen Monitoren · mittlere Höhe 348 mm zur Ablageplatte · Flächenbelastung bis ca. 10 kg
Maße in mm (B x T)	<p>Außenmaße: 280x400 Stellfläche: 280x325</p>
Ref.-Nr.	27004



Ref.-Nr. 27986

Rollen, Ø 75 mm

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrollen · Aufpreis für 4 Rollen Ø 75 mm · elektrisch leitfähig · mit Wandabweiser · 2 Rollen feststellbar
Ref.-Nr.	27986



Ref.-Nr. 27907

Rollen, Ø 100 mm

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrollen · Aufpreis für 4 große Rollen Ø 100 mm · mit Wandabweiser · 2 Rollen feststellbar
	— · elektrisch leitfähig
Ref.-Nr.	27907 27906



Ref.-Nr. 19976

Normprofilschiene vorne

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Edelstahl, geschliffen · zur Befestigung vorne am Trägerprofil · mit 2 Befestigungspunkten · Traglast 10 kg
Maße in mm (BxTxH)	336 x 10 x 25
Ref.-Nr.	19976



Ref.-Nr. 27046

Ablagekorb

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Stahl, pulverbeschichtet · weißaluminium (RAL 9006) · Befestigung vorne oder hinten am Trägerprofil · Maschenweite 20 mm · Traglast bis ca. 5 kg, homogene Beladung
Maße in mm (BxTxH)	377 x 196 x 115 (mit Abstandshalter 214 mm tief)
Ref.-Nr.	27046

fuego





fuego

Der flexible Wagen für kleine Gerätekombinationen.

fuego besticht durch flexible Funktionalität und außergewöhnliches Design. Weil er wendig und robust zugleich ist, unterstützt fuego hervorragend den mobilen Einsatz kleiner Gerätekombinationen. Dabei bietet er viel Stellplatz auf geringer Grundfläche. Mit seinem schlanken Design ist fuego in vielen unterschiedlichen Bereichen zu Hause. Auch in Büros oder Tagungsräumen lassen sich mit fuego mobile Lösungen realisieren. Die fuego Gerätewagen-Serie steht für verlässliche Markenqualität. Sie ist durch ein europäisches Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt.

Sie sind auf der Suche nach dem exakt passenden Wagen? Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen eine Reihe besonders beliebter Konfigurationen für unseren fuego. Nicht mehr und nicht weniger. Tatsächlich ist jeder fuego ein Unikat, das sich ganz nach Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen und ausstatten lässt.

