



Ref.-Nr. 18951

keo® ISO Modulwagen 4

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Wagen grauweiß RAL 9002 · 1 Korpuselement 7 Höhenraster · 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung · 1 Schublade 125 mm hoch, Innenmaß (BxTxH): 570x395x92 mm · 1 Rollladen, aluminiumfarben mit Schloss und Griff · 2 ISO-Modulträgerwände für 5 ISO-Module, 100 mm hoch oder 10 ISO-Module, 50 mm hoch · 1 Normprofilschiene links aus Edelstahl · 1 Schiebegriff rechts · 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
Maße in mm (BxTxH)	779x582x1241
Ref.-Nr. Griffe und Dekorstreifen – grau – blau – türkis	18951 18952 18955

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18551

keo® ISO Modulwagen 5

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Wagen grauweiß RAL 9002 · 1 Korpuselement 7 Höhenraster · 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung · 3 ISO-Modul-Vollauszüge 125 (110%) zur Aufnahme von ISO-Modulen, 50 mm oder 100 mm hoch · 2 ISO-Modul-Vollauszüge 250 (110%) zur Aufnahme von ISO-Modulen, 200 mm hoch · 1 Schiebegriff rechts · 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
Maße in mm (BxTxH)	779x582x1241
Ref.-Nr. Griffe und Dekorstreifen – grau – blau – türkis	18551 18552 18555

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18561

keo® ISO Modulwagen 6

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Wagen grauweiß RAL 9002 · 1 Korpuselement 7 Höhenraster · 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung · 1 Rollladen, aluminiumfarben mit Schloss und Griff · 2 ISO-Modulträgerwände für 7 ISO-Module, 100mm hoch · 1 Schiebegriff rechts · 4 Rollen Ø 125 mm, mit Wandabweiser, 2 feststellbar <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
Maße in mm (BxTxH)	779x582x1241
Ref.-Nr. Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18561
– blau	18562
– türkis	18565

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18611

keo® ISO Modulwagen NA 1

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Wagen grauweiß RAL 9002 · 1 Korpuselement 7 Höhenraster · 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung · 1 Einlegeplatte aus Edelstahl · 7 ISO-Modul-Auszug 125 mm hoch, (Vollauszug 110%) zur Aufnahme von ISO-Modulen, 50 mm oder 100 mm hoch · 1 Schiebegriff rechts · 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
Maße in mm (BxTxH)	779x582x1241
Ref.-Nr. Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18611
– blau	18612
– türkis	18615

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18621

keo® ISO Modulwagen NA 2

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Wagen grauweiß RAL 9002 · 1 Korpuselement 7 Höhenraster · 1 ABS-Kunststoffarbeitsplatte grau · 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung · 1 Einlegeplatte aus Edelstahl · 3 ISO-Modul-Auszüge 125 mm hoch (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modulen, 50 mm oder 100 mm hoch · 2 ISO-Modul-Auszüge 250 mm hoch, (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modulen 200 mm hoch · 1 Schiebegriff rechts · 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
Maße in mm (BxTxH)	779x582x1241
Ref.-Nr. Griffe und Dekorstreifen – grau – blau – türkis	18621 18622 18625

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18631

keo® ISO Modulwagen NA 3

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Wagen grauweiß RAL 9002 · 1 Korpuselement 5 Höhenraster · 1 Ablageplatte ABS Kunststoff mit Auszug: <ul style="list-style-type: none"> – Ablageplatte grau, mit 4-seitiger Aufkantung – Auszugsplatte aus Metall, seitlich nach rechts ausziehbar, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) · 1 Einlegeplatte aus Edelstahl · 3 ISO-Modul-Auszug 125 mm hoch, (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modulen, 50 mm oder 100 mm hoch · 1 ISO-Modul-Auszug 250 mm hoch, (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modul, 200 mm hoch · 1 Schiebegriff rechts · 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
Maße in mm (BxTxH)	779x582x985
Ref.-Nr. Griffe und Dekorstreifen – grau – blau – türkis	18631 18632 18635

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.

Konfigurationsbeispiele

Schaffen Sie sich Freiraum bei der Arbeit. Mit den Spender- und Organisationssystemen können Sie alle marktüblichen Verbrauchsmaterial-Packungen platzsparend unterbringen und haben die Arbeitsplatte zum Vorrichten frei. Die praktisch geformte Arbeitsplatte mit den reinigungsfreundlichen, abgerundeten Ecken macht die Arbeit zum Vergnügen.



Ref.-Nr. 18641

keo® ISO Modulwagen VB 3

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Wagen grauweiß RAL 9002 · 1 Korpuselement 5 Höhenraster · 1 Organisationssystem bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> 2 geneigten Ablageebenen und 10 Klemmen · 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung · 1 Rollladen, aluminiumfarben mit Schloss und Griff · 2 ISO-Modulträgerwände für 4 ISO-Module, 100mm hoch · 1 Schiebegriff rechts · 4 Rollen Ø 125mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
Maße in mm (BxTxH)	779x582x1628
Ref.-Nr. Griffe und Dekorstreifen – grau – blau – türkis	18641 18642 18645

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18651

keo® ISO Modulwagen VB 4

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Wagen grauweiß RAL 9002 · 1 Korpuselement 5 Höhenraster · 1 Injektions-Set PicBox® mit 3 großen Schütten und 5 kleinen Schütten · 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung · 1 Rollladen, aluminiumfarben mit Schloss und Griff · 2 ISO-Modulträgerwände für 4 ISO-Module 100mm hoch · 1 Schiebegriff rechts · 4 Rollen Ø 125mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
Maße in mm (BxTxH)	779x582x1628
Ref.-Nr. Griffe und Dekorstreifen – grau – blau – türkis	18651 18652 18655

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18661

keo® ISO Modulwagen VB 5

Ausstattung

- Wagen grauweiß RAL 9002
- 1 Korpuselement 5 Höhenraster
- 1 Organisationssystem bestehend aus:
 - 1 geneigte Ablageebene und 5 Klemmen
 - 1 Kanülenspender PicBox® mit 5 kleinen Schütten
- 1 Ablageplatte ABS Kunststoff mit Auszug:
 - Ablageplatte grau, mit 4-seitiger Aufkantung
 - Auszugsplatte aus Metall, seitlich nach rechts ausziehbar, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
- 1 Rollladen, aluminiumfarben mit Schloss und Griff
- 2 ISO-Modulträgerwände für 4 ISO-Module, 100mm hoch
- 1 Schiebegriff rechts
- 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar

ISO-Module separat bestellen.

Maße

in mm (B x T x H)

779 x 582 x 1628

Ref.-Nr.

Griffe und Dekorstreifen

- grau
- blau
- türkis

18661
18662
18665

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18811

keo® ISO Modulwagen VB 7

Ausstattung

- Wagen grauweiß RAL 9002
- 1 Korpuselement 6 Höhenraster
- 1 Injektions-Set PicBox® mit 3 großen und 5 kleinen Schütten
- 1 Ablageplatte ABS Kunststoff mit Auszug:
 - Ablageplatte grau, mit 4-seitiger Aufkantung
 - Auszugsplatte aus Metall, seitlich nach rechts ausziehbar, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
- 4 ISO-Modul-Auszüge 125 mm hoch, (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modulen, 50 mm oder 100 mm hoch
- 1 ISO-Modul-Auszug 250 mm hoch, (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modul, 200 mm hoch
- 1 Abfallsammler tango, 20 Liter, links, mit Knieöffnungsmechanik
- 1 Schiebegriff rechts
- 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar

ISO-Module separat bestellen.

Maße

in mm (B x T x H)

976 x 582 x 1628 (Breite inkl. Abfallsammler)

Ref.-Nr.

Griffe und Dekorstreifen

- grau
- blau
- türkis

18811
18812
18815

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 17611

keo® ISO Modulwagen VB 8

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Wagen grauweiß RAL 9002 · 1 Korpuselement 6 Höhenraster · 1 Injektions-Set PicBox® mit 3 großen und 5 kleinen Schütten · 1 Ablageplatte ABS Kunststoff mit Auszug: <ul style="list-style-type: none"> – Ablageplatte grau, mit 4-seitiger Aufkantung – Auszugsplatte aus Metall, seitlich nach rechts ausziehbar, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) · 3 ISO-Modul-Auszüge 125 mm hoch (Vollauszug 110 %), zur Aufnahme von ISO-Modulen, 50 mm oder 100 mm hoch · 1 ISO-Modul-Auszug 250 mm hoch (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modul, 200 mm hoch · 1 Abfallsammler tomo, 10 Liter, links · 1 Schiebegriff rechts · 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
Maße in mm (BxTxH)	908x582x1628 (Breite inkl. Abfallsammler)
Ref.-Nr. Griffe und Dekorstreifen	
– grau	17611
– blau	17612
– türkis	17615

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18831

keo® ISO Modulwagen VB 9

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Wagen grauweiß RAL 9002 · 1 Korpuselement 5 Höhenraster, hinten verlängerte Holme · 1 Organisationssystem bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> – 1 geneigte Ablageebene und 5 Klemmen – 1 Spritzenspender mit 4 Kippschütten · 1 Ablageplatte ABS Kunststoff mit Auszug: <ul style="list-style-type: none"> – Ablageplatte grau, mit 4-seitiger Aufkantung – Auszugsplatte aus Metall, seitlich nach rechts ausziehbar, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) · 2 ISO-Modul-Auszug 61 mm hoch (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modulen 50 mm hoch (Ref.-Nr. 18898) · 2 ISO-Modul-Auszug 125 mm hoch (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modulen 100 mm hoch (Ref.-Nr. 18896) · 1 ISO-Modul-Auszug 250 mm hoch (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modul 200 mm hoch (Ref.-Nr. 18897) · 1 Seifen und Desinfektionsspender mit Auffangschale links · 1 Halterung für Medi-Müll Entsorgungsbox links · 1 Schiebegriff rechts · 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar <p>ISO-Module separat bestellen. Medi-Müll exklusive.</p>
Maße in mm (BxTxH)	898x582x1628 (Breite inkl. Zubehör)
Ref.-Nr. Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18831
– blau	18832
– türkis	18835

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.

keo® ISO Modulwagen VB 10



Ref.-Nr. 18861

Ausstattung

- Wagen grauweiß RAL 9002
- 1 Korpuselement 5 Höhenraster
- 1 Organisationssystem bestehend aus:
 - 1 geneigte Ablageebene und 5 Klemmen
 - 1 Injektionsset mit 4 und 5 Kippschütten
- 1 Ablageplatte Metall mit Auszug:
 - Ablageplatte, grauweiß (RAL 9002)
 - Auszugsplatte aus Metall, seitlich rechts ausziehbar, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
- 1 Gallerierahmen 3-seitig aus Edelstahl
- 2 ISO-Modul-Auszüge 61 mm hoch, (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modulen, 50 mm hoch
- 2 ISO-Modul-Auszüge 125 mm hoch (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modulen 100 mm hoch
- 1 ISO-Modul-Auszug 250 mm hoch, (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modul, 200 mm hoch
- 1 Schiebegriff
- 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar

ISO-Module separat bestellen.

Maße

in mm (B x T x H)

779 x 582 x 1628

Ref.-Nr.

Griffe und Dekorstreifen

- grau
- blau
- türkis

18861
18862
18865

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18571

keo® ISO Modulwagen NO 1

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Wagen grauweiß RAL 9002 · 1 Korpuselement 5 Höhenraster · 1 Ablagekonsole aus Metall, 300 mm tief, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002), 634x300x20 mm (BxTxH), nach hinten versetzt · 1 Antirutschmatte 634x300mm (BxT) (für Ablagekonsole) · 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung · 3 ISO-Modul-Auszüge 125 mm hoch, (Vollauszug 110%) zur Aufnahme von ISO-Modulen, 50 mm oder 100 mm hoch · 1 ISO-Modul-Auszug 250 mm hoch (Vollauszug 110%), zur Aufnahme von ISO-Modul, 200 mm hoch · 1 Schiebegriff rechts · 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, elektrisch leitfähig, 2 feststellbar <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
Maße in mm (BxTxH)	779x608x1169
Ref.-Nr. Griffe und Dekorstreifen – grau – blau – türkis	18571 18572 18575

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18581

keo® ISO Modulwagen NO 2

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Wagen grauweiß RAL 9002 · 1 Korpuselement 5 Höhenraster, hinten verlängerte Holme · 1 Ablagekonsole aus Metall 300 mm tief, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002), 634x300x20 mm (BxTxH), nach hinten versetzt · 1 Antirutschmatte 634x300mm (BxT) · 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung · 3 ISO-Modul-Auszug 125 mm hoch, (Vollauszug 110%) zur Aufnahme von ISO-Modulen, 50 mm hoch (Ref.-Nr. 18898) oder 100 mm hoch (Ref.-Nr. 18896) · 1 Fach mit Antirutschmatte 629x484x259 mm (BxTxH) · 1 Schiebegriff rechts · 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, elektrisch leitfähig, 2 feststellbar <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
Maße in mm (BxTxH)	779x608x1169
Ref.-Nr. Griffe und Dekorstreifen – grau – blau – türkis	18581 18582 18585

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.

keo® ISO Modulwagen NO 3



Ref.-Nr. 18821

Ausstattung

- Wagen grauweiß RAL 9002
- 1 Korpuselement 5 Höhenraster
- 1 Spritzenspender mit 4 Kippschütten
- 1 Kombi-Set, seitlich angebaut
- 1 Ablageplatte ABS Kunststoff mit Auszug:
 - Ablageplatte grau, mit 4-seitiger Aufkantung
 - Auszugsplatte aus Metall, seitlich nach rechts ausziehbar, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
- 3 ISO-Modul-Auszüge 125 mm hoch, (Vollauszug 110%), zur Aufnahme von ISO-Modulen, 50 mm oder 100 mm hoch
- 1 Fach mit Antirutschmatte, 629x484x259 mm (BxTxH)
- 1 Halterung für Medi-Müll-Entsorgungsbox rechts
- 1 Normprofilschiene rechts aus Edelstahl
- 1 Reanimationsbrett hinten
- 1 Seifen- und Desinfektionsspender 500ml links
- 1 Halterung für Sauerstoff-Flasche 5/10 Liter rechts
- 1 Schiebegriff rechts
- 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar

ISO-Module separat bestellen. Medi-Müll exklusive.

Maße

in mm (BxTxH)

986x615x1513

Ref.-Nr.

Griffe und Dekorstreifen

- grau
- blau
- türkis

18821
18822
18825

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.

Konfigurationsbeispiele

Funktionswagen mit Metallschubladen.

Die nachfolgenden keo® Modelle haben feste Schubladen anstatt ISO-Module. Alle Schubladen verfügen über einen komfortablen Vollauszug mit 110 %. Gerne können Sie Modulauszüge und Schubladen auch kombinieren und mit den vielfältigen System- und Zubehörteilen Ihren ganz individuellen Wagen zusammenstellen. Wir beraten Sie gerne.



Ref.-Nr. 18601

keo® Gerätewagen NA 2

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Wagen grauweiß RAL 9002 · 1 Korpuselement 5 Höhenraster · 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung · 1 Einlegeplatte aus Edelstahl · 3 Schubladen, 125 mm hoch, (Vollauszug 110 %), Innenmaße (BxTxH): 570x395x92 mm · 1 Schublade, 250 mm, (Vollauszug 110 %), Innenmaße (BxTxH): 570x395x220 mm · 1 Schiebegriff rechts · 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar
Maße in mm (BxTxH)	779x582x985
Ref.-Nr. Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18601
– blau	18602
– türkis	18605

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18971

keo® Funktionswagen B 5

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Wagen grauweiß RAL 9002 · 1 Korpuselement 6 Höhenraster · 1 Ablageplatte Metall mit Auszug: <ul style="list-style-type: none"> – Ablageplatte, grauweiß (RAL 9002) – Auszugsplatte aus Metall, seitlich rechts ausziehbar, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) · 1 Schublade, 125 mm hoch, (Vollauszug 110 %), Innenmaße (BxTxH): 570x395x92 mm · 1 Schublade, 250 mm hoch, (Vollauszug 110 %), Innenmaße (BxTxH): 570x395x220 mm · 1 Karteiauszug (DIN A4) mit Schloss · 1 Schiebegriff rechts · 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar
Maße in mm (BxTxH)	779x582x1041
Ref.-Nr. Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18971
– blau	18972
– türkis	18975

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.

keo® Funktionswagen B 6



Ref.-Nr. 18681

Ausstattung

- Wagen grauweiß RAL 9002
- 1 Korpuselement 6 Höhenraster
- 1 Organisationssystem bestehend aus:
 - 1 geneigte Ablageebene und 5 Klemmen
 - 1 Kanülenspender PicBox® mit 5 kleinen Schütten
- 1 Seifen- und Desinfektionsmittelspender rechts mit 1 Abtropfschale
- 1 Halterung für Medi-Müll-Entsorgungsbox links inkl. 20 Medi-Müll-Boxen
- 1 Normprofilschiene links aus Edelstahl
- 1 Infusionsflaschenhalter links
- 1 Ablageplatte ABS Kunststoff mit Auszug:
 - Ablageplatte grau, mit 4-seitiger Aufkantung
 - Auszugsplatte aus Metall, seitlich nach links ausziehbar, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
- 1 Schublade, 125 mm hoch, (Vollauszug 110 %), Innenmaße (B x T x H): 570 x 395 x 92 mm
- 1 Karteiauszug (DIN A4) mit Schloss
- 1 Schublade, 250 mm hoch, (Vollauszug 110 %), Innenmaße (B x T x H): 570 x 395 x 220 mm
- 3 Schubladengriffe mit Beschriftungsfenster
- 1 Zentralverschluss
- 1 Schiebegriff rechts
- 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar

Medi-Müll exklusive.

Maße

in mm (B x T x H)

991 x 582 x 1478 (Breite inkl. Zubehör)
Höhe mit Infusionsflaschenhalter min. 1715 mm

Ref.-Nr.

Griffe und Dekorstreifen

– grau

18681

– blau

18682

– türkis

18685

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18321

keo® Funktionswagen VB 1

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Wagen grauweiß RAL 9002 · 1 Korpuselement 5 Höhenraster · 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung · 5 Schubladen, 125 mm hoch, (Vollauszug 110%), Innenmaße (B x T x H): 570 x 395 x 92 mm · 1 Schiebegriff rechts · 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar <p>Empfohlenes Zubehör: Einlegeplatte aus Edelstahl (Ref.-Nr. 18128).</p>
Maße in mm (B x T x H)	779 x 582 x 985
Ref.-Nr. Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18321
– blau	18322
– türkis	18325

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18381

keo® Funktionswagen VB 2

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Wagen grauweiß RAL 9002 · 1 Korpuselement 7 Höhenraster · 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau mit 4-seitiger Aufkantung · 7 Schubladen, 125 mm hoch, (Vollauszug 110%), Innenmaße (B x T x H): 570 x 395 x 92 mm · 1 Schiebegriff rechts · 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar
Maße in mm (B x T x H)	779 x 582 x 1241
Ref.-Nr. Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18381
– blau	18382
– türkis	18385

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.

keo® Gerätewagen NO 1



Ref.-Nr. 18801

Ausstattung

- Wagen grauweiß RAL 9002
- 1 Korpuselement 5 Höhenraster, hinten verlängerte Holme
- 1 Ablagekonsole aus Metall 300mm tief, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)
- 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung
- 3 Schubladen, 125mm hoch, (Vollauszug 110%), Innenmaße (B x T x H): 570 x 395 x 92 mm
- 1 Verplombung aus Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
- für 3 Schubladen, 125 mm hoch
- 2 Normprofilschienen links und rechts aus Edelstahl
- 1 Infusionsflaschenhalter rechts
- 1 Seifen- und Desinfektionsspender 1000ml links
- 1 Halterung für Medi-Müll-Entsorgungsbox an Normschiene links
- 1 Halterung für Sauerstoff-Flasche 2 Liter rechts
- 1 Reanimationsbrett hinten
- 1 Steckdosenleiste 4-fach
- 1 Schiebegriff rechts
- 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, elektrisch leitfähig, 2 feststellbar

Medi-Müll exklusive.

Maße

in mm (B x T x H)

974 x 615 x 1169 (Breite inkl. Zubehör)
Höhe mit Infusionsflaschenhalter min. 1406mm

Ref.-Nr.

Griffe und Dekorstreifen

- | | |
|----------|-------|
| - grau | 18801 |
| - blau | 18802 |
| - türkis | 18805 |

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18181

Korpuselement, 5 Höhenraster

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Korpus grauweiß RAL 9002 · 1 Korpuselement 5 Höhenraster · aus pulverbeschichtetem Stahlblech · grauweiß (RAL 9002) · mit 4 Aluminium-Trägerprofilen · 4 Leichtlaufrollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar
Maße in mm (BxTxH)	763x582x913
Ref.-Nr. Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18181
– blau	18182
– türkis	18185

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18791

Korpuselement, 6 Höhenraster

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Korpus grauweiß RAL 9002 · 1 Korpuselement 6 Höhenraster · aus pulverbeschichtetem Stahlblech · grauweiß (RAL 9002) · mit 4 Aluminium-Trägerprofilen · 4 Leichtlaufrollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar
Maße in mm (BxTxH)	763x582x1041
Ref.-Nr. Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18791
– blau	18792
– türkis	18795

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18191

Korpuselement, 7 Höhenraster

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Korpus grauweiß RAL 9002 · 1 Korpuselement 7 Höhenraster · aus pulverbeschichtetem Stahlblech · grauweiß (RAL 9002) · mit 4 Aluminium-Trägerprofilen · 4 Leichtlaufrollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar
Maße in mm (BxTxH)	763x582x1169
Ref.-Nr. Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18191
– blau	18192
– türkis	18195

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18411

Korpuselement, 2 verlängerte Trägerprofile

Ausstattung	· 1 Korpuselement 5 Höhenraster	· 1 Korpuselement 6 Höhenraster	· 1 Korpuselement 7 Höhenraster
	<ul style="list-style-type: none"> · Korpus grauweiß RAL 9002 · aus pulverbeschichtetem Stahlblech · grauweiß (RAL 9002) · mit 4 Aluminium-Trägerprofilen 2 davon rückseitig verlängert zur Aufnahme von Zubehör (Bsp. PicBox®-Sets oder Organisationssysteme) · 4 Leichtlaufrollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar 		
Maße in mm (BxTxH)	763x582x1628		
Ref.-Nr. Griffe und Dekorstreifen			
- grau	18411	18901	18881
- blau	18412	18902	18882
- türkis	18415	18905	18885

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18064

Rollen, Ø 125 mm, elektrisch leitfähig

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen <p>Aufpreis für</p> <ul style="list-style-type: none"> · 4 Leichtlaufrollen Ø 125 mm mit Wandabweisern · elektrisch leitfähig · 2 feststellbar
Ref.-Nr.	18064

Rollen, 2 ISO-Modulträgerwände



Ref.-Nr. 18844

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Rollladen aus Kunststoff, aluminiumfarben matt · 1 Schloss · 1 Griff · 2 ISO-Modulträgerwände ABS-Kunststoff, grau, 600x400 mm (BxT) 		
	<ul style="list-style-type: none"> · für 4 ISO-Module, 100–110 mm, passend für Korpuselement für 5 Höhenraster (Ref.-Nr. 18181.–5 bzw. 18411.–5) 	<ul style="list-style-type: none"> · für 5 ISO-Module, 100–110 mm, passend für Korpuselement für 6 Höhenraster (Ref.-Nr. 1879.1–.5) 	<ul style="list-style-type: none"> · für 7 ISO-Module, 100–110 mm, passend für Korpuselement für 7 Höhenraster (Ref.-Nr. 1819.1–.5)
Maße in mm (BxTxH)	ca. 632x40x628 (Tiefe inkl. Griff)	ca. 632x40x771 (Tiefe inkl. Griff)	ca. 632x40x899 (Tiefe inkl. Griff)
Ref.-Nr.	18844	18845	18846

Die Ref.-Nr. beinhalten den Rollladen mit ISO-Modulträgerwänden (links und rechts). Beim Einbau einer Schublade oder eines ISO-Modulvollauszuges 125, reduziert sich die Anzahl der einsetzbaren ISO-Module. Beachten Sie die Platzverfügbarkeit bei Nutzung unterschiedlich hoher ISO-Module.



Ref.-Nr. 18091

Ablageplatte, Metall

Ausstattung	· 1 Ablageplatte Metall, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)
Maße in mm (BxTxH)	634x485x40
Ref.-Nr.	18091



Ref.-Nr. 18071

Ablageplatte mit Auszug, Metall

Ausstattung	· 1 Ablageplatte, Metall, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002), Flächenbelastung 10 kg · 1 Auszugsplatte, Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), mit Griff, Auszugsweg 340 mm, Flächenbelastung bis ca. 3 kg
Maße in mm (BxTxH)	Maße Arbeitsplatte: 634 x 485 x 40 Maße Auszugsplatte: 376 x 432 x 16
Ref.-Nr. Griffe – grau – blau – gelb – türkis	 18071 18072 18074 18075

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18097

Ablageplatte, ABS Kunststoff

Ausstattung	· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung, Flächenbelastung bis ca. 10 kg
Maße in mm	(BxTxH): 634x484x110 Stellfläche (BxT): 584x435
Ref.-Nr.	18097

Ablageplatte mit Auszug, ABS Kunststoff



Ref.-Nr. 18461

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung, Flächenbelastung bis ca. 10 kg · 1 Auszugsplatte aus Metall, seitlich rechts ausziehbar, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), mit Griff, Auszugsweg 340 mm, Flächenbelastung bis ca. 3 kg <p>Bei Einbau eines Zentralverschlusses ist der Auszug nur links möglich.</p>
Maße in mm (B x T x H)	<p>Maße Ablageplatte: 634 x 484 x 110 Maße Auszugsplatte: 376 x 432 x 16</p>
Ref.-Nr. Griffe	
- grau	18461
- blau	18462
- gelb	18464
- türkis	18465

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.

Einlegeplatte, Edelstahl



Ref.-Nr. 18128

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Einlegeplatte aus Edelstahl · für ABS-Kunststoffarbeitsplatte grau · mit 4-seitiger Aufkantung
Maße in mm (B x T x H)	584 x 435 x 1
Ref.-Nr.	18128

Galerierahmen



Ref.-Nr. 20186

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Galerierahmen aus geschliffenem Edelstahl · zum Aufsetzen auf eine Arbeitsplatte Metall
Maße in mm	<p>(B x T x H): 631 x 485 x 100 Stellfläche (B x T): 627 x 481</p>
Ref.-Nr.	20186

Ablageplatte, Edelstahl



Ref.-Nr. 18095

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Arbeitsplatte aus Edelstahl · unempfindlich durch elegante Leinenstruktur · mit Schwallkante 7 mm hoch
Maße in mm	<p>Außenmaße (B x T x H): 634 x 484 x 40 Stellfläche (B x T): 590 x 450</p>
Ref.-Nr.	18095

keo[®]

Systemteile



Ref.-Nr. 18467

Ablageplatte

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Fachboden Metall zur Abdeckung von Schubladen oder Modulauszüge · pulverbeschichtet · grauweiß (RAL 9002)
Maße in mm (BxTxH)	628x482x20
Ref.-Nr.	18467



Ref.-Nr. 18061

Ablagekonsole

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablagekonsole Metall 300mm tief · pulverbeschichtet · grauweiß (RAL 9002)
Maße in mm (BxTxH)	634x300x20
Ref.-Nr.	18061

Schreib- und Laptopablageplatte



Ref.-Nr. 18500

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Schreib- und Laptopplatte aus Metall · ausziehbar (Vollauszug 110 %) · pulverbeschichtet · grauweiß (RAL 9002) · 1 Griff
Maße in mm (BxTxH)	602x400x61
Ref.-Nr. Griffe	
– grau	18500
– blau	18503
– gelb	18505
– türkis	18506

Schublade 125



Ref.-Nr. 18121

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Schublade Fronthöhe 125mm (1 Höhenraster) · Vollauszug 110 % · pulverbeschichtet · grauweiß (RAL 9002) · 1 Griff
Innenmaße in mm (BxTxH)	570x395x92
Ref.-Nr. Griffe	
– grau	18121
– blau	18122
– gelb	18124
– türkis	18125



Ref.-Nr. 18131

Schublade 250

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Schublade Fronthöhe 250mm (2 Höhenraster) · (Vollauszug 110%) · pulverbeschichtet · grauweiß (RAL 9002) · 1 Griff
Innenmaße in mm (BxTxH)	570x395x220
Ref.-Nr. Griffe	
- grau	18131
- blau	18132
- gelb	18134
- türkis	18135



Ref.-Nr. 17363

Schubladeneinsatz 125/250	Schublade 125	Schublade 250
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · mit variablen Einteilungen aus transparentem Kunststoff · herausnehmbar · spülmaschinenfest · mit 2 Bahnen, 6 Teilern 	
Maße in mm (BxTxH)	564x390x55	564x390x200
Ref.-Nr.	17363	17364




Ref.-Nr. 18998

Schiebegriff	
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · aus Stahl · pulverbeschichtet · weißaluminium (RAL 9006) · Länge ca. 430mm
Ref.-Nr.	18998



Ref.-Nr. 1316x

Schubladengriff	
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Schubladengriff (Stückpreis) · ergonomisch · formschöne Kunststoffgriffe
Ref.-Nr. Griffe	
- grau	13161
- blau	13162
- gelb	13164
- türkis	13165



Ref.-Nr. 20061

Schubladengriff mit Beschriftungsfenster	
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · aus ABS Kunststoff mit Beschriftungsfenster
Ref.-Nr.	20061

keo[®]

Systemteile

Laptopauszug mit Schloss



Ref.-Nr. 18921

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · seitlich ausziehbar (rechts oder links montierbar) · grauweiß (RAL 9002) · 1 Griff
Maße in mm (BxTxH)	485x634x128
Ref.-Nr. Griffe	
– grau	18921
– blau	18922
– gelb	18924
– türkis	18925

Modul-Vollauszug 60



Ref.-Nr. 18441

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · zur Aufnahme von ISO-Modulen 50mm hoch · Vollauszug 110 % · einfache Entnahme des ISO-Moduls · grauweiß (RAL 9002) · 1 Griff
Maße in mm (BxTxH)	622x418x61
Ref.-Nr. Griffe	
– grau	18441
– blau	18442
– gelb	18444
– türkis	18445

Modul-Vollauszug 125



Ref.-Nr. 18141

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · zur Aufnahme von ISO-Modulen 50mm/100mm hoch · Vollauszug 110 % · einfache Entnahme des ISO-Moduls · grauweiß (RAL 9002) · 1 Griff
Maße in mm (BxTxH)	622x418x125
Ref.-Nr. Griffe	
– grau	18141
– blau	18142
– gelb	18144
– türkis	18145



Ref.-Nr. 18151

Modul-Vollauszug 250

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · zur Aufnahme von ISO-Modulen 200mm hoch · Vollauszug 110 % · einfache Entnahme des ISO-Moduls · grauweiß (RAL 9002) · 1 Griff
Maße in mm (BxTxH)	622x418x250
Ref.-Nr. Griffe	
– grau	18151
– blau	18152
– gelb	18154
– türkis	18155

Auszugssperre

ohne Abbildung

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · für Schubladen und Modulvollauszüge <p>Beim Öffnen einer Schublade werden alle weiteren automatisch blockiert.</p>
Ref.-Nr.	18437

Zentralverschluss

ohne Abbildung

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · inklusive Vollauszugssperre 	
	<ul style="list-style-type: none"> · für 2–5 Schubladen oder Modulvollauszüge 	<ul style="list-style-type: none"> · für 6–7 Schubladen oder Modulvollauszüge
Ref.-Nr.	18440	18438

Karteiauszug



Ref.-Nr. 18931

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · nach vorne ausziehbar (DIN A4) · mit Schloss · grauweiß (RAL 9002)
Maße in mm (BxTxH)	622x416x381
Ref.-Nr. Griffe	
– grau	18931
– blau	18932
– gelb	18934
– türkis	18935

keo[®]

Systemteile

Die ISO-Module mit variablen Modulteilern bieten universelle Einsatzmöglichkeiten, optimale Platznutzung und Variabilität durch flexible Moduleinteilungen. Durch einen Clip-on-Effekt werden die Modulteiler (Kreuzschlitzteiler) mit den Modulen fix und einfach verbunden und können alle 10 mm bzw. 20 mm verstellt werden. Die ISO-Module und Modulteiler sind kratzfest, schadstofffrei recyclebar und resistent gegen die üblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Reinigung im Geschirrspüler bei 65°C.



Ref.-Nr. 18896

ISO-Module

Ausstattung	· ABS grau (Acrylnitril-Butadien-Styrol)		
Maße in mm (B x T x H)	600x400x50	600x400x100	600x400x200
Ref.-Nr.	18898	18896	18897

Die Referenznummern der Zubehörartikel beinhalten entsprechende Halterungen und Montagematerial, sofern dies notwendig ist. Zubehörteile können auch nachträglich an den Wagen montiert werden.



Ref.-Nr. 18892

Modulteiler für ISO-Module Querteilung

Ausstattung	· PC transparent (Polycarbonat)		
Maße in mm	400x50 (LxH) für ISO-Module 600x400x50 (B x T x H)	400x100 (LxH) für ISO-Module 600x400x100 (B x T x H)	400x200 (LxH) für ISO-Module 600x400x200 (B x T x H)
Ref.-Nr.	18908	18892	18893

Die Referenznummern der Zubehörartikel beinhalten entsprechende Halterungen und Montagematerial, sofern dies notwendig ist. Zubehörteile können auch nachträglich an den Wagen montiert werden.



Ref.-Nr. 18891

Modulteiler für ISO-Module Längsteilung

Ausstattung	· PC transparent (Polycarbonat)		
Maße in mm	600x50 (LxH) für ISO-Module 600x400x50 (B x T x H)	600x100 (LxH) für ISO-Module 600x400x100 (B x T x H)	600x200 (LxH) für ISO-Module 600x400x200 (B x T x H)
Ref.-Nr.	18899	18891	18894

Die Referenznummern der Zubehörartikel beinhalten entsprechende Halterungen und Montagematerial, sofern dies notwendig ist. Zubehörteile können auch nachträglich an den Wagen montiert werden.



Ref.-Nr. 18400

ISO Modul Medikamententablett

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none">· aus Polystyrol, blau· passend für ISO-Modulauszug und Rollladenwagen· Medikamentenspender für 7 Tage· jeweils mit Schiebedeckel und 4 verschiebbaren Teilern (bis max. 10 Fächer unterteilbar)
Maße in mm (BxTxH)	Tablett: 600x400x30 Spender: 80x370x30
Ref.-Nr.	18400

Die Referenznummern der Zubehörartikel beinhalten entsprechende Halterungen und Montagmaterial, sofern dies notwendig ist. Zubehörteile können auch nachträglich an den Wagen montiert werden.

Empfohlenes Zubehör



Ref.-Nr. 18006

Injektionsset PicBox[®]

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 3 große transparente Schütten, Spritzenspender · 5 kleine transparente Schütten, Kanülenspender · zum Verschrauben zwischen den Trägerprofilen · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953
Maße in mm (BxTxH)	600x220x410
Ref.-Nr.	18006



Ref.-Nr. 18129

Injektionsset 4+5

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 4 mittlere und 5 kleine, transparente Schütten · Befüllung und Entnahme von oben
Maße in mm (BxTxH)	600x137x372
Ref.-Nr.	18129



Ref.-Nr. 17850

Seifen- und Desinfektionsmittelpender

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · aus Aluminium, natur eloxiert · für Standardflaschen mit 1 Liter Inhalt · mit Befestigungsmaterial <p>Optional Abtropfschale.</p>
Ref.-Nr.	17850



Ref.-Nr. 18020

Infusionsflaschenhalter, 25 mm

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Edelstahl · 4 Haken · Rohr Ø 25 mm · Auszug 850 mm · höhenverstellbar 180–1030 mm · zum Einstecken in das Aluminium-Trägerprofil · Traglast bis ca. 4 kg
Maße	Länge 1000 mm
Ref.-Nr.	18020

alegro






alegro

Das revolutionierende Monitorträgersystem.

Effizientes Arbeiten mit hohem Bedienkomfort: Unser Monitorträgersystem alegro ermöglicht sowohl die Einzel- als auch die Mehrfachanordnung von Monitoren oder Panel-PCs. Das System zeichnet sich durch seine unkomplizierte und universelle Positionierungsvielfalt für verschiedene Anwendungsbereiche aus. Die flexible Regulierung ermöglicht eine perfekte Anpassung an die persönlichen Arbeitsanforderungen und erfüllt damit die höchsten Ansprüche in puncto Funktion, Handhabung und Ergonomie.

Dank einer besonderen Technik mit federunterstützter, hochbelastbarer Rasterung bleibt der Monitor optimal, präzise und langanhaltend positioniert. Anders als bei herkömmlichen Monitorträgersystemen mit Reibkraft verhindert der HAEBERLE Zahnkranz, dass ein Monitor mit der Zeit nach vorne absinkt.

Mit seiner ausgeprägten Stabilität und der durchdachten Kombination aus Design und Funktionalität eignet sich alegro ideal für verschiedene Anwendungen in Medizin und Industrie sowie in sämtlichen technischen Bereichen. Zudem bietet es eine Fülle von Adaptionmöglichkeiten für HAEBERLE Wagensysteme.



Lernen Sie alegre im Detail kennen.

Merkmale

- Robuste Konstruktion des Trägersystems aus Kombination von Metall, Aluminium und Kunststoff.
- Stabile VESA-Platte aus satiniertem Edelstahl mit Langlochbohrungen für VESA-Standard 75/100 mm.
- Integrierte Federrastung mit Zahnkranz für präzise Justierung des Monitors.
- Praktische 2-Hebelmechanik zur stufenlosen, individuellen Einstellung der Neigung, zum horizontalen Schwenken und zum Fixieren an verschiedenen Anbindungssystemteilen.
- Design und Form harmonisch angepasst an die HAEBERLE Wagensysteme.

Befestigungsmöglichkeiten

Am Tisch | An einer Normschiene | An der Wand | Auf einer fest eingestellten Edelstahl-Stange im Trägerprofil | Auf einer Quertraverse zwischen zwei Trägerprofilen | Am Schwenkarm mit einem oder zwei Drehgelenken | An einem Gelenkarm oder Doppelgelenkarm am Trägerprofil.

Einsatz

Arztpraxen | Kliniken | Industrie und alle technischen Bereiche...

Die alegre System-Komponenten

- Zentrales Trägergelenk mit Profillagerschale für Alu-Traverse oder mit Stangenadapter für Rundstange.
- Hohe Belastbarkeit bis ca. 12kg oder 18kg; auf Anfrage bis ca. 23kg.
- Synchrone Ausrichtung für Doppelmonitoring.
- Optimale Kabelführung innerhalb des Trägerprofils, in den Gelenkarmen oder mit Kabelclips entlang der Schwenkarme.
- Horizontal und vertikal drehbar, neigbar und schwenkbar.

alegro

Monitorträgersysteme



Ref.-Nr. 25000, 25026

Zentrales Trärgelenk, Profillagerschale

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · zentrales Trärgelenk mit Profillagerschale für Alu-Traverse · innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung 	
	· Traglast bis ca. 12 kg	· Traglast bis ca. 18 kg
Ref.-Nr.	25000	25026

Funktionsweise mit Profillagerschale



Hebel oben
Zur Ausrichtung und Fixierung der Neigung.



Hebel unten
Für horizontales Schwenken, Verschieben und Fixieren.



Ref.-Nr. 25000, 25026

Zentrales Trärgelenk, Stangenadapter

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · zentrales Trärgelenk mit Stangenadapter für festeingestellte Rundstange · innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung 	
	· Traglast bis ca. 12 kg	· Traglast bis ca. 18 kg
Ref.-Nr.	25001	25027

Funktionsweise mit Stangenadapter



Hebel oben
Zur Ausrichtung und Fixierung der Neigung.



Hebel unten
Für horizontales Schwenken, Verschieben und Fixieren.

HAEBERLE Federrastung mit Zahnkranz





Ref.-Nr. 25065, 25066

Monitorhalter

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · mit Halterung für Normschiene 10x25 (T x H) für Wandmontage · innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung (Lieferung ohne Normschiene.)	
	· Traglast bis ca. 12 kg	· Traglast bis ca. 18 kg
Ref.-Nr.	25065	25066



Ref.-Nr. 25015, 25041

Monitorhalter

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · mit Befestigungswinkel an Alu-Profil für Wandmontage · innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung 	
	· Traglast bis ca. 12 kg	· Traglast bis ca. 18 kg
Ref.-Nr.	25015	25041



Ref.-Nr. 25005, 25031

Halter für Doppelmonitoring

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · mit Befestigungswinkel an Alu-Traverse (B 600mm) · für Wandmontage individuelle Breite auf Anfrage · innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung 	
	· Traglast bis ca. 2 x 12 kg	· Traglast bis ca. 2 x 18 kg
Ref.-Nr.	25005	25031



Ref.-Nr. 25018, 25044

Monitorhalter auf Gelenkarm

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · mit Adapterwinkel für Wandmontage. · Ausladung: 300mm · innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung 	
	· Traglast bis ca. 12 kg	· Traglast bis ca. 18 kg
Ref.-Nr.	25018	25044



Ref.-Nr. 25019, 25045

Monitorhalter auf Doppelgelenkarm

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · mit Adapterwinkel für Wandmontage. · Ausladung: 2x 150mm · innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung 	
	· Traglast bis ca. 12 kg	· Traglast bis ca. 18 kg
Ref.-Nr.	25019	25045

Zubehör

Alles was HAEBERLE Wagen-
Lösungen noch individueller macht.





Allgemeines Zubehör



Zubehör	Systemteile	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
---------	-------------	--------------------------------------	--------	-------	-------	--------	------------------------------------	------	------

Allgemeines Zubehör

Allgemeines Zubehör zur Kombination mit den HAEBERLE Gerätewagensysteme zum Einsatz in Arztpraxen, Kliniken oder Pflegeheimen. Praktische Zubehörprodukte die einen Gerätewagen individuell je nach Anforderung erweitern.

Abwurfschale  Ref.-Nr. 13911	<ul style="list-style-type: none"> aus Edelstahl mit Schwenkarm mit Befestigungskloben am Profil Ø 320 mm Fassungsvermögen 5 l 	4615	4615	—	—	13911	13911	13911	18410
Armauflage  Ref.-Nr. 13923	<ul style="list-style-type: none"> besonders stabil schwarz gepolstert mit Integralschaum inkl. 2 Befestigungskloben 	9496	9496	—	—	13923	13923	13923	—
Befestigungskloben Variogrip  Ref.-Nr. 4560	<ul style="list-style-type: none"> zum Einsatz für alle Anbauteile für Vierkantrohr 20 x 20 mm für Rundrohr Ø 22 mm Aufnahme mit Hülse Ø 10 mm, ohne Hülse Ø 16 mm 	4560 mit Handrad 6000	4560	—	—	—	—	—	—
Befestigungskloben  Ref.-Nr. 13929	<ul style="list-style-type: none"> zur Befestigung diverser Anbauteile geeignet für Aufnahme von Rundrohren Ø 10 mm und Ø 16 mm 	—	—	—	—	13929	13929	—	18018
Endoskop-Halterung  Ref.-Nr. 20196	<ul style="list-style-type: none"> aus Plexiglas mit mehreren Ausschnitten höhenverstellbare Stange höhenverstellbar 180 mm bis 1030 mm 	—	—	—	19717	26048	13979	20196	—
	<ul style="list-style-type: none"> Plexiglasschutzrohr unten offen 1200 mm lang Ø innen 32 mm, Ø außen 40 mm inkl. Halteklammern 	—	—	—	—	13977	13977	13977	—
	<ul style="list-style-type: none"> Plexiglasschutzrohr unten geschlossen für Desinfektionslösung 1200 mm lang Ø innen 32 mm, Ø außen 40 mm inkl. Halteklammern 	—	—	—	—	13978	13978	13978	—

Zubehör	Systemteile	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
 <p>Endoskopkopf-Kamerahalter</p> <p>Ref.-Nr. 15390</p>	<ul style="list-style-type: none"> aus Kunststoff (POM = Polyoxymethylen) Maße (B x T x H): 25 x 6 x 40 mm 	—	—	—	—	—	15390	—	—
 <p>Gerätekonsole 30/45/60/90</p> <p>Ref.-Nr. 9499</p>	<ul style="list-style-type: none"> aus Stahlblech pulverbeschichtet weißaluminium (RAL 9006) Traglast bis ca. 5 kg zusätzliche Ablagefläche zum Aufbau auf einen Variocar® oder 08/16® Basiswagen/Regalwagen oder Schrankwagen <p>Maße (B x T x H):</p> <ul style="list-style-type: none"> Basiswagen 30: 340 x 250 x 180 mm Basiswagen 45: 490 x 250 x 180 mm Basiswagen 60: 600 x 250 x 180 mm Basiswagen 90: 900 x 250 x 180 mm <p>Passende Konsolträger in Referenznummer enthalten.</p>	—	für Basiswagen 30 11320						
		für Basiswagen 45 17110	für Basiswagen 45 17110						
		für Basiswagen 60 9499	für Basiswagen 60 9499	—	—	—	—	—	—
		für Basiswagen 90 5102	für Basiswagen 90 5102						
		für Schrankwagen 60 9492	für Schrankwagen 60 9492						
 <p>Haken</p> <p>Ref.-Nr. 15171</p>	<ul style="list-style-type: none"> aus weißem Kunststoff <p>Maße (B x T x H): 34 x 66 x 70 mm</p> <p>Haken Ø 14 mm</p>	—	—	—	—	—	15171	—	—
 <p>Halter für Kensingtonschloss</p> <p>Ref.-Nr. 16424</p>	<ul style="list-style-type: none"> zur Diebstahlsicherung von Notebooks Befestigung am Trägerprofil Halterung ohne Schloss 	—	—	16424	16424	16424	16424	16424	—
 <p>Flaschen-Halterung 5/10l</p> <p>Ref.-Nr. 20236</p>	<ul style="list-style-type: none"> für Sauerstoff- oder Gas-Flasche à 5/10 Liter bis Ø 145 mm Stahl pulverbeschichtet weißaluminium (RAL 9006) inkl. oberem Haltebügel und flexiblem Halteband <p>Bitte bei einer 10 Liter Flasche zusätzlichen Haltebügel vorsehen.</p>	—	—	—	rechts 19403 links 19402	16322	16322	20236	18168
					Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil

Zubehör	Systemteile	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
Haltebügel oben ohne Abbildung	<ul style="list-style-type: none"> · separat oberer Haltebügel · Stahl · pulverbeschichtet · weißaluminium (RAL 9006) · inkl. flexibles Halteband · zur Montage am Trägerprofil · zur Befestigung einer 10 Liter Sauerstoff- oder Gas-Flasche 	16324	16324	—	rechts 19404 links 19405	16324	16324	20237	18169
Flaschen- Halterung 2l  Ref.-Nr. 20060	<ul style="list-style-type: none"> · für Sauerstoff-Flasche à 2 Liter · weißaluminium (RAL 9006) · oberer Haltering Ø 102 mm, unterer Haltering Ø 84 mm 	4811	4811	13956	13956	13956	13956	20060	18007
		Befestigung mit Schrauben	Befestigung mit Schrauben	Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil
Infusionsflaschen- halter, 16 mm  Ref.-Nr. 4621	<ul style="list-style-type: none"> · Edelstahl · 4 Haken · Rohr Ø 16 mm · 1000 mm lang · Auszug 850 mm · höhenverstellbar 1015 – 1865 mm · mit Feststellschraube · 2 Befestigungskloben · Traglast bis ca. 4 kg 	4621	4621	—	—	—	—	—	—
Infusionsflaschen- halter, 25 mm  Ref.-Nr. 20197	<ul style="list-style-type: none"> · Edelstahl · 4 Haken · Rohr Ø 25 mm · 1000 mm lang · Auszug 850 mm · höhenverstellbar 180 – 1030 mm · zum Einstecken in das Aluminium-Trägerprofil · Traglast bis ca. 4 kg 	—	—	—	19035	26057	13927	20197	18020

Zubehör	Systemteile	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
Kabel- / Schlauchhalter 	<ul style="list-style-type: none"> · Rohre aus Aluminium, silbergrau · mit Druckknopf-Verstellung · 2 Gelenke aus Kunststoff · 2 Kabelführungselemente · inkl. Befestigungsmaterial · Ausladung ca. 950 mm 	10265	10265	27005 mit Platte	19034	13926	13926	13926	18433
Ref.-Nr. 13926									
Kabel-/ Schlauchhalter mit Flexwelle 	<ul style="list-style-type: none"> · Rohre aus Aluminium, silbergrau · mit Druckknopf-Verstellung · 2 Gelenke aus Kunststoff · Flexwelle verchromt · inkl. Befestigungsmaterial · Ausladung ca. 950 mm 	16650	16650	—	19396	—	16651	16651	18943
Ref.-Nr. 16651									
Kabelklammer 	<ul style="list-style-type: none"> · aus grauem Kunststoff · Kabelhalterung · Befestigung am Profil · kann nachträglich befestigt werden 	—	—	19015	19015	19015	19015	19015	—
Ref.-Nr. 19015									
Katheter-Köcher 	<ul style="list-style-type: none"> · aus Edelstahl V2A · 3-fach unterteilt <p>Montage abhängig von Wagensystem:</p> <ul style="list-style-type: none"> · zum Einhängen an Bügel oder Platte Maße (B x T x H): 160 x 96 x 560 mm · zum Einhängen an Normprofilschiene Maße (B x T x H): 160 x 86 x 560 mm <p>Normprofilschiene bitte dazubestellen.</p>	4624	4624	—	—	13959	13959	20234	18065
Ref.-Nr. 20234		zum Einhängen an Bügel oder Platte	zum Einhängen an Bügel			zum Einhängen an Normprofilschiene (Ref.-Nr. 26046)	zum Einhängen an Normprofilschiene (Ref.-Nr. 13924)	zum Einhängen an Normprofilschiene (Ref.-Nr. 20080)	zum Einhängen an Normprofilschiene (Ref.-Nr. 17943)

Zubehör	Systemteile	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
Maushalterung  Ref.-Nr. 19488	<ul style="list-style-type: none"> aus grauem Kunststoff links oder rechts verwendbar 	—	—	—	19488	—	—	—	—
PC-Halter  Ref.-Nr. 20040	<ul style="list-style-type: none"> PC-Platte aus Stahl, pulverbeschichtet (RAL 9006) Halteklebband, schwarz passend für unterschiedlich große PCs, da oberer Halter höhenverstellbar zur seitlichen Befestigung am Trägerprofil Montage werksseitig rechts Traglast bis ca. 8 kg <p>Auf Wunsch auch links montierbar.</p>	—	—	—	19230 (Befestigung rechts) 19245 (Befestigung links)	—	16339 (Befestigung rechts) 16345 (Befestigung links)	20040	—
Reanimationsbrett mit Halterung  Ref.-Nr. 17370	<ul style="list-style-type: none"> aus robustem Polyäthylen, blau stabil und leicht 2 kg Belastung bis ca. 150 kg Halterung aus Edelstahl anatomisch geformte Kopfmulde für richtige Positionierung bei Herzdruckmassage verwendbar für Wagenrückwände von mind. 380 mm Höhe <p>Maße (B x T x H): 420 x 60 x 600 mm</p>	—	—	—	—	17370	17370	17370	17370
Sondenhalter  Ref.-Nr. 19734	<ul style="list-style-type: none"> PVC hart, eisengrau RAL (7011) zur Befestigung seitlich an ABS-Ablageplatte Ø innen 43 mm <p>Maße (B x T x H): 65 x 54 x 35 mm</p>	—	—	—	19734	—	—	—	—
Standsicherung  Ref.-Nr. 17222	<ul style="list-style-type: none"> Set mit 4 Standsicherungsecken aus schwarzem Zellgummi einseitig klebend zur Sicherung der Geräte, wenn der Wagen bewegt wird <p>Maße (B x T x H): 40 x 40 x 5 mm</p>	17222	17222	17222	17222	17222	17222	17222	17222


Zubehör	Systemteile	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
Steckdosenleiste, 4-fach  Ref.-Nr. 21693	<ul style="list-style-type: none"> · 4 Schutzkontakt-dosen · grüner 2-poliger Ein-/Ausschalter · Typ F Standard (Deutschland) · hellgraues Kabel · 3 m langes Netzkabel mit angegossenem Schukostecker · Spannung 230 V · Leistung max. 3300 VA · Qualitätsgehäuse Aluminium eloxiert Maße (B x T x H): 269 x 44 x 44 mm Weitere Steckdosenleisten sind im Elektro-Zubehör-Programm aufgeführt.	21692	21697 Wagen 45 21691 Wagen 60	—	21696	21693	21693	21695	21694
		Beim Variocar® wird die Steckdosenleiste an einer aufgekanteten Platte befestigt.	Einbau nur an Schubladen-Rückwand möglich. Die Ref.-Nr. beinhalten die Schubladen-Rückwand.		Einbau nur ins Trägerprofil möglich.	Einbau ins Trägerprofil an Schubladen-Rückwand oder Quertraverse möglich.	Einbau ins Trägerprofil an Schubladen-Rückwand oder Quertraverse möglich.	Einbau ins Trägerprofil an Schubladen-Rückwand oder Quertraverse möglich.	Montage links, rechts oder hinten am Gehäuse möglich.
Steckdosenleiste, 3-fach  Ref.-Nr. 21503	<ul style="list-style-type: none"> · 3 Schutzkontakt-dosen · grüner 2-poliger Ein-/Ausschalter · Typ F Standard (Deutschland) · hellgraues Kabel · 3 m langes Netzkabel mit angegossenem Schukostecker · Spannung 230 V · Leistung max. 3300 VA · Qualitätsgehäuse Aluminium eloxiert Maße (B x T x H): 220 x 44 x 44 mm Weitere Steckdosenleisten sind im Elektro-Zubehör-Programm aufgeführt.	21502	21507 Wagen 45 21501 Wagen 60	21508	21506	21503	21503	21505	21504
		Beim Variocar® wird die Steckdosenleiste an einer aufgekanteten Platte befestigt.	Einbau nur an Schubladen-Rückwand möglich. Die Ref.-Nr. beinhalten die Schubladen-Rückwand.	Einbau zwischen den Trägerprofilen.	Einbau nur ins Trägerprofil möglich.	Einbau ins Trägerprofil an Schubladen-Rückwand oder Quertraverse möglich.	Einbau ins Trägerprofil an Schubladen-Rückwand oder Quertraverse möglich.	Einbau ins Trägerprofil an Schubladen-Rückwand oder Quertraverse möglich.	Montage links, rechts oder hinten am Gehäuse möglich.
Tablet-Halterung  Ref.-Nr. 27019	Tablethalter mit Flexwelle zur sicheren Fixierung eines Tablets/iPads, max. Tablet-Dicke 12 mm Flexwelle: <ul style="list-style-type: none"> · Flexibler Metallarm (Pulverbeschichtet RAL 9006) · Biegewinkel bis 90° · Stufenlos einstellbar · Traglast bis ca. 1,5 kg Tablethalter: <ul style="list-style-type: none"> · Universelle Halterung zur sicheren Fixierung eines Tablets/iPads (10" bis 15") · Dreh- und schwenkbar bravo Maße (B x T x H): 259 x 141 x 357 mm fuego Maße (B x T x H): 259 x 141 x 359 mm	—	—	27019	20856	—	—	—	—
				Montage an beliebiger bravo Ablageplatte.	Montage auf fuego Kappe.				

Zubehör	Systemteile	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
Verplombung 	Verplombung · aus Stahl · pulverbeschichtet · grauweiß (RAL 9002) · für max. 3 Schubladen mit 100 mm Höhe · ohne Plomben Maße (B x T x H): 57 x 95 x 260 mm	—	—	—	—	—	13958	13958	—
	Einmalplomben · aus Kunststoff, blau · für Einmalbenutzung pro 100 Stück	—	—	—	—	—	—	13998	13998
Verplombung keo® 	Verplombung · aus Stahl · pulverbeschichtet · weißaluminium (RAL 9006) · Feinstruktur · ohne Plomben Maße (B x T x H):	—	—	—	—	—	—	—	17470 für 3 Raster
	· für 3 Raster: 67 x 62 x 294 mm								17460 für 5 Raster
	· für 5 Raster: 67 x 62 x 550 mm								17480 für 6 Raster
	· für 6 Raster: 67 x 62 x 678 mm								17450 für 7 Raster
	· für 7 Raster: 67 x 62 x 806 mm								
Einmalplomben · aus Kunststoff, blau · für Einmalbenutzung pro 100 Stück	—	—	—	—	—	—	—	—	13998

Ref.-Nr. 13958

Ref.-Nr. 17470

Einrichtungs- zubehör



PicBox[®], COMPACT, Medi-Müll und medizinische Leuchten.

Die praxisbewährten Spender mit First-in-/First-out-System und Staubschutz.

Praktisch und ergonomisch: Unsere Spender-Serie PicBox[®] ist jederzeit einsatzbereit an der Wand, in Schränken oder in Kombination mit HAEBERLE Wagensystemen. Die Spender mit First-in-/First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953 eignen sich hervorragend für Spritzen, Kanülen, Verbandmaterial oder Kleinteile.

Merkmale

- PicBox[®]-Serie mit grauweißem Kunststoffgehäuse und transparenten Schütten mit praktischer Entnahmeöffnung.
- PicBox[®] multi und COMPACT mit elegantem, kunststoffurnierten Gehäuse in weiß.
- First-in-/First-out-System: Befüllung der Schütten von oben, Entnahme des Materials von unten.

Einsatz

Kliniken | Rehazentren | Arztpraxen | Pflegeheime ...

Medizinische Leuchten

Ob für Arztpraxen, Kliniken, Pflegeheime oder Kosmetikstudios – die qualitativ hochwertigen Leuchten eignen sich für viele Einsatzbereiche. Alle Leuchten entsprechen den aktuellen Medizin-Normen und sind CE geprüft. EN 60601, EN 60598, EN 12464.

LED-Untersuchungsleuchten

Der Einsatz von LED-Technologie bei medizinischen Leuchten ermöglicht hohe Beleuchtungsstärke bei gleichzeitig geringer Wärmeentwicklung, langer Lebensdauer, hoher Effizienz und hervorragender Lichtqualität. Die LEDs haben eine Mindestbetriebsdauer von 30.000 Arbeitsstunden.

3 Farbstufen:

- 3400K (warmweiß) – für diverse Arten von Hautuntersuchungen
- 3800K (neutralweiß) – für allgemeine Untersuchungen
- 4300K (kaltweiß) – ideal zur Erkennung einzelner Gefäße und bei kleinen Eingriffen

Die Farbtemperatur – gemessen in Kelvin (K) gibt Auskunft über die Lichtfarbe.

Merkmale

- Medizinische Leuchten sind mit biegsamem Schwanenhals und sicherer Klemm-Mechanik ausgestattet.

Funktion

Als Untersuchungsleuchte oder Leseleuchte mit praktischen Halterungen für Tisch, Wand an einer Schiene, wie auch an allen HAEBERLE Wagensystemen.

Einsatz

Arztpraxen | Kliniken | Pflegeheime | Kosmetikstudios ...

Zubehör	Systemteile	Wandmontage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
---------	-------------	-------------	--------------------------------------	--------	-------	-------	--------	------------------------------------	------	------

Spendersysteme PicBox® Serie

Die praxisbewährten Spender mit First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953. Ob für Spritzen, Kanülen, Verbandmaterial oder Kleinteile. Befüllung der Schütten von oben, Entnahme des Materials von unten. Somit wird gewährleistet, dass zuerst eingefüllte Artikel auch zuerst entnommen werden.

Die PicBox® Serie besteht aus Kunststoffgehäuse, grauweiß und staubdichten, transparenten Schütten.

 <p>Injektionsset PicBox®</p> <p>Ref.-Nr. 11384</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 3 große transparente Schütten, Spritzenspender · 5 kleine transparente Schütten, Kanülpenspender · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953 <p>Maße (B x T x H): 600 x 220 x 410 mm</p>	11384	11381 inkl. Konsol-träger	11381 inkl. Konsol-träger	—	—	26099 Wagen 60	13915	20090 Wagen 63	18006
 <p>Injektionsset PicBox® Plus</p> <p>Ref.-Nr. 11380</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 3 große transparente Schütten, Spritzenspender · 5 kleine transparente Schütten, Kanülpenspender · 1 KOMBI-Set mit Tupferspender, Tupferbefeuchter und Zusatzbehälter · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953 · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem <p>Maße (B x T x H): 725 x 235 x 410 mm</p>	11380	11377 inkl. Konsol-träger	11377 inkl. Konsol-träger	—	—	26099 13916	13915 13916	20090 13916	—
 <p>Injektionsset PicBox® multi</p> <p>Ref.-Nr. 11481</p>	<ul style="list-style-type: none"> · elegantes Gehäuse, kunststofffurniert · weiß (W980 ST 2 EGGGER) · 3 große transparente Schütten, Spritzenspender · 5 kleine transparente Schütten, Kanülpenspender · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953 · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem <p>Maße (B x T x H): 630 x 235 x 435 mm</p>	inkl. Wand-halteschiene 11481	16335 inkl. Konsol-träger	16335 inkl. Konsol-träger	—	—	—	—	—	—
 <p>Spritzenspender PicBox®</p> <p>Ref.-Nr. 11368</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 3 große transparente Schütten, Spritzenspender · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953 · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem <p>Maße (B x T x H): 600 x 220 x 245 mm</p>	11368	—	—	—	—	—	—	—	17368

Zubehör	Systemteile	Wandmontage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
 Ref.-Nr. 11369	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 5 kleine transparente Schütten, Kanülenspender · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953 · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem Maße (B x T x H): 600 x 175 x 165 mm	11369	—	—	—	—	—	—	—	17089
 Ref.-Nr. 20118	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Kanülenspender PicBox®, grauweiß, mit 5 transparenten Schütten · 1 geneigte Ablageebene, aus Edelstahl · 5 versetzbaren Klemmen · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953 · Befestigung am Gerätewagensystem Maße des Kanülenspenders (B x T x H) 600 x 175 x 165 mm Maße der Ablageebene (B x T x H) 633 x 150 x 65 mm	—	—	—	—	—	—	—	20118 Wagen 63	17991
 Ref.-Nr. 11385	<ul style="list-style-type: none"> · 1 große transparente Schütte · inkl. Staubschutzdeckel · passend für Spritzen-spender PicBox® Maße (B x T x H): 600 x 220 x 245 mm	11385	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ersatzteil Staubschutz- deckel 14022	—	—	—	—	—	—	—	—
 Ref.-Nr. 11386	<ul style="list-style-type: none"> · 1 kleine transparente Schütte · inkl. Staubschutzdeckel · passend für Spritzen-spender PicBox® Maße (B x T x H): 600 x 175 x 165 mm	11386	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ersatzteil Staubschutz- deckel 14023	—	—	—	—	—	—	—	—

Zubehör	Systemteile	Wand- montage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
---------	-------------	------------------	--------------------------------------	--------	-------	-------	--------	------------------------------------	------	------

Spendersysteme mit Kippschütten

Befüllung und Entnahme von oben. Aus schlagfestem Polystyrol, recycelbar und lebensmittelecht. Gehäuse grauweiß mit transparenten Schütten. Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +80°C.

 <p>Ref.-Nr. 5016</p>	<p>Spritzspender 2</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 2 große, transparente Schütten · Befüllung und Entnahme von oben · Befestigung als Wandmodell <p>Maße (B x T x H): 600 x 246 x 353 mm</p> <p>EinzelSchütte Maße (B x T x H): 268 x 220 x 243 mm</p>	Wandmodell 5016	—	—	—	—	—	—	—	—
		EinzelSchütte 5117	—	—	—	—	—	—	—	—
 <p>Ref.-Nr. 17208</p>	<p>Spritzspender 3</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 3 große, transparente Schütten · Befüllung und Entnahme von oben · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem <p>Maße (B x T x H): 600 x 163 x 242 mm</p> <p>EinzelSchütte Maße (B x T x H): 175 x 140 x 160 mm</p>	Wandmodell 17208	—	—	—	—	—	—	—	17367
		EinzelSchütte 16391	—	—	—	—	—	—	—	—
 <p>Ref.-Nr. 17210</p>	<p>Spritzspender 4</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 4 mittlere, transparente Schütten · Befüllung und Entnahme von oben · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem <p>Maße (B x T x H): 600 x 137 x 207 mm</p> <p>EinzelSchütte Maße (B x T x H): 128 x 128 x 133 mm</p>	Wandmodell 17210	—	—	—	—	—	—	—	18130
		EinzelSchütte 16392	—	—	—	—	—	—	—	—
 <p>Ref.-Nr. 17209</p>	<p>Kanülenspende 5</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 5 kleine, transparente Schütten · Befüllung und Entnahme von oben · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem <p>Maße (B x T x H): 600 x 110 x 164 mm</p> <p>EinzelSchütte Maße (B x T x H): 100 x 97 x 108 mm</p>	Wandmodell 17209	—	—	—	—	—	—	—	17606
		EinzelSchütte 16393	—	—	—	—	—	—	—	—

Zubehör	Systemteile	Wand- montage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
 <p>Ref.-Nr. 5017</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 6 kleine, transparente Schütten · Befüllung und Entnahme von oben · Befestigung als Wandmodell <p>Maße (B x T x H): 600 x 75 x 113 mm</p> <p>Einzelshütte Maße (B x T x H): 80 x 63 x 70 mm</p>	Wandmodell 5017	—	—	—	—	—	—	—	—
		Einzelshütte 5017	—	—	—	—	—	—	—	—
 <p>Ref.-Nr. 5018</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 9 kleine, transparente Schütten · Befüllung und Entnahme von oben <p>Maße (B x T x H): 600 x 51 x 77 mm</p> <p>Einzelshütte Maße (B x T x H): 50 x 42 x 46 mm</p>	Wandmodell 5018	—	—	—	—	—	—	—	—
		Einzelshütte 5018	—	—	—	—	—	—	—	—
 <p>Ref.-Nr. 17265</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 3 große und 5 kleine, transparente Schütten · Befüllung und Entnahme von oben · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem <p>Maße (B x T x H): 600 x 163 x 407 mm</p>	17265	—	—	—	—	—	—	—	17366
 <p>Ref.-Nr. 17266</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 4 mittlere und 5 kleine, transparente Schütten · Befüllung und Entnahme von oben · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem <p>Maße (B x T x H): 600 x 137 x 372 mm</p>	17266	—	—	—	—	—	—	—	18129

Zubehör	Systemteile	Wandmontage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
---------	-------------	-------------	--------------------------------------	--------	-------	-------	--------	------------------------------------	------	------

Spendersysteme COMPACT Serie

Elegante Spender für Spritzen, Kanülen oder Verbandmaterial mit ergonomischen Nachrollschächten und hygienischen Plexiglasfronten. Die einzelnen COMPACT-Elemente sind durch einheitliche Maße optimal als ganze Wandanlagen kombinierbar. Qualitativ hochwertige Gehäuse in modernem Design. Grifftechnisch optimale Anordnung aller Teile. Alle Gehäuse sind weiß, kunststoffurniert und durch Plexiglasfronten staubdicht abgedeckt.

Maße: 600x220x450 mm (BxTxH). Lieferung erfolgt inkl. Wandhalteschienen und Montagematerial.

<p>Injektionsset COMPACT</p>  <p>Ref.-Nr. 4877</p>	<ul style="list-style-type: none"> · elegantes Gehäuse, kunststoffurniert · weiß (W980 ST 2 EGGER) · praktische Nachrollschächte · 3 geneigte Ebenen für Spritzen · 5 geneigte Ebenen für Kanülen · 1 Fach für Tupferrolle · staubdicht abgedeckt durch Plexiglasscheiben · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953 · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem <p>Maße (B x T x H): 600 x 220 x 450 mm</p>	<p>inkl. Wandhalteschiene 4877</p>	<p>4538</p> <p>inkl. Konsolträger</p>	<p>4538</p> <p>inkl. Konsolträger</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>13914</p> <p>Wagen 60</p>	<p>13914</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>Injektionsset COMPACT 4 Spritzenfächer</p>  <p>Ref.-Nr. 4879</p>	<ul style="list-style-type: none"> · elegantes Gehäuse, kunststoffurniert · weiß (W980 ST 2 EGGER) · praktische Nachrollschächte · 4 geneigte Ebenen für Spritzen · 4 geneigte Ebenen für Kanülen · staubdicht abgedeckt durch Plexiglasscheiben · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953 · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem <p>Maße (B x T x H): 600 x 220 x 450 mm</p>	<p>inkl. Wandhalteschiene 4879</p>	<p>4539</p> <p>inkl. Konsolträger</p>	<p>4539</p> <p>inkl. Konsolträger</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>Verbandmittelspender COMPACT</p>  <p>Ref.-Nr. 4878</p>	<ul style="list-style-type: none"> · elegantes Gehäuse, kunststoffurniert · weiß (W980 ST 2 EGGER) · praktische Nachrollschächte · für alle gängige Schlauchverbände, Mullbinden, Pflaster · 2 rostfreie Halterungen für Scheren, eine davon magnetisch · staubdicht abgedeckt durch Plexiglasscheiben · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953 · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem <p>Maße (B x T x H): 600 x 220 x 450 mm</p>	<p>inkl. Wandhalteschiene 4878</p>	<p>4537</p> <p>inkl. Konsolträger</p>	<p>4537</p> <p>inkl. Konsolträger</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>13913</p> <p>Wagen 60</p>	<p>13913</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>Wandschrank COMPACT</p>  <p>Ref.-Nr. 4876</p>	<ul style="list-style-type: none"> · elegantes Gehäuse, kunststoffurniert · weiß (W980 ST 2 EGGER) · 1 Zwischenfach · 2 Plexiglastüren <p>Maße (B x T x H): 600 x 220 x 450 mm</p>	<p>inkl. Wandhalteschiene 4876</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>

Zubehör	Systemteile	Wandmontage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
 <p>Organisations-schrank COMPACT</p> <p>· elegantes Gehäuse, kunststoffurniert · weiß (W980 ST 2 EGGER) · diverse Fachteiler · für Formulare · ohne Plexiglasscheibe</p> <p>Maße (B x T x H): 600 x 220 x 450 mm</p> <p>Ref.-Nr. 14858</p>	<p>inkl. Wandhalteschiene 14858</p>	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Organisationssysteme

Gut durchdachte Organisationssysteme sorgen für einen effizienten Ablauf in der Praxis.

 <p>Organisationssystem</p> <p>· 2 geneigte Ablageebenen, aus Edelstahl · 10 versetzbare Klemmen · für handelsübliche Verbrauchsmaterial-Verpackungen · Befestigung an einem HAEBERLE Gerätewagen-system</p> <p>Maße der Ablageebenen (B x T x H): 630 x 150 x 65 mm</p> <p>Ref.-Nr. 20149</p>	—	—	—	—	—	—	—	—	20149 Wagen 63	17836
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------	-------

Befestigungsmaterial Konsolträger

Konsolträger zur Befestigung von Spendersystemen an HAEBERLE Variocar®, 08/16 Gerätewagen und Schrankwagen.

 <p>Konsolträger für Schrankwagen</p> <p>· 1 Paar · pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)</p> <p>passend für: · Injektionsset · Verbandmittelspender COMPACT · Injektionsset PicBox® / PicBox Plus®</p> <p>Maße (B x T x H): 140 x 43 x 190 mm</p> <p>Nutzhöhe: 166 mm</p> <p>Ref.-Nr. 5099</p>	—	5099	5099	—	—	—	—	—	—
 <p>Konsolträger</p> <p>· 1 Paar · pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)</p> <p>passend für: · Injektionsset · Verbandmittelspender COMPACT · Injektionsset PicBox® / PicBox Plus®</p> <p>Maße (B x T x H): 140 x 43 x 190 mm</p> <p>Nutzhöhe: 166 mm</p> <p>Ref.-Nr. 5251</p>	—	5251	5251	—	—	—	—	—	—

Zubehör	Systemteile	Wand- montage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
---------	-------------	------------------	--------------------------------------	--------	-------	-------	--------	------------------------------------	------	------

Entsorgungsbox Medi-Müll

Für die sichere und hygienische Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen wie Kanülen, Ampullen, Vacutainer, Skalpelle, Pipetten oder ähnliches.

Die Medi-Müll Entsorgungsboxen sind gelb mit grünem, fest verschließbarem Deckel. Der Deckel bietet einen innovativen Tages- und Endverschluss. Die verschiedenen Abziehvorrichtungen erleichtern die Entsorgung für das medizinische Personal. Das neue Etikettendesign lässt die maximale Füllstandhöhe einfach erkennen. Die Medi-Müll Entsorgungsboxen sind zertifiziert nach: DIN ISO 23907, UN 3291 und TRBA 250.

<p>Medi-Müll Entsorgungsboxen, 0,5l</p>  <p>Ref.-Nr. 4981</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 0,5 l Fassungsvermögen · Öffnung: oval · Material: Polypropylen · Maße: 162 mm Höhe, Ø Deckel 89 mm, Ø Boden 57 mm · Montage an Wand oder HAEBERLE Gerätewagen · ohne Halterung <p>Verpackung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Set mit 126 Medi-Müll Entsorgungsboxen 	4981	4981	4981	—	—	4981	4981	4981	4981
<p>Medi-Müll Entsorgungsboxen, 1,5l</p>  <p>Ref.-Nr. 4979</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 1,5l Fassungsvermögen · Öffnung: oval · Material: Polypropylen · Maße: 125 mm Höhe, Deckel (B x T) 179 x 176 mm, Ø Boden 112 mm · Montage an Wand oder HAEBERLE Gerätewagen · ohne Halterung <p>Verpackung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Set mit 94 Medi-Müll Entsorgungsboxen Ref.-Nr. 4979 · Set mit 16 Medi-Müll Entsorgungsboxen Ref.-Nr. 4982 	4979 Set 94	4979 Set 94	4979 Set 94	—	—	4979 Set 94	4979 Set 94	4979 Set 94	4979 Set 94
<p>Medi-Müll Entsorgungsboxen, 2,5l</p>  <p>Ref.-Nr. 4980</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 2,5 l Fassungsvermögen · Öffnung: oval · Material: Polypropylen · Maße: 197 mm Höhe, Deckel (B x T) 179 x 176 mm, Ø Boden 112 mm · Montage an Wand oder HAEBERLE Gerätewagen · ohne Halterung <p>Verpackung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Set mit 70 Medi-Müll Entsorgungsboxen 	4980	4980	4980	—	—	4980	4980	4980	4980
<p>Medi-Müll Halterung</p>  <p>Ref.-Nr. 4985</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Halterung für Montage an Wand oder am Wagensystem · mit Klebe-/Flachadapter montiert · Material Edelstahl · Maße: (B x T) 51 x 139 mm <p>Verpackung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 Medi-Müll Halterung (4985) 	4985	4977	4977	—	—	13009	13009	20046	18369
<p>Medi-Müll Klebeadapter</p>  <p>Ref.-Nr. 4976</p>	<ul style="list-style-type: none"> · passend für Medi-Müll Entsorgungsbox 0,5l/1,5l/2,5l · Klebeadapter zur Befestigung auf allen Flächen wie z. B. auf Ablageplatte oder Tisch · Material: Polypropylen · Maße: Ø 54 mm <p>Verpackung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mindestbestellmenge 10 Stück 	4976	—	—	—	—	—	—	—	—

Zubehör	Systemteile	Wand- montage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
---------	-------------	------------------	--------------------------------------	--------	-------	-------	--------	------------------------------------	------	------

Diverses Einrichtungszubehör

Diverses Einrichtungszubehör für die HAEBERLE Gerätewagensysteme zum Einsatz in Arztpraxen, Kliniken oder Pflegeheimen. Praktische Spenderboxen oder Zubehör für die Blutentnahme und Injektion.

Ampullenöffner CUPFIX  Ref.-Nr. 9507	<ul style="list-style-type: none"> Gehäuse aus Kunststoff grauweiß (RAL 9002) 1 Auffangbehälter für Ampullen, abnehmbar 1 Diamantenfeile federnd, in rostfreier Platte gelagert Maße (B x T x H): 70 x 150 x 200 mm	9507	5771	5771	—	—	13921	13921	20210	18058
Ersatz Diamantfeile für CUPFIX ohne Abbildung	<ul style="list-style-type: none"> für CUPFIX Ampullenöffner 	4663	4663	4663	—	—	4663	4663	4663	4663
Halterung für CUPFIX ohne Abbildung	<ul style="list-style-type: none"> separat für CUPFIX 	—	4662	4662	—	—	13922	13922	20233	18060
Halter für Spenderboxen  Ref.-Nr. 11222	<ul style="list-style-type: none"> aus Edelstahl, geschliffen passend für gängige Spenderboxen (Einmalhandschuhen, Tissues) für Wandmontage (ohne Montagematerial) zur Befestigung am Wagensystem (mit Montagematerial) Innen-Maße (B x T x H): <ul style="list-style-type: none"> Halter 1-fach (für 1 Box) 142 x 94 x 250 mm Halter 3-fach (für 3 Boxen) 253 x 94 x 394 mm Halter 4-fach (für 4 Boxen) 253 x 94 x 525 mm 	Halter 1-fach 11222	—	—	—	—	Halter 1-fach 13026	Halter 1-fach 13026	Halter 1-fach 20297	Halter 1-fach 18707
		Halter 3-fach 11223	—	—	—	—	Halter 3-fach 13027	Halter 3-fach 13027	Halter 3-fach 20298	Halter 3-fach 18708
		Halter 4-fach 5074	—	—	—	—	Halter 4-fach 5071	Halter 4-fach 5071	Halter 4-fach 5072	Halter 4-fach 5073
Halter für 3 Spenderboxen, quer  Ref.-Nr. 18340	<ul style="list-style-type: none"> aus Edelstahl, geschliffen Querversion passend für gängige Spenderboxen (Einmalhandschuhen, Tissues) Befestigung zwischen 2 Trägerprofilen Außen-Maße (B x T x H): 700 x 152 x 144 mm Innen-Maße (B x T x H): 700 x 94 x 142 mm	—	—	—	—	—	—	—	18340 Wagen 63	18340

Zubehör	Systemteile	Wand- montage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
KOMBI-Set  Ref.-Nr. 13916	<ul style="list-style-type: none"> · alle Teile aus Kunststoff · grauweiß (RAL 9002) · Tupferspender „TAKEFIX“ · Tupferbefeuchter „TIPPFIX“ · Zusatzbehälter · als Ergänzung für Blutentnahme und Injektion · Empfehlenswert als Anbauteil für das Injektionsset PicBox® Maße (B x T x H): 122 x 225 x 268 mm	4767	—	—	—	—	13916	13916	13916	18029
	Befestigungsmaterial zur Montage am Spritzenspender PicBox® (Ref.-Nr. 11368)	16580	—	—	—	—	—	—	—	—
Universalhalter Snap  Ref.-Nr. 15572	<ul style="list-style-type: none"> · aus Kunststoff, weiß · für diverse Spenderboxen (Einmalhandschuhen, Tissues, Wischtüchern) · federnder Spanschieber hält Boxen aller Art bis ca. 1 kg · Einhandbedienung · mit Halterung für das jeweilige Wagensystem Maße (B x T x H): 100 x 20 x 165 mm Staffelpreise auf Anfrage. Individueller Aufdruck möglich.	15572	—	—	—	—	26098	15606	15606	15572

Medikamententablett Langenau



Ref.-Nr. 4705

Ausstattung

- 1 Medikamententablett
- 1 Untersatz aus Kunststoff, weiß
- 1 Aufsatz aus Kunststoff, transparent
- 18mm hoch
- 1 Verordnungsblock

Maße (BxT):

- mit 16 Feldern 310x310mm
- mit 20 Feldern 310x390mm
- mit 25 Feldern 390x390mm

Ref.-Nr.

- mit 16 Feldern
- mit 20 Feldern
- mit 25 Feldern

4705
4706
4707

Ersatz-Aufsatz Langenau

Ausstattung

- für Medikamententablett Langenau
- aus Kunststoff, transparent

Ref.-Nr.

- mit 16 Feldern
- mit 20 Feldern
- mit 25 Feldern

5247
5248
5249

ohne Abbildung

Ersatzblock Langenau

Ausstattung

- für Medikamententablett Langenau
- 50 Blatt mit 300 Abrissen, pro Block
- Mindestbestellmenge 20 Blocks

Ref.-Nr.

4708

ohne Abbildung



Ref.-Nr. 4803

Tupferspender TAKEFIX

Ausstattung

- Gehäuse aus Kunststoff
- grauweiß (RAL 9002)

Maße (BxTxH):

120x230x205mm

Ref.-Nr.

4803

Tupferbefeuchter TIPPFIX

Ausstattung

- Gehäuse aus Kunststoff
- grauweiß (RAL 9002)
- Füllmenge 250ccm

Maße (BxTxH):

60x150x60mm

Staffelpreise auf Anfrage.

Ref.-Nr.

9493

Ref.-Nr. 9493



Verbandwatte

Ausstattung

- mit Entnahmeschlitz
- Länge 2x2m
- Ø 95mm, ca. 60mm breit, gerollt

Pharmazentralnummer 00950776.

Mindestbestellmenge 6 Sets (2 Rollen je Set).

Ref.-Nr.

4972

ohne Abbildung

LED-Untersuchungsleuchten, Halterungen für Tisch/Wand/ Normprofilschiene.

Der Einsatz von LED-Technologie bei medizinischen Leuchten ermöglicht hohe Beleuchtungsstärke bei gleichzeitig geringer Wärmeentwicklung, langer Lebensdauer, hoher Effizienz und hervorragender Lichtqualität. Die Referenznummern beinhalten keine Halterungen, sofern nichts anderes erwähnt ist. Passende Halterungen finden Sie auf Seite 255.

LED-Untersuchungsleuchte Visiano LED S



Ref.-Nr. 5521

Ausstattung

- flaches Design mit ergonomischem Handgriff
- helles, homogenes Licht dank einzigartiger Diamantoptik und Premium-LEDs
- sehr gute Beleuchtungsstärke
- großes Lichtfeld
- drehbarer Leuchtenkopf, 280°
- geschlossenes Gehäuse
- glatte Oberfläche für eine leichte Reinigung

Leuchtmittel:	1 x LED-Modul
Lichtleistung:	50.000 Lux/0,5m
Beleuchtungsfeld:	Ø 18 cm/0,5m
Farbtemperatur:	4400K
Betriebsgerät:	elektron. Konverter
Anschlussspannung:	100–240V; 50/60 Hz
Netzanschlusskabel:	1,8m Eurostecker
Leuchtgehäuse:	PMMA
Gewicht (netto):	1,1 kg
Leistungsaufnahme:	13W
Schalter:	Wippschalter (I/O) am Arm
Normen:	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheit:	mit Handgriff
Schutzklasse:	II

Ref.-Nr.

5521

LED-Untersuchungsleuchte Cultra LED S



Ref.-Nr. 5523

Ausstattung

- satiniert-transparenter Leuchtschirm
- blendfreies Licht und extra großes Lichtfeld sorgen für maximalen Lesekomfort bei angenehmer Lichtfarbe
- harmoniert mit jedem Einrichtungsstil
- drehbaren Leuchtenkopf, 240°
- flexibler Schwanenhals

Leuchtmittel:	LED-Modul
Beleuchtungsfeld:	Ø 60 cm/0,5 m
Farbtemperatur:	3000K
Betriebsgerät:	elektron. Steckertransformator
Anschlussspannung:	100–240V; 50/60 Hz
Netzanschlusskabel:	2,0m
Leuchtgehäuse:	Polycarbonat (PC), satiniert
Gewicht (netto):	1,0kg
Leistungsaufnahme:	5,2W
Schalter:	Schnurschalter
Normen:	EN 60598-1, EN 60598-2-25
Besonderheit:	Hals weißaluminium mit satiniert-transparentem Leuchtschirm
Schutzklasse:	II

Ref.-Nr.

5523



Ref.-Nr. 9947

Tischhalter

Ausstattung

- mit Entnahmesicherung
- aus Polyamid GF
- reinweiß (RAL 9010)
- für Leuchten mit Zapfen Ø 16 mm

Gewicht: ca. 0,09 kg
Maße (BxTxH): 60x60x60 mm

Ref.-Nr.

9947



Ref.-Nr. 15899

Wandhalter

Ausstattung

- mit Entnahmesicherung und Kabelloch
- aus Polyamid GF
- reinweiß (RAL 9010)
- für Leuchten mit Zapfen Ø 16 mm

Gewicht: 0,14 kg
Maße (BxTxH): 59x72x92 mm

Ref.-Nr.

15899



Ref.-Nr. 9949

Schienenkloben

Ausstattung

- mit Entnahmesicherung für Normprofilschiene
- aus Aluminium, natureloxiert
- passend für Leuchten mit Zapfen Ø 16 mm

Gewicht: 0,16 kg
Maße (BxTxH): 30x45x69 mm
(Höhe ohne Feststellschraube)

Ref.-Nr.

9949

Picco Novo



Die praktischen Sammler für viele Einsatzbereiche.

Hinter Picco Novo verbergen sich unsere praktischen Sammler für zahlreiche Einsatzbereiche. Ob Wäsche- und Abfallsammler oder Servicewagen für Arztpraxen, Kliniken, Pflegeheime, Hotels und Büros: Picco Novo kann sich sehen lassen. Je nach anfallenden Mengen wählen Sie die 60-l-Modelle mit bis zu vier Sammlern oder die platzsparende 120-l-Großraumversion im praktischen Querformat.

Picco Novo ist dreiseitig offen zugänglich – auch prall gefüllte Säcke lassen sich dadurch problemlos entnehmen. Durch die Plastiksäcke wird der Spannrahmen vor Verschmutzung geschützt und ist immer hygienisch sauber. Mit einer Höhe von 82 Zentimetern passen die Picco Novo Sammler ideal auch unter Arbeitsplatten.

Picco Novo, pulverbeschichtet

Ausführung aus Stahl, mit Rutschsicherung, für selbstentleerende Gewebesäcke oder für Plastiksäcke. Stahlgestell mit federndem Holm, schlagfest pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Feinstruktur, matt.

Picco Novo, rostfrei

OP-Ausführung aus Edelstahl elektropoliert, mit Rutschsicherung, für selbstentleerende Gewebesäcke oder für Plastiksäcke. Stahlgestell mit federndem Holm. Auf Wunsch mit elektrisch leitfähigen Rollen Ø 50 mm lieferbar.

Alle fahrbaren Picco Novo-Modelle haben 4 schwarze Doppellenkrollen Ø 50 mm mit integriertem Fadenschutz.

Merkmale

- Ausführung aus Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Feinstruktur, matt.
- Alternativ: rostfreie OP-Ausführung aus Edelstahl.
- Wahlweise mit 1–4 Sammlern, ohne oder mit Rollen und Tretvorrichtung.

Funktion

- Sammler für Wäsche, zur Mülltrennung oder als kleine Abfallsammler.
- Für Wandmontage wie auch für HAEBERLE Wagensysteme.

Einsatz

Arztpraxen | Kliniken | Pflegeheime | Hotels | Büros.

Die Picco Novo System-Komponenten

- Superstabiles Stahlgestell mit federnden Holmen für sicheren Halt.
- Rutschsicherung durch Rutsch-Stopp-Ringe.
- Alle fahrbaren Picco Novo Modelle haben schwarze Doppellenkrollen (Ø 50 mm) mit integriertem Fadenschutz.
- Auf Wunsch mit elektrisch leitfähigen Rollen (Ø 50 mm) lieferbar.
- Besonders hygienische Bodenkonstruktion ohne Schmutzecken.
- Auf Wunsch mit Deckel und Tretvorrichtung aus Edelstahl.

Picco Novo

Wäsche- und Abfallsammler



Ref.-Nr. 9642

Picco Novo 60/I

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack (60–70l) · Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack 		
	<ul style="list-style-type: none"> · pulverbeschichtet, weißaluminium matt (RAL 9006) 	<ul style="list-style-type: none"> · rostfrei, Edelstahl glänzend, elektroliert 	
Maße in mm (BxTxH)	360x360x822		
Ref.-Nr.	<ul style="list-style-type: none"> · 4 Doppellenkrollen Ø 50mm 	9642	14106
	<ul style="list-style-type: none"> · 4 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm 		9856

Picco Novo 60/I Set



Ref.-Nr. 16500

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack (60–70l) · 1 Rolle à 25 Plastik-Einwegsäcke mit Zugband, reißfest, Größe 60–70l, blau · Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack · 1 Deckel signalweiß (RAL 9003) 		
	<ul style="list-style-type: none"> · pulverbeschichtet, weißaluminium matt (RAL 9006) 	<ul style="list-style-type: none"> · rostfrei, Edelstahl glänzend, elektroliert 	
Maße in mm (BxTxH)	360x360x829		
Ref.-Nr.	<ul style="list-style-type: none"> · 4 Doppellenkrollen Ø 50mm, ohne Tretvorrichtung 	7196	7197
	<ul style="list-style-type: none"> · 4 Doppellenkrollen Ø 50mm, mit Tretvorrichtung 	16500	5063
	<ul style="list-style-type: none"> · 4 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm, mit Tretvorrichtung 		5134
	<ul style="list-style-type: none"> · 4 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm, ohne Tretvorrichtung 		5137



Ref.-Nr. 14103

Picco Novo 60/I Standmodell

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack (60–70l) · Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack · 4 Standfüße 	
	<ul style="list-style-type: none"> · pulverbeschichtet, weißaluminium matt (RAL 9006) 	<ul style="list-style-type: none"> · rostfrei, Edelstahl glänzend, elektroliert
Maße in mm (BxTxH)	360x360x766	
Ref.-Nr.	14103	14105



Ref.-Nr. 9857

Picco Novo 60/II

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Halterungen für Plastik- oder Gewebesäcke (60–70l) · Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack 	
	<ul style="list-style-type: none"> · pulverbeschichtet, weißaluminium matt (RAL 9006) 	<ul style="list-style-type: none"> · rostfrei, Edelstahl glänzend, elektroliert
Maße in mm (BxTxH)	740x360x822	
Ref.-Nr.		
<ul style="list-style-type: none"> · 4 Doppellenkrollen Ø 50mm 	9857	14107
<ul style="list-style-type: none"> · 4 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm 		9858



Ref.-Nr. 8121

Picco Novo 60/III

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 3 Halterungen für Plastik- oder Gewebesäcke (60–70l) · Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack 	
	<ul style="list-style-type: none"> · pulverbeschichtet, weißaluminium matt (RAL 9006) 	<ul style="list-style-type: none"> · rostfrei, Edelstahl glänzend, elektroliert
Maße in mm (BxTxH)	1120x360x822	
Ref.-Nr.		
<ul style="list-style-type: none"> · 4 Doppellenkrollen Ø 50mm 	8121	14110
<ul style="list-style-type: none"> · 4 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm 		8122

Picco Novo

Wäsche- und Abfallsammler, Servicewagen



Ref.-Nr. 8124

Picco Novo 60/IV

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 4 Halterungen für Plastik- oder Gewebesack (60–70l) · Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack 	
	<ul style="list-style-type: none"> · pulverbeschichtet, weißaluminium matt (RAL 9006) 	<ul style="list-style-type: none"> · rostfrei, Edelstahl glänzend, elektroliert
Maße in mm (BxTxH)	740x800x822	
Ref.-Nr.		
<ul style="list-style-type: none"> · 8 Doppellenkrollen Ø 50mm 	8124	14111
<ul style="list-style-type: none"> · 8 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm 		5131



Ref.-Nr. 17069

Picco Novo 120 Q

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack (120–130l) · Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack 	
	<ul style="list-style-type: none"> · pulverbeschichtet, weißaluminium matt (RAL 9006) 	<ul style="list-style-type: none"> · rostfrei, Edelstahl glänzend, elektroliert
Maße in mm (BxTxH)	450x360x822	
Ref.-Nr.		
<ul style="list-style-type: none"> · 4 Doppellenkrollen Ø 50mm 	17069	17070
<ul style="list-style-type: none"> · 4 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm 		17073



Ref.-Nr. 17365

Picco Novo 120 Q

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack (120–130l) · Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack · 1 Deckel Kunststoff, signalweiß (RAL 9003) · 1 Tretvorrichtung 	
	<ul style="list-style-type: none"> · pulverbeschichtet, weißaluminium matt (RAL 9006) 	<ul style="list-style-type: none"> · rostfrei, Edelstahl glänzend, elektroliert
Maße in mm (BxTxH)	450x360x830	
Ref.-Nr.		
<ul style="list-style-type: none"> · 4 Doppellenkrollen Ø 50mm 	17365	5132
<ul style="list-style-type: none"> · 4 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm 		5133



Ref.-Nr. 17071

Picco Novo 120 Q Standmodell

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack (120l) · Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack · 4 Standfüße 	
	<ul style="list-style-type: none"> · pulverbeschichtet, weißaluminium matt (RAL 9006) 	<ul style="list-style-type: none"> · rostfrei, Edelstahl glänzend, elektroliert
Maße in mm (BxTxH)	450x360x766	
Ref.-Nr.	17071	17072



Ref.-Nr. 5146

Picco Novo 120 Q Set

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack (120l) · 1 Rolle à 25 Plastik-Einwegsäcke mit Zugband, reißfest, Größe (120l), blau · Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack · 1 Deckel signalweiß (RAL 9003) 		
	<ul style="list-style-type: none"> · pulverbeschichtet, weißaluminium matt (RAL 9006) 	<ul style="list-style-type: none"> · rostfrei, Edelstahl glänzend, elektroliert 	<ul style="list-style-type: none"> · rostfrei, elektrisch leitfähig, Edelstahl glänzend, elektroliert
Maße in mm (BxTxH)	360x360x829		
Ref.-Nr.			
<ul style="list-style-type: none"> · 4 Doppellenkrollen Ø 50mm, ohne Tretvorrichtung 	5146	5143	
<ul style="list-style-type: none"> · 4 Doppellenkrollen Ø 50mm, mit Tretvorrichtung 	17365	5132	
<ul style="list-style-type: none"> · 4 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm, mit Tretvorrichtung 			5133
<ul style="list-style-type: none"> · 4 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm, ohne Tretvorrichtung 			5144

Servicewagen



Ref.-Nr. 5170

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Servicewagen aus Chromstahl 18/0 · Rundrohrrahmen · 3 Ablageplatten (Traglast je 40kg) · tiefgezogen mit Profilrand · Abstand zwischen den Ablageplatten 275mm · 4 Rollen Ø 100mm, 2 feststellbar <p>Lieferung erfolgt zerlegt.</p>
Maße in mm (BxTxH)	850x540x930
Ref.-Nr.	5170

Picco Novo

Systemteile



Ref.-Nr. 6001

Deckel für Picco Novo 60

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · aus Kunststoff, signalweiß (RAL 9003) <p>Die Deckel für Picco Novo sind mit rostfreiem Scharnier ausgestattet und dadurch besonders langlebig und unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Zur Reinigung leicht abnehmbar.</p>
Maße in mm (B x T)	360 x 350
Ref.-Nr.	6001



Ref.-Nr. 17068

Deckel für Picco Novo 120 Q

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · aus Kunststoff, signalweiß (RAL 9003) <p>Die Deckel für Picco Novo sind mit rostfreiem Scharnier ausgestattet und dadurch besonders langlebig und unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Zur Reinigung leicht abnehmbar.</p>
Maße in mm (B x T)	490 x 350
Ref.-Nr.	17068



Ref.-Nr. 16658

Aufkleber-Set

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Aufkleber-Set zur Mülltrennung · 6 bunte Motive für Glas, Papier, Metall, Kunststoff, Biomüll, Restmüll
Maße in mm (B x H)	145 x 145
Ref.-Nr.	16658



Ref.-Nr. 16628

Tretvorrichtung

Ausstattung

- aus Edelstahl

Nachrüstbar nur für fahrbare Picco Novo 60 und Picco Novo 120 Q Modelle.

Ref.-Nr.

16628



Ref.-Nr. 14855

Rollen

Ausstattung

- Qualitäts-Leichtlaufrollen
- Doppellenkrollen


Ref.-Nr.

- Aufpreis für 2 feststellbare Rollen Ø 50mm

14855

- Aufpreis für 4 elektrisch leitfähige Rollen Ø 50mm

14856



Ref.-Nr. 5230

Rutsch-Stopp-Ringe für Picco Novo

Ausstattung

- 8 Stück Rutsch-Stopp-Ringe aus Gummi, schwarz
- Innendurchmesser Ø 18mm
- Temperaturbeständig min./max. -35 bis 120 °C

Ausreichend für 1 Picco Novo 60 oder 120 Q.

Ref.-Nr.

5230

Picco Novo

Gewebe- / Plastiksäcke

Picco Sack 60

ohne Abbildung	Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Gewebesäcke, Grundfarbe weiß, Farbstreifen wahlweise rot oder blau · hochstrapazierbares Material, 100 % Polyester · Flächengewicht 220g/m² · Kette 23 Fäden/cm, Schuss 15 Fäden/cm · Tumbler- und chlorfest · desinfektionsfähig, waschbar bis 95 °C · Bodennaht echte 5-Faden-Sicherheitsnaht · Prüfbericht des Forschungsinstitutes Hohenstein auf Wunsch · mit festverbundenem Klettverschluss · für ca. 12 kg Wäsche <p>Erhältlich in den Verpackungseinheiten 20 Stck., 50 Stck., 100 Stck., 200 Stck.</p>
	Maße in mm (BxH)	570 x 1000
	Ref.-Nr. Gewebesack · mit Farbstreifen rot · mit Farbstreifen blau	5115 5116

Einwegsäcke 60–70l

ohne Abbildung	Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · für Picco Novo 60 · aus Polyäthylen · besonders reißfeste Qualität · 0,04 mm stark · blau, PE-LD-Qualität · 1 Rolle à 25 Säcke <p>Mindestbestellmenge: 10 Rollen.</p> <p>Erhältlich in den Verpackungseinheiten 10 Rollen, 20 Rollen, 50 Rollen.</p>
	Maße in mm (BxH)	575 x 1000
	Ref.-Nr.	4744

Einwegsäcke 120–130l

ohne Abbildung	<p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> · für Picco Novo 120 (nicht für 120 Q) · aus Polyäthylen · besonders reißfeste Qualität · 0,04 mm stark · blau, PE-LD-Qualität · 1 Rolle à 25 Säcke <p>Mindestbestellmenge: 10 Rollen.</p> <p>Erhältlich in den Verpackungseinheiten 10 Rollen, 20 Rollen, 50 Rollen.</p>
	<p>Maße in mm (BxH)</p> <p>800x1100</p>
	<p>Ref.-Nr.</p> <p>4755</p>

Zugbandsäcke 60–70l

ohne Abbildung	<p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> · für Picco Novo 60 · aus Polyäthylen · 0,05 mm stark · mit praktischem Zugband zum einfachen Verschließen · blau, aus HDPE · 1 Rolle à 25 Säcke <p>Mindestbestellmenge: 10 Rollen.</p> <p>Erhältlich in den Verpackungseinheiten 10 Rollen, 20 Rollen, 50 Rollen.</p>
	<p>Maße in mm (BxH)</p> <p>580x950+50mm Umschlag</p>
	<p>Ref.-Nr.</p> <p>14826</p>

Zubehör	Systemteile	Wandmontage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo®- clinic	toro	keo®
---------	-------------	-------------	--------------------------------------	--------	-------	-------	--------	------------------------------------	------	------

Abfallsammler

Praktische Abfallsammler zur Montage an den HAEBERLE Gerätewagen, mobil einsetzbar, oder zur Wandmontage. Die verschiedenen Abfallsammler erleichtern den Alltag in Klinik, Arztpraxis oder Pflegeheim bei der Entsorgung von Abfällen.

<p>Abfallsammler tango</p>  <p>Ref.-Nr. 16700</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016) · Inhalt 8 Liter und 20 Liter · Öffnung des Deckels durch Kniebetätigung <p>Maße (B x T x H):</p> <ul style="list-style-type: none"> · 81 220 x 220 x 360 mm · 201 350 x 250 x 520 mm inkl. Befestigungsmaterial <p>Bitte 2 Normprofilschienen zur Befestigung am Wagen dazu bestellen.</p>	<p>81 16700</p> <p>201 16668</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>81 16701</p> <p>201 16702</p> <p>Norm- profilschiene 26046</p>	<p>81 16701</p> <p>201 16702</p> <p>Norm- profilschiene 13924</p>	<p>81 20084</p> <p>201 20085</p> <p>Norm- profilschiene 20080</p>	<p>81 18358</p> <p>201 18359</p> <p>Norm- profilschiene 17943</p>
<p>Abfallsammler tomo</p>  <p>Ref.-Nr. 11026</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoff, grau (RAL 7045) · 100 % Polypropylen · glatt, leicht zu reinigen · abnehmbarer, gut schließender Deckel mit Halterung · Inhalt 10 Liter (für Müllsäcke ca. 450 x 350 mm (B x H)) <p>Maße (B x T x H): 315 x 180 x 315 mm</p> <p>Zur Befestigung an Normprofilschiene, bitte Normprofilschiene dazu bestellen.</p>	<p>11026</p>	<p>11026 Befestigung an Gerätewagen mit Halterung</p>	<p>11026 Befestigung an Gerätewagen mit Halterung</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>14097 Befestigung an Gerätewagen mit Halterung</p> <p>14066 Befestigung an Normprofil- schiene mit Halterung</p> <p>26046 Norm- profilschiene</p>	<p>14097 Befestigung an Gerätewagen mit Halterung</p> <p>14066 Befestigung an Normprofil- schiene mit Halterung</p> <p>13924 Norm- profilschiene</p>	<p>20340 Befestigung an Gerätewagen mit Halterung</p> <p>14066 Befestigung an Normprofil- schiene mit Halterung</p> <p>20080 Norm- profilschiene</p>	<p>18470 Befestigung an Gerätewagen mit Halterung</p> <p>14066 Befestigung an Normprofil- schiene mit Halterung</p> <p>17943 Norm- profilschiene</p>
<p>Abfallsammler Klapp-Kuli</p>  <p>Ref.-Nr. 9961</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Stahlblech · schlag- und korrosionsfest · weißaluminium (RAL 9006) · pulverbeschichtet · federnde Halterung für Einwegsäcke á 15 L · Griffmulde · Halter für Hygienebeutel separat <p>Maße (B x T x H): 310 x 140 x 420 mm</p> <p>Montage: für Wagen ab 2 Schubladen zum Verschrauben mit Seitenblenden.</p>	<p>9961</p>	<p>9961</p>	<p>9961</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>

Zubehör	Systemteile	Wand- montage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo®- clinic	toro	keo®
Halter für Hygienebeutel  Ref.-Nr. 15784	<ul style="list-style-type: none"> · aus Stahlblech · weißaluminium (RAL 9006) · pulverbeschichtet · zum Aufstecken rechts oder links auf Gehäuse des Klapp-Kuli · inklusive Montagematerial 	15784	—	8173	8173	—	—	—	—	—

Hygienebeutel

Ausstattung


- aus Papier
- mit Aufdruck in 7 Sprachen
- Mindestabnahme 500 Stück = 1 Einheit

ohne Abbildung

Ref.-Nr.

5192

alegro/TFT



Zubehör	Systemteile	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo®-clinic	toro	keo®
---------	-------------	-------	-------	--------	--------------------------------	------	------

alegro Monitorträgersystem

Für stufenlose exakte Fixierung ohne Kraftaufwand. Horizontal und vertikal dreh-, neig- und schwenkbar. Monitoraufnahme mit VESA 75/100 Adaption.

alegro Monitorhalter 1	<ul style="list-style-type: none"> · Befestigung auf fest eingestellter Stange im Trägerprofil · Höhe ca. 400 mm oberhalb des Profils · innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung <p>Maße (BxTxH): 121 x 118 x ca. 513 mm</p>	—	Traglast bis ca. 12 kg 25007	Traglast bis ca. 12 kg 26125	Traglast bis ca. 12 kg 25023	Traglast bis ca. 12 kg 25010	Traglast bis ca. 12 kg 25017
	Ref.-Nr. 25010	—	Traglast bis ca. 18 kg 25033	Traglast bis ca. 18 kg 26126	Traglast bis ca. 18 kg 25049	Traglast bis ca. 18 kg 25034	Traglast bis ca. 18 kg 25043
alegro Monitorhalter 2	<ul style="list-style-type: none"> · mit Befestigungswinkeln für stufenlose Befestigung am Trägerprofil (nicht stufenlos höhenverstellbar) · innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung <p>Maße (BxTxH): 121 x 142 x 126 mm</p>	—	Traglast bis ca. 12 kg 25052	—	—	—	—
	Ref.-Nr. 25052	—	Traglast bis ca. 18 kg 25053	—	—	—	—
alegro Monitorhalter 3	<ul style="list-style-type: none"> · Positionierung oberhalb des Trägerprofils, mit Befestigungswinkel für stufenlose Befestigung (nicht stufenlos höhenverstellbar) · innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung <p>Maße (BxTxH): 121 x 118 x 248 mm</p>	—	Traglast bis ca. 12 kg 19497	—	—	—	—
	Ref.-Nr. 19497	—	Traglast bis ca. 18 kg 19499	—	—	—	—
alegro Monitorhalter für Doppelmonitoring mit Quertraverse	<ul style="list-style-type: none"> · Befestigung an Alu-Traverse · Befestigung an Alu-Traverse zwischen Trägerprofilen oder am Trägerprofil · optimale Synchron-einstellung von Monitoren · Kabelführung im Profil · innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung <p>bei Wagen 60 (fuego, doppio, swingo, keo) Maße (BxTxH): ca. 643 x 118 x 126 mm keo Tiefe = 130 mm</p> <p>bei Wagen 63 (toro) Maße (BxTxH): ca. 673 x 118 x 126 mm keo Tiefe = 130 mm</p>	—	Traglast bis ca. 2 x 12 kg 25002	Traglast bis ca. 2 x 12 kg 25003	Traglast bis ca. 2 x 12 kg 25003	Traglast bis ca. 2 x 12 kg 25067	Traglast bis ca. 2 x 12 kg 25016
	Ref.-Nr. 25002	—	Traglast bis ca. 2 x 18 kg 25028	Traglast bis ca. 2 x 18 kg 25029	Traglast bis ca. 2 x 18 kg 25029	Traglast bis ca. 2 x 18 kg 25068	Traglast bis ca. 2 x 18 kg 25042
	Ref.-Nr. 25067	—	—	—	—	—	—

Zubehör	Systemteile	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo®-clinic	toro	keo®
alegro Monitorhalter mit Quertraverse 1  Ref.-Nr. 25082	<ul style="list-style-type: none"> · Befestigung an Alu-Traverse zwischen zwei Trägerprofilen (Zweisäulensystem) · Kabelführung in den Profilen · innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung bei Wagen 45 Maße (BxTxH): 450x130x126 mm	—	—	Traglast bis ca. 12 kg Wagen 45 25064 Wagen 60 25062	Traglast bis ca. 12 kg Wagen 45 25064 Wagen 60 25062	Traglast bis ca. 12 kg Wagen 45 25060 Wagen 63 25082	Traglast bis ca. 12 kg 25058
	bei Wagen 60 Maße (BxTxH): 600x130x126 mm bei Wagen 63 Maße (BxTxH): 630x130x126 mm			Traglast bis ca. 18 kg Wagen 45 25055 Wagen 60 25063	Traglast bis ca. 18 kg Wagen 45 25055 Wagen 60 25063	Traglast bis ca. 18 kg Wagen 45 25061 Wagen 63 25083	Traglast bis ca. 18 kg 25059
alegro Monitorhalter mit Quertraverse 2  Ref.-Nr. 20088	<ul style="list-style-type: none"> · Quertraverse aus Metall, grauweiß (RAL 9002) · pulverbeschichtet · Befestigung an Quertraverse auf höhenverstellbarer Stange, zwischen zwei Trägerprofilen · innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung bei Wagen 45 Maße (BxTxH): 450x121x513 mm	—	—	Traglast bis ca. 12 kg Wagen 45 26096 Wagen 60 26097	Traglast bis ca. 12 kg Wagen 45 12251 Wagen 60 12250	Traglast bis ca. 12 kg Wagen 45 20148 Wagen 63 20088	—
	bei Wagen 60 Maße (BxTxH): 600x121x513 mm bei Wagen 63 Maße (BxTxH): 630x121x513 mm			—	—	—	
alegro Monitorhalter auf Schwenkarm 1  Ref.-Nr. 25025	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Drehgelenk mit Aluschiene · Ausladung: 300 mm · Befestigung an der Aluschiene · integrierte Kabelführung · innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung Maße (BxTxH): 344x118x195 mm	—	—	—	Traglast bis ca. 12 kg 25024	Traglast bis ca. 12 kg 25025	—
	—				Traglast bis ca. 18 kg 25050	Traglast bis ca. 18 kg 25051	
alegro Monitorhalter auf Schwenkarm 2  Ref.-Nr. 25021	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Drehgelenke mit Aluschiene oben auf Trägerprofil · Ausladung: 300 mm · Befestigung am Drehgelenk außen mit festeingestellter Stange · integrierte Kabelführung · innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung Maße (BxTxH): 392x118x317 mm	—	—	—	Traglast bis ca. 12 kg 25020	Traglast bis ca. 12 kg 25021	Traglast bis ca. 12 kg 25022
	—				Traglast bis ca. 18 kg 25046	Traglast bis ca. 18 kg 25047	Traglast bis ca. 18 kg 25048

Zubehör	Systemteile	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo®-clinic	toro	keo®
alegro Monitorhalter auf Gelenkarm  Ref.-Nr. 25011	<ul style="list-style-type: none"> · Adapterwinkel außen oder innen am Trägerprofil · für Gelenkarm mit Aluschiene · integrierter Kabelführung · Ausladung: 300 mm · Befestigung am Drehgelenk außen mit festeingestellter Stange · innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung Maße (B x T x H): 403 x 130 x 229 mm	—	—	Traglast bis ca. 12 kg 25032	Traglast bis ca. 12 kg 25013	Traglast bis ca. 12 kg 25011	—
				Traglast bis ca. 18 kg 25035	Traglast bis ca. 18 kg 25039	Traglast bis ca. 18 kg 25037	
alegro Monitorhalter auf Doppelgelenkarm  Ref.-Nr. 25012	<ul style="list-style-type: none"> · Adapterwinkel außen oder innen am Trägerprofil · für Doppelgelenkarm mit Aluschiene · integrierter Kabelführung · Befestigung am Drehgelenk außen mit festeingestellter Stange · Ausladung: 2 x 150 mm · innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung Maße (B x T x H): 447 x 118 x 239 mm	—	—	Traglast bis ca. 12 kg 25036	Traglast bis ca. 12 kg 25014	Traglast bis ca. 12 kg 25012	—
				Traglast bis ca. 18 kg 25076	Traglast bis ca. 18 kg 25040	Traglast bis ca. 18 kg 25038	

TFT-Halter für Monitore

Für stufenlose exakte Fixierung ohne Kraftaufwand. Horizontal und vertikal dreh-/neigbar. Monitoraufnahme mit VESA 75/100 Adaption.

TFT-Halter  Ref.-Nr. 20113	<ul style="list-style-type: none"> · für Flachbildschirme · Stahl, pulverbeschichtet · weißaluminium (RAL 9006) · Befestigung an höhenverstellbarer Stange · dreh- und neigbar · Traglast bis ca. 10 kg 	—	19223 Befestigung im Trägerprofil	26095 Befestigung seitlich am Profil	16346 Befestigung seitlich am Profil oder an einer Quertraverse. Quertraverse separat bestellen. Ref.-Nr. 16555/ 16554	Traglast bis ca. 15 kg 20113	—
Schwenkarm mit TFT-Halter  Ref.-Nr. 20533	<ul style="list-style-type: none"> · für Flachbildschirme · Stahl, pulverbeschichtet · weißaluminium (RAL 9006) · Befestigung auf Gelenkarm mit Befestigungselementen · Arm schwenkbar · dreh- und neigbar · Ausladung 300 mm · Traglast bis ca. 10 kg 	—	—	26093	16638	20533	—

Zubehör	Systemteile	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo®-clinic	toro	keo®
TFT-Halter Quertraverse  Ref.-Nr. 26123	<ul style="list-style-type: none"> · für Flachbildschirme · Stahl, pulverbeschichtet · weißaluminium (RAL 9006) · Befestigung an höhenverstellbarer Stange · zur Montage an Quertraverse · dreh- und neigbar · Traglast bis ca. 10 kg Maße (B x T x H): 100 x 122 x 660 mm (Maße ohne Quertraverse)	—	—	26123 Quertraverse separat bestellen. Ref.-Nr. 26067/ 26068	—	—	—
TFT-Halter Quertraverse  Ref.-Nr. 20155	<ul style="list-style-type: none"> · für Flachbildschirm · Stahl, pulverbeschichtet · weißaluminium (RAL 9006) · mit Befestigungswinkel an Quertraverse · Traglast bis ca. 10 kg Maße für Wagen 45 (B x T x H): 450 x 20 x 100 mm Maße für Wagen 63 (B x T x H): 630 x 20 x 100 mm	—	—	—	—	Wagen 45 20097 Wagen 63 20155	—
TFT-Halter, fest  Ref.-Nr. 19418	<ul style="list-style-type: none"> · für Flachbildschirme · Stahl, pulverbeschichtet · weißaluminium (RAL 9006) · auf Stange am Trägerprofil befestigt · nicht höhenverstellbar · dreh- und neigbar · Traglast bis ca. 10 kg Maße (B x T x H): 123 x 146 x 345 mm	—	19418	—	—	—	—
TFT-Halter mit Buchse  Ref.-Nr. 30007	<ul style="list-style-type: none"> · für Flachbildschirme · Stahl, pulverbeschichtet · weißaluminium (RAL 9006) · zur Aufnahme der Ohlenschläger-Sauganlage · Traglast bis ca. 10 kg Maße TFT (B x T x H): 123 x 136 x 339 mm	—	30007	—	—	—	—

Zubehör	Systemteile	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo®-clinic	toro	keo®
TFT-Halter mit Ablageplatte  Ref.-Nr. 27004	<ul style="list-style-type: none"> · für Flachbildschirme · Platte und TFT-Halter aus Stahl, pulverbeschichtet · weißaluminium (RAL 9006) · Befestigung auf Stange · dreh- und neigbar · mittlere Höhe 348 mm · nicht höhenverstellbar · 1 Ziehgriff an der Platte · Traglast TFT bis ca. 10 kg Maße (BxTxH): 280x414x430 mm	27004	—	—	—	—	—
TFT-Halter mit Tastaturablage / Mausauszug  Ref.-Nr. 19222	<ul style="list-style-type: none"> · für Flachbildschirme · Stahl, pulverbeschichtet · weißaluminium (RAL 9006) · Befestigung an höhenverstellbarer Stange · dreh- und neigbar · Mausauszug je Seite 100 mm ausziehbar · Traglast TFT bis ca. 10 kg · Traglast bis ca. 10 kg · Tastaturablage bis ca. 5 kg Außenmaße: 491 x 387 x ca. 470 mm Stellfläche (B1/B2xT1/T2): 491 / 477 x 199 / 283 mm	—	19222	—	—	—	—

Desinfektionsmittel- spender



Die formschönen Hygieneeinheiten vereinen Design, Mobilität und Standsicherheit perfekt miteinander.



Ref.-Nr. 25235

Hygieneeinheit 1

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Boden- und Trägerplatte aus pulverbeschichtetem Stahlblech · Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium · Dekorstreifen grau · 1 Seifen- und Desinfektionsmittelspender¹ 1000ml · 1 Hinweisschild zur korrekten Händedesinfektion <p>Optional Abtropfschale.</p>
Maße in mm (LxBxH)	500x400x1488
Ref.-Nr.	25235

¹ Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.



Ref.-Nr. 25237

Hygieneeinheit 2

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Boden- und Trägerplatte aus pulverbeschichtetem Stahlblech · Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium · Dekorstreifen grau · 1 Seifen- und Desinfektionsmittelspender¹ 1000ml · 1 Halter für Spenderboxen (1-fach) · aus Edelstahl <p>Optional Abtropfschale.</p>
Maße in mm (LxBxH)	500x400x1488
Ref.-Nr.	25237

¹ Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.



Ref.-Nr. 25239

Hygieneeinheit 3

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Boden- und Trägerplatte aus pulverbeschichtetem Stahlblech · Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium · Dekorstreifen grau · 1 Seifen- und Desinfektionsmittelspender¹ 1000ml · 1 Halter für Spenderboxen (1-fach) · aus Edelstahl · 1 Hinweisschild zur korrekten Händedesinfektion <p>Optional Abtropfschale.</p>
Maße in mm (LxBxH)	500x400x1748
Ref.-Nr.	25239

¹ Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.

Desinfektionsmittelspender



Ref.-Nr. 25236

Hygieneeinheit 4

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none">· Boden- und Trägerplatte aus pulverbeschichtetem Stahlblech· Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium· Dekorstreifen grau· 1 Sensor-Desinfektionsmittelspender¹ 1000ml· 1 Hinweisschild zur korrekten Händedesinfektion
Maße in mm (LxBxH)	500x400x1748
Ref.-Nr.	25236

¹ Desinfektionsmittel und Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.



Ref.-Nr. 25238

Hygieneeinheit 5

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none">· Boden- und Trägerplatte aus pulverbeschichtetem Stahlblech· Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium· Dekorstreifen grau· 1 Sensor-Desinfektionsmittelspender¹ 1000ml· 1 Halter für Spenderboxen (1-fach)· aus Edelstahl
Maße in mm (LxBxH)	500x400x1748
Ref.-Nr.	25238

¹ Desinfektionsmittel und Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

Seifen- und Desinfektionsspender



Ref.-Nr. 17851

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · aus Aluminium, natur eloxiert · für Standardflaschen mit 1 Liter Inhalt¹ · mit Befestigungsmaterial <p>Optional Abtropfschale.</p>
Ref.-Nr. Wagen – swingo (Befestigung rechts oder links möglich) – doppio – toro – keo	17851 16087 16087 20200 17850

¹ Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.




Ref.-Nr. 16256

Abtropfschale

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Abtropfschale für Seifen- und Desinfektionsmittelspender 1000ml · separat herausnehmbar · zum Einhängen an Spender
Ref.-Nr.	16256

Elektro-Zubehör



Praxisgerechte und sichere Produkte zur Ergänzung der HAEBERLE Wagensysteme.

Als Ergänzung zu unseren vielfältigen Wagenserien bieten wir ein großes Spektrum an Elektro-Zubehör. Es umfasst modulare Steckdosenleisten- und Verkabelungssysteme ebenso wie Trenntransformatoren, Potentialausgleichssysteme, Elektroverbindungstechnik, Kabelmanagement und Aussteckschutz. Wir beraten Sie gerne hinsichtlich der Verkabelung und der elektrischen Ausstattung Ihres Wagensystems.

Unser Elektro-Zubehör-Programm umfasst:

- Standard-Steckdosenleisten für verschiedene HAEBERLE Gerätewagen-Serien.
- Modulares Steckdosenleisten- und Verkabelungssystem für die Gerätewagen-Serien fuego, toro und swingo.
- Trenntransformatoren.
- Potentialausgleich-System nach DIN 42801.
- Netzwerk-Isolator und Isolationswächter.
- Elektro-Verbindungstechnik nach IEC 320 C13/C14.
- Kabelmanagement.

Elektro-Zubehör

Steckdosenleisten

Standard-Steckdosenleisten, 3 bis 6 Steckdosen

Ausstattung/Info

- Standard-Steckdosenleiste in unterschiedlichen Länderausführungen für HAEBERLE Gerätewagen 08/16®, Variocar®, bravo, fuego, swingo®, toro und keo®
- Gehäuse: eloxiertes Aluminiumprofil mit Kunststoffkappen
- Steckdosenleiste mit 3 Meter Netzkabel
- Grüner Netzschalter trennt alle angeschlossenen elektrische Geräte allpolig vom Netz
- 8-fach Steckdosenleiste auf Anfrage
- Typ G Steckdosenleiste (Britischer Standard) auf Anfrage

Hinweis: Die Prüfung nach der medizintechnischen Norm EN 60601-1 ist nicht möglich.

Technische Daten

Spannung
Leistung
Befestigung

220 bis 240 V
3300 VA/CH2200 VA
Kunststoff/Metalllaschen



3-fach
Ref.-Nr. 21505



4-fach
Ref.-Nr. 21695



6-fach
Ref.-Nr. 21685

	08/16® (60)	08/16® (45)	Variocar®	bravo	fuego	swingo®, swingo®-clinic, doppio	toro	keo®
--	------------------------	------------------------	------------------	--------------	--------------	--	-------------	-------------

3-fach Steckdosenleisten, Standard

Typ F Deutschland, 220 mm	21501	21507	21502	21508	21506	21503	21505	21504
Typ E Frankreich, 220 mm	21511	21517	21512	21518	21516	21513	21515	21514
Typ L Italien, 284 mm	21531	21537	21532	21538	21536	21533	21535	21534
Typ J Schweiz, 220 mm	21541	21547	21542	21548	21546	21543	21545	21544

4-fach Steckdosenleisten, Standard

Typ F Deutschland, 264 mm	21691	21697	21692	—	21696	21693	21695	21694
Typ E Frankreich, 264 mm	21701	21707	21702	—	21706	21703	21705	21704
Typ L Italien, 332 mm	21721	21727	21722	—	21726	21723	21725	21724
Typ J Schweiz, 264 mm	21731	21737	21732	—	21736	21733	21735	21734

6-fach Steckdosenleisten, Standard

Typ F Deutschland, 353 mm	21681	21687	21682	—	21686	21683	21685	21684
Typ E Frankreich, 353 mm	21621	21627	21622	—	21626	21623	21625	21624
Typ L Italien, 428 mm	21651	—	21652	—	21656	21653	21655	21654
Typ J Schweiz, 353 mm	21661	21667	21662	—	21666	21663	21665	21664

Montagehinweis

08/16® (60)	Einbau an Schubladen-Rückwand. Ref. Nr. inkl. Schubladen-Rückwand
08/16® (45)	Einbau an Schubladen-Rückwand. Ref. Nr. inkl. Schubladen-Rückwand
Variocar®	Montage an aufgekantete Platte
bravo	Einbau zwischen Trägerprofilen
fuego	Einbau ins Trägerprofil
swingo®, swingo®-clinic, doppio	Einbau an Schubladen-Rückwand o. Quertraverse
toro	Einbau ins Trägerprofil, an Schubladen-Rückwand o. Quertraverse
keo®	Montage links, rechts oder hinten am Gehäuse

Elektro-Zubehör


Steckdosenleisten



Ref.-Nr. 21700



Ref.-Nr. 12200



Ref.-Nr. 12210

Elektrotraverse, doppio und swingo®	45er-Breite	60er-Breite
Ausstattung/Info	<ul style="list-style-type: none"> · Elektrotraverse für doppio und swingo® · pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002) · Befestigung der Steckdose und 2 Potentialstecker nach DIN 42801 · 2 Potentialausgleichstecker standardmäßig montiert (5 zusätzlich erweiterbar) · bei Ref.-Nr. 26078 und Ref.-Nr. 26079 ist der Netzschutzleiter mit dem Potentialausgleich verbunden · Typ G Steckdosenleiste (Britischer Standard) auf Anfrage <p>Lieferung erfolgt zerlegt mit Montagematerial.</p>	
Ref.-Nr. Stecker-Ausführung – Typ F (Deutschland) – Typ E (Frankreich) – Typ L (Italien) – Typ J (Schweiz) – Typ F (Deutschland)	21699 21709 21729 21739 26078	21700 21710 21730 21140 26079
Steckdosenleiste mit Aussteckschutz		
Ausstattung/Info	<ul style="list-style-type: none"> · Steckdosenleiste 4-fach, · Standard (Typ F) mit Aussteckschutz, · für Stecker oder Netzteile in 4-fach Steckdosenleiste · Aussteckschutz, nur mit Werkzeug zu öffnen <p>Wenn Sie mithilfe dieser Leisten ein ME-System erstellen, ist ein Konformitätsverfahren eines ME-Systems notwendig.</p>	
Montage	im Profil für fuego oder toro	an Rückwand für swingo® oder toro
Maße in mm (B x T x H)	334 x 106 x 38	308 x 60 x 82
Ref.-Nr.	12200	12210



Ref.-Nr. 5090



Ref.-Nr. 5085

Medizinische Steckdosenleiste mit Aussteckschutz

Ausstattung/Info

- Medizinische Steckdosenleiste
- Gehäuse: Aluminium eloxiert
- geprüft nach Norm DIN EN 60601-1-1
- 2-polig abgesichert
- Betriebsanzeige grün
- Kabellänge 3 Meter mit medizinischem Stecker (Typ F)
- Steckplätze 90° gedreht mit ausreichend Abstand
- Schutzhaube verriegelt diese medizinische Steckdosenleiste automatisch
- nur mit Werkzeug zu öffnen

Wenn Sie mithilfe dieser Leisten ein ME-System erstellen, ist ein Konformitätsverfahren für eine Sonderanfertigung eines ME-Systems notwendig.

Steckplätze	4 Steckplätze	6 Steckplätze
Maße in mm (BxTxH)	400x65x82	528x65x82
Ref.-Nr.	5090	5085

Elektro-Zubehör

Steckdosenleisten

Modulare Steckdosenleisten, 2 bis 6 Steckdosen

Ausstattung/Info

- modulare Steckdosenleisten mit PE-Fahne in unterschiedlichen Länderausführungen für HAEBERLE Gerätewagen fuego, swingo®, toro
- Gehäuse: eloxiertes Aluminiumprofil mit Kunststoffkappen
- modulares Konzept: länderindividuelle Ausgangsbuchsen oben und zusätzlich je eine Ausgangsbuchse für Modularsteckverbindungen seitlich
- Verkabelungssystem für individuelle Lösungen
- modernes Steckverbindingssystem: Weit voneinander entfernte Geräte an einem Gerätewagen können über mehrere Steckdosenleisten mit Verlängerungen verbunden werden
- optional Verlängerungen, IEC 320 Adapter
- optional 5 m lange Netzkabel in unterschiedlichen Länderausführungen
- optional kann ein Netz-Zentralschalter in die Verkabelung eingefügt werden
- Steckdosenleisten IEC 320 sind mit 10 A Sicherung ausgestattet

Technische Daten

Spannung

220 bis 240V

Leistung

3300 VA / CH2200 VA

Befestigung

Kunststoff / Metalllaschen

Maße

Länge unterschiedlich (siehe Tabelle), zzgl. 44 mm Befestigungslaschen, Höhe 44 mm, Tiefe 44 mm.



2-fach
Ref.-Nr. 21742



3-fach
Ref.-Nr. 21747



4-fach
Ref.-Nr. 21752



6-fach
Ref.-Nr. 21757

	fuego	swingo®, swingo®-clinic	toro
2-fach Steckdosenleisten, modular			
Typ F Deutschland, 200 mm	21743	21741	21742
Typ E Frankreich, 200 mm	21763	21761	21762
Typ L Italien, 213 mm	21823	21821	21822
Typ J Schweiz, 200 mm	21843	21841	21842
3-fach Steckdosenleisten, modular			
Typ F Deutschland, 244 mm	21748	21746	21747
Typ E Frankreich, 244 mm	21768	21766	21767
Typ L Italien, 261 mm	21828	21826	21827
Typ J Schweiz, 244 mm	21848	21846	21847
4-fach Steckdosenleisten, modular			
Typ F Deutschland, 287 mm	21753	21751	21752
Typ E Frankreich, 287 mm	21773	21771	21772
Typ L Italien, 309 mm	21833	21831	21832
Typ J Schweiz, 288 mm	21853	21851	21852
6-fach Steckdosenleisten, modular			
Typ F Deutschland, 372 mm	21758	21756	21757
Typ E Frankreich, 372 mm	21778	21776	21777
Typ L Italien, 405 mm	21838	21836	21837
Typ J Schweiz, 376 mm	21858	21856	21857
IEC320 Kaltgeräte, 255 mm	21433	21431	21432

Hinweis: Die unterschiedlichen Längen der Steckdosenleisten können um bis zu 10 mm abweichen.

Elektro-Zubehör

Zubehör für Steckdosenleisten



Ref.-Nr. 21400

Netzkabel für verschiedene Länder

Ausstattung/Info	· das erforderliche Netzkabel H05 VV-F 3G1,5 (ca. 5 m lang) wird am Wagen zugentlastet		
Ref.-Nr. Ländervariante am Steckereingang			
- Typ F (Deutschland)/ Typ E (Frankreich)	21400		
- Typ L (Italien)	21404		
- Typ J/12 (Schweiz) ¹	21405		
- IEC320 Kaltgeräte- Steckkupplung ¹	21406		
- IEC320 Kaltgeräte 1 Meter (Adapter)	21414		

¹ erhältlich ab 50 Stück



Ref.-Nr. 21450

Verlängerungen

Ausstattung/Info	· zum Verbinden einzelner Steckdosenleisten · zur Kabelverlängerung innerhalb der Gerätewagensysteme fuego, toro, swingo®		
Länge	1 m lang	2 m lang	3 m lang
Ref.-Nr.	21450	21451	21452

Zentraler Ein- und Ausschalter für Gerätewagen fuego, swingo®, toro

Ausstattung / Info

- ein spezifisches System, bei dem der Netzschalter am jeweiligen Gerätewagen ergonomisch positioniert werden kann



Ref.-Nr. 21861, 21862

Ein-/Ausschalter am fuego-Gerätewagen

Platzierung	· oben in der Profilabdeckung, bis Trägerprofilhöhe 950mm	· Platzierung vorne im Trägerprofil
Ref.-Nr.	21861	21862



Ref.-Nr. 21860

Ein-/Ausschalter am swingo®-Gerätewagen

Platzierung	· seitlich an der Innenseite im Trägerprofil
Ref.-Nr.	21860



Ref.-Nr. 21865, 21864

Ein-/Ausschalter am toro-Gerätewagen

Platzierung	· oben in der Profilabdeckung, bis Trägerprofilhöhe 1052mm	· seitlich im Trägerprofil, Einbauhöhe 950mm im Trägerprofil
Ref.-Nr.	21865	21864



Ref.-Nr. 19559

Zentralschalter für Kaltgerätesystem am fuego-Gerätewagen

Platzierung

- oben in der Profilabdeckung bis Trägerprofilhöhe 950mm

Hinweis: Dieser zentrale Ausschalter eignet sich für den Unterbautransformator Modell U 600, Ref.-Nr. 19549 und für 6-fach-Steckdosenleiste IEC320, Ref.-Nr. 21893.

Ref.-Nr.

19559

Elektro-Zubehör

Trenntransformatoren

Trenntransformatoren

Ausstattung/Info

- Erdfreie Spannungsversorgung durch Trenntransformatoren
- Varianten: Aufstell-Trenntrafo, Unterbau-Trenntrafo

Wenn Sie mithilfe dieser Transformatoren ein ME-System erstellen, ist ein Konformitätsverfahren für eine Sonderanfertigung eines ME-Systems notwendig.

Hinweis: Aufgrund der galvanischen Trennung durch den Trenntransformator, kann die Überwachung der nach EN 60601-1 schutzgetrennten Sekundärseite gegen Isolationsfehler durch den im Stromversorgungsnetz eingebauten FI-Schutzschalter nicht mehr arbeiten. Aus diesen Gründen empfehlen wir einen Isolationswächter zu installieren.



Aufstell-Trenntrafo
Ref.-Nr. 16510



Unterbau-Trenntrafo
für toro 45/63 und swingo 60
Ref.-Nr. 20413



Unterbau-Trenntrafo für fuego
Ref.-Nr. 19549

Aufstell-Trenntrafo mit und ohne Aussteckschutz

Modell	A 1300	A 1600	A 2200
Ref.-Nr. mit Isolationswächter	16552 16548	16545 16548	16510 16548
Technische Daten			
Nennleistung	1.300 VA	1.600 VA	2.200 VA
Eingangsspannung	230 VAC		
Ausgangsspannung	230 VAC		
Frequenz	50/60 Hz		
Sicherung primär	—		
Ausgangsstrom max.	5,5 A	6,8 A	9,37 A
Ableitstrom typisch bei Unenn+10 %	< 300/500 µA		
Prüfspannung	Primär-sek.: 4 kVAC; primär-Gehäuse/sek.-Gehäuse 1,5 kVAC		
Einschaltstrombegrenzung	Ja		
Potentialausgleich (DIN42801)	POAG – S6/15		
Ausgang	9 Stück IEC/EN60320-2-2 (C13) UL 498 CSA C22.2 no. 42		
Therm. Überlastschutz	120 °C		
Max. Einsatzhöhe	3000 Meter		
Schutzklasse	I/I		
Gehäuse/Maße	Metall, pulverbeschichtet (RAL 7035)/235 x 325 x 125 mm (B x T x H)		
Trenntrafo-Gewicht ohne Netz-kabel und Verpackung	13,5 kg	15,0 kg	19,0 kg
TÜV geprüft nach folgenden Normen	EN60601-1/:2006-ed 3.1; EN60601-1-2:2007; IEC 60601-1-1:2005 IEC 60601-1-2:2007; TÜV-SÜD – NRTL C+US		
Ausschalter	Rückseite des Gerätes		
Lieferumgang	Netz-kabel (Typ E/F), min. 3 m lang		

A = Aufstell-Trafo
U = Unterbau-Trafo
Isolationswächter nachrüstbar.

Netz-kabel für verschiedene Länder

Ausstattung/Info	<ul style="list-style-type: none"> · mit IEC-C19 Steckkupplung für verschiedene Länder-Typen · Netz-kabel 2 m
Ref.-Nr. – Typ F (Deutschland) / Typ E (Frankreich) – Typ L (Italien) – Typ J/23 (Schweiz)	21920 21924 21925

Elektro-Zubehör

Trenntransformatoren

Unterbau-Trenntrafo für Gerätewagen:	fuego ¹	swingo® 60	toro 45/63	swingo® 60	toro 45/63
Modell	U 600	U 1300		U 2200	
Ref.-Nr. mit Isolationswächter	19549 16517	20414 20416	20413 20415	20419 20420	20417 20418
Technische Daten					
Nennleistung	600VA	1.300VA		2.200VA	
Eingangsspannung	230VAC				
Ausgangsspannung	230VAC				
Frequenz	50/60Hz				
Sicherung primär	3,15A 5x20mm	6,3A 5x20 mm		10A 5x20mm	
Ausgangsstrom max.	2,6A	9,37 A		5,5A	
Ableitstrom typisch bei Unenn+10 %	<200µA	<500µA			
Prüfspannung	4KV				
Einschaltstrombegrenzung	elektronisch				
Potentialausgleich (DIN42801)	über Pin am Holm gemäß DIN 42801	über Pin am Holm gemäß DIN 42802			
Ausgang	6xI EC320 am Trafo unter Fahrgestell	9xIEC 320 mit Isolationswächter 1 Ausgang weniger			
Therm. Überlastschutz	120°C				
Max. Einsatzhöhe	3000 Meter				
Schutzklasse	1 Schutzerdung				
Gehäuse/Maße	Alublech RAL 7035				
Trenntrafo-Gewicht ohne Netzkabel und Verpackung	8kg	13,5kg			
TÜV geprüft nach folgenden Normen	EN60601-1/A2:1995, IEC60601-1/1A2:1995, IEC 60601-1:1.2006, EN60601-1-2:2001, IEC60601-2:2001	EN60601-1/:2006, EN60601-1-2:2007			
Ausschalter	optional, Ref.-Nr. 19559	zentraler Ausschalter an der Innenseite des Trägerprofils		—	—
Lieferumfang	Trafo-Halterung (Stahlblech, RAL 9006), POAG-Kabel, Netzkabel (Typ E/F), min. 3m lang				

A = Aufstell-Trafo

U = Unterbau-Trafo

Isolationswächter nachrüstbar.

¹ Nicht für fuego Gerätewagen mit höhenverstellbarer Lift-Funktion.

Netzkabel siehe Kaltgerätektechnik.

Elektro-Zubehör

Zubehör für Trenntransformatoren



Ref.-Nr. 21455

Netzwerkisolator

Ausstattung/Info	<ul style="list-style-type: none"> · isoliert galvanisch die 10/100/1000-Mbit-Netzwerkverbindung vom übrigen Netzwerk · Gehäuse aus Kunststoff · Netzwerk-Isolator benötigt keine Software- oder Treiberinstallation · Netzwerk-Isolator ist unverzichtbar bei Trenntransformatoren · geprüft nach EN 60601-1 <p>Wenn Sie mithilfe dieses Gerätes ein ME-System erstellen, ist ein Konformitätsverfahren eines ME-Systems notwendig.</p>	
Technische Daten	Schutzart Betriebsspannung Gewicht	
	IP 20 250VAC rms 45g	
Maße	in mm (BxTxH)	
	25x40x66	
Ref.-Nr.	21455	



Ref.-Nr. 16548

Isolationswächter für Trenntransformatoren mit Aussteckschutz

Ausstattung/Info	<ul style="list-style-type: none"> · die Medizintechnik verwendet aus Sicherheitsgründen Isolationswächter · Überwachung des Isolationswiderstand nicht geerdeter Wechselstromnetze · wird an einer beliebigen Stelle am Gerätewagen befestigt · inklusive Abziehschutz · für Trenntrafos 1300-2200 nachrüstbar · geprüft nach EN 60601-1 / 60601-1-1 / 60601-1-2 	
	· mit Aussteckschutz	· ohne Aussteckschutz für fuego
Technische Daten	Schutzart Betriebsspannung Ansprechwert Ansprechzeit	
	1 / IP 20 230VAC $\leq 50K \text{ Ohm}$ $< 2 \text{ Sekunden}$	
Maße	in mm (BxTxH)	
	192x34x56	
Ref.-Nr.	16548	16517

Elektro-Zubehör

Potentialausgleich-Systeme

Potentialausgleich-System POAG gemäß DIN 42801.

- In medizinisch genutzten Räumen können durch Geräte und andere leitfähige Teile Potentialdifferenzen auftreten, die ein Gefährdungspotential für Personen darstellen. Sicheren Schutz bietet ein Potentialausgleich.
- Potentialausgleichsysteme bieten zusätzliche Möglichkeit, Gefährdungen durch unterschiedliche Potentiale innerhalb eine ME-Systems zu vermindern.
- Deshalb wird ab Werk bei ausgewählten Gerätewagen ein POAG-Pin montiert und im Rahmen der Endabnahme elektrisch geprüft. Sofern nicht bereits in den Räumen vorgesehen, bitte entsprechende Potentialausgleichsleitung bei Bedarf dazu bestellen.
- HAEBERLE empfiehlt die Installation eines Potentialausgleich-Systems.



Ref.-Nr. 19529

POAG-Pin

Ausstattung/Info	• POAG-Pins werden von HAEBERLE fachmännisch montiert und geprüft. Selbstmontage ist nur durch entsprechend qualifiziertes Personal möglich.				
Gerätewagen	toro, fuego	swingo®	toro, swingo®	keo®	doppio, swingo®
Platzierung POAG-Pin	an der vorderen oder hinteren Nut	in der zentralen Nut innen	im Fahrgestell	seitlich oder hinten am Gehäuse	für Quertraverse
Ref.-Nr.	19529	16279	20140	20140	26073



Ref.-Nr. 21888

POAG-Verteiler

Ausstattung/Info	• der POAG-Verteiler ersetzt den POAG-Pin	
POAG-Verteiler	6-fach	8-fach
Ref.-Nr.	21888	21889

Potentialausgleichsleitungen

Ausstattung/Info	• POAG-Brücken von 3m, 4m oder 5m Länge zum Anschluss eines Gerätewagen am Wandstecker • POAG-Brücken von 0,5m, 1m, 2m oder 3m Länge sind zum Verbinden aufgestellter Geräte im Gerätewagen
Ref.-Nr. Länge POAG-Brücke	
0,5m	21880
1m	21881
2m	21882
3m	21883
4m	21884
5m	21885

ohne Abbildung

Elektro-Verbindungstechnik nach IEC 320 C13/C14.

- Die IEC320-Steckdosenleisten und die Trenntransformatoren aus dem Elektro Zubehörprogramm von HAEBERLE sind mit 10A Sicherungen ausgestattet.
- Länderneutral.



Ref.-Nr. 21912

Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 6-fach

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Kaltgeräte-Steckdosenleiste mit 1 Eingang und 6 Ausgängen • für die Gerätewagensysteme fuego, swingo®, toro 		
IEC 320-Steckdosenleiste 6-fach für Gerätewagen	fuego	swingo®	toro
Ref.-Nr. – ohne Ausschalter – mit 2-poligem grünem Ausschalter	21893 21913	21891 21911	21892 21912



Ref.-Nr. 21870

Netzkabel

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • zum Anschluss der länderneutralen Kaltgerätektechnik sind verschiedene Netzkabel verfügbar • Netzkabel ca. 4 m
Ref.-Nr. – Typ F (Deutschland)/ Typ E (Frankreich) – Typ L (Italien) – Typ J/12 (Schweiz)	21460 21464 21465

Verlängerungskabel

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • verwendbar zur Verlängerung oder zum Anschluss elektrischer Geräte
Ref.-Nr. Länge Verlängerungskabel 0,5 m 1 m 2 m 3 m	21870 21871 21872 21873



Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Als innovatives Unternehmen behalten wir uns Preis- und Konstruktionsänderungen vor. Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.

WEEE-Reg.-Nr. DE20235235





HAEBERLE

We.Move.Design.

HAEBERLE GmbH + Co. KG

Breitwiesenstraße 13
70565 Stuttgart
Deutschland

Postfach 800524
70505 Stuttgart
Deutschland

Telefon +49 (0) 711 78314-0
E-Mail info@haeberle-med.de

www.haeberle-med.de