

*Leben in Bewegung*




- 
- Manuelle Rollstühle
  - Gehhilfen
  - Bad & WC
  - XL Produkte
  - Elektromobile uvm.

2026

# Ihre Vorteile bei der TRENDMOBIL GmbH

## Produktschulungen vor Ort

Sie wünschen sich einen genauen Einblick in unsere Produkte? Sehr gerne! – durch unsere fachmännischen Produkthanweisungen und individuellen Händlerschulungen bleiben keine Fragen mehr offen. Zur Terminvereinbarung stehen Ihnen unsere kompetenten Ansprechpartner im Außen- und Innendienst sehr gerne zur Verfügung. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin.



## Blitzschnelle Lieferung

Liegt uns Ihre Bestellung bis 14:00 Uhr vor, so verlässt die Ware unser Lager in der Regel noch am selben Tag und trifft innerhalb von 48 Stunden bei Ihnen ein.



## Regionaler Ansprechpartner

Wir sind persönlich für Sie erreichbar. Um Ihnen einen bestmöglichen Service zu gewährleisten, stehen Ihnen Ihre festen Ansprechpartner im Außen- wie auch im Innendienst gerne zur Verfügung.



# Finden Sie direkt wonach Sie suchen.

Seite 02-05

Manuelle Rollstühle



Seite 06-14

Gehhilfen



Seite 15-32

Bad & WC

Seite 15-20

Duschen

Seite 21-24

Duschen & Toilette

Seite 25-28

Toilette

Seite 29-32

Baden



Seite 34-40

Elektromobile



Seite 41-46

XL-Produkte



Seite 47-48

Sonstiges



# Manuelle Rollstühle



Ihre Gehfähigkeit ist reduziert oder Sie wollen einfach Ihre Mobilität erhöhen?

Durch unsere große Auswahl an manuellen Rollstühlen ist auch für Sie der richtige Begleiter dabei.

Sowohl unser Standard- als auch unser Leichtgewichtrollstuhl sind mit und ohne Trommelbremse erhältlich. Beide Rollstühle sind außerdem in jeweils vier verschiedenen Sitzbreiten verfügbar.

# Manuelle Rollstühle

## **Standard Rollstuhl**

Lexis/ Lexis-TB

Seite 4

## **Leichtgewicht Rollstuhl**

Lexis light/ Lexis light-TB

Seite 4

## **Multifunktions Rollstuhl**

TMM/ TMM-TB

Seite 5



# Manuelle Rollstühle

Lexis Griffe in der Höhe verstellbar



Mod. Lexis-TB



Lexis TB Handbremse



Mod. Lexis Light-TB

## Lexis / Lexis-TB

Basis-Rollstuhl

HMV-Nr. 18.50.02.0127

- Sitzhöhe 2 stufig verstellbar
- schwenkbare Beinstützen
- abschwenkbare Armlehnen
- Steckachse
- stabiler Stahlrahmen
- bei allen Sitzbreiten doppelte Kreuzstrebe
- höhenverstellbare Schiebegriffe  
Griffhöhe 90/ 92,5/ 95 cm

### Technische Daten

Maximale Belastbarkeit (kg)	130
Sitzbreite (cm)	42 / 45 / 48 oder 51
Sitztiefe (cm)	41,5
Sitzhöhe (cm)	52 / 54 (2-Stufen verstellbar)
Bereifung vorne	7" (pannensicher)
Bereifung hinten	24" (pannensicher)
Gesamtbreite (cm)	Sitzbreite + 22
Gesamtlänge (cm)	79 (ohne Beinstützen)
Gesamthöhe (cm)	92
Rahmen	Stahl, pulverbeschichtet
Sitzbespannung	Sitzpolsterung Polyamid mit Polsterung
Rückenpolsterung	Polyamid mit Polsterung
Farbe	Silber
Gewicht (kg)	16,7 – 18,2
Rückenlehnwinkel	90°
Rückenhöhe (cm)	40
Sitzwinkel	90°

Art.-Nr. Lexis (ohne Trommelbremse)

Art.-Nr. Lexis -TB (mit Trommelbremse)

Sitzbreite 42cm: 12000111  
Sitzbreite 45cm: 12000112  
Sitzbreite 48cm: 12000113  
Sitzbreite 51cm: 12000114

Sitzbreite 42cm: 12000121  
Sitzbreite 45cm: 12000122  
Sitzbreite 48cm: 12000123  
Sitzbreite 51cm: 12000124

## Lexis Light / Lexis Light-TB

Leichtgewichtrollstuhl

HMV-Nr. 18.50.02.2128

- Sitzhöhe verstellbar
- schwenkbare Beinstützen
- abschwenkbare Armlehnen
- Steckachse
- stabiler Aluminiumrahmen
- bei allen Sitzbreiten doppelte Kreuzstrebe
- höhenverstellbare Schiebegriffe  
Griffhöhe 90/ 92,5/ 95 cm

Maximale Belastbarkeit (kg)	130
Sitzbreite (cm)	42 / 45 / 48 oder 51
Sitztiefe (cm)	41,5
Sitzhöhe (cm)	52 / 54 (2-Stufen verstellbar)
Bereifung vorne	7" (pannensicher)
Bereifung hinten	24" (pannensicher)
Gesamtbreite (cm)	Sitzbreite + 22
Gesamtlänge (cm)	79 (ohne Beinstützen)
Gesamthöhe (cm)	92
Rahmen	Aluminium, pulverbeschichtet
Sitzbespannung	Sitzpolsterung Polyamid mit Polsterung
Rückenpolsterung	Polyamid mit Polsterung
Farbe	Silber
Gewicht (kg)	13,3 - 14,7
Rückenlehnwinkel	90°
Rückenhöhe (cm)	40
Sitzwinkel	90°

Art.-Nr. Lexis Light (ohne Trommelbremse)

Art.-Nr. Lexis Light -TB (mit Trommelbremse)

Sitzbreite 42cm: 12000131  
Sitzbreite 45cm: 12000132  
Sitzbreite 48cm: 12000133  
Sitzbreite 51cm: 12000134

Sitzbreite 42cm: 12000141  
Sitzbreite 45cm: 12000142  
Sitzbreite 48cm: 12000143  
Sitzbreite 51cm: 12000144



## TMM / TMM-TB

Multifunktionsrollstuhl

HMV-Nr. 18.50.02.7052

- Rückenhöhe: 54 cm
- Rückenneigung: -6° bis 70°
- Sitzneigung: -8° bis 18°
- Seitenpelotten und Abduktionskeil
- verstellbare Kopfstütze
- stabiler Stahlrahmen
- schwenk- und abnehmbare Beinstützen
- Antriebsrad mit Steckachse
- Kippschutz
- komplette Ausstattung (außer Therapietisch)

### Technische Daten

Maximale Belastbarkeit (kg)	150
Sitzbreite (cm)	41-46 / 46-52 einstellbar
Sitztiefe (cm)	44 / 46
Sitzhöhe (cm)	52
Bereifung vorne	7" (pannensicher)
Bereifung hinten	24" (pannensicher)
Gesamtbreite (cm)	Sitzbreite + 24
Gesamtlänge (cm)	90 (ohne Beinstützen)
Gesamthöhe (cm)	110 - 120
Rahmen	Stahl, pulverbeschichtet
Sitzbespannung	Sitzpolsterung Polyamid mit Polsterung
Rückenpolsterung	Polyamid mit Polsterung
Farbe	Silber
Gewicht (kg)	32

Art.-Nr. TMM (ohne Trommelbremse)

Art.-Nr. TMM-TB (mit Trommelbremse)

Gesamtbreite 41-46cm: 12000051 Gesamtbreite 41-46cm: 12000061  
Gesamtbreite 46-52cm: 12000052 Gesamtbreite 46-52cm: 12000062

### Zubehör Lexis/ Lexis Light

Beinstumpfstütze Lexis li. winkelverstellbar  
Art.Nr.: 12800224

Beinstumpfstütze Lexis re. winkelverstellbar  
Art.Nr.: 12800225

Beinstütze Lexis winkelverstellbar li.  
Art.Nr.: 12800221

Beinstütze Lexis winkelverstellbar re.  
Art.Nr.: 12800222

Bremshebelverlängerung Lexis  
Art.Nr.: 12800223

Seitenteil höhenverstellbar li. Lexis  
Art.Nr.: 12800219

Seitenteil höhenverstellbar re. Lexis  
Art.Nr.: 12800220

Kopfstütze mit Halterung  
Art.Nr.: 12800005

Sitzkissen  
SB 42-45 Art.Nr.: 12800101  
SB 48-51 Art.Nr.: 12800102

Speichenschutz  
Art.Nr.: 12800061  
Optional: Individuell bedruckbar

Antikipprolle Lexis  
Art.Nr.: 12800227

Sicherheitsgurt  
Art.Nr.: 12800006

Stockhalter Lexis  
Art.Nr.: 12800226

Reflektoren gelb für Speichenräder 22" / 24"  
Art.Nr.: 12900009

### Zubehör TMM

Therapietisch TMM  
SB 38-43 Art.Nr.: 12800051  
SB 43-48 Art.Nr.: 12800052  
SB 48-56 Art.Nr.: 12800056



# Gehhilfen



Trotz eventueller Gangunsicherheit können Sie Ihren Alltag weiterhin genießen.

Mit den Gehhilfen der TRENDMOBIL GmbH sind Sie in jeder Situation gut gerüstet.

# Gehhilfen

## **Gehgestelle**

VFG / Gebo / Rezi

Seite 8 - 9

## **Gehwagen**

Delta / Rollator / Rollator Plus /  
Arthritis

Seite 9 - 11

## **Leichtgewichtrollator**

LR 53 / 56

Seite 11 - 12

## **Leichtgewichtrollator mit Kreuzstrebe**

Omni / Ektos / DynGo / Silva

Seite 12 - 14



# Gehhilfen



## VFG

Vierfussgehilfe

- höhenverstellbar
- rutschsichere GummifüÙe
- stabiles Aluminiumrohr
- für Links- und Rechtshänder
- anatomisch geformter Griff

### Technische Daten

Tiefe	24 cm
Breite	24 cm
Griffhöhe	72-92 cm
Gewicht	0,9 kg
Belastbarkeit	110 kg
Farbe	Schwarz

Art.-Nr. VFG

14000021

## GEB0

Gehgestell

GEB0: HMV-Nr. 10.46.01.0028

- höhenverstellbar
- rutschsichere GummifüÙe
- stabiles Aluminiumgestell
- weiche Softgummigriffe
- faltbar

Tiefe	46-49 cm
Breite	53 cm
Griffhöhe	79-97 cm
Gewicht	2,6 kg
Belastbarkeit	110 kg
Farbe	Silber

Art.-Nr. GEB0

14000031



## REZI

Reziprok

REZI: HMV-Nr. 10.46.01.1015

- höhenverstellbar
- rutschsichere GummifüÙe
- stabiles Aluminiumgestell
- weiche Softgummigriffe
- faltbar
- beweglicher Rahmen
- inkl. Feststellclip

### Technische Daten

Tiefe	46-49 cm
Breite	53 cm
Griffhöhe	79-97 cm
Gewicht	2,6 kg
Belastbarkeit	110 kg
Farbe	Silber

Art.-Nr. REZI

14000032

## DELTA

Dreiradgehwagen

- höhenverstellbare Griffe
- inklusive Korb und Tablett
- stabiler Stahlrohrrahmen
- PU-Bereifung

Länge	58 cm
Breite	71 cm
Höhe	93 cm
Griffhöhe	83-93 cm
Gewicht	7,6 kg
Belastbarkeit	110 kg
Farbe	Dunkelblau

Art.-Nr. DELTA

14000041

# Gehhilfen



## Rollator

Gehwagen

HMV-Nr. 10.50.04.1147

- höhenverstellbare Griffe
- inklusive Korb, Tablett & Stockhalter
- stabiler Stahlrohrrahmen
- PU-Bereifung
- faltbar
- Verpackungseinheit: 2

### Technische Daten

Länge	70 cm
Breite	60 cm
Griffhöhe	78-100 cm
Sitzhöhe	59 cm
Sitzbreite	38 cm
Gewicht	8,9 kg
Belastbarkeit	130 kg
Farbe	Silber

Rückengurt  
14800009

Luftbereifung Rad  
14800008

Art.-Nr. ROLLATOR

14000051

## Rollator Plus

Gehwagen

- höhenverstellbare Griffe
- inklusive Korb, Tablett & Stockhalter
- stabiler Stahlrohrrahmen
- Vollgummi-Ballonräder
- faltbar
- Einzelverpackung
- automatische Faltsperre
- zusätzliches Ablagegitter

Länge	70 cm
Breite	60 cm
Griffhöhe	78-100 cm
Sitzhöhe	59 cm
Sitzbreite	38 cm
Gewicht	9,8 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Silber

Art.-Nr. Rollator Plus

14000056



## Rollator

Gehwagen mit verlängerten Schieberohren

- höhenverstellbare Griffe
- inklusive Korb, Tablett & Stockhalter
- stabiler Stahlrohrrahmen
- PU-Bereifung
- faltbar
- auch als Einhandbremse verfügbar
- integrierter Stockhalter

### Technische Daten

Länge	70 cm
Breite	60 cm
Griffhöhe	98-118 cm
Sitzhöhe	59 cm
Sitzbreite	38 cm
Gewicht	10 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Silber

Rückengurt  
14800009

Luftbereifung  
14800008

Art.-Nr. Rollator verlängerte Schieberohre  
 Normale Bremsen: 14000061  
 Einhandbremse Links: 14000062  
 Einhandbremse Rechts: 14000063

## Arthritis

Gehwagen

HMV-Nr.: 10.46.04.0007

- höhenverstellbare Griffe
- inklusive Korb, Tablett & Stockhalter
- stabiler Stahlrohrrahmen
- PU-Bereifung
- faltbar
- auch als Einhandbremse verfügbar
- gepolsterte Unterarmauflage
- auch für den Außenbereich geeignet lt. Merkmalen GKV

Länge	70 cm
Breite	60 cm
Griffhöhe	99-119 cm
Sitzhöhe	59 cm
Sitzbreite	38 cm
Gewicht	11 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Silber

Rückengurt  
14800009

Luftbereifung  
14800008

Art.-Nr. Arthritis  
 Normale Bremsen: 14000071  
 Einhandbremse Links: 14000072  
 Einhandbremse Rechts: 14000073

# Gehhilfen



## LR 53/56

Leichtgewichtrollator

HMV-Nr. 10.50.04.1146

- höhenverstellbare Griffe
- inklusive Korb & Stockhalter
- stabiler Aluminiumrahmen
- gepolsterter Rückenbügel
- gepolsterte Sitzfläche
- faltbar
- PU-Bereifung
- Dokumentenfach mit Reißverschluss unter der Sitzfläche
- anbringen des Korbes in 2 Positionen möglich

### Technische Daten

Länge	67 cm
Breite	60 cm
Griffhöhe	80,5-93 cm
Sitzhöhe	53 cm / 56 cm
Sitzbreite	35 cm
Gewicht	6,7 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Silber

Art.-Nr. LR 53

Art.-Nr. LR 56

Sitzhöhe 53 cm 14000081

Sitzhöhe 56 cm 14000082

## OMNI

Leichtgewichtrollator mit Kreuzstrebe HMV-Nr. 10.50.04.1268

- höhenverstellbare Griffe
- inklusive geschlossene Tasche & Stockhalter
- stabiles Aluminiumgestell
- Bordstein-Steighilfe
- faltbar (Querfalter)
- komfortable, weiche TPR-Bereifung

Länge	65 cm
Breite	60 cm
Griffhöhe	80 - 100 cm
Sitzhöhe	60 cm
Sitzbreite	44 cm
Gewicht	7,0 kg
Belastbarkeit	136 kg
Farbe	Grau

Art.-Nr. OMNI

14000086



## Ektos

Outdoor-Rollator

- höhenverstellbare Griffe
- inkl. Tasche und Rückengurt
- inkl. Stockhalter und Flaschenhalter
- faltbar, per Knopfdruck
- Luftbereift
- Bordstein-Steighilfe

### Technische Daten

Länge	80,5 cm
Breite	68 cm
Griffhöhe	76,5-96 cm
Sitzhöhe	45 cm
Sitzbreite	60 cm
Gewicht	10,6 kg
Belastbarkeit	150 kg
Farbe	Anthrazit, Silber, Weinrot

Art.-Nr. Ektos

14000093

## DynGo

Leichtgewichtrollator

- höhenverstellbare Griffe
- inkl. Tasche und Rückengurt
- inkl. Stockhalter und Flaschenhalter
- faltbar, per Knopfdruck
- Bordstein-Steighilfe

Länge	66 cm
Breite	64,5 cm
Griffhöhe	79,5-96,5 cm
Sitzhöhe	64,5 cm
Sitzbreite	54 cm
Gewicht	8,2 kg
Belastbarkeit	136 kg
Farbe	Anthrazit, Silber, Weinrot

Art.-Nr. DynGo

14000092



## SILVA

Leichtgewichtrollator mit Kreuzstrebe

- höhenverstellbare Griffe
- inklusive Tasche & Stockhalter
- stabiles Aluminiumgestell
- Bordstein-Steighilfe
- Luft-Bereifung
- Reifenventile abgewinkelt zur einfachen Befüllung
- faltbar (Querfalter)

### Technische Daten

Länge 70 cm

Breite 65 cm

Griffhöhe 84 - 100 cm

Sitzhöhe 63 cm

Sitzbreite 44 cm


Gewicht 9,1 kg

Belastbarkeit 136 kg

Farbe Blau

Art.-Nr. SILVA

14000087





Körperpflege ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens und trägt wesentlich zu unserer Lebensqualität bei.

Die Hilfsmittel der TRENDMOBIL GmbH sind optimal darauf abgestimmt, Sie in Ihrem Alltag und Ihren Bewegungsabläufen zu unterstützen.

Unser Anliegen ist es, Ihnen ein weitest gehend selbstständiges Leben zu ermöglichen, so dass Sie ganz oder zumindest teilweise ohne fremde Hilfe zurechtkommen.

# Duschen

## **Duschhocker**

DH30 DL / Sono / DHB / DHB-R  
Seite 17 - 18

## **Duschhocker mit Hygiene- ausschnitt**

DH1000 / DUS  
Seite 19

## **Duschstuhl mit Hygiene- ausschnitt**

DS1100 / DS1100F  
Seite 20



# Duschen



## DH30 DL

Duschhocker

- höhenverstellbar
- rutschsichere GummifüÙe
- rostfrei

### Technische Daten

Tiefe	36 cm
Breite	36 cm
Sitzfläche Ø	32 cm
Sitzhöhe	40 - 57 cm
Gewicht	1,5 kg
Belastbarkeit	130 kg
Farbe	Weiß

Art.-Nr. DH30 DL

11000004

## SONO

Duschhocker mit drehbarer Sitzfläche

- höhenverstellbar
- rostfrei
- praktische Ablage unter der Sitzfläche
- drehbare Sitzfläche
- bis 180 kg belastbar
- werkzeuglose Montage

Tiefe	37 cm
Breite	37 cm
Sitzfläche Ø	36 cm
Sitzhöhe	42 - 54 cm
Gewicht	2,85 kg
Belastbarkeit	180 kg
Farbe	Weiß / Türkis

Art.-Nr. SONO

11000102

# Duschen



## DHB

### Duschkocker

- höhenverstellbar
- rutschsichere GummifüÙe
- rostfrei
- Haltegriffe

#### Technische Daten

Tiefe	43 cm
Breite	49 cm
Höhe	39 - 57 cm
Sitztiefe	29 cm
Sitzbreite	49 cm
Sitzhöhe	34 - 52 cm
Gewicht	2 kg
Belastbarkeit	100 kg
Farbe	Weiß

Art.-Nr. DHB

11000012



## DHB-R

### Duschkocker

- höhenverstellbar
- rutschsichere GummifüÙe
- rostfrei
- Haltegriffe
- Rückenlehne

Tiefe	46 cm
Breite	49 cm
Höhe	75 - 90 cm
Sitztiefe	29 cm
Sitzbreite	49 cm
Sitzhöhe	37 - 52 cm
Gewicht	2,8 kg
Belastbarkeit	100 kg
Farbe	Weiß

Art.-Nr. DHB-R

11000013

# Duschen



## DH1000

Duschhocker mit Hygieneausschnitt HMV-Nr. 04.40.03.1016

- höhenverstellbar
- rutschsichere GummifüÙe
- rostfrei
- Sitz mit Hygieneausschnitt
- leichtes, stabiles Aluminiumgestell
- optional: Mit Sitzauflage
- Verpackungseinheit: 2

### Technische Daten

Tiefe	46 cm
Breite	51 cm
Höhe	65 - 75 cm
Sitztiefe	40 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitzhöhe	45 - 55 cm
Gewicht	2,7 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Weiß

Art.-Nr. DH1000

11000011

## DUS

Duschklappsitz

HMV-Nr. 04.40.03.0030

- höhenverstellbar
- Sitz mit Hygieneausschnitt
- Abstand FüÙe - Wand: 28 cm
- rostfrei
- optional: mit Sitzauflage
- (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)

Tiefe	50 cm
Breite	47 cm
Höhe	65 - 75 cm
Sitztiefe	40 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitzhöhe	49 - 59 cm
Gewicht	3 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Weiß

Art.-Nr. DUS

11000101

# Duschen



## DS1100

Duschstuhl mit Hygieneausschnitt HMV-Nr. 04.40.03.2023

- höhenverstellbar
- rutschsichere GummifüÙe
- rostfrei
- Sitz mit Hygieneausschnitt
- stabiles Aluminiumgestell
- optional: mit Sitzauflage
- Verpackungseinheit: 2

### Technische Daten

Tiefe	46 cm
Breite	52 cm
Höhe	95 cm
Sitztiefe	40 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitzhöhe	45 - 55 cm
Gewicht	3,5 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Weiß

Art.-Nr. DS1100

11000022

## DS1100-F

Duschstuhl mit Hygieneausschnitt-Faltbar HMV-Nr. 04.40.03.2022

- höhenverstellbar
- rutschsichere GummifüÙe
- rostfrei
- Sitz mit Hygieneausschnitt
- stabiles Aluminiumgestell
- optional: mit Sitzauflage
- Einzelverpackung
- faltbar (gefaltet 18cm breit)

Tiefe	51 cm
Breite	52 cm
Höhe	99 cm
Sitztiefe	40 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitzhöhe	49 - 59 cm
Gewicht	4,2 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Weiß

Art.-Nr. DS1100-F

11000023

# Duschen & Toilette



Unsere Hilfsmittel sind so konzipiert, dass nicht nur Sie, sondern auch Ihre Helfer bei Ihrer Pflege unterstützt werden.

Die ergonomischen Anforderungen und die Praktikabilität unserer Hilfsmittel unterliegen strengen Maßstäben und werden regelmäßig überprüft. Auf diese Weise wollen wir Ihnen und Ihren Helfern die notwendigen Bewegungsabläufe für Ihre optimale Körperpflege erleichtern.

# Duschen & Toilette

## Duschoiletten- rollstuhl

DTR 5 / DTR 24

Seite 23 - 24





## DTR 5"

Duschtoilettenrollstuhl

HMV-Nr. 18.46.01.2023

- schwenkbare Arm- und Beinstützen
- inklusive Eimer und Sitzpolster
- rostfrei
- 5" Lenkrollen
- gebremste Rollen hinten
- gebremste Rollen vorne optional bestellbar Art.-Nr. 11900002

### Technische Daten

Tiefe	90 cm
Breite	57 cm
Höhe	99 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzbreite	44 cm
Sitzhöhe	54 cm
Rückenhöhe	45 cm
Gewicht	14 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Weiß
Überfahrhöhe	47 cm

Art.-Nr. DTR 5"

11000051





## DTR 24"

Duschtoilettenrollstuhl

HMV-Nr. 18.46.01.0025

- schwenkbare Arm- und Beinstützen
- inklusive Eimer und Sitzpolster
- rostfrei
- 24" Antriebsräder mit Greifreifen
- Feststellbremse an den Hinterrädern

### Technische Daten

Tiefe	110 cm
Breite	64 cm
Höhe	102 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzbreite	44 cm
Sitzhöhe	55 cm
Rückenhöhe	45 cm
Gewicht	18,8 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Weiß
Überfahrhöhe	47 cm
Überfahrbreite	34cm an der schmalsten Stelle

Art.-Nr. DTR 24"

11000052





Sie sind in Ihrer Mobilität zu stark eingeschränkt, um den Gang zur Toilette eigenständig zu bewältigen?

Mit den Toilettenstühlen der TRENDMOBIL GmbH ist dies kein Problem mehr. Auch durch die knieschonende Toilettensitzerhöhung können Sie wieder ohne große Schwierigkeiten eigenständig und ohne fremde Hilfe von der Toilette aufstehen.

# Toilette

## Toilettenstuhl

TS-0 / TSF

Seite 27

## Toilettensitz- erhöhung

TS 10 D / TSE

Seite 28



# Toilette



Bad & WC

## TS-0

Toilettenstuhl feststehend HMV-Nr. 33.40.04.0018

- inklusive Eimer und Sitzpolster
- gepolsterte Rückenlehne
- höhenverstellbar
- Eimer nach oben entnehmbar
- Verpackungseinheit: 3

### Technische Daten

Tiefe	52-57 cm
Breite	56 cm
Höhe	80-95 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzbreite	43 cm
Sitzhöhe	40-55 cm
Rückenhöhe	38 cm
Gewicht	8 kg
Belastbarkeit	130 kg
Maße Öffnung	24 x 21 cm
Farbe	Blau

Art.-Nr. TS-0

11000032

## TSF (2 Varianten wählbar)

Toilettenstuhl fahrbar HMV-Nr. 18.46.02.0059

- inklusive Eimer und Sitzpolster
- abschwenkbare Armlehnen
- abnehmbare Beinstützen
- Stahlrahmen (pulverbeschichtet)
- gebremste Rollen hinten (4x5")
- rostfrei (Stahlrohrrahmen Pulverbeschichtet)
- Wadenband

Tiefe	88 cm
Breite	55 cm
Höhe	95 cm
Sitztiefe	41 cm
Sitzbreite	44 cm
Sitzhöhe	50 cm
Rückenhöhe	48 cm
Gewicht	13 kg
Belastbarkeit	130 kg
Maße Öffnung	23 x 22 cm
Farbe	Anthrazit
Überfahrhöhe	41 cm

Art.-Nr. TSF - teilerlegt

11000041

Art.-Nr. TSF - Variante M  
(Rollen vormontiert)

11000041

# Toilette



## TS 10 D

Toilettensitzerhöhung mit Deckel HMV-Nr. 33.40.01.0115

- schnelle, einfache Montage
- anatomisch geformt
- belastbar bis 250 kg

### Technische Daten

Tiefe	39,7 cm
Breite	36,4 cm
Höhe	15,5 cm
Sitzbreite	37 cm
Sitzhöhe	10 cm
Gewicht	0,85 kg
Belastbarkeit	250 kg
Farbe	Weiß
Sitzerhöhung	10 cm
Öffnung-Tiefe	26,5 cm
Öffnung-Breite	21,5 cm

Art.-Nr. TS 10 D

11000150

## TSE

Toilettensitzerhöhung mit Armlehnen HMV-Nr. 33.40.01.3025

- schnelle, einfache Montage
- abschwenkbare- und abnehmbare Armlehnen
- integrierter Spritzschutz
- Höhe 3-fach verstellbar
- Montageset inkl. Einweghandschuhe und wahlweise Schnell-Montageschrauben, sowie klassischer Metallverschraubung

Tiefe	47,5 cm
Breite	56 cm
Höhe	37 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzbreite	36 cm
Sitzhöhe	8 / 12 / 16 cm
Gewicht	5 kg
Belastbarkeit	150 kg
Farbe	Weiß
Sitzerhöhung	8-16 cm
Öffnung-Tiefe	27 cm
Öffnung-Breite	24 cm

Art.-Nr. TSE

11000151

# Baden



Haben Sie Schwierigkeiten beim Aufstehen aus der Badewanne?

Dies gehört nun der Vergangenheit an. Mit unserem Badewannensitz können Sie ganz bequem aus der Badewanne steigen.

Unsere Badewannensitze haben eine Belastbarkeit von bis zu 120 kg.  
Das Badewannenbrett bis zu 150 kg.

# Baden

## **Badewannenbrett**

BWB / BWE

Seite 31

## **Badewannensitz**

BWE-R / DBS-A

Seite 32





## BWB

Badewannenbrett

HMV-Nr. 04.40.02.0019

- ergonomischer Haltegriff
- integrierte Seifenablage
- Innen mit Aluprofil verstärkt
- GummifüÙe verstellbar (42 - 61 cm)

### Technische Daten

Tiefe	35 cm
Breite	72 cm
Höhe	17 cm
Sitztiefe	26 cm
Sitzbreite	bis 69 cm
Sitzhöhe	4 cm
Gewicht	2,3 kg
Belastbarkeit	150 kg
Farbe	Weiß

Art.-Nr. BWB

11000100

## BWE

Badewannen-Einhängesitz

HMV-Nr. 04.40.02.1011

- stabiles Aluminiumgestell
- für fast alle Wannengrößen
- mit Hygieneausschnitt
- breite der Aufhängung anpassbar
- optional: Mit Sitzauflage

Tiefe	42 cm
Breite	72-88 cm
Höhe	27,5 cm
Sitztiefe	40 cm
Sitzbreite	41 cm
Gewicht	2,7 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Weiß

Art.-Nr. BWE

11000111



## BWE-R

Badewannen-Einhängesitz mit Rückenlehne HMV-Nr. 04.40.02.2012

- stabiles Aluminiumgestell
- für fast alle Wannengrößen
- mit Hygieneausschnitt
- breite der Aufhängung anpassbar
- optional: Mit Sitzauflage

### Technische Daten

Tiefe	47 cm
Breite	72-88 cm
Höhe	46,5 cm
Sitztiefe	40 cm
Sitzbreite	41 cm
Gewicht	3,6 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Weiß

Art.-Nr. BWE-R

11000112

## DBS-A

Drehbarer Badewannensitz mit Rückenlehne HMV-Nr. 04.40.02.3016

- stabiler Aluminiumrahmen
- drehbarer Sitz (zu beiden Seiten)
- mit Hygieneausschnitt
- ergonomischer Lösehebel
- Breite der Aufhängung anpassbar (in 4 Stufen)
- optional: Mit Sitzauflage

Tiefe	52 cm
Breite (4 stufig)	76-86 cm
Höhe	61 cm
Sitztiefe	40 cm
Sitzbreite	41 cm
Gewicht	7,8 kg
Belastbarkeit	120 kg
Farbe	Weiß

Art.-Nr. DBS-A

11000114



Wieder selbstständig und flexibel unterwegs.

Gerade für Senioren ist das Elektromobil ein beliebtes Mittel, um wieder eigenständig unterwegs zu sein.

Durch die wiedergewonnene Flexibilität steigt Ihre Aktivität und somit auch Ihr Wohlbefinden. Die einfache Handhabung ist besonders bei Senioren beliebt. All unsere Elektromobile sind TÜV zertifiziert und sorgen somit für sichere Fahrt, egal ob zum Einkaufen oder bei Spazierfahrten. Nicht nur die Sicherheit steht bei uns im Vordergrund, sondern auch der Schutz unserer Umwelt. Alle E-Mobile fahren mit einem schadstofffreien Antrieb und sind daher besonders umwelt-schonend.

Jeder Mensch ist individuell, genau wie unsere Elektromobile. Die E-Mobile der TRENDMOBIL GmbH gibt es in verschiedenen Geschwindigkeiten: von 6km/h über 10 km/h bis hin zu 15 km/h, sodass auch für Sie das passende Mobil dabei ist.

# Elektromobile

## **6 km/ Modelle**

Sanus / Flair

Seite 35

## **10 km/h & 15 km/h Modelle**

Spirit / Virtus Max

Seite 36

## **Sondermodelle**

Sport Rider V2 / Uranus / Mars

Seite 37 - 38



# Elektromobile



## Sanus Elektromobil

- 4-rädrig
- Luftreifen
- großer Kapitänssitz
- neigungsverstellbare Armlehnen
- Delta-Lenker mit Schaumgriff
- Lenksäule stufenlos neigungsverstellbar
- Front- und Heckbeleuchtung
- Hupe und Blinkanlage
- Komfortfederung
- beidseitiger Rückspiegel
- Frontkorb
- Front- und Heckstoßstange

### Technische Daten

Länge	140 cm
Breite	65 cm
Höhe	126 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzbreite	47 cm
Sitzhöhe	47,5 / 50 / 52,5 cm (einstellbar)
Bodenfreiheit	9 cm
Gewicht	98 kg
Belastbarkeit	160 kg
Farbe	Rot
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	bis zu 50 km
Motorleistung	470 Watt
Batterie	2 x 12 V 50 Ah
Steigfähigkeit	14 %
Wenderadius	156 cm
Räder vorn/hinten	13 x 33 cm (4.00-5)
Versicherungspflicht	Nein

Art.-Nr. Sanus

10000241

## Flair HMV Elektromobil

HMV-Nr. 18.51.05.1058

- ÖPNV Zulassung
- Delta-Lenker und Kapitänssitz
- Hupe und Blinkanlage
- Luftbereifung 6,5 X 26,5 cm (10“)
- Lenksäule stufenlos neigungsverstellbar
- Armlehnen breitenverstellbar
- Spiegel rechts und links
- LED Beleuchtung

Länge	120 cm
Breite	63 cm
Höhe	116 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzbreite	45-65 cm
Sitzhöhe	47,5-57,5cm
Bodenfreiheit	12 cm
Gewicht	96 kg
Belastbarkeit	160 kg
Farbe	Rot
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	bis zu 34 km
Motorleistung	550 Watt
Batterie	2 x 35 Ah
	optional 2 x 50 Ah + 5A Ladegerät,
Steigfähigkeit	21 %
Wenderadius	161 cm
Räder vorn/hinten	6,5 x 26,5 cm (3.00-4)
Versicherungspflicht	Nein

Art.-Nr. Flair HMV

10000140



## Spirit

Elektromobil

- 4-rädrig
- Luftreifen
- großer Kapitänssitz
- neigungsverstellbare Armlehnen
- Delta-Lenker mit Schaumgriff
- Lenksäule stufenlos neigungsverstellbar
- Front- und Heckbeleuchtung
- Hupe und Blinkanlage
- Komfortfederung
- beidseitiger Rückspiegel
- Frontkorb
- Front- und Heckstoßstange

Länge	140 cm
Breite	65 cm
Höhe	126 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzbreite	47 cm
Sitzhöhe	47,5 / 50 / 52,5 cm
Bodenfreiheit	9 cm
Gewicht	98 kg
Belastbarkeit	160 kg
Farbe	Rot
Geschwindigkeit	15 km/h
Reichweite	bis zu 45 km
Motorleistung	750 Watt
Batterie	2 x 12 V 50 Ah
Steigfähigkeit	14 %
Wenderadius	156 cm
Räder vorn/hinten	13 x 33 cm (4.00-5)
Versicherungspflicht	Ja

Art.-Nr. Spirit

10000461



## Virtus Max

Elektromobil

- 4-rädrig
- Luftreifen
- großer Komfortsitz
- neigungsverstellbare Armlehnen
- Delta-Lenker mit Display
- Lenksäule stufenlos neigungsverstellbar
- Front- und Heckbeleuchtung
- beidseitiger Rückspiegel
- LCD-Multifunktionsdisplay
- Rückenwinkel einstellbar
- 2-fach USB-Ladebuchse
- integrierter Getränkehalter

Länge	177 cm
Breite	73 cm
Höhe	137 cm
Sitztiefe	48 cm
Sitzbreite	50 cm
Sitzhöhe	47-52 cm (Rückenhöhe 55cm)
Bodenfreiheit	17 cm
Gewicht	212 kg
Belastbarkeit	200 kg
Farbe	Schwarz
Geschwindigkeit	15 km/h
Reichweite	bis zu 40 km / optional bis zu 50 km
Motorleistung	1300 Watt
Batterie	2 x 12 V 75 Ah
	optional 2 x 12 V 100 Ah
Steigfähigkeit	15 %
Wenderadius	228,5 cm
Räder vorn/hinten	10 x 40 cm / 17 x 42 cm
Versicherungspflicht	Ja

Art.-Nr. Virtus Max

10000244



## Sport Rider V2

Elektromobil

- 3-rädrig
- Luftreifen
- großer Kapitänsitz
- neigungsverstellbare Armlehnen
- Motorradlenker mit einem Rückspiegel
- moderne LED-Beleuchtung
- Hupe und Blinkanlage
- Vollfederung
- große Beinfreiheit
- extravagantes Design

### Technische Daten

Länge	166 cm
Breite	76 cm
Höhe	137 cm
Sitztiefe	50 cm
Sitzbreite	51 cm
Sitzhöhe	50 cm
	Rückenhöhe 55cm
Bodenfreiheit	10 cm
Gewicht	195 kg
Belastbarkeit	180 kg
Farbe	Schwarz
Geschwindigkeit	15 km/h
Reichweite	bis zu 40 km / optional bis zu 50 km
Motorleistung	1300 Watt
Batterie	2 x 12 V 75 Ah
	optional 2 x 12 V 100 Ah
Steigfähigkeit	17 %
Wenderadius	179 cm
Räder vorn/hinten	7 x 49 cm
Versicherungspflicht	Ja

Art.-Nr. Sport Rider V2

10000223

## Uranus

Elektromobil

- 4-rädrig
- Luftreifen
- Doppel-Kapitänsitz
- breiten- und höhenverstellbare Armlehnen
- T-Lenker mit einem Rückspiegel
- Lenksäule stufenlos neigungsverstellbar
- Front- und Heckbeleuchtung
- Hupe und Blinkanlage
- Vollfederung
- Frontkorb
- Festhaltestange für Beifahrer

Länge	139 cm
Breite	95 cm
Höhe	110 - 124 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzbreite	2 x 45 cm
Sitzhöhe	61 cm
Bodenfreiheit	8 cm
Gewicht	147 kg
Belastbarkeit	180 kg
Farbe	Rot
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	bis zu 30 km
Motorleistung	2 x 650 Watt
Batterie	4 x 12 V 36 Ah
Steigfähigkeit	14 %
Wenderadius	216 cm
Räder vorn/hinten	10 x 31 cm / 10 x 31 cm
Versicherungspflicht	Nein

Art.-Nr. Uranus

10000211



## Sondermodelle von TRENDMOBIL

### Mars 6 km/h oder 15 km/h Elektromobil

- 4-rädrig
- Luftreifen
- Premiumsitz
- Beleuchtung vorne und hinten
- Delta-Lenker
- Lenksäule stufenlos neigungsverstellbar
- Front- und Heckbeleuchtung
- Hupe und Blinkanlage
- 2 Außenrückspiegel
- geschlossene Kabine
- Türen verschließbar
- Scheibenwischer

#### Technische Daten

Länge	143 cm
Breite	70 cm
Höhe	165 cm
Sitztiefe	44 cm
Sitzbreite	51 cm
Sitzhöhe	44-50 cm
Bodenfreiheit	12 cm
Gewicht	125 kg
Belastbarkeit	100 kg
Farbe	Rot
Geschwindigkeit	6 km/h oder 15 km/h
Reichweite	bis zu 40 km
Motorleistung	1500 Watt
Batterie	2 x 12 V 75 Ah

Steigfähigkeit 14 %

Räder vorn/hinten 10 x 31 cm / 10 x 31 cm  
 Versicherungspflicht Nein / Ja

Art.-Nr. Mars 6 km/h	Art.-Nr. Mars 15 km/h
10000212	10000213



# Zubehör Elektromobile

## Batterien



Symbolbild

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmaße (cm)	Ladegeräte
auf Anfrage	20 Ah/ 12 Volt	15 x 10 x 9,5	2,5A
10100017	33 Ah/ 12 Volt	19,5 x 12,5 x 17,5	5A
auf Anfrage	36 Ah/ 12 Volt	19,5 x 12,5 x 17,5	5A
10900003	39 Ah/ 12 Volt	19,5 x 12,5 x 15,5	5A
10900004	40 Ah/ 12 Volt	19,8 x 16,6 x 17,1	5A
10900005	50 Ah/ 12 Volt	19,5 x 16,5 x 17,5	5A
10900006	55 Ah/ 12 Volt	23 x 14 x 20,5	6A
10900008	75 Ah/ 12 Volt	26 x 16,5 x 20,5	8A
10900009	98 Ah/ 12 Volt	33 x 17,5 x 22	10A

## Wetterdächer

Art. Nr.	Typ
10800056	Uranus
10902513	Spirit
10902513	Sanus
10902512	Esprit HMV
10902512	Esprit Sport
auf Anfrage	Virtus Max



Heckbox  
Art.-Nr. 10800013



Heckkorb  
Art.-Nr. 10800012



Regenabdeckhaube 1 Sitzer  
Art.-Nr. 10800021



Frontkorbtasche  
Art.-Nr. 10800031



Rückenlehentasche  
Art.-Nr. 10800033



Armlehentasche  
Art.-Nr. 10800032



Heckbox Satz Mars  
Art.-Nr. 10800117



Gehstockhalter  
gerade Art.-Nr. 10800002  
gebogen Art.-Nr. 10800115



Rollatorhalterung  
Art.-Nr. 10800011



Wetterdächer  
Art.-Nr. lt. Liste (s. o.)



Ladegerät 10A  
Art.-Nr. 10900105



Ladegerät 8A  
Art.-Nr. 10900104



Personenregenhaube  
Art.-Nr. 10800023



Tacho  
Art.-Nr. 10800068



Warndreieck  
Art.-Nr. 10800003



Halterung für Warndreieck  
Art.-Nr. 10800004










Halterung für Warndreieck & Stockhalter  
Art.-Nr. 10800060



USB Ladeadapter für E-Mobil Ladebuchse  
Art.-Nr. 10800120



# Übersicht technische Daten Elektromobile

	Fahrzeuge bis 6 km/h		Fahrzeuge bis 15 km/h		Sondermodelle		
							
Leistungsdaten	Flair	Sanus	Spirit	Virtus Max	Sport Rider V2	Uranus	Mars 6 km/h 15 km/h
Geschwindigkeit	6km/h	6km/h	15km/h	15km/h	15km/h	6km/h	6km/h 15km/h
Zuladung	160kg	160kg	160kg	200kg	180kg	180kg	100kg
Batteriegröße (optional)	2 x 35 Ah	2 x 50Ah	2 x 50Ah	2 x 75Ah (2 x 100Ah)	2 x 75Ah (2 x 100Ah)	4 x 36Ah	2 x 75Ah
Reichweite (optional)	bis 34km	bis 50km	bis 45km	bis 50km (bis 60km)	bis 40km (bis 50km)	bis 30km	bis 40km
Radgröße vo./hi.	6,5 x 26,5cm	13 x 33cm	13 x 33cm	10 x 40cm 17 x 42cm	7 x 49cm	10 x 31cm	10 x 31cm
Radanzahl	4	4	4	4	3	4	4
Federung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fahrzeuglänge	120cm	140cm	140cm	177cm	166cm	139cm	143cm
Fahrzeugbreite	63cm	65cm	65cm	73cm	76cm	95cm	70cm
Fahrzeuggewicht	96kg	98kg	98kg	212kg	180kg	147kg	125kg
Bodenfreiheit	12cm	9cm	9cm	17cm	10cm	8cm	12cm
Sitzplätze	1	1	1	1	1	2	1
<b>Ausstattung</b>							
Batterieanzeige	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zusatzbremse	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Standartsitz	-	-	-	-	-	-	-
Komfortsitz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Premiumsitz	-	-	-	-	-	-	✓
zerlegbar (faltbar)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zubehör</b>							
Ladegerät	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tacho	-	-	-	✓	✓	-	-
Rückspiegel li./re.	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/-	✓/-	✓/✓
Beleuchtung/ Bremsl.	✓/✓	✓/-	✓/-	✓/✓	✓/✓	✓/-	✓/✓
Blinker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frontkorb	✓	✓	✓	-	-	✓	-
Heckkorb	optional	optional	optional	optional	optional	optional	-
Heckbox	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Rückenlehentasche	optional	optional	optional	optional	optional	optional	-
Armlehentasche	optional	optional	optional	optional	optional	optional	-
Stockhalter	optional	optional	optional	optional	optional	optional	-
Rollatorhalter	optional	optional	optional	optional	optional	optional	-
Wetterdach	-	optional	optional	optional	-	optional	-
Abdeckhaube	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Personenschutzhaube	optional	optional	optional	optional	optional	optional	-

# XL-Produkte



Individualität wird bei uns groß geschrieben.

Die Pflege von kräftigen Menschen bedarf in der Regel speziell auf Sie abgestimmte Produkte.

Durch unsere XL-Produkte bietet TRENDMOBIL GmbH Ihnen die Sicherheit und den Komfort den Sie verdienen.

# XL-Produkte

## **XL-Toilettenstuhl**

TS-0 220 / TSF 220

Seite 43

## **XL-Duschhocker**

DHB 250/ DHB-R 250-N/

DHB-AR 250-N / DHB-TE 250-N

Seite 44

## **XL-Rollator & XL-Rollstuhl**

R 225 / R225 XL /

Tantum XL Light 56

Seite 45-46



# XL-Produkte



## TS-0 220

Toilettenstuhl XL feststehend

- inklusive Eimer und Sitzpolster
- gepolsterte Rückenlehne
- höhenverstellbar
- Eimer nach oben entnehmbar
- belastbar bis 220 kg

### Technische Daten

Tiefe	51 cm
Breite	65 cm
Höhe	80-95 cm
Sitztiefe	44 cm
Sitzbreite	50 cm
Sitzhöhe	47-62 cm
Rückenhöhe	32 cm
Gewicht	7 kg
Belastbarkeit	220 kg
Maße Öffnung	24 x 21 cm
Farbe	Blau

Art.-Nr. TS-0 220

11000034



## TSF 220

Toilettenstuhl-XL fahrbar

- inklusive Sitzpolster u. neuem Eimer (anatomische Bauform u. einfacher zu reinigen)
- abschwenkbare Armlehnen
- schwenkbare Fußstütze
- verchromter Stahlrahmen (rostfrei)
- gebremste Rollen hinten
- belastbar bis 220 kg

Tiefe	85 cm
Breite	67 cm / 70 cm / 75 cm
Höhe	100 cm
Sitztiefe	45 cm
Sitzbreite	55 cm / 60 cm / 65 cm
Sitzhöhe	53 cm
Rückenhöhe	44 cm
Gewicht	20,5 kg
Belastbarkeit	220 kg
Maße Öffnung	28 x 25 cm
Bereifung	4,5" Rollen
Farbe	Chrom

Art.-Nr. TSF 220

Sitzbreite 55cm: 11000042

Sitzbreite 60cm: 11000043

Sitzbreite 65cm: 11000044

XL Produkte

# XL-Produkte



Mod. DHB 250

Mod. DHB-R 250-N



Mod. DHB-AR 250-N

Mod. DHB-TE 250-N

## DHB 250 / DHB-R 250-N

Duschhocker XL / Duschhocker XL mit Rückenlehne

- höhenverstellbar
- rutschsichere GummifüÙe
- rostfrei
- Haltegriffe
- belastbar bis 250 kg

### Technische Daten

Tiefe	56 cm / 54 cm
Breite	67 cm
Höhe (DHB-R 250)	68 - 87 cm
Sitztiefe	41 cm
Sitzbreite	56 cm / 61 cm
Sitzhöhe	44 - 53 cm
Rückenhöhe (DHB-R 250)	43 cm
Gewicht	3 kg / 3,5 kg
Belastbarkeit	250 kg
Farbe	Weiß

Art.-Nr.DHB 250

Art.-Nr.DHB-R 250-N

11000014

11000062

## DHB-AR 250-N / DHB-TE 250-N

Duschhocker XL mit Armlehnen / mit Toiletteneimer

- höhenverstellbar
- rutschsichere GummifüÙe
- rostfrei
- belastbar bis 250 kg
- entnehmbarer Toiletteneimer (nur bei DHB-TE 250)

Tiefe	54 cm
Breite	71 cm
Höhe	68 - 87 cm
Sitztiefe	41 cm
Sitzbreite	61 cm
Sitzhöhe	44 - 53 cm
Rückenhöhe	43 cm
Gewicht	4 kg / 4,5 kg
Belastbarkeit	250 kg
Armlehnenhöhe	15 cm
Farbe	Weiß

Art.-Nr. DHB-AR 250-N

Art.-Nr. DHB-TE250-N

11000063

11000064



## R 225

Gehwagen mit hoher Belastbarkeit HMV-Nr. 10.50.04.2013

- höhenverstellbare Griffe
- inkl. Korb & Stockhalter
- gepolsterter Rückenbügel
- gepolsterte Sitzfläche
- faltbar
- PU-Bereifung
- stabiler Stahlrahmen
- bis 225 kg belastbar

### Technische Daten

Länge	64 cm
Breite	73 cm
Sitztiefe	35 cm
Sitzbreite	55 cm
Sitzhöhe	56 cm
Griffhöhe	80 - 96 cm
Gewicht	11,5 kg
Belastbarkeit	225 kg
Farbe	Silber

Art.-Nr. R 225

14000053

## R 225 XL

Gehwagen mit hoher Belastbarkeit

- höhenverstellbare Griffe
- inkl. Korb & Stockhalter
- gepolsterter Rückenbügel
- gepolsterte Sitzfläche
- faltbar
- PU-Bereifung
- stabiler Stahlrahmen
- bis 225 kg belastbar

Länge	64 cm
Breite	80 cm / 85 cm
Sitztiefe	35 cm
Sitzbreite	60 cm / 65 cm
Sitzhöhe	56 cm
Griffhöhe	80 - 96 cm
Gewicht	12,5 / 13,5 kg
Belastbarkeit	225 kg
Farbe	Silber

Art.-Nr. R 225 XL

Sitzbreite 60 cm: 14000054  
Sitzbreite 65 cm: 14000055



## TANTUM XL light 56

Rollstuhl mit mittlerer Belastbarkeit

- Sitzhöhe verstellbar
- schwenkbare Beinstützen
- abnehmbare, abschwinkbare u. höhenverstellbare Armlehnen
- Steckachse
- abnehmbare durchgehende Fußplatte
- doppelte Kreuzstrebe
- höhenverstellbare Schiebegriffe Griffhöhe 92/95/98 cm
- **bis 170 kg belastbar**

### Technische Daten

Länge	80 / 106 cm mit Beinstützen
Breite	76 cm
Sitztiefe	44 cm
Sitzbreite	56 cm
Höhe	95 cm
Sitzhöhe	46 - 50 cm
Rückenhöhe	41 cm
Gewicht	21 kg
Belastbarkeit	max. 170 kg
Bereifung vorne	24"
Bereifung hinten	7"
Farbe	Silber

Art.-Nr. R TANTUM XL light 56

12000151

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

(Nachfolgend aufgeführte „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ gelten nur für den Handel (B2B)!)

## § 1 Geltungsbereich

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen - selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Einkaufs- oder sonstigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen.

## § 2 Angebot und Vertragsschluss

- 2.1 Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Sie sind lediglich Aufforderungen zur Abgabe einer Bestellung.
- 2.2 Die Bestellung des Käufers ist ein bindender Antrag auf Abschluss eines Kaufvertrages. Der Käufer ist an die Bestellung 10 Kalendertage gebunden.
- 2.3 Die Annahmeerklärung erfolgt durch Zusendung einer schriftlichen Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der Ware. Das Schriftformerfordernis ist gewahrt, wenn die Erklärung in einer den Erfordernissen des § 126 b BGB entsprechenden Textform versandt wird (z.B. per Telefax oder per E-Mail).
- 2.4 Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.
- 2.5 Die Verkaufsgestellten des Verkäufers sind nicht befugt, mündlich Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrags hinausgehen.

## § 3 Preise, Verpackungen

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, sind die angegebenen Preise Nettopreise ab Werk. Verpackungs- und Transportkosten werden dem Käufer zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt.

## § 4 Zahlung

- 4.1 Der Kaufpreis ist 10 Tage nach Erhalt der Ware zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist gerät der Käufer ohne Mahnung in Zahlungsverzug.
- 4.2 Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann.
- 4.3 Skontoabzüge werden nur gewährt, wenn diese gesondert schriftlich vereinbart wurden.

## § 5 Aufrechnung „Zurückbehaltungsrechte“

5.1 Der Käufer ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn seine aus eigenem Recht begründeten Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden, unstreitig oder anerkannt sind.

5.2 Dem Käufer steht ein Zurückbehaltungsrecht nur hinsichtlich rechtskräftig festgestellter, unstreitiger oder vom Verkäufer anerkannter Ansprüche zu.

## § 6 Lieferung, Gefahrübergang, Verzug

- 6.1 Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart worden sind, bedürfen der Schriftform.
- 6.2 Der Liefertermin ist eingehalten, wenn die Ware zum Liefertermin das Haus des Verkäufers verlässt.
- 6.3 Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen des Verkäufers setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus.
- 6.4 Der Verkäufer kann angemessene und zumutbare Teillieferungen vornehmen und gesondert abrechnen - es sei denn, es ist ein besonderes Interesse des Käufers an der Gesamtlieferung erkennbar.
- 6.5 Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist. Bei Transport durch eigene Mitarbeiter des Verkäufers, wenn die Ware an den Mitarbeiter übergeben und die Ware zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Das gilt auch dann, wenn der Verkäufer ausnahmsweise die Versandkosten trägt. Falls sich der Versand ohne Verschulden des Verkäufers verzögert oder unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.
- 6.6 Der Verkäufer gerät erst in Lieferverzug, wenn der Käufer ihm eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. Das Erfordernis der Fristsetzung gilt auch im Falle der kalendermäßigen Bestimmung der Leistungszeit nach § 286 Abs. 2 Nr.1 und 2 BGB. Nach Ablauf dieser Frist ist der Käufer berechtigt, Schadenersatz zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.
- 6.7 Für Verzugsschäden haftet der Verkäufer nur bis zur Höhe des doppelten Auftragswertes - es sei denn, der Verkäufer oder seine Erfüllungsgehilfen haben vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt.
- 6.8 Verzögert sich die Lieferung auf Veranlassung des Käufers oder aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, ist der Verkäufer berechtigt, ein Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Netto-Warenwertes für jeden angefangenen Monat zu verlangen - es sei denn, ein geringerer Schaden wird dem Verkäufer nachgewiesen. Die Gefahr geht in diesem Fall mit dem Tag der Bereitstellung der Ware und einer entsprechenden Versandanzeige an den Käufer auf diesen über.

## § 7 Beschaffenheit der Kaufsache

- 7.1 Soweit nicht schriftlich ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, ist der Verkäufer nicht verantwortlich dafür, dass die Ware für eine andere als die gewöhnliche Verwendung geeignet ist oder weitergehende Erwartungen des Käufers erfüllt.
- 7.2 Der Verkäufer haftet nicht für Sachmängel, die nach dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs auftreten.
- 7.3 Die Beachtung der Hinweise in der Betriebsanleitung ist Voraussetzung für einen einwandfreien Betrieb der Fahrzeuge. Insbesondere ist eine vorschriftsmäßige Aufladung der Batterien Voraussetzung für einen einwandfreien Betrieb. Zur sachgemäßen Behandlung gehört es, dass die Batterien nie vollständig entladen werden. Bei Nichtgebrauch des Elektromobils über einen Zeitraum von mehr als einem Monat müssen die Batterien zwischenzeitlich aufgeladen werden.
- 7.4 Werden Änderungen an der Kaufsache vorgenommen, Teile durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte ausgewechselt oder Betriebsmittel verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung. Gleiches gilt für Fehler, die durch übermäßige Beanspruchung, Belastung oder fehlerhafte Handhabung entstehen. Verschleißteile wie Bremsen, Batterien etc. haben nur die für derartige Produkte übliche Lebensdauer, die sich bei unsachgemäßer Handhabung verkürzen kann.
- 7.5 Bei gebrauchten Fahrzeugen wird vereinbart, dass die Fahrzeuge nur die Eigenschaften eines Elektromobils von entsprechendem Alter und entsprechender Laufleistung aufweisen. Es können insbesondere Gebrauchsspuren vorhanden sein.

## § 8 Haftung bei Mängeln

Die Haftung des Verkäufers für Mängel ergibt sich aus den nachstehenden Regelungen vorbehaltlich der Sonderregelungen in Ziff. 9 dieser Verkaufsbedingungen.

- 8.1 Der Käufer hat jede einzelne Lieferung unverzüglich und in jeder Hinsicht auf erkennbare Abweichungen qualitativer, quantitativer und sonstiger Art zu untersuchen und die Abweichungen unverzüglich schriftlich unter genauer Bezeichnung der Art und des Umfangs unmittelbar dem Verkäufer mitzuteilen. Die Rüge muss schriftlich und unter genauer Bezeichnung des behaupteten Mangels erfolgen. Die Mitarbeiter sowie Handelsvertreter oder sonstige Vertriebsmittler des Verkäufers sind nicht berechtigt, Mängelrügen entgegenzunehmen oder Erklärungen zur Gewährleistung abzugeben. In der Bearbeitung und Rücknahme der Ware durch den Verkäufer zur Bearbeitung der Mängelanzeige liegt keine Anerkennung des geltend gemachten Mangels und kein Verzicht auf die Einrede der Rügeobliegenheit.
- 8.2 Berufet sich der Käufer auf eine Beschaffenheitsvereinbarung kraft öffentlicher Äußerung des Verkäufers, des Herstellers oder seiner Gehilfen, so obliegt ihm der Nachweis, dass diese Äußerung für die Kaufentscheidung ursächlich war.
- 8.3 Der Verkäufer kann die Nacherfüllung nach seiner Wahl entweder durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache durchführen. Der Verkäufer ist verpflichtet, alle zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen - insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten - zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde.
- 8.4 Vor Geltendmachung der weiteren Rechte (Schadenersatz, Rücktritt, Minderung) hat der Käufer dem Verkäufer eine angemessene Nachfrist zur Leistung oder Nacherfüllung zu setzen.
- 8.5 Nach Ablauf des Nacherfüllungsrechts kann der Verkäufer den Käufer unter Setzung einer angemessenen Frist auffordern, die weiteren Gewährleistungsrechte geltend zu machen. Erfolgt dies nicht, sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen. Der Verkäufer muss den Käufer ausdrücklich auf die Folgen des Fristablaufs hinweisen.



Sonstiges

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

8.6 Der Käufer kann nicht vom Vertrag zurücktreten, wenn die Kaufsache nur mit unwesentlichen Mängeln behaftet ist. Solche liegen insbesondere bei nur unerheblichen Abweichungen von der vertraglich geschuldeten Beschaffenheit und bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der vertraglich geschuldeten Brauchbarkeit der Ware vor.

8.7 Die Gewährleistungsfrist beträgt bei Lieferung neuer Sachen ein Jahr ab Ablieferung. Ausgenommen davon sind Verschleißteile wie Batterien, Kohlebürsten und Reifen. Für diese gilt eine Frist von 6 Monaten. Die Verkürzung gilt nicht bei Vorsatz oder Arglist. Gebrauchte Ware liefert der Verkäufer unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.

8.8 Über die vorstehend beschriebene Mängelhaftung hinaus haftet der Verkäufer nicht.

## § 9 Lieferantenregress

9.1 Die für den Rückgriff des Käufers vorgesehenen Bestimmungen der § 478, 479 BGB kommen zur Anwendung, wenn neu hergestellte, von dem Verkäufer verkaufte Ware von dem Käufer oder dessen inländischen Abnehmern letztlich an einen Verbraucher verkauft wird. Der Verkäufer haftet im Lieferantenregress nicht für Vereinbarungen über die Beschaffenheit der Kaufsache, die mit dem Endverbraucher getroffen wurden und die von den Vereinbarungen zwischen Verkäufer und Käufer abweichen. Die Bestimmungen gelten zudem nicht für gebrauchte auch generalüberholte Ware und kommen namentlich zur Anwendung, wenn die von dem Verkäufer verkaufte Ware von dem Kunden oder dessen Abnehmern verarbeitet, mit anderen Sachen vermengt, vermischt oder fest verbunden wird, nach der Verkehrsauffassung als eine andere als die von dem Verkäufer verkaufte Sache angesehen oder vom Verbraucher nicht aufgrund eines Kaufvertrags erworben wird.

9.2 Die Anwendung der § 478, 479 BGB ist ausgeschlossen, wenn der Käufer die von dem Verkäufer gelieferten Produkte in einen Vertragsstaat des UN-Kaufrechtsabkommens (CISG) exportiert und in dem Exportvertrag die Anwendung des UN-Kaufrechts ausschließt.

9.3 Wird der Käufer von seinem Kunden auf Nacherfüllung in Anspruch genommen, so hat er dies dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen.

9.4 Der Käufer ist verpflichtet, vor jeder Auslieferung von dem Verkäufer bezogener Ware diese in jeder Hinsicht auf erkennbare Abweichungen qualitativer, quantitativer und sonstiger Art zu untersuchen und im Fall erkannter oder zu vermutender Mängel die Auslieferung der betroffenen Ware zu unterlassen. Wird der Käufer von seinem Kunden auf Nacherfüllung in Anspruch genommen, so hat er dies dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen. Wenn möglich, muss er dem Verkäufer die Möglichkeit geben, die Nacherfüllung selbst durchzuführen.

9.5 Im Wege des Rücktritts geltend gemachte Ansprüche sind der Höhe nach auf den eigenen Aufwand des Kunden beschränkt.

9.6 Für Ansprüche auf Schadenersatz gelten § 478, 479 BGB nicht.

## § 10 Schadenersatz

10.1 Die Haftung des Verkäufers für den Schadenersatz und für den Ersatz vergeblicher Aufwendungen - gleich aus welchem Rechtsgrund - ist auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Dies gilt auch für Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

10.1.1 Im Fall einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verkäufer - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Die Höhe eines eventuellen Schadenersatzes ist auf den Ersatz des typischerweise vorhersehbaren Schadens begrenzt. Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer vor Vertragsschluss schriftlich auf besondere Risiken, atypische Schadensmöglichkeiten und ungewöhnliche Schadenshöhen hinzuweisen. Die Haftung für jegliche darüber hinausgehende Folgeschäden, mangelnden wirtschaftlichen Erfolg, mittelbare Schäden und für Schäden aus Ansprüchen Dritter ist ausgeschlossen.

10.1.2 Sämtliche Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche im Zusammenhang mit Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit, sowie für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz und weiteren zwingenden haftungsbegründenden Vorschriften (Umwelthaftpflichtgesetz etc.)

10.2 Verletzt der Verkäufer ihm aus dem Schuldverhältnis obliegende Schutz- bzw. Obhutspflichten oder sonstige Nebenpflichten, so kann der Käufer - bei Vorliegen der Haftungsvoraussetzungen - Schadenersatz erst nach zusätzlicher schriftlicher Abmahnung verlangen.

10.3 Ist Gegenstand des Kaufvertrages eine nur der Gattung nach bestimmte Sache, so bestimmt sich auch in diesem Fall die Haftung des Verkäufers nach den vorstehenden Regeln; eine vom Verschulden unabhängige Haftung ist ausgeschlossen.

10.4 Darüber hinaus haftet der Verkäufer, wenn er ausnahmsweise Garantien abgeben hat, für die Erfüllung dieser Garantien im vereinbarten Umfang. Garantien bedürfen der Schriftform und müssen als solche ausdrücklich bezeichnet werden.

## § 11 Eigentumsvorbehalt

11.1 Bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen (einschließlich aller Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer gegen den Käufer zustehen, werden dem Verkäufer die nachfolgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, sobald ihr Wert die Forderung nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt.

11.2 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum des Verkäufers. Der Käufer hat die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware pfleglich zu behandeln. Verarbeitungen oder Umbildungen erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt

vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache anteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

11.3 Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus den Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer widerruflich, die an den

Verkäufer abgetretenen Forderungen für Rechnung des Verkäufers im eigenen (des Käufers) Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

11.4 Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware - insbesondere Pfändungen - wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen, damit der Verkäufer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.

11.5 Im Fall des Zahlungsverzuges oder bei nicht vertragsgemäßer anderweitiger Leistung kann der Verkäufer verlangen, dass der Käufer ihm die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und dem Schuldner die Abtretung mitteilt. Zudem ist der Verkäufer berechtigt, den Liefergegenstand

auch ohne vorherigen Rücktritt vom Vertrag zurückzunehmen. Der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet.

In der Zurücknahme der Ware durch den Verkäufer liegt kein Rücktritt vom Vertrag - es sei denn, er hätte dies ausdrücklich schriftlich erklärt.

## § 12 Schutz- und Urheberrechte

Der Verkäufer behält das Eigentum bezüglich aller dem Käufer übergebenen Muster, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen, die nicht Vertragsgegenstand geworden sind. Der Käufer verpflichtet sich, diese Unterlagen vertraulich zu behandeln und Dritten nur mit Erlaubnis des Verkäufers zugänglich zu machen.

## § 13 Konstruktionsänderungen

Der Verkäufer behält sich das Recht vor, jederzeit dem Käufer zumutbare Konstruktionsänderungen vorzunehmen. Er ist jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

## § 14 Schlussbestimmungen

14.1 Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Hat der Käufer seinen Sitz in einem anderen Land, welches das UN-Kaufrecht ratifiziert hat, so kommt UN-Kaufrecht zur Anwendung.

14.2 Soweit der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten der Sitz des Verkäufers in Paderborn.

14.3 Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Klausel gilt die gesetzliche Regelung.



Sonstiges





*Leben in Bewegung*

**TRENDMOBIL GmbH**

Fohling 24 , D-33106 Paderborn

Telefon: +49 (0) 5254 / 94 79-0

Telefax: +49 (0) 5254 / 94 79-299

Mail: [info@trendmobil.com](mailto:info@trendmobil.com)

Web: [www.trendmobil.com](http://www.trendmobil.com)