



BECKER

Programm:
Endobox

INFORMATION

3-2

2018



Magnetische Endoskophalterung (EBS 8-C.51)



Alle Komponenten unserer Endoskopie-Produktwelt greifen ineinander. Das ist Arbeitserleichterung pur: Unsere praktischen Endoboxen und die wendigen, individuell gestaltbaren Zureichewagen machen mobil und sorgen für fachgerechte Geräte-Bereitstellung und zuverlässigen Transport bei allen Eingriffen. Magnetische Halterungen sorgen für eine sichere Lagerung der Endoskope – perfekt und flexibel positioniert.



Für die Kennzeichnung der unbenützten/ benützten Endoskope warten Plomben auf Ihren Einsatz.



*Im RDG aufbereitbar,
temperaturbeständig
bis 115°C*



Endobox, grau

500 x 535 mm, 133 mm hoch
 W3086 70010

Deckel für Endobox, grau

500 x 535 mm
 W3086 70020

Plombe, Packung mit 500 Stück

rot W9060 71050
 grün W9060 72050

Weitere Produkte finden Sie unter www.beckerdirekt.de



131152 mit Endoboxen/
Deckeln/Plomben



131300 mit Endoboxen/
Deckeln/Plomben



Material:
Diese Wagen werden
aus pflegeleichtem
und hygienestarken
Chromnickelstahl
1.4301 (AISI 304)
hergestellt.



Endoboxen
im Durchreiche-
schrank



Endoskop-Auf-
bereitungsanlage,
höhenverstellbar,
mit Dosiergerät
und Magnes
Zubehörteilen

Endobox-Zureichewagen

– geeignet als Unterfahrwagen –

4 Aufnahmeebenen für Endoboxen/Deckel

4 Lenkrollen ø 75 mm,
4 feststellbar;
Abm.: 630 x 630 mm,
Höhe 790 mm
 131150

4 Lenkrollen ø 125 mm,
4 feststellbar;
Abm.: 630 x 630 mm,
Höhe 855 mm
 131152

Endobox-Zureichewagen

5 Aufnahmeebenen für Endoboxen/Deckel

4 Lenkrollen ø 75 mm,
4 feststellbar;
Abm.: 630 x 630 mm,
Höhe 955 mm
 131160

4 Lenkrollen ø 125 mm,
4 feststellbar;
Abm.: 630 x 630 mm,
Höhe 1020 mm
 131162

Endobox-Transportwagen

8 Aufnahmeebenen für Endoboxen/Deckel

4 Lenkrollen ø 75 mm,
4 feststellbar;
Abm.: 630 x 630 mm,
Höhe 1560 mm
 131180

4 Lenkrollen ø 125 mm,
4 feststellbar;
Abm.: 630 x 630 mm,
Höhe 1625 mm
 131182

Endobox-Transportwagen geschlossen

verschießbares Flügeltürenpaar, 2 Schiebegriffe,

6 Aufnahmeebenen für Endoboxen/Deckel

4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar; Wandschutzprofile
[685 x 715 mm, Höhe 1465 mm] 131300

Endobox-Transportwagen geschlossen

geeignet für übliche Wagenwaschanlagen (CWA/WWA)

verschießbares Flügeltürenpaar, 2 Schiebegriffe,

6 Aufnahmeebenen für Endoboxen/Deckel

4 Lenkrollen ø 160 mm mit CNS-Gehäuse,

4 feststellbar; Wandschutzprofile

[685 x 715 mm, Höhe 1505 mm] 131301



Becker Qualitäts-Stahlmöbel und Einrichtungen sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Medizintechnik in Kliniken und Krankenhäusern.

Design, individuelle Möglichkeiten der Farbgebung und ein umfangreiches Programm- und Größenangebot erlauben eine optimale Raumausnutzung. Ein auf Ihren Bedarf abgestimmtes logistisch durchdachtes Konzept entsteht.



Metallwarenfabrik
Walter H. Becker GmbH
Anzenkirchener Straße 4
84371 Triftern, Germany

Telefon +49 (0)8562 9605-0
Telefax +49 (0)8562 9605-64
info@becker-triftern.de
www.becker-triftern.de

BECKER EINRICHTUNGEN

- für die Station
- für den OP
- für die AEMP (ZSVA)
- für die Endoskopie
- für alle Funktionsräume