



BECKER

Becker Funktionswagen

INFORMATION

1.1

2018

Immer zur Stelle: die BECKER Wagenflotte – mobile Alleskönner im Klinikalltag

Stichwort: Mobiler Arbeitsplatz – das heißt Handlichkeit, Beweglichkeit, aufgabengerechte Funktionalität und entsprechende Ausstattung mit dem Plus an Ordnung und Hygiene. Und das in vielen Varianten und allen erdenklichen Ausführungen.

Spezielles und vielfältiges Zubehör für Funktionswagen sorgt für individuellen Komfort und kann – je nach Einsatzbereich – zusätzlich an oder auf den Wagen montiert werden.

Jeder Auftrag ist anders, jede Klinik stellt spezifische Anforderungen und hat individuelle Wünsche – wir stellen uns gerne darauf ein.



Titelseite:
Narkosewagen, 3 Schubladen, rote Bügelgriffe,
KST-Abdeckung weiß (BR062 57 060 7032K+rBG)
Korpus: perlweiß RAL 1013
Front und Bügelgriffe: signalrot RAL 3001

Narkosewagen, 9 Schubladen, CNS-Bügelgriffe,
KST-Abdeckung weiß (BR077 57 060 7091K)
Korpus: grauweiß RAL 9002, Front: limette
Spritzen- und Kanülenspender 4 + 5 Schütten (110160)
Verlängerungsplatte Tiefe 600 mm links (110450)
Schiebegriff zusätzlich rechts (BR-SG077)
Magnes Handschuhspender für 1 Karton, lichtgrau (W1030 20010)

*Farbangaben können aus drucktechnischen Gründen abweichen, bitte fordern Sie unsere Farbpalette an.
Maßangaben sind Nennmaße in mm.*

Inhalt

Seite

Übersicht Funktionswagen 1-1.4

Konfigurierte Funktionswagen mit Zubehör 1-1.10

Funktionswagen

600 mm breit, 860 mm hoch 1-1.12

600 mm breit, 1010 mm hoch 1-1.14

900 mm breit, 860 und 1010 mm hoch 1-1.16

Tischplatten für Funktionswagen

600 mm breit 1-1.18

900 mm breit 1-1.19

ISO-Modulwagen

860 mm hoch 1-1.20

1010 mm hoch 1-1.22

Tischplatten für ISO-Modulwagen 1-1.24

Wagenelemente 1-1.25

Spritzen- und Kanülenspender 1-1.28

Designplanung 1-1.30



Prospekt 1-2
Becker Getränkewagen



Prospekt 1-3
Zubehörprogramm



Register/Prospekt 3
OP-Arbeitswagen



Register/Prospekt 3
Schrankschrankwagen



Register/Prospekt 3
OP-Versorgungswagen M9



Register/Prospekt 3
OP-Versorgungswagen M11



Register/Prospekt 6
Sterilgut-Transportwagen

Weitere Funktionsbezogene Wagen finden Sie in:

BECKER Funktionswagen

Das breite Sortiment baut auf verschiedenen Grundwagen auf und wird durch ein umfassendes Zubehörprogramm individuell nach Ihrem Anforderungsprofil zusammengestellt.

Standard-Arbeitsfläche

- weiße Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie

Schiebegriffe

- an die Wagenhöhe angepasst (hochgezogen oder gerade)
- standardmäßig in Korpusfarbe und rechts montiert



Standardrollen

- 4 Lenkrollen ø125 mm, 2 feststellbar
- 4 Wandabweisrollen

Ausstattung

- Flügeltüren
- Zwischenfächer
- Schubladen
- offenes Fach



Narkosewagen, 7 Schubladen,
KST-Abdeckung weiß
(BR062 57 060 7074K)
Korpus: perlweiß RAL 1013,
Front: zinkgelb RAL 1018

Verband- und Behandlungswagen, Flügeltürenpaar,
KST-Abdeckung weiß
(BR062 57 090 2000K)
Korpus: perlweiß RAL 1013,
Front: türkisblau RAL 5018



**Farben
An-/Aufbauten
Zubehör**

■ individuell

Sonderausstattung

- Schließung/Verplombung
- Laptopschublade
- Hängeregisterschublade für Dokumappen/Kurven
- PC-Akku-Terminal-Aufbau

**Der Funktionswagen als
ISO-Modulwagen**

- Modulschubrahmen
- Trägerwände und Module




ISO-Norm "60x40" nach DIN 13089-3

Narkosewagen, 9 Schubladen,
CNS-Abdeckung
(BR077 57 060 7091A)
Korpus + Front + Schiebegriff:
basaltgrau RAL 7012

ISO-Modulwagen, 5 Modulschubrahmen
KST-Abdeckung weiß (BR082 52 066 8054K)
Korpus: grauweiß RAL 9002
Front: signalrot RAL 3001
Infusionshalter (110340)
Abstellplatte für Geräte (110430)
Verlängerungsplatte Tiefe 550 mm (110453)

ISO-Modulwagen, 2 Modulschubrahmen, 2 Flügeltüren
CNS-Abdeckung glatt (BR077 67 090 4102C)
Korpus + Front: grauweiß RAL 9002
Aufsatzwand (110481-900)
Magnes Glover Hori3 (W1030 40330)
Magnes Spender mit Abtropfschale (W1032 90051)
Verlängerungsplatte Tiefe 700 mm (110456)

BECKER Funktionswagen




Narkosewagen, 7 Schubladen, CNS-Abdeckung (BR062 57 060 7071A)
 Korpus: perlweiß RAL 1013, Front: türkisblau RAL 5018
 Magnes Abfallsammler 8 Ltr., Kniebedienung (W1055 70084)
 Magnes Entsorgungsboxenset (W1050 20001)
 Spritzen- und Kanülenspender 3+5 (110140)

Verband- und Behandlungswagen, Flügeltürenpaar, KST-Abdeckung weiß (BR062 57 090 2000K)
 Korpus: perlweiß RAL 1013, Front: türkisblau RAL 5018

Narkosewagen, 5 Schubladen, KST-Abdeckung weiß (BR077 57 060 7050K-SGiFa)
 Korpus: perlweiß RAL 1013, Front + Schiebegriff: türkisblau RAL 5018

Verband- und Behandlungswagen, 7 Schubladen, CNS-Abdeckung, ohne Schiebegriff (BR077 57 090 7073A-oSG)
 Korpus: perlweiß RAL 1013, Front: türkisblau RAL 5018



Rollenausstattung
 siehe Seite 25

Arbeitsflächen
 siehe Seite 18, 19 und 24

Verlängerungsplatten
 siehe Seite 25

Normalschienen
 siehe Seite 26

BECKER ISO-Modulwagen

Arbeitshöhe
■ 860 mm



Arbeitshöhe
■ 1010 mm



ISO-Modulwagen, 3 Modulschubrahmen,
KST-Abdeckung weiß (BR062 52 066 8031K)
Korpus: grauweiß RAL 9002, Front: signalrot RAL 3001
Desinfektionsmittelspender mit Abtropfschale (110325)
Magnes Abfallsammler 8 Ltr., Kniebedienung (W1055 70084)
Magnes Handschuhspender für 1 Karton, lichtgrau (W1030 20010)
Modulkörbe (2 x 386 64 K10 + 1 x 386 64 K20)


ISO-Modulwagen, 2 Modulschubrahmen, 2 Flügeltüren,
CNS-Abdeckung glatt (BR077 67 090 4102C)
Korpus + Front: grauweiß RAL 9002
Verlängerungsplatte Tiefe 700 mm (110456)
Schiebegriff zusätzlich links (BR-SG077)
Halterung mit PP-Abwurfschale (110255Qu)
Modulausstattung (2 x 386 02, 4 x 386 64 K10 + 2 x 386 64 K20)



Aufsatzwand
siehe Seite 26



Spritzen- und Kanülenspender
siehe Seite 28



PC-Akku-Terminal-Aufbau
siehe Seite 26



Wagenelemente Notfallwagen
siehe Seite 27

BECKER – Hygiene und Langlebigkeit durch Qualität

Becker Funktionswagen sind so konstruiert, dass Material, Qualität und Widerstandskraft bestehen bleiben – für ein langes Möbelleben. Sauber und mobil.



Schubladen / Modulschubrahmen

- Gr. 2 = Höhe der Frontblende 100 mm
- Gr. 3 = Höhe der Frontblende 150 mm
- Gr. 4 = Höhe der Frontblende 200 mm
- Gr. 5 = Höhe der Frontblende 250 mm
- Gr. 6 = Höhe der Frontblende 300 mm



Entscheidende Konstruktionsmerkmale

- Glatte Oberflächen, doppelwandige entdröhtete Korpusbauweise, Innenkorpus einteilig, Boden eingesetzt, auf stabilem Chromnickelstahlrohrrahmen
- Tischplatten standardmäßig aus tiefgezogenem weißem Kunststoff (Polystyrol) mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie
 - Chromnickelstahl-Arbeitsfläche möglich
- Seitlicher Schiebegriff (rechts) je nach Wagenhöhe gerade oder hochgezogen (mit integrierter Normschiene möglich)
- 4 Lenkrollen (davon 2 total feststellbar) Ø 125 mm, elektrisch leitfähig, abriebfest, mit Fadenschutz und Wandabweisrollen
 - Alternativen: Doppelrollen oder Richtungsfeststellrolle
- Funktionswagen werden auftragsbezogen produziert
 - individuelle Ausstattung, Farbgebung und höchste Anwenderfreundlichkeit

Türen, Schubladen und Modulschubrahmen mit umlaufender Gummidichtung

- Türen an stabilen selbstzuhaltenden und wartungsfreien Präzision-Weitwinkel-Scharnieren, Öffnungswinkel bis 270°
- Schubladen und Modulschubrahmen auf langlebigen Vollauszügen standardmäßig mit Soft-Close
 - Auf Wunsch Teleskopvollauszüge mit Einzugs-Arretierung und gegenseitiger Schubladenverriegelung (für schwer zu beladende Wagen zur Gewährung der Kippstabilität)
- Optimierte hygienische Chromnickelstahl-Bügelgriffe

Spezielles Zubehör für Funktionswagen sorgt für individuellen Komfort

und kann – je nach Einsatzbereich – zusätzlich an oder auf den Wagen befestigt werden. Entdecken Sie unser vielseitiges Zubehörprogramm ab Seite 1-1.25, in Prospekt 1-3 oder auf www.beckerdirekt.de

- Schubladenordnung: Polystyrol-Einsätze und Unterteilungssystem U21
- Feste Wagenelemente
- Spritzen und Kanülenspender
- Klassisches Zubehör vom Handschuhhalter über Spender aller Art bis hin zu Abfallsammler in unterschiedlichen Befestigungsarten:
 - MAGNES (flexibel magnetisch)
 - Normschiene (einhängbar)
 - Feste Montage
 - Einhängbar z.B. in Galerie

BECKER MODELLREIHE

BR

Wagen aus elektolytisch verzinktem, phosphatiertem und chromatiertem Qualitätsstahl, mit einer in hohem Grade schlag- und kratzfesten, aufgeschmolzenen Kunststoffbeschichtung versehen.

Die Beschichtung ist fungistatisch, pflegeleicht und resistent gegen gebrauchsbliche Desinfektionslösungen.

Farben

- Korpusfarben wahlweise:
 - Perlweiß RAL 1013 oder Grauweiß RAL 9002
- Frontfarben frei wählbar aus der Becker Farbpalette
- Andere Farbkombinationen gegen Aufpreis

VR

Wagen aus Chromnickelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304)

Chromnickelstahl gehört zu den hochwertigsten und langlebigsten Materialien, ist äußerst widerstandsfähig und hygienisch sowie rostfrei, korrosionsbeständig und anti-magnetisch. Die Oberflächen sind in Korn 320 geschliffen.




| | BEZEICHNUNG | ARTIKEL |
|--|---|--|
|  | <p>Visitenwagen 600 x 600 x 1010 mm 1 Schublade Gr. 2 mit Schubladeneinsatz 18 Fächer (W3064 76053), 1 Sonderschublade Gr. 7 mit CNS-Schienen zur Aufnahme von Doku-Mappen DIN A4 quer (bis 320 mm hoch), Ablagefach; 2 Schubladen Gr. 3, seitlicher Schiebegriff; Kunststoff-Abdeckung mit umlaufendem Rand, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar</p> <p>Visitenwagen / ISO-Modul 660 x 550 x 1010 mm 1 Modulschubrahmen Gr. 2 mit Modul 8 Fächer (W3068 70010), 1 Sonderschublade Gr. 7 mit CNS-Schienen zur Aufnahme von Doku-Mappen DIN A4 quer (bis 320 mm hoch), Ablagefach; 2 Modulschubrahmen Gr. 3 mit Modulkorb 100 (2 x 386 64 K10), seitlicher Schiebegriff; Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | <p>BR077 57 060 VIS2R</p> <p>BR077 52 066 VIS2K</p>  |
|  | <p>Laptopwagen 600 x 600 x 1010 mm oben Blende mit nach rechts ausziehbarer Schublade Gr. 2 als Laptopfach, abschließbar, Kabeldurchführung; 3 Schubladen Gr. 3 und 1 Schublade Gr. 4 1 Schubladeneinsatz 9 Fächer (W3064 76054) seitlicher Schiebegriff links; Kunststoff-Abdeckung mit umlaufendem Rand, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar</p> <p>Laptopwagen / ISO-Modul 660 x 550 x 1010 mm oben Blende mit nach rechts ausziehbarer Schublade Gr. 2 als Laptopfach, abschließbar, Kabeldurchführung; 3 Modulschubrahmen Gr. 3 und 1 Modulschubrahmen Gr. 4, 1 Modul 8 Fächer (W3068 70010), 3 Modulkörbe 100 (3 x 386 64 K10), seitlicher Schiebegriff links; Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet**</p> | <p>BR077 57 060 LAP2R</p>  <p>BR077 52 066 LAP2K</p> |
|  | <p>Instrumentierwagen Gynäkologie 600 x 600 x 1010 mm Schalterblende, 4 Schubladen Gr. 2 mit Wärmeeinrichtung, 2 Schubladen Gr. 3, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | <p>BR077 57 060 GYN1</p> |
|  <p>1730 1400 1230 860</p> | <p>Gipsbindentisch 900 x 600 x 860 mm 6 Schubladen, obere Schublade unterteilt zur Aufnahme von Gipsbinden 4 – 20 cm breit, Chromnickelstahl-Abdeckung mit umlaufendem Profil P10; 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 feststellbar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ CNS-Verlängerungsplatte 500 x 600 mm, glatt, abklappbar ■ Stabile Spezialhalterung mit CNS-Gipsbecken 350 x 320 x 200 mm ■ Extrufix-Abfallsammler <p>Ausführung pulverbeschichtet Ausführung Chromnickelstahl mit CNS-Abfallsammler (anstelle Extrufix)</p> | <p>BR062 57 090 GIPS VR062 57 090 GIPS</p> |

| | BEZEICHNUNG | ARTIKEL |
|---|---|---|
|  | <p>Anästhesiewagen 600 x 600 x 1010 mm 4 Schubladen Gr. 2; 6 Schubladen Gr. 3, 2 Schubladeneinsätze je 18 Fächer (2 x W3064 76053), seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Spritzen- und Kanülenspender 4 + 5 Schütten (110160) ■ Magnes Entsorgungsboxenset (W1050 20001) ■ Magnes Abfallsammlersystem 19 Ltr. (W1055 20193) ■ Magnes Handschuhsponder (W1030 20010) ■ Magnes Clicksystem Etikettenspender (W1060 20200) Ausführung pulverbeschichtet | BR077 57 060 AN01K |
|  | <p>Schnelleinsatzwagen 450 x 600 x 860 mm 1 Schublade Gr. 3 mit Schubladeneinsatz 6 Fächer (W3064 74551); 1 Schublade Gr. 4; 1 Schublade Gr. 5; seitlicher Schiebegriff; Chromnickelstahl-Abdeckung mit 3-seitiger Alu-Galerie; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Desinfektionsmittelspender (110322) ■ Handschuhsponder 3-fach (110488B-SF) ■ Magnes Universalhaken (W1027 40001) Ausführung pulverbeschichtet** | BR062 57 045 SEK1A |
|  <p>860 1010 von 1140 bis 1830 690</p> | <p>Notfallwagen 600 x 600 x 860 mm 2 Schubladen mit Ampulleneinsatz (2 x W3064 73051), 1 Schublade mit Teilung für Infusionsflaschen 250 ml liegend, Freiraum für Notfallkoffer/Geräte, seitlicher Schiebegriff mit integrierter Normschiene, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 Plombierleisten (2 x 110441) ■ Steckdosenleiste 4-fach (110418) ■ Infusionsflaschenhalter, 4 Haken (110340) ■ Abstellplatte für Geräte, z.B. Defi (110430) ■ Herzmassagebrett mit Halterung (110436) Ausführung pulverbeschichtet** | BR062 57 060 NOT2K  |
|  | <p>Notfallwagen/ISO-Modul 660 x 550 x 1010 mm 2 Modulschubrahmen Gr. 2 mit Modul 8 Fächer (2 x W3068 70010), 2 Modulschubrahmen Gr. 3 mit Modulkorb 100 (2 x 386 64 K10), 1 Modulschubrahmen Gr. 5 mit Modulkorb 200 (386 64 K20), seitlicher Schiebegriff; Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Infusionsflaschenhalter, 4 Haken (110340) ■ Abstellplatte für Geräte, z.B. Defi (110430) ■ Normschiene (110360) ■ Halterung für Sauerstoffflasche (110422) ■ Steckdosenleiste, 4-fach (110418) ■ Herzmassagebrett mit Halterung (110436) Ausführung pulverbeschichtet | BR077 52 066 NOT3K  |


Zubehör wird standardmäßig wie abgebildet montiert
 ** Farbgebung nach Becker Standard Farbpalette



Becker Funktionswagen 600 mm breit, Arbeitshöhe 860 mm

| | BEZEICHNUNG | ARTIKEL |
|---|---|--------------------|
|  | <p>Verband- und Behandlungswagen 600 x 600 x 860 mm Flügeltürenpaar, 2 Stahl-Zwischenfächer, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR062 57 060 2000K |
|  | <p>Verband- und Behandlungswagen 600 x 600 x 860 mm 1 Schublade Gr. 3; Flügeltürenpaar, 1 Stahl-Zwischenfach, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR062 57 060 3000K |
|  | <p>Verband- und Behandlungswagen 600 x 600 x 860 mm 4 Schubladen Gr. 3; 1 Flügeltür, 1 Stahl-Zwischenfach, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR062 57 060 3901K |
|  | <p>Verband- und Behandlungswagen 600 x 600 x 860 mm 2 Schubladen Gr. 3; 1 Schublade Gr. 6; 1 Flügeltür, 1 Stahl-Zwischenfach, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR062 57 060 3902K |
|  | <p>Narkosewagen 600 x 600 x 860 mm 3 Schubladen Gr. 3; darunter offen, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR062 57 060 7031K |
|  | <p>Narkosewagen 600 x 600 x 860 mm 2 Schubladen Gr. 3; 1 Schublade Gr. 6, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR062 57 060 7032K |


| | BEZEICHNUNG | ARTIKEL |
|---|---|--------------------|
|  | <p>Narkosewagen 600 x 600 x 860 mm 4 Schubladen Gr. 3, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR062 57 060 7040K |
|  | <p>Stationswagen 600 x 600 x 860 mm 3 Schubladen Gr. 2; 2 Schubladen Gr. 3, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR062 57 060 7051K |
|  | <p>Narkosewagen 600 x 600 x 860 mm 7 Schubladen Gr. 3, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR062 57 060 7071K |
|  | <p>Narkosewagen 600 x 600 x 860 mm 3 Schubladen Gr. 2; 4 Schubladen Gr. 3, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR062 57 060 7074K |
|  | <p>Narkosewagen 600 x 600 x 860 mm 8 Schubladen Gr. 3, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR062 57 060 7082K |
|  | <p>Narkosewagen 600 x 600 x 860 mm 4 Schubladen Gr. 2; 4 Schubladen Gr. 3, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR062 57 060 7083K |

| | BEZEICHNUNG | ARTIKEL |
|---|--|--------------------|
|  | <p>Verband- und Behandlungswagen 600 x 600 x 1010 mm Flügeltürenpaar, 2 Stahl-Zwischenfächer, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar</p> <p>Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 57 060 2000K |
|  | <p>Verband- und Behandlungswagen 600 x 600 x 1010 mm 1 Schublade Gr. 3; Flügeltürpaar, 1 Stahl-Zwischenfach, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar</p> <p>Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 57 060 3000K |
|  | <p>Verband- und Behandlungswagen 600 x 600 x 1010 mm 2 Schubladen Gr. 3; Flügeltürenpaar, 1 Stahl-Zwischenfach, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar</p> <p>Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 57 060 3100K |
|  | <p>Verband- und Behandlungswagen 600 x 600 x 1010 mm 3 Schubladen Gr. 2; Flügeltürenpaar, 1 Stahl-Zwischenfach, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar</p> <p>Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 57 060 3400K |
|  | <p>Verband- und Behandlungswagen 600 x 600 x 1010 mm 5 Schubladen Gr. 3; 1 Flügeltür, 1 Stahl-Zwischenfach, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar</p> <p>Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 57 060 3901K |
|  | <p>Verband- und Behandlungswagen 600 x 600 x 1010 mm 3 Schubladen Gr. 3; 1 Schublade Gr. 6, 1 Flügeltür, 1 Stahl-Zwischen- fach, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar</p> <p>Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 57 060 3902K |
|  | <p>Narkosewagen 600 x 600 x 1010 mm 3 Schubladen Gr. 3; 1 Schublade Gr. 6, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar</p> <p>Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 57 060 7041K |

| | BEZEICHNUNG | ARTIKEL |
|---|--|--------------------|
|  | <p>Narkosewagen 600 x 600 x 1010 mm 5 Schubladen Gr. 3; seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 57 060 7050K |
|  | <p>Stationswagen 600 x 600 x 1010 mm 4 Schubladen Gr. 2; 1 Schublade Gr. 3; 1 Schublade Gr. 4, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 57 060 7061K |
|  | <p>Narkosewagen 600 x 600 x 1010 mm 2 Schubladen Gr. 2; 4 Schubladen Gr. 3; 1 Schublade Gr. 5, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 57 060 7074K |
|  | <p>Narkosewagen 600 x 600 x 1010 mm 3 Schubladen Gr. 2; 5 Schubladen Gr. 3; seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 57 060 7081K |
|  | <p>Narkosewagen 600 x 600 x 1010 mm 9 Schubladen Gr. 3; seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 57 060 7091K |
|  | <p>Narkosewagen 600 x 600 x 1010 mm 3 Schubladen Gr. 2; 6 Schubladen Gr. 3; seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 57 060 7094K |
|  | <p>Narkosewagen 600 x 600 x 1010 mm 4 Schubladen Gr. 2; 6 Schubladen Gr. 3; seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 57 060 7102K |



Becker Funktionswagen 900 mm breit, Arbeitshöhe 860 mm



BEZEICHNUNG

ARTIKEL

Verband- und Behandlungswagen 900 x 600 x 860 mm
Flügeltürenpaar; 2 Stahl-Zwischenfächer, seitlicher Schiebegriff,
Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß;
4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar
Ausführung pulverbeschichtet

BR062 57 090 2000K



Verband- und Behandlungswagen 900 x 600 x 860 mm
2 Schubladen Gr. 3; Flügeltürenpaar, 1 Stahl-Zwischenfach, seitlicher
Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter
Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar
Ausführung pulverbeschichtet

BR062 57 090 3100K



Verband- und Behandlungswagen 900 x 600 x 860 mm
5 Schubladen Gr. 3; Flügeltürenpaar, 1 Stahl-Zwischenfach, seitlicher
Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter
Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar
Ausführung pulverbeschichtet

BR062 57 090 3901K



Verband- und Behandlungswagen 900 x 600 x 860 mm
5 Schubladen Gr. 3; 1 Flügeltür, 1 Stahl-Zwischenfach, seitlicher
Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter
Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar
Ausführung pulverbeschichtet

BR062 57 090 3902K



Verband- und Behandlungswagen 900 x 600 x 860 mm
Auszugstablett, 1 Schublade Gr. 2; 4 Schubladen Gr. 3;
1 Flügeltür, 1 Stahl-Zwischenfach, seitlicher Schiebegriff,
Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß;
4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar
Ausführung pulverbeschichtet

BR062 57 090 3903K



Verband- und Behandlungswagen 900 x 600 x 860 mm
4 Schubladen Gr. 3; seitlicher Schiebegriff,
Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß;
4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar
Ausführung pulverbeschichtet

BR062 57 090 7040K



Verband- und Behandlungswagen 900 x 600 x 860 mm
7 Schubladen Gr. 3; seitlicher Schiebegriff,
Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß;
4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar
Ausführung pulverbeschichtet

BR062 57 090 7071K

Becker Funktionswagen
900 mm breit, Arbeitshöhe 860 mm und 1010 mm



| | BEZEICHNUNG | ARTIKEL |
|--|---|--------------------|
|  | <p>Verband- und Behandlungswagen 900 x 600 x 860 mm 5 Schubladen Gr. 3; 1 Schublade Gr. 6 unten, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR062 57 090 7061K |
|  | <p>Verband- und Behandlungswagen 900 x 600 x 860 mm 5 Schubladen Gr. 3; 1 Schublade Gr. 6 mittig, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR062 57 090 7062K |
|  | <p>Verband- und Behandlungswagen 900 x 600 x 860 mm 6 Schubladen Gr. 2; 3 Schubladen Gr. 4, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR062 57 090 7091K |

Funktionswagen
900 mm breit, Arbeitshöhe 1010 mm

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | <p>Verband- und Behandlungswagen 900 x 600 x 1010 mm 6 Schubladen Gr. 2; 3 Schubladen Gr. 3; 1 Flügeltür, 1 Stahl-Zwischenfach, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 57 090 3909K |
|  | <p>Verband- und Behandlungswagen 900 x 600 x 1010 mm 6 Schubladen Gr. 3; 1 Schublade Gr. 6, seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 57 090 7073K |



Becker Tischplatten, CNS-Auflage und Wickelkissen für Wagen 600 mm breit und 600 mm tief



Tischplatten

Sie haben die Möglichkeit aus verschiedenen Tischplatten auszuwählen:
Die weiße Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie wird von uns standardmäßig verwendet.

Zur Änderung der Tischplattenausführung ist die Artikel-Endnummer des Wagens bitte in den Ausführungsbuchstaben zu ändern.

| | BEZEICHNUNG | ARTIKEL |
|--|--|---|
| | Chromnickelstahl-Abdeckung 600 x 600 mm glatt (ohne Galerie) | _R0_ 57 060 _ _ _ C <i>Artikel-Endnummer ändert sich in C</i> |
| | Chromnickelstahl-Abdeckung 600 x 600 mm mit 3-seitiger Alu-Galerie | _R0_ 57 060 _ _ _ A <i>Artikel-Endnummer ändert sich in A</i> |
| | Chromnickelstahl-Abdeckung 600 x 600 mm mit 3-seitiger Alu-Galerie, Reling und 2 Querrelingstangen | _R0_ 57 060 _ _ _ AR <i>Artikel-Endnummer ändert sich in AR</i> |
| | Kunststoff-Abdeckung 600 x 600 mm mit umlaufendem Rand, weiß | _R0_ 57 060 _ _ _ R <i>Artikel-Endnummer ändert sich in R</i> |
| | Chromnickelstahl-Auflage 600 x 600 mm passend für Kunststoff-Tischplatte „K“ und „R“ | 110009 |
| | Wickelkissen mit abnehmbarem, 3-seitigem Galeriepolster 600 x 600 x 50/100 mm; Kunstlederbezug, weiß Bei Nachbestellungen bitte Tischplattenausführung angeben. | 110015 |

Verlängerungsplatten
siehe Seite 1-1.25



Tischplatten

Sie haben die Möglichkeit aus verschiedenen Tischplatten auszuwählen:
Die weiße Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie wird von uns standardmäßig verwendet.
Zur Änderung der Tischplattenausführung ist die Artikel-Endnummer des Wagens bitte in den Ausführungsbuchstaben zu ändern.

| | BEZEICHNUNG | ARTIKEL |
|---|---|---|
|  | <p>Chromnickelstahl-Abdeckung 900 x 600 mm glatt (ohne Galerie)</p> | <p>_R0_ 57 090 ... C <i>Artikel-Endnummer ändert sich in C</i></p> |
|  | <p>Chromnickelstahl-Abdeckung 900 x 600 mm mit umlaufendem Profil P10</p> | <p>_R0_ 57 090 ... CP <i>Artikel-Endnummer ändert sich in CP</i></p> |
|  | <p>Chromnickelstahl-Abdeckung 900 x 600 mm mit 3-seitiger Alu-Galerie</p> | <p>_R0_ 57 090 ... A <i>Artikel-Endnummer ändert sich in A</i></p> |
|  | <p>Chromnickelstahl-Abdeckung 900 x 600 mm mit 3-seitiger Alu-Galerie, Reling und 2 Querrelingstangen</p> | <p>_R0_ 57 090 ... AR <i>Artikel-Endnummer ändert sich in AR</i></p> |
|  | <p>Kunststoff-Abdeckung 900 x 600 mm mit 4-seitiger nahtlos angeformter Galerie (Wanne), weiß</p> | <p>_R0_ 57 090 ... KS <i>Artikel-Endnummer ändert sich in KS</i></p> |
|  | <p>Chromnickelstahl-Auflage 900 x 600 mm passend für Kunststoff-Tischplatte „K“</p> | <p>110019</p> |
|  | <p>Wickelkissen mit abnehmbarem, 3-seitigem Galeriepolster 900 x 600 x 50/100 mm; Kunstlederbezug, weiß Bei Nachbestellungen bitte Tischplattenausführung angeben.</p> | <p>110025</p> |

*Verlängerungsplatten
siehe Seite 1-1.25*



ISO-Modulwagen 660 mm breit, 550/520 mm tief
seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß; 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar, ohne Modulausstattung

Modulausstattung siehe Prospekt 1-3

| | BEZEICHNUNG | ARTIKEL |
|--|---|--------------------|
| | <p>ISO-Modulwagen 660 x 550 x 860 mm Flügeltürenpaar, geeignet zur Aufnahme von Trägerwänden Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR062 52 066 2000K |
| | <p>ISO-Modulwagen 660 x 550 x 860 mm 1 Modulschubrahmen Gr. 2 für die Aufnahme von einem Modul 600/400/50 mm, Flügeltürenpaar, geeignet zur Aufnahme von Trägerwänden Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR062 52 066 4600K |
| | <p>ISO-Modulwagen 660 x 550 x 860 mm 2 Modulschubrahmen Gr. 3 für die Aufnahme von je einem Modul 600/400/100 mm, 1 Modulschubrahmen Gr. 6 für die Aufnahme von einem Modul 600/400/200 mm Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR062 52 066 8031K |
| | <p>ISO-Modulwagen 660 x 550 x 860 mm 4 Modulschubrahmen Gr. 3 für die Aufnahme von je einem Modul 600/400/100 mm Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR062 52 066 8040K |
| | <p>ISO-Modulwagen 660 x 550 x 860 mm 1 Modulschubrahmen Gr. 2 für die Aufnahme von einem Modul 600/400/50 mm, 2 Modulschubrahmen Gr. 3 und 1 Modulschubrahmen Gr. 4 für die Aufnahme von je einem Modul 600/400/100 mm Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR062 52 066 8042K |
| | <p>ISO-Modulwagen 660 x 550 x 860 mm 2 Modulschubrahmen Gr. 2 für die Aufnahme von je einem Modul 600/400/50 mm, 1 Modulschubrahmen Gr. 3 für die Aufnahme von Modul 600/400/100 mm, 1 Modulschubrahmen Gr. 5 für die Aufnahme von einem Modul 600/400/200 mm Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR062 52 066 8043K |



Modul mit 8 Fächer, passend für Gr. 2 (W3068 70010)

| | BEZEICHNUNG | ARTIKEL |
|---|--|--------------------|
|  | <p>ISO-Modulwagen 660 x 550 x 860 mm 3 Modulschubrahmen Gr. 2 für die Aufnahme von je einem Modul 600/400/50 mm, 2 Modulschubrahmen Gr. 3 für die Aufnahme von je einem Modul 600/400/100 mm Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR062 52 066 8051K |

ISO-Modulwagen
900 mm breit, Arbeitshöhe 860 mm



Tischplatte C + ohne Schiebegriff
(BR062 67 090 4102C-oSG)



ISO-Modulwagen 900 mm breit, 700 mm tief
seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß;
4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar, ohne Modulusstattung

Modulusstattung siehe Prospekt 1-3



ISO-Modulwagen 900 x 700 x 860 mm
2 Flügeltüren, Mitteltrennwand, geeignet zur Aufnahme von Trägerwänden
Ausführung pulverbeschichtet

BR062 67 090 2002K



ISO-Modulwagen 900 x 700 x 860 mm
2 Modulschubrahmen Gr. 2 für die Aufnahme von je einem Modul 600/400/50 mm,
2 Flügeltüren, Mitteltrennwand, geeignet zur Aufnahme von Trägerwänden
Ausführung pulverbeschichtet

BR062 67 090 4502K



ISO-Modulwagen 900 x 700 x 860 mm
2 Modulschubrahmen Gr. 3 für die Aufnahme von je einem Modul 600/400/100 mm,
2 Flügeltüren, Mitteltrennwand, geeignet zur Aufnahme von Trägerwänden
Ausführung pulverbeschichtet

BR062 67 090 4102K

Bitte fragen Sie uns nach Modul-Ver-/Entsorgungswagen „60 x 40“





ISO-Modulwagen 660 mm breit, 550/520 mm tief
 seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung
 mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß;
 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar,
 ohne Modulausstattung
Modulausstattung siehe Prospekt 1-3

| | BEZEICHNUNG | ARTIKEL |
|--|--|--------------------|
| | <p>ISO-Modulwagen 660 x 550 x 1010 mm Flügeltürenpaar, geeignet zur Aufnahme von Trägerwänden Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 52 066 2000K |
| | <p>ISO-Modulwagen 660 x 550 x 1010 mm 1 Modulschubrahmen Gr. 2 für die Aufnahme von einem Modul 600/400/50 mm, Flügeltürenpaar, geeignet zur Aufnahme von Trägerwänden Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 52 066 4600K |
| | <p>ISO-Modulwagen 660 x 550 x 1010 mm 1 Modulschubrahmen Gr. 3 und 3 Modulschubrahmen Gr. 4 für die Aufnahme von je einem Modul 600/400/100 mm Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 52 066 8041K |
| | <p>ISO-Modulwagen 660 x 550 x 1010 mm 5 Modulschubrahmen Gr. 3 für die Aufnahme von je einem Modul 600/400/100 mm Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 52 066 8050K |
| | <p>ISO-Modulwagen 660 x 550 x 1010 mm 2 Modulschubrahmen Gr. 2 für die Aufnahme von je einem Modul 600/400/50 mm, 1 Modulschubrahmen Gr. 3 und 2 Modulschubrahmen Gr. 4 für die Aufnahme von je einem Modul 600/400/100 mm Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 52 066 8051K |
| | <p>ISO-Modulwagen 660 x 550 x 1010 mm 2 Modulschubrahmen Gr. 2 für die Aufnahme von je einem Modul 600/400/50 mm, 2 Modulschubrahmen Gr. 3 für die Aufnahme von je einem Modul 600/400/100 mm, 1 Modulschubrahmen Gr. 5 für die Aufnahme von einem Modul 600/400/200 mm Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 52 066 8054K |

ISO-Modulwagen Arbeitshöhe 1010 mm und 1060 mm



Tischplatte C + ohne Schiebegriff
(BR077 67 090 4102C-oSG)



ISO-Modulwagen 900 mm breit, 700 mm tief
seitlicher Schiebegriff, Kunststoff-Abdeckung
mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß;
4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar,
ohne Modulausstattung

Modulausstattung siehe Prospekt 1-3

| | BEZEICHNUNG | ARTIKEL |
|--|---|--------------------|
| | <p>ISO-Modulwagen 900 x 700 x 1010 mm 2 Flügeltüren, Mitteltrennwand, geeignet zur Aufnahme von Trägerwänden Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 67 090 2002K |
| | <p>ISO-Modulwagen 900 x 700 x 1010 mm 2 Modulschubrahmen Gr. 2 für die Aufnahme von je einem Modul 600/400/50 mm, 2 Flügeltüren, Mitteltrennwand, geeignet zur Aufnahme von Trägerwänden Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 67 090 4502K |
| | <p>ISO-Modulwagen 900 x 700 x 1010 mm 2 Modulschubrahmen Gr. 3 für die Aufnahme von je einem Modul 600/400/100 mm, 2 Flügeltüren, Mitteltrennwand, geeignet zur Aufnahme von Trägerwänden Ausführung pulverbeschichtet</p> | BR077 67 090 4102K |

ISO-Modulwagen 660 mm breit, Arbeitshöhe 1060 mm



ISO-Modulwagen 660 x 550 x 1060 mm
1 Modulschubrahmen Gr. 2 für die Aufnahme von einem
Modul 600/400/50 mm,
3 Modulschubrahmen Gr. 3 für die Aufnahme von
je einem Modul 600/400/100 mm,
1 Modulschubrahmen Gr. 5 für die Aufnahme von
einem Modul 600/400/200 mm
Ausführung pulverbeschichtet

BR082 52 066 8054K



Modul mit 8 Fächer, passend für Gr. 2
(W3068 70010)



Becker Tischplatten und CNS-Auflagen für ISO-Modulwagen



Tischplatten

Sie haben die Möglichkeit aus verschiedenen Tischplatten auszuwählen:
Die weiße Kunststoff-Abdeckung mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie wird von uns standardmäßig verwendet.

Zur Änderung der Tischplattenausführung ist die Artikel-Endnummer des Wagens bitte in den Ausführungsbuchstaben zu ändern.

| | BEZEICHNUNG | ARTIKEL |
|--|---|--|
| | Kunststoff-Tischplatte 660 x 550 mm mit 3-seitiger angeformter Galerie und Wischöffnung, weiß | _R0__ 52 066 ___ KO <i>Artikel-Endnummer ändert sich in KO</i> |
| | Chromnickelstahl-Abdeckung 660 x 550 mm glatt (ohne Galerie) | _R0__ 52 066 ___ C <i>Artikel-Endnummer ändert sich in C</i> |
| | Chromnickelstahl-Abdeckung 660 x 550 mm mit 3-seitiger Alu-Galerie | _R0__ 52 066 ___ A <i>Artikel-Endnummer ändert sich in A</i> |
| | Chromnickelstahl-Abdeckung 660 x 550 mm mit 3-seitiger Alu-Galerie, Reling und 2 Querrelingstangen | _R0__ 52 066 ___ AR <i>Artikel-Endnummer ändert sich in AR</i> |
| | Chromnickelstahl-Abdeckung 900 x 700 mm glatt (ohne Galerie) | _R0__ 67 090 ___ C <i>Artikel-Endnummer ändert sich in KO</i> |
| | Chromnickelstahl-Abdeckung 900 x 700 mm mit 3-seitiger Alu-Galerie | _R0__ 67 090 ___ A <i>Artikel-Endnummer ändert sich in A</i> |
| | Chromnickelstahl-Abdeckung 900 x 700 mm mit 3-seitiger Alu-Galerie, Reling und 2 Querrelingstangen | _R0__ 67 090 ___ AR <i>Artikel-Endnummer ändert sich in AR</i> |
| | Chromnickelstahl-Auflage 660 x 550 mm passend für Kunststoff-Tischplatte „K“ | 110029 |
| | Chromnickelstahl-Auflage 900 x 700 mm passend für Kunststoff-Tischplatte „K“ | 110039 |

| | BEZEICHNUNG | ARTIKEL |
|--|---|--|
|  | <p>Chromnickelstahl-Verlängerungsplatte abklappbar, glatt Tragkraft ca. 30 kg</p> <p>für Wagen 600 oder 900 x 600 mm, [500 x 600 x 33 mm] für Wagen 660 x 550 mm, [500 x 550 x 33 mm] für Wagen 900 x 700 mm, [500 x 700 x 33 mm]</p> | <p>110450 110453 110456</p> |
|  | <p>Kunststoff-Verlängerungsplatte abklappbar, mit Wulstrand, 320 x 480 mm (passend für alle Wagen)</p> <p><i>Hinweis: Verlängerungsplatten werden rechts montiert, deshalb entfällt der Schiebegriff; zusätzlicher Schiebegriff links möglich</i></p> | <p>110459</p> |
|    | <p>Schiebegriff hochgezogen Pulverbeschichtet in Korpusfarbe Chromnickelstahl</p> <p>Schiebegriff hochgezogen mit Normschiene Pulverbeschichtet in Korpusfarbe Chromnickelstahl</p> <p>Schiebegriff gerade Pulverbeschichtet in Korpusfarbe Chromnickelstahl</p> | <p>BR-SG062 VR-SG062</p> <p>BR-SG062N VR-SG062N</p> <p>BR-SG077 VR-SG077</p> |
|  | <p>Richtungsfeststellrolle für stabilen Geradeauslauf, nachrüstbar (standardmäßig links vorne, anstelle einer gebremsten Rolle)</p> | <p>110470</p> |
|  | <p>Doppelrollensatz 4 Rollen ø 125 mm, 2 feststellbar (anstelle Lenkrollensatz)</p> | <p>110472</p> |

| | BEZEICHNUNG | ARTIKEL |
|---|--|---|
|  | <p>Normschiene 25/10 mm, Chromnickelstahl, zur festen Montage an Seitenwand, Tragkraft ca. 30 kg <i>(wird an Wagentiefe angepasst)</i></p> | 110360 |
|  | <p>Aufsatz mit 3 Normschienen, Chromnickelstahl</p> <p>für 600 mm breiten Wagen</p> <p>für 660 mm breiten Wagen</p> <p>für 900 mm breiten Wagen</p> | <p>110480-3-600</p> <p>110480-3-660</p> <p>110480-3-900</p> |
|  | <p>Universalablage 560 x 300 x 145 mm, Chromnickelstahl, einhängbar in Normschiene (W1420 40160) zu finden unter www.beckerdirekt.de</p> | |
|  | <p>Aufsatzwand zur Anbringung von magnetischem Zubehör (MAGNES) Stahlblech pulverbeschichtet in Korpusfarbe</p> <p>für 600 mm breiten Wagen</p> <p>für 660 mm breiten Wagen</p> <p>für 900 mm breiten Wagen</p> | <p>110481-600</p> <p>110481-660</p> <p>110481-900</p> |
|  | <p>PC-Akku-Terminal-Aufbau 600 x 155 x 590 mm hoch</p> | 110550 |

| | BEZEICHNUNG | ARTIKEL |
|---|--|--|
|   | <p>PlombierVorrichtung für eine Schublade im Ausführungsmaterial/-farbe wie Korpus und Front</p> <p>Plombierleiste in Korpusfarbe (Stück)</p> <p>Plombe grün, 100 Stück</p> <p style="text-align: center;"><i>Großpackungen und weitere Plombenfarben finden Sie unter www.beckerdirekt.de</i></p> | <p>110440</p> <p>110441</p> <p>W9060 72010</p> |
|  | <p>Infusionshalter mit 4 Haken Verstellweg 700 mm, Chromnickelstahl zur festen Montage an Seitenwand</p> | <p>110340</p> |
|  | <p>Steckdosenleiste mit Kontrollleuchte und 2,2 Meter Anschlusskabel</p> <p>4-fach</p> <p>6-fach</p> | <p>110418</p> <p>110419</p> |
|  | <p>Halterung für Sauerstoffflasche, Chromnickelstahl</p> <p>für 2-Liter-Sauerstoffflasche</p> <p>für 5-10 Liter-Sauerstoffflasche auf Flaschengröße einstellbar</p> | <p>110422</p> <p>110425</p> |
|  | <p>Abstellplatte für Defibrillator oder Monitor</p> <p>Nutzfläche: 445 x 395 mm höhenverstellbar und drehbar, Chromnickelstahl</p> | <p>110430</p> |
|  | <p>Herzmassagebrett mit Halterung</p> <p>Herzmassagebrett 600 x 400 x 8 mm, weiß, mit Handgriff; Halterung in lichtgrau RAL 7035</p> <p><i>Sehr schnell abzunehmen</i></p> | <p>110436</p> |

Weiteres Zubehör finden
Sie in Prospekt 1-3



Spritzen- und Kanülpender

Alle Spender werden mit Chromnickelstahl-Befestigungskonsolen und einer Rückwand im Ausführungsmaterial und Ausführungsfarbe des Wagenkorpusse geliefert.

Spender zur Wandmontage siehe Prospekt 2-1



| BEZEICHNUNG | ARTIKEL |
|--|---------|
| Spritzenspender | |
| 3 Schütten [600 x 200 x 360 mm] | 110110 |
| 3 Schütten nach First-in/First-out-Prinzip | 110115 |
| 4 Schütten [600 x 170 x 320 mm] | 110120 |
| 5 Schütten [600 x 140 x 280 mm] | 110130 |
| 5 Schütten nach First-in/First-out-Prinzip | 110135 |



| | |
|---|--------|
| Spritzen- und Kanülpender | |
| 3 große und 5 kleine Schütten [600 x 200 x 520 mm] | 110140 |
| 3 große und 5 kleine Schütten nach First-in/First-out-Prinzip | 110145 |
| 2 x 4 Schütten [600 x 170 x 530 mm] | 110150 |
| 4 große und 5 kleine Schütten [600 x 170 x 490 mm] | 110160 |
| 2 x 5 Schütten [600 x 140 x 440 mm] | 110170 |
| 2 x 5 Schütten nach First-in/First-out-Prinzip | 110175 |



| | |
|--|--------|
| Kombiset Tupferspender mit Befeuchter (passend für alle Spritzen- und Kanülpender) | 110180 |
|--|--------|

| | |
|--|--------|
| CNS-Tablett , zum Aufsetzen an Spender mit 3 Schütten (Artikel 110110 und 110115) [600 x 170 x 20 mm] | 110190 |
| mit 4 Schütten (Artikel 110120 und 110150) [600 x 140 x 20 mm] | 110193 |
| mit 5 Schütten (Artikel 110130, 110135, 110140, 110145, 110160, 110170 und 110175) [600 x 110 x 20 mm] | 110196 |



MAGNES Clicksystem-
Etikettenspender (W1060 20100)
finden Sie unter
www.beckerdirekt.de



BECKER Mobilier wird auftragsbezogen für unsere Kunden hergestellt. Bei der Baureihe -B- (Pulverbeschichtetes Stahlblech) bestimmen Sie die Farbe anhand der Farbpalette auf unserem Farbflyer.

Unsere Standard-Farbgebung ist eine hochwertige Pulverbeschichtung mit einem Glanzgrad von ca. 80 – 95 (glänzend) nach ISO 2813 – 60° Messwinkel. Sie bietet gute Stoß- und Kratzfestigkeit, ist leicht zu reinigen, desinfektionsmittelfest und klimabeständig.

Fragen Sie bitte nach der aktuellen Becker-Farbauswahl.



Becker Funktionswagen Designplanung

Material Korpus

- Stahlblech pulverbeschichtet Modellreihe BR
- Chromnickelstahl Modellreihe VR

Arbeitshöhe 860 mm 1010 mm

Korpusbreite/-tiefe (ohne Schiebegriff):

- 450 x 570 mm
- 600 x 570 mm
- 900 x 570 mm
- 660 x 520 mm (ISO-Modulwagen)
- 900 x 670 mm (ISO-Modulwagen)

Tischplatte/Wagenabdeckung

| Tischplatte | Modell | Korpusabmessungen in mm | | | | |
|--|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 450 x 570 | 600 x 570 | 900 x 570 | 660 x 520 | 900 x 670 |
| Kunststoff-Abdeckung, mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, weiß (Standard) | K | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kunststoff-Abdeckung, mit umlaufendem Rand, weiß | R | | <input type="checkbox"/> | | | |
| Kunststoff-Abdeckung, mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie und Wischöffnung, weiß | KO | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Kunststoff-Abdeckung, mit 4-seitiger nahtlos angeformter Galerie (Wanne), weiß | KS | | | <input type="checkbox"/> | | |
| Chromnickelstahl-Abdeckung, glatt | C | <input type="checkbox"/> |
| Chromnickelstahl-Abdeckung, mit 3-seitiger Alu-Galerie | A | <input type="checkbox"/> |
| Chromnickelstahl-Abdeckung, mit 3-seitiger Alu-Galerie, CNS-Reling und 1 Querrelingstange | AQ | <input type="checkbox"/> |
| Chromnickelstahl-Abdeckung, mit 3-seitiger Alu-Galerie, CNS-Reling und 2 Querrelingstangen | AR | <input type="checkbox"/> |
| Chromnickelstahl-Abdeckung, mit umlaufendem Profil | CP | <input type="checkbox"/> |
| HPL-Schichtstoff-Abdeckung, mit 3-seitiger Alu-Galerie, CNS-Reling und 1 Querrelingstange | PQ | | | | <input type="checkbox"/> | |

Zusätzliche abklappbare Arbeitsplatte

- Chromnickelstahl
- Kunststoff
- rechts (ohne Schiebegriff) rechts (mit Schiebegriff links)
- links (ohne Schiebegriff) links (mit Schiebegriff rechts)

Schiebegriff

- rechts (Standard) links ohne
- gerade (Empfohlen zur Arbeitshöhe 1010 mm)
- hochgezogen (Empfohlen zur Arbeitshöhe 860 mm)
- hochgezogen mit Normschiene (Empfohlen zur Arbeitshöhe 860 mm)

Rollen (mit 4 Wandabweisrollen)

- 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 feststellbar (Standard)
- 1 Richtungsfeststellrolle, 3 Lenkrollen ø 125 mm, davon 1 feststellbar
- 4 Doppelrollen ø 125 mm, 2 feststellbar

Farben für Wagen aus Stahlblech pulverbeschichtet Korpus:

- Perlweiß RAL 1013 oder
- Grauweiß RAL 9002
- in Farbe (Mehrpreis)

Front:

- nach BECKER-Farbauswahl
- in Sonderfarbe (Mehrpreis)

Griffe:

- Schiebegriff in Korpusfarbe
- Schiebegriff in: (Mehrpreis)
- Griffe: Chromnickelstahl
- Griffe: (Mehrpreis)

Türen, Schubladen und Modulschubrahmen

Schubladenführung

- Softclose
- Endeinzug
- Endeinzug mit gegenseit. Schubladenverriegelung

Folgende Breiten (Nennmaß) möglich:


300 / 450 / 600 / 900 mm

Folgende Höhen (Frontblende) möglich:

- Größe 2 = 100 mm hoch
- Größe 3 = 150 mm hoch
- Größe 4 = 200 mm hoch
- Größe 5 = 250 mm hoch
- Größe 6 = 300 mm hoch

Arbeitshöhe 860 mm = verplanbare Höhe 600 mm

Arbeitshöhe 1010 mm = verplanbare Höhe 750 mm



Schlösser für Schubladen und Türen

Zu unterscheiden ist, ob einzelne oder alle Schubladen/Türen abgeschlossen werden sollen.

Einzelne Schubladen/Türen: erhalten ein frontbündiges Zylinderschloss

Zentralverschluss für alle Schubladen: über einen mittig gesetzten Zentralverschluss, der über den Schubladen in einer 50 mm hohen Blende (= Größe 1) sitzt. (Bei Korpushöhenaufteilung beachten)

- Zylinderschloss für
- Zentralverschluss

Plombierung für Schubladen

Schubladen können mit Plombierung versehen werden. Die Plombe bricht vereinfacht (Sollbruchstelle), sobald die Schublade geöffnet wird.

Plombierung über Ösen: Damit kann jede Schublade einzeln verplombt werden.

Plombierung über Plombierleiste: Gleichzeitige Verplombung aller Schubladen über eine Leiste. Wird eine Schublade geöffnet, ist eine Überprüfung aller anderen Laden auch notwendig. Bei Wagen mit zwei Schubladensreihen sind 2 Leisten erforderlich.

Spekula-Vorwärmeplatten

Schubladen können mit einer Einrichtung zur Vorwärmung von Spekulinstrumenten ausgestattet werden.

Temperaturregelbereich 28-45°C,
Netzspannung 230/24 V.

Aufgrund einer notwendigen Schalterblende (50 mm hoch = Größe 1) ist dies bei der Korpushöhenaufteilung zu berücksichtigen.

Anbau- und Zubehörteile

Befestigungsarten:

- Magnes (magnetische Befestigung)
- Normschiene
- zur festen Montage
- in Galerie einhängbar

Das Zubehörprogramm finden Sie in Prospekt 1-3

- Polystyrol-Schubladeneinsätze
- Unterteilungssystem Serie U21
- Modulsystem (Standardausführung)
- Modulsystem Fabrikat:

Notizen

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Becker Qualitäts-Stahlmöbel und Einrichtungen sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Medizintechnik in Kliniken und Krankenhäusern.

Design, individuelle Möglichkeiten der Farbgebung und ein umfangreiches Programm- und Größenangebot erlauben eine optimale Raumnutzung. Ein auf Ihren Bedarf abgestimmtes logistisch durchdachtes Konzept entsteht.



Metallwarenfabrik
Walter H. Becker GmbH
Anzenkirchener Straße 4
84371 Triftern, Germany

Telefon +49(0)8562 9605-0
Telefax +49(0)8562 9605-64
info@becker-triftern.de
www.becker-triftern.de

BECKER EINRICHTUNGEN

- für die Station
- für den OP
- für die AEMP (ZSVA)
- für die Endoskopie
- für alle Funktionsräume



BECKER




BECKER

Zubehör für Funktionswagen


INFORMATION

1-3

2018



In Prospekt 1-1 zu finden



Spritzen- und Kanülsponder
Prospekt 1-1, Seite 28



Normschiene 
Prospekt 1-1, Seite 26



Wagenelemente Notfallwagen
Prospekt 1-1, Seite 27

Befestigungsarten für Zubehörteile

- **Magnes** (magnetische Befestigung an Möbel der Modellreihe –B– aus Stahlblech pulverbeschichtet)
- **Normschiene** 
- zur festen Montage
- in Galerie einhängbar



Modulausstattung
Seite 1-3.6



Polystyrol-Schubladeneinsätze
Seite 1-3.7



variable Unterteilungssätze (Serie U21)
ab Seite 1-3.8



Handschuhspender
für 1 Karton, lichtgrau

Magnes

W1030 20010

einhängbar in Normschiene

W1430 20010

zur Wandmontage

W1630 20010



Handschuhspender
für 3 Kartons, lichtgrau

Magnes

W1030 20030

einhängbar in Normschiene

W1430 20030

zur Wandmontage

W1630 20030



Spender Glover Hori3
einstellbar, Chromnickelstahl

Magnes

W1030 40330

einhängbar in Normschiene

W1430 40330

zur Wandmontage

W1630 40330



Spender Glover Vert3
einstellbar, Chromnickelstahl

Magnes

W1030 40335

einhängbar in Normschiene

W1430 40335

zur Wandmontage

W1630 40335



Spender für eine Anios
Flasche 500 ml, lichtgrau

Magnes

W1032 23050

einhängbar in Normschiene

W1432 23050

zur Wandmontage

W1632 23050



Spender für eine 500 ml-
Chemie-Euroflasche, abnehmbare
Pumpe, autoklavierbar

Magnes

W1032 90050

einhängbar in Normschiene

W1432 90050

zur Wandmontage

W1632 90050



Spender für eine 500 ml-
Chemie-Euroflasche, abnehmbare
Pumpe, autoklavierbar

zur festen Montage an

Rück-/Seitenwand mit Zugriff
oberhalb der Tischplatte

110322

zur festen Montage an

Seitenwand, mit hoch-
gezogener Halterung

110320



Spender mit CNS-Abtropf-
schale für 500 ml-Chemie-
Euroflasche, abnehmbare Pumpe,
autoklavierbar

Magnes

W1032 90051

einhängbar in Normschiene

W1432 90051

zur Wandmontage

W1632 90051

zur festen Montage an Rück-/
Seitenwand mit Zugriff oberhalb
der Tischplatte

110327

zur festen Montage an Seiten-
wand, mit hochgezogener
Halterung

110325



Vliestuchspender
für handelsübliche Eimer,
lichtgrau

Magnes

W1038 20120

einhängbar in Normschiene

W1438 20120

zur Wandmontage

W1638 20120



FlowPack-Halterung für
Packung max. 250 x 120 x 120 mm,
Chromnickelstahl

Magnes

W1038 40020

einhängbar in Normschiene

W1438 40020

zur Wandmontage

W1638 40020

Touchless-Spender oder 1-L-Euroflaschen auf Anfrage

*Beachten Sie unsere Zubehörprodukte
unter www.beckerdirekt.de
Lieferung ohne Ausstattungsbeispiele*



Entsorgungsboxen-Set

10 Boxen á 1,5 Ltr.;
Halterung lichtgrau,
Ring Chromnickelstahl

Magnes

W1050 20001



Entsorgungsboxen-Set

10 Boxen á 1,5 Ltr.;
Chromnickelstahl
einhängbar in Normschiene

 W1450 40001

zur Wandmontage

W1650 40001



Abfallsammler mit Kniebetätigung 8 Liter

Magnes

W1055 70084

einhängbar in Normschiene

 W1455 70084

zur Wandmontage

W1655 70084



Abfallsammler mit Kniebetätigung 20 Liter

zur Wandmontage

110212



Abfallsammler Multus

19 Liter, Halterung lichtgrau

Magnes

W1055 20191

zur Wandmontage

W1655 20191



Abfallsammler Multus

19 Liter, mit Deckel,
lichtgrau

Magnes

W1055 20193

zur Wandmontage

W1655 20193



Abfallsammler Multus

30 Liter, Halterung lichtgrau

Magnes

W1055 20301

zur Wandmontage

W1655 20301



Abfallsammler Multus

30 Liter, mit Deckel,
lichtgrau

Magnes

W1055 20303

zur Wandmontage

W1655 20303



Halterung mit 10-Liter- Eimer, Chromnickelstahl *einhängbar in Normschiene*

 110271

zur Wandmontage

110270

Deckel für Eimer

W9150 41102



Abfallsammler Extrufix

15 Liter

einhängbar in Normschiene

 110221

zur Wandmontage

110220



Abfallsammler

15 Liter, Chromnickelstahl

einhängbar in Normschiene

 110226

zur Wandmontage

110225



Flaschenkorb
Chromnickelstahl
einhängbar in jede Galerie
□ W9124 40010



Kunststoffbehälter
Nutzfläche: 355 x 70 mm
Magnes
□ W1020 70010



Halterung schwenkbar mit Schale
235 x 190 x 40 mm,
Chromnickelstahl
zur Wandmontage
□ 110280



Halterung mit Schale
(2/3 GN-Behälter), Chrom-
nickelstahl zur Wandmontage
352 x 325 x 65 mm □ 110260
352 x 325 x 100 mm □ 110263
352 x 325 x 200 mm □ 110266
Deckel für Schale 352 x 325 mm
□ W9120 40349



Halterung mit PP-Schale
mit geschlossenem Deckel
einhängbar in Normschiene
□ 110251
zur Wandmontage
□ 110250



Halterung mit PP-Schale
mit Schlitzdeckel
einhängbar in Normschiene
□ 110256
zur Wandmontage
□ 110255



Schmutzsieb
Chromnickelstahl
(für PP-Schale)
□ W9150 40102

*Einzelteile wie GN-Schalen
und PP-Schalen siehe
www.beckerdirekt.de*



Chromnickelstahl-Köcher
3-fach unterteilt für Katheter
einhängbar in Normschiene
□ 110301
einhängbar in Kunststoff-
Galerie
□ 110305



Ampullenöffner
Auffangbehälter, Diamantfeile
zur Wandmontage
□ 110310
zur festen Montage
an Seitenwand, mit hoch-
gezogener Halterung
□ 110315



*Magnes Haken und weitere Produkte:
www.beckerdirekt.de*




Trägerwandpaar für ein Abteil
im ISO-Wagen 550/520 mm tief,
Montage im Werk
□ 386 01

Trägerwandpaar für ein Abteil
im ISO-Wagen 700/670 mm tief,
Montage im Werk
□ 386 02

Kippträgerwand auf Anfrage



Modul für Utensilien
8 Fächer, weiß, 600 x 400 x 70 mm
□ W3068 70010



Modul 600 x 400 x 50 mm, lichtgrau,
inkl. Stopfunktion
□ 386 64 M05T

Längsteiler 600 x 50 mm, lichtgrau
□ 386 T05 6

Querteiler 400 x 50 mm, lichtgrau
□ 386 T05 4



Modul 600 x 400 x 100 mm, lichtgrau,
inkl. Stopfunktion
□ 386 64 M10

Längsteiler 600 x 100 mm, lichtgrau
□ 386 T10 6M

Querteiler 400 x 100 mm, lichtgrau
□ 386 T10 4M



Modul 600 x 400 x 100 mm,
lichtgrau, Stopfunktion,
nicht teilerfähig
□ 386 64 M10NT



Modulkorb 600 x 400 x 100 mm,
transparent, inkl. Stopfunktion
□ 386 64 K10KLAR

Längsteiler 600 x 100 mm,
transparent
□ 386 T10 6KLAR

Querteiler 400 x 100 mm,
transparent
□ 386 T10 4KLAR



Modulkorb 600 x 400 x 100 mm,
lichtgrau, inkl. Stopfunktion
□ 386 64 K10

Längsteiler 600 x 100 mm, lichtgrau
□ 386 T10 6

Querteiler 400 x 100 mm, lichtgrau
□ 386 T10 4



Modulkorb 600 x 400 x 200 mm,
lichtgrau, inkl. Stopfunktion
□ 386 64 K20

Längsteiler 600 x 100 mm, lichtgrau
□ 386 T20 6

Querteiler 400 x 100 mm, lichtgrau
□ 386 T20 4



*Spülmaschineneinsatz, passend
für Modulwanne und Spülmaschine:
www.beckerdirekt.de*

*Etikettenclips/Beschriftungsschilder
auf Anfrage*

Schubladeneinsätze aus Polystyrol, weiß

Nennmaß 570 mm tief



für 300 x 570 mm, 4 Fächer,
für Schublade Gr. 2 und 3
□ W3064 73051



für 450 x 570 mm, 6 Fächer,
für Schublade Gr. 2 und 3
□ W3064 74551



für 600 x 570 mm, 9 Fächer,
für Schublade Gr. 2 und 3
□ W3064 76054



für 600 x 570 mm, 9 Fächer,
für Schublade Gr. 1,5 und 2
□ W3064 76051



für 600 x 570 mm, 15 Fächer,
für Schublade Gr. 1,5 und 2
□ W3064 76052



für 600 x 570 mm, 18 Fächer,
für Schublade Gr. 1,5 und 2
□ W3064 76053

Magnes Beschriftungsschilder (magnetische Rückseite)




Magnes Beschriftungstasche
seitlich offen mit Einlegeblatt
102 x 35 mm hoch □ W1062 70211
102 x 55 mm hoch □ W1062 70212
oben offen
95 x 60 mm hoch □ W1062 70216
Format DIN A4 □ W1062 70220



Magnes Beschriftungsstreifen
mit Einlegeblatt und Klarsichtschutz
330 x 20 mm hoch □ W1062 70321
330 x 40 mm hoch □ W1062 70341
800 x 20 mm hoch □ W1062 70323
800 x 40 mm hoch □ W1062 70343



Magnes Beschriftungsband weiß,
beschrift- und beklebbar, zuschneidbar
600 x 15 mm hoch □ W1062 70115
600 x 30 mm hoch □ W1062 70130



Magnes Etikettenleiste
oben offen
105 x 32 mm hoch □ W1062 70431
250 x 32 mm hoch □ W1062 70432
400 x 32 mm hoch □ W1062 70434
105 x 60 mm hoch □ W1062 70461
250 x 60 mm hoch □ W1062 70462
400 x 60 mm hoch □ W1062 70464

Das Unterteilungssystem Serie U21 besteht aus Rasterleisten und Kunststoffteilern sowie Kreuz- und/oder T-Spinnen.

Die Rasterleisten werden aus elektrolytisch verzinktem, phosphatiertem und chromatiertem Feinblech gefertigt und sind in reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet. Die Teiler sind aus 6 mm starkem weißen Kunststoff (PVC) hergestellt.

| Blendenhöhe der Schublade | innenliegendes Schubfach | mögliche Teilerhöhe |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| ab Gr. 1,5 (75 mm) | 60 mm hoch | 40 mm |
| ab Gr. 3 (150 mm) | 100 mm hoch | 80 mm |
| ab Gr. 4 (200 mm) | 150 mm hoch | 140 mm |
| | 185 mm hoch | 140 mm |

Für Nachbestellungen nennen Sie uns bitte die ursprüngliche Auftragsbestätigungsnummer und den Zeitraum der Ausführung.

Unterteilungstypen

■ Querteilung – Typ Q

Rasterleistensatz in Schubladenbreite mit KST-Teiler in Schubladentiefe

■ Längsteilung – Typ L

Rasterleistensatz in Schubladentiefe mit KST-Teiler in Schubladenbreite

■ Kreuzteilung – Typ KA bis KC


4-seitiger Rasterleistensatz mit einem KST-Teiler in Schubladenbreite und KST-Teiler in halber Schubladentiefe mit entsprechenden Kreuz-/T-Spinnen

■ Kreuzteilung – Typ VA bis VC




4-seitiger Rasterleistensatz mit zwei KST-Teilern in Schubladenbreite und KST-Teiler in 1/3-Schubladentiefe mit entsprechenden Kreuz-/T-Spinnen


Das Nennmaß entspricht dem Aussenmaß des Schrankes (der Schublade). Schubladeninnenmaße siehe Prospekt 8-B

Individuelle Schubladenteilungen siehe Prospekt 8-1

| ABBILDUNG | BEZEICHNUNG | ARTIKEL | |
|--|---|---|--|
|  | Unterteilungssatz – Querteilung (Q) – 2 Fächer mit Rasterleistensatz in Breite und 1 KST-Teiler in Tiefe <i>für Nennmaß: Breite 300 mm – Tiefe 570 mm</i> 40 mm hoch 80 mm hoch 140 mm hoch <i>für Nennmaß: Breite 450 mm – Tiefe 570 mm</i> 40 mm hoch 80 mm hoch 140 mm hoch | U21 Q57 030 04 2 U21 Q57 030 08 2 U21 Q57 030 14 2 U21 Q57 045 04 2 U21 Q57 045 08 2 U21 Q57 045 14 2 | |
| |  | Unterteilungssatz – Querteilung (Q) – 3 Fächer mit Rasterleistensatz in Breite und 2 KST-Teiler in Tiefe <i>für Nennmaß: Breite 450 mm – Tiefe 570 mm</i> 40 mm hoch 80 mm hoch 140 mm hoch <i>für Nennmaß: Breite 600 mm – Tiefe 570 mm</i> 40 mm hoch 80 mm hoch 140 mm hoch | U21 Q57 045 04 3 U21 Q57 045 08 3 U21 Q57 045 14 3 U21 Q57 060 04 3 U21 Q57 060 08 3 U21 Q57 060 14 3 |

| | BEZEICHNUNG | ARTIKEL |
|---|---|---|
|  | <p>Unterteilungssatz – Querteilung (Q) – 4 Fächer mit Rasterleistensatz in Breite und 3 KST-Teiler in Tiefe</p> <p><i>für Nennmaß: Breite 900 mm – Tiefe 570 mm</i> 40 mm hoch 80 mm hoch 140 mm hoch</p> <p>zur zusätzlichen Querteilung KST-Teiler in Tiefe, 40 mm hoch KST-Teiler in Tiefe, 80 mm hoch KST-Teiler in Tiefe, 140 mm hoch</p> | <p>U21 Q57 090 04 4 U21 Q57 090 08 4 U21 Q57 090 14 4</p> <p>U21 T57 04 1 U21 T57 08 1 U21 T57 14 1</p> |
|  | <p>Unterteilungssatz – Längsteilung (L) – 3 Fächer mit Rasterleistensatz in Tiefe und 2 KST-Teiler in Breite</p> <p><i>für Nennmaß: Breite 300 mm – Tiefe 570 mm</i> 40 mm hoch 80 mm hoch 140 mm hoch</p> <p><i>für Nennmaß: Breite 450 mm – Tiefe 570 mm</i> 40 mm hoch 80 mm hoch 140 mm hoch</p> <p><i>für Nennmaß: Breite 600 mm – Tiefe 570 mm</i> 40 mm hoch 80 mm hoch 140 mm hoch</p> <p><i>für Nennmaß: Breite 900 mm – Tiefe 570 mm</i> 40 mm hoch 80 mm hoch 140 mm hoch</p> | <p>U21 L57 030 04 3 U21 L57 030 08 3 U21 L57 030 14 3</p> <p>U21 L57 045 04 3 U21 L57 045 08 3 U21 L57 045 14 3</p> <p>U21 L57 060 04 3 U21 L57 060 08 3 U21 L57 060 14 3</p> <p>U21 L57 090 04 3 U21 L57 090 08 3 U21 L57 090 14 3</p> |
|  | <p>zur zusätzlichen Längsteilung</p> <p><i>für Nennmaß: Breite 300 mm</i> KST-Teiler, 40 mm hoch KST-Teiler, 80 mm hoch KST-Teiler, 140 mm hoch</p> <p><i>für Nennmaß: Breite 450 mm</i> KST-Teiler, 40 mm hoch KST-Teiler, 80 mm hoch KST-Teiler, 140 mm hoch</p> <p><i>für Nennmaß: Breite 600 mm</i> KST-Teiler, 40 mm hoch KST-Teiler, 80 mm hoch KST-Teiler, 140 mm hoch</p> <p><i>für Nennmaß: Breite 900 mm</i> KST-Teiler, 40 mm hoch KST-Teiler, 80 mm hoch KST-Teiler, 140 mm hoch</p> | <p>U21 T030 04 U21 T030 08 U21 T030 14</p> <p>U21 T045 04 U21 T045 08 U21 T045 14</p> <p>U21 T060 04 U21 T060 08 U21 T060 14</p> <p>U21 T090 04 U21 T090 08 U21 T090 14</p> |

| | BEZEICHNUNG | ARTIKEL |
|--|---|--|
|  | <p>Unterteilungssatz – Kreuzteilung (KA) – 4 Fächer mit Rasterleistensatz 4-seitig, 1 KST-Teiler in Breite, 2 KST-Teiler in 1/2-Tiefe, 1 Kreuzspinne</p> <p>für Nennmaß: Breite 300 mm – Tiefe 570 mm 40 mm hoch 80 mm hoch 140 mm hoch</p> <p>für Nennmaß: Breite 450 mm – Tiefe 570 mm 40 mm hoch 80 mm hoch 140 mm hoch</p> <p>für Nennmaß: Breite 600 mm – Tiefe 570 mm 40 mm hoch 80 mm hoch 140 mm hoch</p> | <p>U21 KA57 030 04 4 U21 KA57 030 08 4 U21 KA57 030 14 4</p> <p>U21 KA57 045 04 4 U21 KA57 045 08 4 U21 KA57 045 14 4</p> <p>U21 KA57 060 04 4 U21 KA57 060 08 4 U21 KA57 060 14 4</p> |
|  | <p>Unterteilungssatz – Kreuzteilung (KB) – 6 Fächer mit Rasterleistensatz 4-seitig, 1 KST-Teiler in Breite, 4 KST-Teiler in 1/2-Tiefe, 1 Kreuzspinne, 2 T-Spinnen</p> <p>für Nennmaß: Breite 600 mm – Tiefe 570 mm 40 mm hoch 80 mm hoch 140 mm hoch</p> <p>für Nennmaß: Breite 900 mm – Tiefe 570 mm 40 mm hoch 80 mm hoch 140 mm hoch</p> | <p>U21 KB57 060 04 6 U21 KB57 060 08 6 U21 KB57 060 14 6</p> <p>U21 KB57 090 04 6 U21 KB57 090 08 6 U21 KB57 090 14 6</p> |
|  | <p>Unterteilungssatz – Kreuzteilung (KC) – 8 Fächer mit Rasterleistensatz 4-seitig, 1 KST-Teiler in Breite, 6 KST-Teiler in 1/2-Tiefe, 1 Kreuzspinne, 4 T-Spinnen</p> <p>für Nennmaß: Breite 600 mm – Tiefe 570 mm 40 mm hoch 80 mm hoch 140 mm hoch</p> <p>für Nennmaß: Breite 900 mm – Tiefe 570 mm 40 mm hoch 80 mm hoch 140 mm hoch</p> | <p>U21 KC57 060 04 8 U21 KC57 060 08 8 U21 KC57 060 14 8</p> <p>U21 KC57 090 04 8 U21 KC57 090 08 8 U21 KC57 090 14 8</p> |
|  | <p>zur zusätzlichen Kreuzteilung KST-Teiler in 1/2-Tiefe, 40 mm hoch KST-Teiler in 1/2-Tiefe, 80 mm hoch KST-Teiler in 1/2-Tiefe, 140 mm hoch Kreuzspinne T-Spinne</p> | <p>U21 T57 04 2 U21 T57 08 2 U21 T57 14 2 U21 SP K U21 SP T</p> |



Unterteilungssatz – Kreuzteilung (VA) – 6 Fächer

mit Rasterleistensatz 4-seitig, 2 KST-Teiler in Breite,
3 KST-Teiler in 1/3-Tiefe, 2 Kreuzspinnen

für Nennmaß: **Breite 300 mm – Tiefe 570 mm**

40 mm hoch
80 mm hoch
140 mm hoch

U21 VA57 030 04 6
U21 VA57 030 08 6
U21 VA57 030 14 6

für Nennmaß: **Breite 450 mm – Tiefe 570 mm**


40 mm hoch
80 mm hoch
140 mm hoch

U21 VA57 045 04 6
U21 VA57 045 08 6
U21 VA57 045 14 6

für Nennmaß: **Breite 600 mm – Tiefe 570 mm**

40 mm hoch
80 mm hoch
140 mm hoch

U21 VA57 060 04 6
U21 VA57 060 08 6
U21 VA57 060 14 6



Unterteilungssatz – Kreuzteilung (VB) – 9 Fächer

mit Rasterleistensatz 4-seitig, 2 KST-Teiler in Breite,
6 KST-Teiler in 1/3-Tiefe, 2 Kreuzspinnen, 4 T-Spinnen

für Nennmaß: **Breite 600 mm – Tiefe 570 mm**


40 mm hoch
80 mm hoch
140 mm hoch

U21 VB57 060 04 9
U21 VB57 060 08 9
U21 VB57 060 14 9

für Nennmaß: **Breite 900 mm – Tiefe 570 mm**

40 mm hoch
80 mm hoch
140 mm hoch

U21 VB57 090 04 9
U21 VB57 090 08 9
U21 VB57 090 14 9



Unterteilungssatz – Kreuzteilung (VC) – 12 Fächer

mit Rasterleistensatz 4-seitig, 2 KST-Teiler in Breite,
9 KST-Teiler in 1/3-Tiefe, 2 Kreuzspinnen, 8 T-Spinnen

für Nennmaß: **Breite 600 mm – Tiefe 570 mm**


40 mm hoch
80 mm hoch
140 mm hoch

U21 VC57 060 04 12
U21 VC57 060 08 12
U21 VC57 060 14 12

für Nennmaß: **Breite 900 mm – Tiefe 570 mm**

40 mm hoch
80 mm hoch
140 mm hoch

U21 VC57 090 04 12
U21 VC57 090 08 12
U21 VC57 090 14 12



zur zusätzlichen Kreuzteilung

KST-Teiler in 1/3-Tiefe, 40 mm hoch
KST-Teiler in 1/3-Tiefe, 80 mm hoch
KST-Teiler in 1/3-Tiefe, 140 mm hoch
Kreuzspinne
T-Spinne

U21 T57 04 3
U21 T57 08 3
U21 T57 14 3
U21 SP K
U21 SP T

zur individuellen Anpassung (bauseits)

KST-Teiler 995 mm lang
40 mm hoch
80 mm hoch
140 mm hoch

U21 T0995 04
U21 T0995 08
U21 T0995 14



Becker Qualitäts-Stahlmöbel und Einrichtungen sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Medizintechnik in Kliniken und Krankenhäusern.

Design, individuelle Möglichkeiten der Farbgebung und ein umfangreiches Programm- und Größenangebot erlauben eine optimale Raumnutzung. Ein auf Ihren Bedarf abgestimmtes logistisch durchdachtes Konzept entsteht.

Metallwarenfabrik
Walter H. Becker GmbH
Anzenkirchener Straße 4
84371 Triftern, Germany

Telefon +49(0)8562 9605-0
Telefax +49(0)8562 9605-64
info@becker-triftern.de
www.becker-triftern.de