



**BECKER**

OP-Hocker,  
OP-Fahrdrehstühle und  
OP-Fahrdrehsessel

**INFORMATION**

**4-1**

2019

## OP-Drehhocker und OP-Fahrdrehhocker

- Stabiles 5-Fuß-Grundgestell (ø 580 mm) aus Chromnickelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) elektropoliert
- **Drehhocker** mit elektrisch leitfähigen abriebfesten grauen Standfüßen
- **Fahrdrehhocker** mit 5 intervall-gebremsten elektrisch leitfähigen Sicherheitsrollen ø 50 mm: im belasteten Zustand mit freiem Lauf und unbelastet gebremst
- verdeckte, stufenlose Präzisionsspindelhöhenverstellung
- Polstersitz schwarz, elektrisch leitfähig, ø 340 mm
- max. Belastbarkeit: 150 kg



BEZEICHNUNG

ARTIKEL

**OP-Drehhocker**, feststehend  
mit Sitz aus Chromnickelstahl  
höhenverstellbar von 435 – 650 mm

140010



**OP-Drehhocker**, feststehend  
mit Flachpolstersitz 40 mm stark  
höhenverstellbar von 465 – 680 mm

140013

**OP-Drehhocker**, feststehend  
mit hohem Polstersitz 65 mm stark  
höhenverstellbar von 490 – 705 mm

140016



**OP-Fahrdrehhocker**  
mit Sitz aus Chromnickelstahl  
höhenverstellbar von 435 – 650 mm

140030

**OP-Fahrdrehhocker**  
mit Flachpolstersitz 40 mm stark  
höhenverstellbar von 465 – 680 mm

140033




**OP-Fahrdrehhocker**  
mit hohem Polstersitz 65 mm stark  
höhenverstellbar von 490 – 705 mm

140036

## OP-Fahrdrehstuhl kompakt

- Stabiles 5-Fußkreuz (ø 530 mm) aus Aluminium pulverbeschichtet
- 5 intervall-gebremste elektrisch leitfähige Sicherheitsrollen ø 50 mm: im belasteten Zustand mit freiem Lauf und unbelastet gebremst
- **stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung von 475 – 600 mm per Fußbedienung** über Fußring an jeder Sitzposition möglich
- Polstersitz schwarz, elektrisch leitfähig, ø 370 mm, 65 mm stark
- Rückenlehne in Höhe (150 mm) und Tiefe (40 mm) einstellbar




Fußkreuz und Säule pulverbeschichtet in weißaluminium (RAL 9006)

**OP-Fahrdrehstuhl kompakt**

140070

**OP-Fahrdrehstuhl kompakt** mit Rückenlehne

140072



Fußkreuz und Säule pulverbeschichtet in einer Farbe nach Ihrer Wahl aus der Becker-Farbpalette

**OP-Fahrdrehstuhl kompakt**


140074

**OP-Fahrdrehstuhl kompakt** mit Rückenlehne

140076

## OP-Fahrdrehstuhl

- Stabiles 5-Fußkreuz (ø 610 mm) aus Aluminium pulverbeschichtet
- 5 intervall-gebremste elektrisch leitfähige Sicherheitsrollen ø 50 mm: im belasteten Zustand mit freiem Lauf und unbelastet gebremst
- **stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung von 540 – 725 mm per Fußbedienung** über Fußring an jeder Sitzposition möglich
- Polstersitz schwarz, elektrisch leitfähig, ø 370 mm, 65 mm stark
- Rückenlehne in Höhe (150 mm) und Tiefe (40 mm) einstellbar



BEZEICHNUNG	ARTIKEL
Fußkreuz und Säule pulverbeschichtet in weißaluminium (RAL 9006)	
<b>OP-Fahrdrehstuhl</b>	140101
<b>OP-Fahrdrehstuhl</b> mit Rückenlehne	140106
Fußkreuz und Säule pulverbeschichtet in einer Farbe nach Ihrer Wahl aus der Becker-Farbpalette	
<b>OP-Fahrdrehstuhl</b>	140121
<b>OP-Fahrdrehstuhl</b> mit Rückenlehne	140126

## OP-Fahrdrehsessel

- Kippsichere Grundplatte (ø 470 mm), Oberfläche Chromnickelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304)
- 5 intervall-gebremste elektrisch leitfähige Sicherheitsrollen ø 50 mm: im belasteten Zustand mit freiem Lauf und unbelastet gebremst
- Sessel zusätzlich über Fußbremse arretierbar
- **stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung von 590 – 725 mm per Fußbedienung**
- Polstersitz schwarz, elektrisch leitfähig
- Rückenlehne in Höhe (150 mm) und Tiefe (40 mm) einstellbar



<b>OP-Fahrdrehsessel</b> mit Rundpolstersitz ø 370 mm, 65 mm stark	140211
<b>OP-Fahrdrehsessel</b> mit Rundpolstersitz und Rückenlehne	140216
<b>OP-Fahrdrehsessel</b> mit Sattelpolstersitz (375 x 420 mm)	140221
<b>OP-Fahrdrehsessel</b> mit Sattelpolstersitz und Rückenlehne	140226



- Rückenlehne** mit Befestigung, nachrüstbar (passend für Stuhl + Sessel) 140060
- Polstersitz 100 mm hoch** (anstatt 65 mm hoch) für OP-Fahrdrehstuhl und OP-Fahrdrehsessel (Veränderung des Verstellbereiches um 35 mm) 140098
- Rollensatz** für OP-Fahrdrehhocker und -sessel 149031
- Rollensatz** für OP-Fahrdrehstuhl 149032

# BECKER



Becker Qualitäts-Stahlmöbel und Einrichtungen sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Medizintechnik in Kliniken und Krankenhäusern.

Design, individuelle Möglichkeiten der Farbgebung und ein umfangreiches Programm- und Größenangebot erlauben eine optimale Raumausnutzung. Ein auf Ihren Bedarf abgestimmtes logistisch durchdachtes Konzept entsteht.

Metallwarenfabrik  
Walter H. Becker GmbH  
Anzenkirchener Straße 4  
84371 Triftern, Germany

Telefon +49 (0)8562 9605-0  
Telefax +49 (0)8562 9605-64  
info@becker-triftern.de  
www.becker-triftern.de

## BECKER EINRICHTUNGEN

- für die Station
- für den OP
- für die AEMP (ZSVA)
- für die Endoskopie
- für alle Funktionsräume