



BECKER

Sterilgut-Lagerschränke mit StE-Ablagen



INFORMATION

6-2

2017

Sterilgut-Lagerschränke der Modellreihe B werden aus elektrolytisch verzinktem, phosphatiertem und chromatiertem Feinblech gefertigt; die Oberflächen sind pulverbeschichtet, Farbauswahl nach Becker-Farben. Die technischen Schrankdetails entsprechen unserer Information „Festeinbauten“. Standardmäßig beträgt die Sockelhöhe 100 mm, Türen sind mit Chromnickelstahl-Bügelgriffen ausgestattet.

Die Schränke werden mit Rasterleisten – und bei 750 und 1100 mm breiten Schränken mit Trennwände – zur Aufnahme von StE-Ablagen aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) versehen. Maximal können 11 Stück ½-StE je Abteil untergebracht werden. Eine individuelle Höhenverstellung ist im Raster von 25 mm möglich. Gegen Mehrpreis liefern wir Trennwände und Rasterleisten auch in Chromnickelstahl. Die Schränke sind auch in der Modellreihe V „Chromnickelstahl“ lieferbar.

Bitte geben Sie die entsprechend gewünschte Menge an StE-Ablagen an.

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	StE-Lagerschrank mit 1 Abteil zur Aufnahme von StE-Ablagen, [400 x 670 mm, Höhe 2100 mm inkl. Sockel] mit 1 Stahlblechflügeltür mit einer in Rahmen gefassten Glasflügeltür	Bitte Türanschlag angeben! BH200 67 040 2309 BH200 67 040 2319
	StE-Lagerschrank mit 2 Abteilen zur Aufnahme von StE-Ablagen [750 x 670 mm, Höhe 2100 mm inkl. Sockel] mit 2 Stahlblech-Flügeltüren mit 2 in Rahmen gefassten Glasflügeltüren	BH200 67 075 2309 BH200 67 075 2319
	StE-Lagerschrank mit 3 Abteilen zur Aufnahme von StE-Ablagen [1100 x 670 mm, Höhe 2100 mm inkl. Sockel] mit Stahlblech-Flügeltürenpaar mit in Rahmen gefasstem Glasflügeltürenpaar	BH200 67 110 2309 BH200 67 110 2319 <i>Mit herausnehmbaren Trennwänden siehe Prospekt M11</i>
	StE-Ablage einschalig, Chromnickelstahl, in Rasterleiste einhängbar, Aufkantung nur hinten, 20/32 mm hoch StE-Ablage gelocht einschalig, Chromnickelstahl, in Rasterleiste einhängbar, Aufkantung nur hinten, 20/32 mm hoch StE-Ablage auf Vollauszug einhängbar einschalig, Chromnickelstahl Aufkantung nur hinten, 20/32 mm hoch StE-Ablage gelocht, auf Vollauszug einhängbar einschalig, Chromnickelstahl Aufkantung nur hinten, 20/32 mm hoch	163050 163055 163060 163065

BH200 67 075 2319 mit CNS-Rasterleisten

BH200 67 110 2309 bestückt

163060

