

Geschäftsausstattung



www.rebotec.de

Stehhilfen

Optimale Entlastung der Beine und der Wirbelsäule bei stehenden Tätigkeiten. Hilfe für Patienten während der Anpassung von Orthesen.

Stand Up

- abwaschbarer, geschäumter PU-Sitz
- Neigungsverstellung des Sitzes um 15 Grad
- Hebelverstellung der Sitzhöhe mittels Gasfeder von 61 cm bis 86 cm
- sicherer Stand durch ein Fünffuß-Untergestell
- geprüft bis 150kg Körperlast

Art.-Nr. 315.10.00



Art.-Nr. 315.10.00

Stand Up Plus

- abwaschbarer, geschäumter PU-Sitz
- Hebelverstellung der Sitzneigung um 15 Grad
- Hebelverstellung der Sitzhöhe mittels Gasfeder von 57 cm bis 82 cm
- sicherer Stand durch ein Fünffuß-Untergestell
- geprüft bis 150kg Körperlast

Art.-Nr. 316.10.00

Bis 150kg

Zubehör:

- Rollensatz, gebremst
Art.-Nr. 317.30.10
- Chromuntergestell
Art.-Nr. 317.30.20

Typ:	Stand Up	Stand Up Plus
Sitzhöhe:	61 cm - 86 cm	57 cm - 82 cm
Neigung Sitz:	15 Grad	15 Grad
Max. Belastbarkeit:	bis 150 kg	bis 150 kg
Art.-Nr.:	315.10.00	316.10.00



Art.-Nr. 316.10.00
Abb. mit Zubehör:
Chromuntergestell



Art.-Nr. 317.10.00
Abb. mit Zubehör:
Rollensatz



Art.-Nr. 317.20.00

Bis 150kg

Sit Up Mini

- abwaschbarer Sattelsitz
- Hebelverstellung der Sitzneigung um 15 Grad
- Hebelverstellung der Sitzhöhe mittels Gasfeder von 53 cm bis 72 cm
- sicherer Stand durch ein Fünffuß-Untergestell
- geprüft bis 150kg Körperlast

Art.-Nr. 317.10.00

Sit Up Maxi

- abwaschbarer Sattelsitz
- Hebelverstellung der Sitzneigung um 15 Grad
- Hebelverstellung der Sitzhöhe mittels Gasfeder von 59 cm bis 84 cm
- sicherer Stand durch ein Fünffuß-Untergestell
- geprüft bis 150kg Körperlast

Art.-Nr. 317.20.00

Zubehör:

- Rollensatz, gebremst
Art.-Nr. 317.30.10
- Chromuntergestell
Art.-Nr. 317.30.20

Typ:	Sit Up Mini	Sit Up Maxi
Sitzhöhe:	53 cm - 72 cm	59 cm - 84 cm
Neigung Sitz:	15 Grad	15 Grad
Max. Belastbarkeit:	bis 150 kg	bis 150 kg
Art.-Nr.:	317.10.00	317.20.00

Präsentationshilfen

Lineal

Präsentationsschiene

- 104 cm lang
- Aufnahme für 10 Gehhilfen
- für die platzsparende Wandmontage
- pulverbeschichtete Metallschiene

Art.-Nr. 394.50

*platzsparende
Wandmontage*



Art.-Nr. 394.50

Carré

- freistehender Verkaufsstand
- für 12 Gehhilfen
- pulverbeschichtet

Art.-Nr. 398.50

*für 12
Gehhilfen*



Art.-Nr. 398.50

Typ:	Carré
Tiefe:	53 cm
Breite:	53 cm
Höhe:	66 cm
Art.-Nr.:	398.50



Art.-Nr. 392.50



Art.-Nr. 390.50

Liliput

Dekorativer Präsentationsständer

- elegante Metall-Holzkonstruktion
- Aufnahme für 11 Gehhilfen
- bequem zu handhabende Aufnahme
- einfache Wandmontage

Art.-Nr. 392.50

*elegante Metall-
Holzkonstruktion*

Elegance

Dekorativer Präsentationsständer

- elegante Metall-Holzkonstruktion
- Aufnahme für 22 Gehhilfen
- bequem zu handhabende Aufnahme für Gehhilfen
- einfache Wandmontage

Art.-Nr. 390.50

*für 22
Gehhilfen*

Typ:	Liliput	Elegance
Tiefe:	41 cm - 45 cm	53 cm - 57 cm
Breite:	60 cm	60 cm
Höhe:	160 cm	245 cm
Art.-Nr.:	392.50	390.50

Präsentationshilfen

Verkaufsständer Holz/ Chrom

- Metall-Holzkonstruktion
- Aufnahme für 10 Gehhilfen
- Höhe: 143 cm
- Durchmesser: 50 cm

Art.-Nr. 398.10.99



Gehhilfenhalterung

1. Toolflex-Halter für Einzel- und Schienenmontage

inkl. Montagematerial

Art.-Nr. 161.10.30



2. Toolflex-Aluminiumschiene (ohne Halter)

- 20 cm für 2 Halter

Art.-Nr. 164.10.40

- 50 cm für 5 Halter

Art.-Nr. 164.10.35

- 90 cm für 9 Halter

Art.-Nr. 164.10.39



www.rebotec.de

Überreicht durch:

REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH

D-49610 Quakenbrück · Artlandstraße 57 – 59 · Telefon +49 (0) 5431 9416-0 · Telefax +49 (0) 5431 9416-66

www.rebotec.de · info@rebotec.de

03-2023

11702-20354