

Hemiplegie



www.rebotec.de

Perodynamic

Peroneus-Orthese

mit gleitender Wadenschale

Das Gleiten der Wadenschale bewirkt einen Längenausgleich während des Gehens, so dass die Wadenschale am aufgelegten Punkt fixiert bleibt.

Kein Verrutschen und Scheuern im Wadenbereich. Kein Druck auf der Wadenmuskulatur. Selbst sportliche Betätigung ist mit dieser Schiene möglich.

- anatomisch geformte Kunststoff-Orthese
- leichte individuelle Anpassung durch thermo plastisch anformbares Material
- hohe Rückstell elastizität
- geringes Gewicht
- in Konfektionsschuhen tragbar

Ausführungen:

Perodynamic Schuhgröße 36 bis 41

Art.-Nr. 370.10.25 (links)

Art.-Nr. 370.10.20 (rechts)

Perodynamic Schuhgröße 41 bis 46

Art.-Nr. 370.10.35 (links)

Art.-Nr. 370.10.30 (rechts)



Hemi-Stock



Ausstattung:

- Anatomischer Griff aus druckabschwächendem Softmaterial
- Rohrlänge 16-fach höhenverstellbar
- geprüft bis 120 kg Körperlast

Indikation:

- einsetzbar bei Diagnose Schlaganfall (apoplektischer Insult)
- bei Störungen wie Hemiplegie (mit schlaffer oder spastischer Lähmung)
- bei Gleichgewichtsstörungen

Behandlungsziele:

- Wiederherstellung größtmöglicher Selbstständigkeit (eigenständiges Laufen)
- Training im lebenspraktischen Bereich (ADL)
- Training der Sensormotorik (Tonusregulierung beim Gehen, Bewegungsanbahnung durch Einbeziehen der betroffenen Seite)
- Anbahnung physiologischer Bewegungen und Vermeidung der pathologischen Fehlhaltungen
- Bewußtmachen der plegischen Seite
- Einsatz der betroffenen Körperseite
- Erreichen der Körpersymmetrie

Ausführungen:

Griffhöhe 124 – 144 cm

Art.-Nr.: 121.20.10 (links)

Art.-Nr.: 121.20.20 (rechts)

Griffhöhe 146 – 188 cm

Art.-Nr.: 121.10.10 (links)

Art.-Nr.: 121.10.20 (rechts)

www.rebotec.de

Überreicht durch:

REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH

D-49610 Quakenbrück · Artlandstraße 57 – 59 · Telefon +49 (0) 5431 9416-0 · Telefax +49 (0) 5431 9416-66

www.rebotec.de · info@rebotec.de