

Unterarmgehstützen



www.rebotec.de

ECO 100 / ECO 120

Unterarmgehstütze

Ausstattung:

- verwindungssteife Armschale
- ergonomisch geformter Griff
- Reflektor im Griff - vorne
- Fußkapsel mit großer Auflagefläche

Eco 100

Standard-Clip

- 10-fach höhenverstellbar durch Verstellungsclip
- geprüft bis 100 kg Körperlast

Art.-Nr. 100.20. ..

Eco 120

Standard-Druck

- 10-fach höhenverstellbar durch Druckknopf
- geprüft bis 120 kg Körperlast

Art.-Nr. 100.22. ..



Art.-Nr. 100.20.10



Art.-Nr. 100.22.50

Farbe	Farbcode
lichtgrau	00
tiefschwarz	10
einzianblau	50

Typ:	Eco 100	Eco 120
Armschalenhöhe:	21,5 cm	21,5 cm
Griffhöhe:	73,5 cm - 96 cm	74,5 cm - 97 cm
Rohrsatz Ø in mm:	20/16,9	20/19
Art.-Nr.:	100.20. ..	100.22. ..

Überlänge

Unterarmgehstützen „extra lang“



Art.-Nr. 104.50



Einfach ...



zusammenstecken ...



und die Stütze steht!

Typ:	Überlänge
Armschalenhöhe:	24 cm
Griffhöhe:	85 cm - 108 cm
Rohrsatz Ø in mm:	22/19
Art.-Nr.:	104. ..

Unterarmgehstütze „extra lang“
mit einzigartigem Abstellsystem

Ausstattung:

- verwindungssteife Armschale
- ergonomisch geformter Handgriff
- Reflektor im Griff - vorne
- 10-fach höhenverstellbar durch Verstellungsclip
- Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm)
- Fußkapsel mit großer Auflagefläche
- geprüft bis 130 kg Körperlast

Art.-Nr. 104. ...

Extra lang!

Farbe	Farbcode
lichtgrau	00
tiefschwarz	10
chromgelb	20
feuerrot	30
weinrot	40
einzianblau	50
dunkelgrün	60
türkisblau	80
minttürkis	90

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten!

patent-
rechtlich
geschützt



Magic-Twin

Unterarmgehstütze mit Abstellsystem

Ausstattung:

- verwindungssteife Armschale
- ergonomisch geformter Handgriff
- Reflektor im Griff - vorne
- Fußkapsel mit großer Auflagefläche
- geprüft bis 130 kg Körperlast

Standard-Clip

- 10-fach höhenverstellbar durch Verstellungsclip

HMV-Nr. 10.50.02.0031

Art.-Nr. 101...

Quetsch-Druck

- 10-fach höhenverstellbar durch Druckknopf
- Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm)

HMV-Nr. 10.50.02.0001

Art.-Nr. 102...

Quetsch-Clip

- 10-fach höhenverstellbar durch Verstellungsclip
- Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm)

HMV-Nr. 10.50.02.0032

Art.-Nr. 103...



Typ:	Standard-Clip	Quetsch-Druck	Quetsch-Clip
Armschalenhöhe:	24 cm	24 cm	24 cm
Griffhöhe:	75 cm - 98 cm	75 cm - 98 cm	75 cm - 98 cm
Rohrsatz Ø in mm:	22/19	22/19	22/19
Art.-Nr.:	101..	102..	103..

Farbe	Farbcode
lichtgrau	00
tiefschwarz	10
chromgelb	20
feuerrot	30
weinrot	40
einzianblau	50
dunkelgrün	60
türkisblau	80
minttürkis	90

Magic-Soft Magic-Soft-Anatom

Unterarmgehstütze mit Abstellsystem



Softgriff!

Art.-Nr. 105.30



Ausstattung:

- verwindungssteife Armschale
- angenehm weiche Handauflage
- Reflektor im Griff - vorne
- 10-fach höhenverstellbar durch Druckknopf
- Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm)
- Fußkapsel mit großer Auflagefläche
- geprüft bis 130 kg Körperlast

Magic-Soft

- ergonomisch geformter Softgriff

HMV-Nr. 10.50.02.1036

Art.-Nr. 105...

Magic-Soft-Anatom

- anatomisch geformter Softgriff

HMV-Nr. 10.50.02.1035

Art.-Nr. 107...



Art.-Nr. 105.48



Art.-Nr. 107.50

Farbe	Farbcode
lichtgrau	00
tiefschwarz	10
feuerrot	30
weinrot	40
schwarz/kork	48
einzianblau	50
türkisblau	80

Typ:	Magic-Soft	Magic-Soft-Anatom
Armschalenhöhe:	24 cm	24 cm
Griffhöhe:	75 cm - 98 cm	75 cm - 98 cm
Rohrsatz Ø in mm:	22/19	22/19
Art.-Nr.:	105. ..	107. ..

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten!

patentrechtlich geschützt



Fun-Kids

Kinderunterarmgehstütze

Ausstattung:

- kindgerechte, bunte Farbgestaltung
- Armschale 3-fach verstellbar
- ergonomisch geformter Handgriff
- Reflektor im Griff - vorne
- 10-fach höhenverstellbar durch Verstellungsclip
- Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm)
- geprüft bis 100 kg Körperlast

HMV-Nr. 10.50.02.0035

Art.-Nr. 122. ...

*Verstellbare
Armschale!*



Art.-Nr. 122.95



Art.-Nr. 122.96



Typ:	Fun-Kids
Armschalenhöhe:	16 cm - 21 cm
Griffhöhe:	50 cm - 78 cm
Rohrsatz Ø in mm:	20/16,9
Art.-Nr.:	122. ...

Farbe	Farbcode
blaubunt	95
gelbbunt	96
einianblau	50

Light-Line

Jugend- und Damenunterarmgestütze



Art.-Nr. 120.00



Art.-Nr. 120.10



Art.-Nr. 120.50

Ausstattung:

- Armschale und Handgriff in schmaler, schlanker Ausführung
- Armschale 3-fach verstellbar
- ergonomisch geformter Handgriff
- Reflektor im Griff - vorne
- 10-fach höhenverstellbar durch Verstellungsclip
- Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm)
- geprüft bis 100 kg Körperlast

HMV-Nr. 10.50.02.0034

Art.-Nr. 120. ...

*Verstellbare
Armschale!*



Farbe	Farbcode
lichtgrau	00
schwarz	10
einzigblau	50

Typ:	Light-Line
Armschalenhöhe:	16 cm - 21 cm
Griffhöhe:	75 cm - 97 cm
Rohrsatz Ø in mm:	20/16,9
Art.-Nr.:	120. ...

Combi / Combi-Soft

Unterarmgehstütze, doppelt verstellbar

Ausstattung:

- Armschale 3-fach höhenverstellbar
- Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm)
- geprüft bis 130 kg Körperlast

Combi

- ergonomischer Griff
- Reflektor vorne/hinten
- 10-fach höhenverstellbar durch Verstellungsclip

HMV-Nr. 10.50.02.0033

Art.-Nr. 115...

Combi-Soft

- ergonomischer Griff aus druckabschwächendem Softmaterial
- Reflektor hinten
- 10-fach höhenverstellbar durch Druckknopf

HMV-Nr. 10.50.02.0033

Art.-Nr. 109...



Art.-Nr. 115.00



Art.-Nr. 109.50



*Verstellbare
Armschale!*

Farbe	Farbcode
lichtgrau	00
schwarz	10
feuerrot	30
einzianblau	50
türkisblau	80

Typ:	Combi	Combi-Soft
Armschalenhöhe:	22 cm - 25 cm	22 cm - 25 cm
Griffhöhe:	75 cm - 97 cm	75 cm - 97 cm
Rohrsatz Ø in mm:	22/19	22/19
Art.-Nr.:	115. ..	109. ..

Comfort / Comfort-Soft

Unterarmgehstützen mit anatomischem Griff



REBOTEC®



Art.-Nr. 112.00



Art.-Nr. 110.80

*Verstellbare
Armschale!*

Ausstattung:

- Armschale 3-fach höhenverstellbar
- Reflektor hinten
- 10-fach höhenverstellbar durch Verstellungsclip
- Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm)
- geprüft bis 130 kg Körperlast

Comfort

- feinstufig einstellbarer Griff
- Anpassung auch an schwierige Handstellungen

HMV-Nr. 10.50.02.1009

Art.-Nr. 112. ...

Farbe	Farbcode
lichtgrau	00
einzianblau	50

Comfort-Soft

- anatomischer Griff aus druckabschwächendem Softmaterial (nicht einstellbar)

HMV-Nr. 10.50.02.1009

Art.-Nr. 110. ...

Farbe	Farbcode
lichtgrau	00
schwarz	10
feuerrot	30
schwarz/kork	48
einzianblau	50
türkisblau	80

Typ:	Comfort	Comfort-Soft
Armschalenhöhe:	22 cm - 25 cm	22 cm - 25 cm
Griffhöhe:	75 cm - 97 cm	75 cm - 97 cm
Rohrsatz Ø in mm:	22/19	22/19
Art.-Nr.:	112. ...	110. ...

BIG 150 / BIG 250

Unterarmgehstütze mit Abstellsystem

Unterarmgehstütze für bis zu 150 kg und 250 kg Körpergewicht mit Abstellsystem

Ausstattung:

- weite Armschale
- 3-fach höhenverstellbare Armschale
- ergonomisch geformter Handgriff
- Reflektor im Griff - vorne

BIG 150

- sehr leichtes Alurohr
- geprüft bis 150 kg Körperlast

Art.-Nr. 106.10

BIG 250

- 10-fach höhenverstellbar
- Sicherungsklemme
- integrierter Halter
- inklusive Antirutschpuffer „Big-Foot“
- geprüft bis 250 kg Körperlast

Art.-Nr. 106.00. ..

BIG 250 „Überlang“

- 10-fach höhenverstellbar
- + 10 cm Länge
- Sicherungsklemme
- integrierter Halter
- inklusive Antirutschpuffer „Big-Foot“
- geprüft bis 250 kg Körperlast

Art.-Nr. 106.04. ..


Bis 150 kg!



Art.-Nr. 106.00.10

Art.-Nr. 106.10
Abb. mit Zubehör:
Antirutschpuffer
„BIG Foot“

Bis 250 kg!



Farbe	Farbcode
lichtgrau	00
schwarz	10

Typ:	BIG 150	BIG 250	BIG 250 „ÜL“
Armschalenhöhe:	22 cm - 25 cm	22 cm - 25 cm	22 cm - 25 cm
Griffhöhe:	max. 108 cm	74 cm - 97 cm	84 cm - 107 cm
Rohrsatz Ø in mm:	22	25/22	25/22
Art.-Nr.:	106.10	106.00. ..	106.04. ..

New Walk

Unterarmgehstütze mit Federung



Art.-Nr. 124.50

Art.-Nr. 125.50

Komfortabel gefederte Unterarmgehstütze mit Softgriff

- schmerzfreies Gehen durch weiches, gefedertes Aufsetzen
- Entlastung der Gelenke und Muskeln

Ausstattung:

- Armschale 3-fach höhenverstellbar
- 7-fach höhenverstellbar durch Verstellungsclip
- Reflektor im Griff - hinten
- innenliegende Dämpfungsfedern entlasten Gelenke und Muskeln
- 2-fache Dämpfungseinstellung – ohne Werkzeug
- stabiler Fuß mit großer Auflagefläche
- geprüft bis 130 kg Körperlast

New Walk (ergonomisch)

- ergonomischer Griff aus druckabschwächendem Softmaterial

Art.-Nr. 125.50

New Walk (anatomisch)

- anatomischer Griff aus druckabschwächendem Softmaterial

Art.-Nr. 124.50

Typ:	New Walk (ergonomisch)	New Walk (anatomisch)
Armschalenhöhe:	22 cm - 25 cm	22 cm - 25 cm
Griffhöhe:	80 cm - 100 cm	80 cm - 100 cm
Rohrsatz Ø in mm:	22/19	22/19
Art.-Nr.:	125.50	124.50

Travel / Big Travel

Reiseunterarmgehstützen

Travel

Zerlegbare Unterarmgehstütze für die Reise

Ausstattung:

- zerlegbar – längstes Stück: 44 cm
- inkl. praktischem Beutel für den Transport
- Armschale 3-fach höhenverstellbar
- ergonomisch geformter Handgriff
- Reflektor im Griff - vorne/hinten
- 8-fach höhenverstellbar
- Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm)
- stabiler Fuß mit großer Auflagefläche
- geprüft bis 130 kg Körperlast

Art.-Nr. 108.50

BIG Travel

Doppelt teleskopierbare Unterarmgehstütze für die Reise

Ausstattung:

- Armschale 3-fach höhenverstellbar
- ergonomisch geformter Handgriff
- Reflektor im Griff - vorne
- 9-fach höhenverstellbar
- doppelt teleskopierbarer Rohrsatz
- Clipverstellung
- stabiler Fuß mit großer Auflagefläche
- geprüft bis 150 kg Körperlast

Art.-Nr. 108.00



Art.-Nr. 108.50



Art.-Nr. 108.00

Die Reigestütze!

Typ:	Travel	BIG Travel
Armschalenhöhe:	22 cm - 25 cm	22 cm - 25 cm
Griffhöhe:	81 cm - 95 cm	80 cm - 100 cm
Rohrsatz Ø in mm:	22/19/22	25/22/19
Art.-Nr.:	108.50	108.00

Zubehör

für Unterarmgehstützen



Eiskralle

- 5 Dornen für sicheren Halt
- bequem hochklappbar bei normalem Untergrund
- einfache Montage
- für Rohrdurchmesser von 16 mm bis 22 mm

Art.-Nr. 166.00.05



Art.-Nr. 166.00.05



Zubehör

für Unterarmgehstützen



SP-Krückenband

Elastisches Krückenband

Im Alltag brauchen Sie für die einfachsten Dinge oft freie Hände. Nutzer von Unterarmgehstützen haben deshalb folglich ein Problem. Leicht montiert, hängen Sie sich Ihre Gehstützen einfach um, so dass Sie die Hände wieder frei bekommen.

Zur individuellen Anpassung ist das Krückenband in der Länge verstellbar.

Farbe	Farbcode
anthrazit	16
feuerrot	30
einzianblau	50

Art.-Nr. 167.00. ...



Sapo Flex

Gurtband für Unterarmgehstützen mit Nackenpolsterung

Art.-Nr. 167.00.10



Bestellblatt für Zubehörboxen siehe letzte Seite.

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten!

patent-
rechtlich
geschützt

CE

Zubehör

für Unterarmgehstützen



Flip

Gehstockhalter

Ideal zum Nachrüsten für alle Gehstöcke mit einem Rohrdurchmesser von 20 mm bis 22 mm.

Ausführungen:

FLIP für 20 mm Rohre

Art.-Nr. 164.20.00

FLIP für 22 mm Rohre

Art.-Nr. 164.10.00

Verpackungseinheit: 50 Stück im verkaufsfördernden Thekendisplay.



Logo

Gehhilfenhalter für Gehhilfen mit Rohrdurchmesser von 22 mm

Art.-Nr. 165.10.22

Verpackungseinheit:

50 Stück in der Zubehörbox

Erhältlich mit Ihrem Logoaufdruck!



Bestellblatt für Zubehörboxen siehe letzte Seite.

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten!

patentrechtlich geschützt



Zubehör

für Unterarmgehstützen



Tripod an der Unterarmgehstütze befestigen.



Zum Ausklappen den roten Knopf herunterschieben...



... bis es einrastet.



In 3 Schritten zum festen Stand!

TriPod

Unterarmgehstützenständer

Im Alltag brauchen Sie für die einfachsten Dinge oft freie Hände. Nutzer von Unterarmgehstützen haben deshalb ein Problem.

- leicht zu montieren
- passend für alle Modelle mit Quetsch-Druck Verstellung

Art.-Nr. 169.10

... einfach, praktisch und standfest!



Zubehör

für Unterarmgehstützen



Griffpolster & Armschalenpolster für Unterarmgehstützen

- druckabschwächendes und hautfreundliches Material
- rutschfeste Polsterung durch Neopren
- angenehm auf der Haut durch Nylonbezug
- einfache Befestigung durch Klettverschluß
- waschbar

1. Griffpolster „Mini“

für „Fun-Kids“ und „Light-Line“

Art.-Nr. 160.01.01

2. Griffpolster „Standard“

für Unterarmgehstützen mit Standard-Griff

Art.-Nr. 160.01.02

3. Griffpolster „Anatom“

für Unterarmgehstützen mit anatomischem Griff

Art.-Nr. 160.01.04

4. Armschalenpolster

für Magic-Twin, Combi, Comfort

Art.-Nr. 160.02.02

5. Armschalenpolster

für BIG 150 / BIG 250

Art.-Nr. 160.02.03

6. Griffpolster

für BIG 150 / BIG 250

Art.-Nr. 160.01.03



Abb. BIG
mit Polstern

Zubehör

für Unterarmgehstützen



BIG-Foot

Antirutschpuffer

- große Auflagefläche (Ø 5,6 cm)
- Formgebung mit Gelenkeigenschaften
- haftungsoptimierte Sohle
- hohe Abriebfestigkeit

BIG-FOOT · 16 mm – 17,5 mm

Art.-Nr. 168.10.16

BIG-FOOT · 18,5 mm – 20,5 mm

Art.-Nr. 168.10.17

BIG-FOOT · 22 mm – 24 mm

Art.-Nr. 168.10.22

Fußkapsel

Fußkapsel 17 mm

Art.-Nr. 200...10

Fußkapsel 19 mm

Art.-Nr. 200...00

Fußkapsel 22 mm

Art.-Nr. 200...20



Farbe	Farbcode
lichtgrau	00
tiefschwarz	10
chromgelb	20
feuerrot	30
weinrot	40
einzianblau	50
dunkelgrün	60
türkisblau	80
minttürkis	90

Bestellblatt für Zubehörboxen siehe letzte Seite.

Zubehör

für Unterarmgehstützen



Gehhilfenhalterung

Toolflex-Haltesysteme

SYSTEM **toolflex**®©

1. Toolflex-Halter für Einzel- und Schienenmontage

inkl. Montagematerial

Art.-Nr. 164.10.30

2. Toolflex-Aluminiumschiene (ohne Halter)

• 20 cm für 2 Halter

Art.-Nr. 164.10.40

• 50 cm für 5 Halter

Art.-Nr. 164.10.35

• 90 cm für 9 Halter

Art.-Nr. 164.10.39

3. Toolflex-Halter für Montage an Rohren

inkl. 22 mm, 25 mm oder 30 mm Rohrschelle

• 22 mm

Art.-Nr. 164.10.10

• 25 mm

Art.-Nr. 164.10.15

• 30 mm

Art.-Nr. 164.10.18

4. Toolflex-Köcher

inkl. Rohrschelle

• Köcher mit 22 mm Rohrschelle

Art.-Nr. 164.10.20

• Köcher mit 25 mm Rohrschelle

Art.-Nr. 164.10.25

• Köcher mit 30 mm Rohrschelle

Art.-Nr. 164.10.28

5. Set für REBOTEC-Rollatoren

• Halter mit 25 mm Rohrschelle

• Köcher mit 30 mm Rohrschelle

(Bild 3. + 4.)

Art.-Nr. 164.30.00



Zubehör

für Unterarmgehstützen




Art.-Nr. 396.00



Duo Klemmprofil

- praktisches Haltesystem mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten
- Hilfsmittel für Patienten griffbereit
- verringert das Unfallrisiko
- variabel und leicht anzubringen
- multifunktional einsetzbar
- möbelschonende Klemmvorrichtung

Art.-Nr. 396.00



*Vielseitig
einsetzbar!*

Typ:	Duo Klemmprofil
Breite:	150 mm
Höhe:	160 mm
Max. Holmbreite:	30 mm
Rohrdurchmesser:	20 mm - 30 mm
Art.-Nr.:	396.00

Zubehörbox



Abb. Mix-Box (5) Griffpolster und Fußkapsel

Kunden-Nr.

Auftragsnummer


Kundenname

Ort/Datum

Art.-Nr.	Artikel	Menge/Box	Farbe	Größe	Menge
167.00...	Krückenband	5	(16) anthrazit		
			(30) feuerrot		
			(50) enzianblau		
160.01.02	Griffpolster	30	(10) schwarz		
165.10.22	Gehhilfenhalter	50	(10) schwarz	22 mm	
168.10.16	Big Foot	12	(10) schwarz	16 - 17,5 mm	
168.10.17	Big Foot		(10) schwarz	18,5 - 20,5 mm	
168.10.22	Big Foot		(10) schwarz	22-24 mm	
200....10	Ersatzfuß	24	(00) grau	17 mm	
			(10) schwarz		
			(20) gelb		
			(50) blau		
200....00	Ersatzfuß	24	(00) grau	19 mm	
			(10) schwarz		
			(20) gelb		
			(30) feuerrot		
			(40) weinrot		
			(50) blau		
			(60) dunkelgrün		
166.00.05	Eiskralle	14	(80) türkisblau		
			(90) mint		

Mix-Box-Auswahl (bitte ankreuzen)

1)	Big Foot	6	<input type="checkbox"/>
	Ersatzfuß	14	
2)	Krückenband	2	<input type="checkbox"/>
	Griffpolster	10	
	Gehhilfenhalter	6	
3)	Griffpolster	16	<input type="checkbox"/>
	Gehhilfenhalter	10	
	Big Foot	4	
4)	Griffpolster	16	<input type="checkbox"/>
	Gehhilfenhalter	10	
	Ersatzfuß	10	
5)	Griffpolster	16	<input type="checkbox"/>
	Ersatzfuß	16	



Unterschrift

Abweichende Lieferadresse

www.rebotec.de

Überreicht durch:

REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH

D-49610 Quakenbrück · Artlandstraße 57 – 59 · Telefon +49 (0) 5431 9416-0 · Telefax +49 (0) 5431 9416-66

www.rebotec.de · info@rebotec.de