

AnciTrak® ist ein Produkt von:



Vertrieb Deutschland (exklusiv):

hawo GmbH
Obere Au 2-4
74847 Obrigheim / Germany
T +49 (0) 6261/9770-0
F +49 (0) 6261/9770-69
info@hawo.com
www.hawo.com


URHEBERRECHT

Das Layout dieser Broschüre sowie die verwendeten Grafiken, Fotografien und redaktionellen Texte sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte der Verbreitung und Wiedergabe, auch die der fotomechanischen Wiedergabe sowie deren Teile mittels Datenträger, Datennetze etc., behält sich die hawo GmbH vor.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Broschüre wurde mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt und wird permanent überarbeitet. Sämtliche Inhalte dienen lediglich der unverbindlichen und allgemeinen Information und ersetzen nicht die eingehende und persönliche Beratung für eine Kaufentscheidung. Die hawo GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Informationen in der Broschüre und schließt jegliche Haftung aus.

Technische Änderungen vorbehalten
09/2018 | 9.334.064



MANAGEMENT VON LEHINSTRUMENTEN UND -SETS

(A) AnciTrak®
by ATH MEDICAL

DIE HERAUSFORDERUNG BEI LEIHINSTRUMENTEN UND -SETS.

Ein großer Teil der wiederverwendbaren Medizinprodukte ist Eigentum des Betreibers. Zunehmend kommen in Einrichtungen des Gesundheitswesens jedoch auch Instrumente und Sets zum Einsatz, die den Betreibern leihweise zur Verfügung gestellt werden. Hierzu zählen oft komplexe Sets, die für besondere chirurgische Eingriffe verwendet werden.

Die Verwaltung geliehener Sets stellt an die Betreiber besonders hohe Anforderungen. Neben der genauen Zuordnung zu den Abteilungen muss auch der Ein- und Ausgang der Instrumente kontrolliert werden. Denn genau dort können sehr hohe Kosten entstehen, wenn Sets nicht vollständig sind.

DIE LÖSUNG

Mit AnciTrak® können fehlende Instrumente bereits bei der Wareneingangskontrolle erkannt werden. Fehlen Instrumente nach der Anwendung, kann mittels AnciTrak® einfach der Verursacher festgestellt werden.



OPTIMIEREN SIE DAS MANAGEMENT
IHRER LEIHINSTRUMENTE.

AnciTrak®

DIE HARDWARE. ROBUST UND FLEXIBEL.

- > AnciTrak® ist mit einem PC ausgestattet und lässt sich mittels antireflexbeschichtetem Touchscreen ergonomisch bedienen.
- > AnciTrak® kann als Stand-alone-System selbständig arbeiten oder in bestehende Management Systeme integriert werden.
- > Die integrierte Kamera und Waage erfassen sekundenschnell Ihre Instrumente.
- > Das System ist auch geeignet für nasse oder feuchte Umgebungen (IP54).

DIE SOFTWARE. EINFACH ZU BEDIENEN.

- > AnciTrak® ist mit einer einzigartigen Software ausgestattet.
- > Instrumente können schnell und lückenlos erfasst und dem Platz im Set zugeordnet werden.
- > Fehlende Teile können einfach ermittelt und dem Verursacher zugeordnet werden.
- > Das System erstellt vollautomatisch Listen mit fehlerhaften Teilen zur Entlastung des Betreibers.

